



MEDIN

FRANCE

MATERIEL

STOMATOLOGIE

IMPLANTOLOGIE

MAXILLO-FACIALE

ORL

OPHTALMOLOGIE


ESTHETIQUE-PLASTIE

MATERIEL



STOMATOLOGIE

IMPLANTOLOGIE



MAXILLO-FACIALE

ORL



ESTHETIQUE-PLASTIE



OPHTALMOLOGIE





1600598

1600052

1600206

1600207

1600295

1600470

1600656

1600658

1600657

1600659



CHIROPRO LED Réf: 1700298



NEW CHIROPRO PLUS Réf: 1700710

40 000
tours/min.



OSSEODOC Réf: 1700168



CHIROPRO LED - Réf : 1700298

Il intègre 7 des principaux systèmes implantaires du marché avec leurs séquences complètes.

Il peut également être personnalisé selon vos besoins.

De la préparation du site implantaire au vissage de l'implant, la séquence clinique préprogrammée s'affiche à l'écran. Quelques secondes suffisent à définir votre programme, l'enregistrer ou le modifier.

Il est infiniment polyvalent, au point de permettre de nombreuses applications cliniques, telles que l'implantologie, l'endodontie ainsi que la chirurgie dentaire.

Livré avec: Console + pédale / 1 moteur + câble LED / 1 contre-angle réducteur 20:1 / 10 brides de fixation / 1 potence / 1 support moteur / 1 cordon d'alimentation

Micromoteur MX - LED seul	Réf : 1600755
Cordon MX - LED seul	Réf : 1600606
Ligne d'irrigation	Réf : 1500984.010



OSSEODOC - Réf : 1700168

Micromoteur Osseodoc Bien Air avec pompe d'irrigation. Spécialement étudié pour la chirurgie stomato, maxillo-faciale et ORL..

Vitesse 40 000 tours/min., 4 plages de vitesse

Autoclavable à 134° (moteur et câble)

Système à induction

Avec commande, micromoteur, cordon, pédale & pompe

Livré avec:

- Console de commande et de programmation
- Micromoteur BASCH + cordon
- Pompe péristatique
- Pédale de commande Multifonctions
- Potence

Micromoteur BASCH seul	Réf : 1600076
Cordon BASCH seul	Réf : 1600342
Micromoteur BASCH + Cordon	Réf : 1700074
Pédale OSSEODOC	Réf : 1600407
Ligne d'irrigation	Réf : MED 0300



SURGIC PRO LED - Réf : Y1001933

Toutes les fonctions nécessaires pour des applications de chirurgie buccale et d'implantologie dans un boîtier compact et élégant.

Il inclut le système de pointe de calibrage de la pièce à main.

Le surgic Pro intègre un large éventail de réglages permettant aux cliniciens d'utiliser n'importe quelle marque d'implant.

Livré avec:

- Console de commande et de programmation
- Micromoteur SURGIC PRO + cordon
- Pompe péristatique
- Pédale de commande Multifonctions
- Potence

SURGIC PRO non LED	Réf : Y1001934
Micromoteur Surgic Pro LED + Cordon	Réf : E1023
Micromoteur Surgic Pro non LED + Cordon	Réf : E1025
Ligne d'irrigation	Réf : 32 F1201



EASYBONE LED

D'une conception robuste et facile d'utilisation, ce micromoteur vous permettra d'aborder l'implantologie et la chirurgie osseuse avec un budget très compétitif.

Il dispose de 4 programmes paramétrables.

Livré avec:

- Console de commande et de programmation
- Micromoteur + cordon LED
- Pompe péristatique
- Pédale de commande Multifonctions
- Potence

EASYBONE LED	Réf : DI500
EASYBONE	Réf : DI400



NEW **CHIROPRO**

Sobre et simple, l'écran vous donne accès en un coup d'oeil à toutes les informations essentielles au bon déroulement de votre intervention : type d'instruments, vitesse, couple, débit d'irrigation et sens de rotation. Grâce à son bouton de commande unique stérilisable, la navigation devient un jeu d'enfant. Tournez le bouton pour faire défiler les menus puis validez votre choix par une simple pression.

La réalisation de vos opérations est encore plus simple avec les séquences préprogrammées.

Disponible en deux versions :

NEW CHIROPRO LED pour l'implantologie

NEW CHIROPRO PLUS LED pour la chirurgie et l'implantologie

Livré avec: Console + pédale / 1 moteur + câble LED / 1 contre-angle réducteur 20:1 / 10 brides de fixation / 1 potence / 1 support moteur / 1 cordon d'alimentation

NEW CHIROPRO LED	Réf :	1700708
NEW CHIROPRO PLUS LED	Réf :	1700710
Ligne d'irrigation	Réf :	1500984.010



Réf : 1700708



Micromoteur BASCH (OSSEODOC)

Le micromoteur BASCH donne un nouveau sens à l'expression «haut de gamme».

Destiné à l'implantologie et la stomatologie il offre une vitesse de rotation allant de 500 à 40 000 tr/min.

Sans balais, il est stérilisable avec son câble.

Réf :	
Micromoteur Basch avec cordon	1700074-001
Micromoteur Basch seul	1600076-001
Cordon seul	1600342-001



Micromoteur MX-i LED (autoventilé et autoclavable)

Le MX-i LED est d'abord un exemple de stabilité. À haute comme à basse vitesse, il offre un grand confort de travail et son couple important vient à bout des opérations implantaires les plus critiques.

Le micromoteur MX-i LED est pourvu d'un éclairage LED réglable fournissant au contre-angle une lumière intense, neutre et constante à haute comme à basse vitesse. Le micromoteur MX-i LED est non seulement le micromoteur d'implantologie le plus puissant du marché, mais également le plus léger.

Garantie de 3 ans

Réf :	
Micromoteur MX-i LED PLUS avec cordon	1700758-001
Micromoteur MX-i LED PLUS seul	1600755-001
Cordon seul	1601069-001



Micromoteur SURGIC XT

NSK Surgic Pro répond aux exigences les plus rigoureuses des praticiens en termes de puissance, de fiabilité et de polyvalence pour la pose d'implants et la chirurgie buccale.

Caractéristique :
SGL70M LED aux dimensions réduites
Couple élevé (jusqu'à 80 Ncm)
Micromoteur sans balais
Vitesse de 200 à 40 000 tr/min
Lavable en thermodésinfecteur et autoclavable 134°C

Réf :	
Surgic XT	E 290001
Surgic XT LED	E 295001





Micromoteur de retouche

Micromoteur de retouche ergonomique, d'un design agréable et moderne.
Support de pièces à main et de fraises intégré
Contrôle de la vitesse sur l'unité ou par la pédale à vitesse variable
Inversion du sens de rotation
Agréable, silencieux sans vibration ni émission de chaleur même en cas d'utilisation intensive

Pièce à main labo	MHC 200A
Moteur type-E	MHC 200B



Micromoteur de retouche

Micromoteur de retouche avec mise en route au pied
D'un design agréable et moderne, ce micromoteur n'encombrera pas votre plan de travail.
Support de pièces à main et de fraises intégré
Puissant 2,8 Ncm
Agréable, silencieux sans vibration ni émission de chaleur même en cas d'utilisation intensive

Pièce à main labo	MHC 202A
Moteur type-E	MHC 202B



Micromoteur de retouche portable

Idéal pour une utilisation en nomade, il saura rendre de grands services.
D'un design moderne, il est fiable et simple d'utilisation.

Pièce à main labo	MHC 212
Moteur type-E	MHC 213



Enceinte de grattage pour micromoteur.

Elle dispose d'une petite aspiration et d'un éclairage led

Réf : MHC216

Microscie à guichet Réf : 1600658



Ref	Larg (A)	Epaisseur	Boîte de
1501438	14 mm	0,4 mm	3
1501439	26 mm	0,4 mm	3




* Autres tailles, nous consulter



Lame de rhinoplastie



Lame maxillofaciale



Microscie OSSEOSCALPEL Réf : 1600656



Ref	Larg (A)	Epaisseur	Boîte de
1501440	12 mm	0,4 mm	3
1501441	24 mm	0,4 mm	3

* Autres tailles, nous consulter

Microscie OSCILLANTE Réf : 1600657



Ref	Larg (A)	Long (B)	H (C)	Ep	Boîte de
1501445	10 mm	16 mm	14 mm	0,4 mm	1
1501446	15 mm	16 mm	14 mm	0,4 mm	1
1501447	10 mm	30 mm	14 mm	0,4 mm	1
1501448	15 mm	30 mm	14 mm	0,4	1

* Autres tailles, nous consulter

Microscie SAGITTALE Réf : 1600659



Ref	Larg (A)	Long (B)	Ep	Boîte de
1501442	10 mm	14 mm	0,4 mm	3
1501443	15 mm	16 mm	0,4 mm	1
1501444	10 mm	30 mm	0,4 mm	1



Les pièces à main droites de dernière génération sont notamment conçues pour supporter les fortes contraintes résultant d'appuis latéraux répétés, tout en conservant une précision hors du commun.
Vous apprécierez aussi l'absence de vibrations, leur silence ainsi que leur système de serrage éprouvé.

PIECE A MAIN DROITE

Multiplicatrice par 2. Sans lumière, douille avec tube d'irrigation, serrage à bague, queue d'outil Ø 2.35 mm, douille stérile Bur Guard

Réf: 1600436-001

Bague d'irrigation Réf: 1501318
Nez stérile UU (Bte 100) Réf: 1501317

PIECE A MAIN DROITE

Sans lumière, rapport direct, douilles interchangeables avec ou sans tube d'irrigation, serrage à bague, queue d'outil Ø 2,35 mm

Réf: 1600052-001

Bague d'irrigation externe
Réf: 1500552.001

PIECE A MAIN DE MICROCHIRURGIE DROITE LONGUE

Pièce à main droite longue à bague bleue BIEN AIR. Transmission 1/1 pour fraise à queue longue lisse munie d'un système d'irrigation externe. Etanche et stérilisable en autoclave à 134°

Réf: 1600206-001

Bague d'irrigation externe
Réf: 1500096-001

PIECE A MAIN DE MICROCHIRURGIE COUDEE LONGUE

Pièce à main coudée longue à bague bleue BIEN AIR. Transmission 1/1 pour fraise à queue longue lisse munie d'un système d'irrigation externe. Etanche et stérilisable en autoclave à 134°

Réf: 1600207-001

Bague d'irrigation externe
Réf: 1500096-001



PIECE A MAIN DROITE

La micro-technologie de NSK a développé au fil des années ces pièces à main offrant un niveau sonore et de vibration très faible tout en garantissant une précision de rotation inférieure à 0.02mm. Les pièces à main sont stérilisables par autoclave à 134°C

Caractéristiques :
Rapport direct 1:1
Pour fraises Ø 2.35
Vitesse max. : 40 000 tr/min

Réf: H260



Bague d'irrigation externe
Réf: H019711

PIECE A MAIN DE MICROCHIRURGIE DROITE LONGUE

Les pièces à main NSK de microchirurgie ont été spécialement développées pour la chirurgie orale et les interventions ORL. La conception des pièces à main est telle qu'aucune vibration ni déviation ne peuvent se produire dans le mouvement, même à grande vitesse.

Le système. Les pièces à main sont stérilisables par autoclave à 134°C.

Caractéristiques :
Rapport direct 1:1
Pièce à main droite
Fixation par mouvement de torsion
Vitesse max : 40 000 tr/min
Pour fraise chirurgicale Ø2.35

Réf: H264



Bague d'irrigation externe
Réf: H083D018

PIECE A MAIN DE MICROCHIRURGIE AVEC ANGLE DE 20°

Les pièces à main NSK de microchirurgie ont été spécialement développées pour la chirurgie orale et les interventions ORL. La conception des pièces à main est telle qu'aucune vibration ni déviation ne peuvent se produire dans le mouvement, même à grande vitesse.

Les pièces à main sont stérilisables par autoclave à 134°C.

Caractéristiques :
Multiplicateur par 2
Angle de 20°
Fixation par mouvement de torsion
Vitesse max : 80 000 tr/min
Pour fraise chirurgicale Ø 2.35

Réf: H263



Bague d'irrigation externe
Réf: H083D018



PIECE A MAIN DROITE

D'un excellent rapport qualité prix, cette pièce à main vous donnera entière satisfaction lors de vos chirurgies
Rapport 1:1, sans lumière, spray externe
Pièce à main stérilisable par autoclave à 134°C

Caractéristiques :
Rapport direct 1:1
Pour fraises Ø 2.35
Vitesse max. : 40 000 tr/min

Réf: MED 170



Bague irrigation
Réf: H019711

**Pour toutes autres références
d'instrumentation
contactez-nous**

**Confiez nous vos réparations
Nous travaillons avec les plus
grands fabricants**



CONTRE ANGLE - RAPPORT 1:1L

SPRAY INTERNE

Lumière par barreau de verre optique, serrage par bouton-poussoir, queue d'outil Ø 2,35 mm.

Réf : 1600384-001



CONTRE ANGLE - RAPPORT 10:1L

SPRAY INTERNE

Réducteur par 10, lumière par barreau de verre optique, serrage par bouton-poussoir, queue d'outil Ø 2,35 mm.

Réf : 1600385-001



CONTRE ANGLE - RAPPORT 1:2,5L

SPRAY EXTERNE

Multiplicateur par 2,5, lumière par barreau de verre optique, serrage par bouton-poussoir, queue d'outil Ø 2,35 mm.

Réf : 1601055-001



CONTRE ANGLE - RAPPORT 20:1

Réducteur par 20, lumière par barreau de verre optique, irrigation interne, serrage par bouton-poussoir, queue d'outil Ø 2,35 mm.

Réf : 1600598.001



CONTRE-ANGLE - RAPPORT 1:5L

SPRAY INTERNE

Multiplicateur par 5, lumière par barreau de verre optique, serrage par bouton-poussoir, queue d'outil Ø 2,35 mm.

Réf : 1600386-001



Aquacare

pour retirer le sérum physiologique.

Réf: 1600617



Spraynet

Spray de nettoyage

Réf : 1600036



Lubrifiuid

Pour la lubrification

Réf : 1600064



CONTRE ANGLE - NSK Ti-Max X-SG20 L 20:1L

Le refroidissement est optimisé par un double système d'irrigation. L'irrigation interne (Kirschner et Meyer) liquide traversant l'intérieur de la fraise et l'irrigation externe assurent ensemble un refroidissement adéquat. Les deux canules d'irrigation sont autoclavables.

Caractéristiques :

Réducteur par 20

Lumière par barreau de quartz

Corps en titane avec revêtement DURACOAT résistant aux rayures

Griffe à bouton-poussoir

Refroidissement externe et interne (Kirschner et Meyer)

Vitesse maxi : 2 000 tr/min

Réf : C1003



CONTRE ANGLE - NSK Ti-Max X-SG93 L 1:3L

Caractéristiques :

Multiplicateur par 3

Lumière par barreau de quartz

Corps en titane avec revêtement DURACOAT résistant aux rayures

Griffe à bouton-poussoir

Refroidissement externe et interne (Kirschner et Meyer)

Vitesse maxi : 120 000 tr/min

Réf : C1004





TURBINE BORA LED

Imaginez un instrument incroyablement léger et fin, à la fois racé, performant et résistant. Inspirée par les dernières avancées technologiques des milieux les plus exigeants. BIEN AIR l'a réalisé pour vous.

Caractéristiques :

Double barreau de verre DuaLook
Roulements céramique
400 000 tr/min à 2,7 bars
3 sprays
Serrage à bouton-poussoir
Valve antiretour de l'eau
accouplement rapide et tournant pour raccord rapide Unifix.

Réf : 1600638.001



TURBINE TORNADO LED

Sur tous les plans, la Tornado affirme de façon claire et convaincante sa position de numéro un. Cette turbine haut de gamme fournit une puissance exceptionnelle de 30 watts. Une supériorité incomparable

Caractéristiques :

Double barreau de verre DuaLook
Roulements céramique
400 000 tr/min à 2,7 bars
3 sprays
Serrage à bouton-poussoir
Valve antiretour de l'eau
accouplement rapide et tournant pour raccord rapide Unifix.

Réf : 1600908.001



TURBINE TI-Max Z900L

Le haut de gamme de NSK se caractérise par un design ergonomique incomparable et des performances inégalées.

Caractéristiques :

Corps en acier inoxydable
Roulements en céramique intégrés de type ISB
Lumière avec barreau de quartz
Système Clean Head
Griffe bouton-poussoir
Quadruple Spray
Microfiltre
Vitesse de 360 000 à 400 000 tr/min
Lavable en Thermodésinfecteur et Autoclavable à 135° C max

Disponible pour raccord NSK, KAVO Multiflex, Sirona, W&H Roto Quick et BIEN-AIR Unifix

Réf : Ti-Max led X-600 L



TURBINE TI-Max X600L

TI-Max X600L légère, ergonomique et performante

Caractéristiques :

Corps en acier inoxydable
Roulements en céramique intégrés de type ISB
Lumière avec barreau de quartz ou LED suivant le type de raccord
Système Clean Head
Griffe bouton-poussoir
Quadruple Spray
Vitesse de 360 000 à 400 000 tr/min
Lavable en Thermodésinfecteur et Autoclavable à 135° C max

Disponible pour raccord NSK, KAVO Multiflex, Sirona, W&H Roto Quick et BIEN-AIR Unifix

Réf : Ti-Max led X-600 L



Sprays d'entretien Bien Air

Les sprays d'entretien Bien-Air vous accompagnent dans l'utilisation quotidienne de vos micromoteurs et pièces à main et vous garantissent à la fois un entretien irréprochable, un fonctionnement optimal et une durée de vie prolongée. Bombe spray de 500 ml.



Aquacare

Spray de nettoyage spécialement adapté pour retirer le sérum physiologique.

Réf : 1600617



Spraynet

Spray de nettoyage pour pièces à main et micromoteurs.

Réf : 1600036



Lubrifiuid

Pour la lubrification des turbines, pièces à main, contre-angles et des micromoteurs.

Réf : 1600064



X-Cid® 2 est le seul automate qui répond aux recommandations actuelles de la chaîne de stérilisation de vos pièces à main, contre-angles et turbines.

Le X-Cid® 2 répond aux normes du Ministère de la santé et aux normes Hospitalières



- Pré-désinfection, nettoyage, rinçage, séchage et lubrification en rotation de votre instrumentation dynamique en près de 30 minutes avec un détergent-désinfectant, le X-Cidol® 2.
 - Économie grâce à la gestion individuelle de chaque pièce : les traitements interne et externe ainsi que la lubrification se font poste par poste.
 - Prolongation de votre instrumentation dynamique : absence de matières organiques pouvant durcir au cours de la stérilisation et endommager par la suite le fonctionnement de votre instrumentation.
 - Aucun démontage préalable de votre instrumentation. Les structures internes de vos pièces sont en mouvement constant et en contact permanent avec les différents produits utilisés à chaque phase du cycle (brevet MICRO-MEGA®).
- Garantie 2 ans.



X-CIDOL
Bidon de 5L
Réf:50704005



HUILE TSU
Bidon de 250 ml
Réf:50700025



Moteur Piezosurgery TOUCH



Quand il s'agit de découper de l'os, vous pouvez bien sûr utiliser les scies et les fraises classiques. Elles taillent l'os, certainement, mais ne font aucune distinction : n'importe quel tissu mou sur leur chemin sera également tranché.

Les microvibrations ultrasoniques propres à la technique originale PIEZOSURGERY® taillent l'os – et rien d'autre.

Aucun tissu mou n'est atteint, ce qui vous permet de travailler avec une précision qui non seulement facilite l'acte chirurgical lui-même, mais en même temps réduit le malaise post-opératoire des patients.

Des coupes micrométriques

PIEZOSURGERY® permet d'effectuer des coupes micrométriques pour des interventions peu invasives, avec une précision chirurgicale et une sensation tactile per-opératoire maximales.

Des coupes sélectives

PIEZOSURGERY® protège n'importe quelle sorte de tissu mou. L'os peut être découpé sans léser nerfs, vaisseaux ou membranes. Ainsi PIEZOSURGERY® offre une sécurité maximale aux chirurgiens et aux patients.

Effet de cavitation

PIEZOSURGERY® assure une visibilité opératoire maximale. L'effet de cavitation produit par les mouvements ultrasoniques crée un champ opératoire exsangue.

SURGYBONE

✓ Une nouvelle génération de chirurgie par ultrasons

◀ **Surgybone SB 400L**

- Lumière LED



▲ **Surgybone SB 400**



SURGYBONE

// FORTE PUISSANCE

idéal pour augmenter la puissance de travail;

// AFFICHAGE AVEC VISUALISATION DES DONNEES

En accord avec le protocole;

// MICRO PROCESSEUR A COMMANDE ELECTRONIQUE

Avec un logiciel avancé : il améliore l'action de la pointe et un système spécifique empêche la rupture de l'insert;

// PIECE A MAIN AVEC LUMIERE LED

Améliore la visibilité en salle d'opération;

// SYSTEM DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE

Pour garder une pièce à main efficace;

// FORTE PUISSANCE DE LA PIECE A MAIN

Avec un transducteur Piézoélectrique surdimensionné équipé de 6 disques en céramique $\varnothing$ 13,5 mm.

Une technologie basée sur les fréquences ultrasonores permettant les ostéotomies de grande précision, avec un contrôle constant de la profondeur ainsi que de la longueur de l'incision.

Surgybone a été créé pour répondre à tous les besoins opérationnels courants, tout en optimisant l'espace de travail. Grâce à l'extrême polyvalence due à l'ouverture des fonctions, en sélectionnant directement le programme ENDOS, une machine chirurgicale avancée devient un appareil à ultrasons hautes performances. Surgybone utilise une technologie piézoélectrique à 360 ° avec une seule pièce à main.

- Large écran à cristaux liquides pour visualiser les réglages. Commande directe par bouton-poussoir pour un réglage précis et rapide.
- Régulation de la puissance en fonction des différents inserts.
- Précision de coupe maximale évitant la surchauffe des nécroses.
- Régulation de la fonction VIBRA, avec action PERCUSSION et découpe sélective



DOMAINE D'UTILISATION

- ✓ Ascenseur des sinus crestaux
- ✓ Extractions
- ✓ Apicectomie
- ✓ Cystectomie
- ✓ Prélèvement d'os
- ✓ Expansion de la crête
- ✓ Décollement de la membrane de Schneider
- ✓ Ostéoplastie, Ostéotomie
- ✓ Préparation du site implantaire
- ✓ Chirurgie Orthodontique
- ✓ Endodontie

PIECE A MAIN CHIRURGICALE

- ✓ Coupe micrométrique
- ✓ Coupe sélective
- ✓ Effet de cavitation
- ✓ Surchauffe tissulaire minime
- ✓ Maximum de visibilité en salle d'opération
- ✓ Protection des tissus mous
- ✓ Réduction de la douleur
- ✓ Diminution du temps de réhabilitation
- ✓ Disques céramiques à haut rendement
- ✓ Kit d'irrigation externe
- ✓ Léger et silencieux
- ✓ Fabriqué dans un matériau testé pour plus de 20.000 cycles de stérilisation

LES INSERTS

TRANCHANT



EMOUSSER



LISSAGE



CHIRURGIE ABLATION/PARODONTALE



Les inserts Silradents sont fabriquées en acier AISI 420 B, avec visualiseur de profil pour vérifier la largeur de vibration et sont soumises à une caméra thermographique pour tester l'invasivité de la coupe. Ces procédures garantissent une précision et une capacité de coupe élevées aux insert Silfradent. Garantissant un contrôle précis de la chaleur, ils réduisent considérablement la nécrose des tissus osseux par rapport aux dispositifs traditionnels.

DONNEES TECHNIQUES:


- ✓ Alimentation: 230 V - 50/60 Hz:
- ✓ Consommation nominale: 170 VA
- ✓ Vibration maximale: 200 micron
- ✓ Longueur cable pièce à main: 2000 mm
- ✓ Fréquence des ultrasons: 22 - 38 KHz
- ✓ Pédale: pneumatique
- ✓ Capacité du circuit hydrolrique: 0 - 50 ml/min
- ✓ Poids: 4,9 Kg
- ✓ Dimensions: L x P x H 270x235x170 mm



Pièce à main à forte puissance avec spay interne.
Réf: SB400ML



Pompe avec insertion facile du set d'irrigation.



Clé dynamométrique.
Réf: SB400CD



Pédale pneumatique.
Réf: SB400P



Cassette chirurgicale.
Réf: SB300TR



Kit avec porte inserts + (6 tranchantes, 1 lissage).

INSERTS SURGYBONE

Inserts autoclavables et réutilisables

SB P0100 ✓ TRANCHANT

Scalpel coudé à 90°
Idéal pour l'élévation de sinus et le prélèvement d'os



SB P0301 ✓ TRANCHANT

Scalpel de coupe rond, coudé à 120°
Idéal pour la parodontie et le prélèvement d'os



SB P0321 ✓ EMOUSSER

Pour soulever la membrane sinusienne, coudé à 120°
Circulaire plate



SB P0600 ✓ TRANCHANT

Pointe de coupe concave
Idéal pour le prélèvement d'os de la mandibule



SB P0700 ✓ TRANCHANT

Pointe de coupe rapide et efficace



SB P0720 ✓ TRANCHANT

Pointe de coupe rapide et efficace
Incliné vers la gauche



SB P0200 ✓ TRANCHANT

Pointe diamantée non traumatique
Idéal pour l'ouverture de la fenêtre



SB P0310 ✓ EMOUSSER

Pour soulever la membrane sinusienne, coudé à 90°
Circulaire plate



SB P0400 ✓ EMOUSSER

Pour décoller la membrane sinusienne



SB P0750 ✓ TRANCHANT

Pointe de coupe rapide et efficace



SB P0805 ✓ LISSAGE

Pointe diamantée non traumatique
Idéal sur os fin et cartilage



SB P0900 ✓ TRANCHANT

Pointe en forme de cône non traumatique
Idéal pour chirurgie parodontale



SB P0500 ✓ TRANCHANT

Pointe coupante avec bistouri et côtés striés
Idéal pour le prélèvement d'os



SB P0610 ✓ TRANCHANT

Pointe de lance tranchante à 120° pour extraction de dents



SB P0710 ✓ TRANCHANT

Pointe de coupe rapide et efficace
Incliné vers la droite



SB P0800 ✓ LISSAGE

Pointe diamantée non traumatique
Idéal pour travailler près des terminaisons nerveuses
et des vaisseaux sanguins



SB P0830 ✓ TRANCHANT

Pointe d'affûtage non traumatique
Idéal pour préparer et compacter l'emplacement de l'implant



SB P0940 ✓ TRANCHANT

Pointe d'affûtage non traumatique
Idéal pour l'extraction



INSERTS SURGYBONE

Inserts autoclavables et réutilisables



KIT D'UTILISATION HYDRO // 6 INSERTS



KIT MAXILLO



KIT SPYNE



MEDIN

FRANCE



SURGYSONIC MOTO NERO



Moteur Piezo chirurgie Surgysonic Moto Nero.

Ultrasons et micromoteur pour l'implantologie, deux technologies, un seul appareil.

Le Surgysonic Moto offre une nouvelle approche de la chirurgie des tissus durs.

Grâce à la combinaison en un seul appareil d'un micromoteur «classique» à grande vitesse et des technologies «ultrasoniques» modernes.

Il peut être utilisé non seulement dans le domaine dentaire, mais aussi en chirurgie générale (ex. chirurgie maxillo-faciale, neurochirurgie, etc.).

Ensemble comprenant :

- Console de commandes et de programmation.
- PAM LED waterproof à spray interne et cordon autoclavables 134°C
- Micromoteur de chirurgie avec cordon autoclavables 134°C
- Pompe péristaltique
- Pédale pneumatique
- 6 inserts avec cassette.
- Clé dynamométrique de serrage.
- Potence d'irrigation
- Cassette de stérilisation.
- Valise de transport thermoformée

Réf : Surgysonic MOTO - Moteur Piezo et moteur chirurgical

Réf : Surgisonic II - Moteur Piezo



SELECTION D'INSERTS DE CHIRURGIE

(Inserts autoclavables et réutilisables)



ES005



ES007



ES0071



ES007L



ES007L5




ES007N1T




ES007N2T




ES007N3T



ES007NN5T



ES009L5



ES009S



SURGYBONE

Moteur Piezo chirurgie SURGYBONE.

Partenaire idéal de vos chirurgies en odontostomatologie, ORL et chirurgie maxillo-faciale.

Le moteur Piezo Surgybhone allie l'efficacité et la précision de vos gestes opératoires. Sa puissance et sa technologie LED vous permettent d'aborder vos chirurgies en toute sérénité. Le SURGYBONE répond aux normes Hospitalières. Normes médicales N°0051

Ensemble comprenant :

- Console de commandes et de programmation.
- PAM LED waterproof à spray interne et cordon autoclavables 134°C
- Pompe péristaltique
- Pédale pneumatique
- 6 inserts avec cassette.
- Clé dynamométrique de serrage.
- Potence d'irrigation
- Cassette de stérilisation.
- Valise de transport thermoformée

Réf : SB400 LED

Réf : SB300

Piezotome Solo

L'essence de la technologie SATELEC dans un système compact et accessible à tous. Il intègre les composants les plus puissants, fiables et sûrs pour une utilisation dédiée à la chirurgie pré-implantaire aux ultrasons. Fiable, puissant et simple, le Piezotome Solo, concentre les fonctionnalités essentielles ! Une offre complète, le Piezotome Solo est fourni avec l'ensemble complet des accessoires indispensables pour un fonctionnement immédiat. Opportunités cliniques illimitées.

Caractéristiques :

1 fonction : Piezotome (chirurgie osseuse)
 1 Unité Piezotome Solo surpuissante
 Fréquence des ultrasons : Min 28 KHz
 Débit pompe péristaltique : 0 à 120 ml/min
 Dimensions (L x H x P) : 378 x 136 x 306 mm
 Poids : 3,7 kg (hors tout)
 Pédale multifonctions (L x H x P) : 173 x 140 x 176 mm
 Poids : 1 kg

Livré avec : 1 pédale multifonctions avec son arceau, 1 pièce à main Piezotome LED à ultrasons boostée (6 céramiques), 1 support de pièce à main, 1 potence, 2 lignes d'irrigation autoclavables, 15 perforateurs et 1 kit « Essential » (6 inserts) avec sa clé dynamométrique Easytorque Piezotome.



VarioSurg 3



Réf : Y1002726



L'exceptionnelle puissance du VarioSurg 3 permet des actes précis, des procédures chirurgicales sans stress même dans les zones sensibles. Compact, il offre une grande variété de fonctions. Le grand écran LCD intuitif et rétro-éclairé aide à réduire les erreurs de paramétrages et garantit des procédures chirurgicales plus sécurisées.

Caractéristiques :

Fréquence de 28-32 kHz
 9 Programmes disponibles (Surg x5, Endo x2, Perio x2)
 Mémoire intégrée
 Pédale multifonction, FC-78: Permet un contrôle optimal pendant les procédures chirurgicales délicates. Toutes les fonctions sont clairement indiquées, permettant ainsi toutes les opérations précises sans l'utilisation des mains grâce aux paramètres pré-définis.
 Alimentation 230V 50/60 Hz
 Dimensions : L 265 x P 220 x H 100 mm

Livré avec : 1 boîtier de contrôle, 1 pièce à main LED avec son cordon de 2m, 1 pédale FC-78, 1 cassette de stérilisation, 1 support de pièce à main, 5 lignes d'irrigation et d'autres accessoires, 1 Kit de base S (SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 et un support pour insert)



Bac à ultrasons

Etudié pour répondre aux exigences de nettoyage les plus sévères, les nettoyeurs ultrasons sont réalisés dans les meilleurs aciers inoxydables. Ils sont fiables, faciles d'utilisation et d'entretien. Ils disposent tous d'une vanne de vidange et d'un panneau de contrôle digital tactile et moderne. Le panier et le couvercle sont inclus. Garantie 2 ans

Capacité	Sans chauffage	Avec chauffage
3L	MHC30	MHC30C
5L	MHC50	MHC50C
7L	MHC70	MHC70C
10L	MHC100	MHC100C
13L	MHC130	MHC130C
19L	MHC190	MHC190C



Bac à ultrasons de table et encastrable

Nouvelle technologie, nouveau design, nouveau concept !

Ce nettoyeur à ultrasons peut être encastré ou de table.

Il possède un écran tactile graphique ergonomique pour contrôler tous les paramètres ainsi qu'une sortie USB pour la traçabilité.


Il est équipé d'un raccordement direct à l'eau pour le remplissage automatique ainsi que d'une vidange contrôlée par l'écran tactile.


Le couvercle est équipé d'une sécurité pour répondre aux normes les plus exigeantes.

Garantie 2 ans

Réf: 8 Litres MHC80NE

Réf: 13 Litres MHC13NE





Sécheur d'instrumentation

Ce sécheur de dernière génération pour instrumentation allie technologie et modernité. Ses lignes épurées, son panneau de commande tactile lui confère un style unique. Sa conception Française lui permet d'être adaptable sur les cuves MHC mais également sur de nombreuses cuves encastrées du marché européen. Le sécheur MHC 130S est vendu seul ou avec une cuve de trempage/rinçage en inox (disponible en 10L, 13L et 19L). Garantie 2 ans.

Réf: 10 Litres MHC100E

Réf: 13 Litres MHC130E



Bac à ultrasons encastrable

Un bac à ultrasons innovant grâce à son panneau de contrôle déplaçable. Vous pouvez le positionner dans un rayon de 1 m autour du bac à ultrasons. Ceci vous permet d'avoir un espace de travail propre et facile à nettoyer. Il dispose des mêmes caractéristiques et fonctionnalités que le 10L et 13 L posable avec chauffage. La vidange se fait directement depuis la commande du panneau de contrôle. Garantie 2 ans.

Réf: 5 Litres MHC50E

Réf: 10 Litres MHC100E

Réf: 13 Litres MHC130E

Réf: 19 Litres MHC190E



Bechers et support bechers

Aspiration Aérosols

Sécurisez vos interventions

- Aspiration et filtration des virus lors des interventions

- Purification et désinfection de l'air



Sécurité à six niveaux

Pour travailler en toute confiance



Caractéristiques techniques

Puissance	220W
Volume d'air	350 m3/h
Nombre de vitesses	10
Mise en route	Pupitre / télécommande
Bruit	50 db
Filtrations	H14 0,12 µm / 99,97%
Longueur de tube	1,4 m
Taille (L x l x H)	400 x 255 x 595 mm
Poids	24 kg



Une thermosoudeuse robuste et simple d'utilisation, pour gaine et sachet de stérilisation. Elle est équipée d'un réglage de température et d'une table de travail pour faciliter la soudure des instruments lourds. Entièrement en acier inoxydable, son nettoyage en est facilité, et elle saura résister au temps.

Réf: MHC520

Thermosoudeuse

Puissance	100 W
Température de soudure	220°
Longueur de rouleau maxi	250 mm
Largeur de soudure	10 mm
Réglage Température	Thermostat
Pré-chauffage	3 min
Dimensions (mm)	420 x 250 x 340
Poids	8 kg



Cette thermosoudeuse allie un design moderne à une fabrication robuste. Entièrement en aluminium, elle saura résister au temps.

La MHC 521 dispose d'un réglage automatique du système de chauffe ainsi que d'un voyant indiquant la fin de la soudure.

Réf: MHC521

Thermosoudeuse

Puissance	100 W
Température de soudure	220°
Longueur de rouleau maxi	300 mm
Largeur de soudure	12 mm
Réglage Température	Automatique
Pré-chauffage	3 min
Dimensions (mm)	440 x 340 x 210
Poids	7,5 kg



La thermosoudeuse MHC522 permet un gain de place en positionnant le dérouleur sur le mur.

La MHC 522 dispose d'un réglage automatique du système de chauffe ainsi que d'un voyant indiquant la fin de la soudure.

Réf: MHC522

Thermosoudeuse

Puissance	100 W
Température de soudure	220°
Longueur de rouleau maxi	300 mm
Largeur de soudure	12 mm
Réglage Température	Automatique
Pré-chauffage	3 min
Dimensions (mm)	440 x 340 x 210
Poids	7,5 kg

Thermosoudeuse à défilement



Réf: TS 47N

- Prise en main ultra rapide
- Lecteur SCANNER et logiciel d'édition codes-barres fournis
- Qualité d'impression parfaitement lisible sur 1 ligne
- Protection de la tête d'impression en cas d'intrusion de DM
- Capot inox 304L



Réf: TS 47T

- Grand écran tactile couleur
- Lecteur SCANNER et logiciel d'édition codes-barres fournis
- Pré-sélection de 5 températures de consigne
- Options de suivi et de traçabilité disponibles (USB / PRINTER)
- Qualification Opérationnelle (QO) incluse



Réf : RU 200

ROUND UP (Mélangeur)

Mélangeur moléculaire intrinsèque et extrinsèque pour le plasma concentré d'os autologue ou bio-compatible. Le ROUND UP est agréé aux normes Hospitalières. Normes médicales N°0051

Utilisation

- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie Maxillo-Faciale
- Chirurgie buccale
- Ophtalmologie
- Chirurgie esthétique
- Médecine du sport
- Dermatologie
- Gynécologie
- Neurochirurgie



Réf : MF 200

MEDIFUGE (Centrifugeuse)

Le plasma autologue séparateur de facteur de croissance. La médecine régénératrice pour une large gamme d'applications.

Utilisation du propre sang du patient est la source idéale autologue.

Utilisation en chirurgie pour le patient post-opératoire: confort et récupération sans infection et aucune inflammation.

La MEDIFUGE est agréé aux normes Hospitalières. Normes médicales N°0051.



ARMOIRE CHIRURGICALE / IMPLANTOLOGIE

Armoire mobile vous permet de déplacer et de ranger facilement vos équipements.

Réf :
 3 tablettes 30 E0050
 2 tablettes 30 E0060
 Option: 1 tiroir

COMPRESSEUR INTEGRE



VALISE DE SOINS AMBULATOIRES AUTONOME

- Comprenant :
- 1 pédale de contrôle des instruments
 - 2 sorties instruments pneumatiques (midwest 4 trous)
 - 1 seringue 3 fonctions avec embout interchangeable
 - 1 canule d'aspiration (utilisation en mode non continu)
 - 1 système d'alimentation autonome en eau
 - 1 bouteille de récupération des déchets de l'aspiration
 - Réglage individuel du spray des instruments rotatifs
 - 1 compresseur sans huile

Réf : MHC702
 Micromoteur électrique possible en option

COMPRESSEUR INTEGRE



UNITE POUR SOINS AMBULATOIRES AUTONOME

Il dispose de tout l'équipement nécessaire pour prodiguer les soins.
 Son encombrement et sa mobilité lui permet un usage très polyvalent et un rangement facilité.
 Seule une prise électrique est nécessaire.

- Comprenant :
- 2 sorties instruments pneumatiques (midwest)
 - 1 seringue 3 voies avec embout interchangeable
 - 1 canule d'aspiration (utilisation en mode non continu)
 - 1 système d'alimentation autonome en eau
 - 1 bouteille de récupération des déchets
 - Réglage individuel du spray des instruments rotatifs
 - 1 compresseur sans huile

Réf : MHC701
 Micromoteur électrique possible en option



UNITE DENTAIRE MOBILE

Auto-alimentée en eau grâce à une bouteille.
 Le réglage est possible sur chaque instrument.
 La sélection des instruments est automatique

- Seringue 3 fonctions air / eau / spray
- 3 sorties instruments midwest
- Pédale disque progressive
- système d'alimentation autonome en eau

Réf : 1-370.AIR3

Option: nos carts peuvent être équipés suivant vos besoins.
 Micromoteur, détartreur....



ASPIRATION MOBILE

Puissante, elle ne nécessite aucun équipement complémentaire.
Elle peut être vidangée par l'intermédiaire de son réservoir interne.
Elle est robuste et nécessite peu d'entretien.

Réf: MHC800



Support pour système d'irrigation et collecteur de déchets liquides.

Facile à déplacer dans une salle de chirurgie.
Le plateau peut supporter un moteur de chirurgie (jusqu'à 10 kg)

Réf : 30E0014

Réservoir pour poche de collecte (x1) Réf : 30F2000

Poche de collecte (x10) Réf : 30F2001

TOUT AUTRE MATERIEL DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE



Table Mayo

100% acier inoxydable
Hauteur réglable de 74 à 117 cm
Plateau recouvrant 73 x 47 x 2,5 cm
Poids 18,70 kg

Réf : 30E0026



Table Pont

100% acier inoxydable
Hauteur réglable de 90 à 150 cm
Plateau recouvrant 60 x 90 cm
Poids 15 kg

Réf : 30E0023



Cette nouvelle **lampe LED** supprime les zones d'ombres sur le champ opératoire.

La MHC650 fournit une lumière naturelle avec une performance de rendu des couleurs supérieure.

Les 9 niveaux d'intensités lumineuse (10.000 ~ 60.000 Lux) peuvent être facilement ajustées pour s'adapter à toutes les conditions de lumière ambiante souhaitées.

Caractéristiques :

- Diamètre de la coupole : 30 cm
- Intensité lumineuse : 10 000 ~ 60.000 Lux
- Réglage de la luminosité 9 niveaux, de 20 à 100 %
- Diamètre du champ lumineux : 20 cm
- Indice de rendu des couleurs : < 90%
- Température de couleur : 5 500 K
- Source lumineuse : 6 LED
- Durée de vie de la lampe 50 000 h

Réf : MHC650



MY LIGHT L'ECLAIRAGE OPERATOIRE

Cet éclairage utilise les Leds de dernière génération qui lui permettent d'avoir un éclairage homogène, sans ombre, et sa clarté ne fatigue pas l'œil du chirurgien.

My Light ne dégage pas de chaleur, pas de rayons UVA et infrarouges.

My Light évite le durcissement des résines de polymérisation.

Chaque bloc d'éclairage est paramétrable indépendamment du bout du doigt par l'intermédiaire d'un panneau de contrôle tactile moderne,

My Light est pourvu de 3 programmes d'enregistrements paramétrables.

Alimentation	Prim 230 V - 50 Hz / sec 33 vcc
Puissance consommée	55 w
Puissance d'éclairage	130.000 lux
Variation de d'éclairage	de 10.000lux à 130.000lux
Température de la couleur	4000°k
IRC	95%
Distance de travail focalisable	70 - 160 cm à 10 cm
Poids de l'éclairage seul	5,4 kg
Poids du bras plafond	15 kg
Poids du bras mur	10,5 kg
Poignée	Amovible /Stérilisable




FIXATION MURALE
Réf : S3S-EVO-SP



FIXATION SOUS PLAFOND
Réf : S3S-EVO-SS

Lampe à photopolymériser



Adaptateur
filaire inclus



Socle de
chargement

6 W LED ultra puissante. Nouvelle technologie LED

150 cycles de 20 s, Batterie de grande capacité et LED à longue durée de vie (plus de 2500 heures, détection batterie faible, arrêt automatique en cas d'inactivité)

3 Modes de polymérisation (pleine puissance, progressif et impulsion)
4 Temps (5, 10, 15, 20 secondes)

Utilisation aisée Affichage digital intuitif, ergonomique, robuste et moderne (corps en aluminium anodisé)

Puissance **1200 mW/cm²**

Réf : MHC 510



Réf : MHC 513

La lampe à photopolymériser Flash Spectre intègre les dernières technologies LED. Elle combine une conception innovante avec 2 types de led permettant de couvrir un très large spectre .

La Flash Spectre génère une intensité lumineuse de 2500 mW/cm² sans échauffement ce qui garantit un durcissement en quelques secondes.

En mode standard, la Flash Spectre saura s'adapter à toutes les situations. En mode pleine puissance, elle permet également grâce à sa grande diffusion de lumière une polymérisation efficace même en mode indirecte.

2500 mW/cm²
Jusqu'à 2 mm en 2 secondes

Tabouret rond

- Diamètre assise : 40 cm
- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Base 50 cm en acier chromé
- Revêtement en skaï médical noir



Tabouret rond avec dossier

Dossier fixe ou suiveur pour une mobilité sans contrainte.

- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Réglage de l'inclinaison + 3°/-11°
- Dossier avec réglable fixe ou suiveur
- Repose pied compris
- Base 60 cm en aluminium
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc



Les Tabourets selle

Les tabourets selle avec ou sans dossier permettent de travailler en position dynamique. Ils sont ergonomiques et confortables.

Le positionnement des jambes forme un angle permettant au bassin de prendre une position optimale. Les parties du corps sont décontractées et plus droites améliorant ainsi la circulation du sang tout en soulageant le dos



Selle assistante 1 position

- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Base 50 cm en acier chromé
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc



Selle opérateur 2 positions

- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Réglage de l'inclinaison + 3°/-11°
- Base 60 cm en aluminium
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc
- Option: réglage de la hauteur au pied



Selle opérateur 3 positions

Dossier fixe ou suiveur pour une mobilité sans contrainte.

- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Réglage de l'inclinaison + 3°/-11°
- Dossier réglable fixe ou suiveur
- Repose pied compris
- Base 60 cm en aluminium
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc




Miroirs




Sondes



Spatules de bouche



Excavateurs



Fouloirs



Fouloir Strié 2/3 mm
151 51 0085



Fouloir Lisse 1/2 mm
151 51 0285

Brunissoirs



Brunissoir boule - 1,2 / 1,6 mm
151 51 0195



Brunissoir boule - 2 / 2,5 mm
151 51 0200



Brunissoir ovoïde
151 51 0595



Spatule à ciment
121 52 0025

Sonde Parodontale



Sonde Parodontale
133 50 0115

Curettes de Gracey



Curette de Gracey 1/2
126 50 0055 26-36B



Curette de Gracey 3/4
126 50 0065 26-27B



Curette de Gracey 5/6
126 50 0075 26-38B



Curette de Gracey 7/8
126 50 0085 26-39B



Curette de Gracey 9/10
126 50 0095 26-40B



Curette de Gracey 11/12
126 50 0105 26-41B



Curette de Gracey 13/14
126 50 0115 26-42B



Curette de Gracey 15/16
126 50 0125 26-43B



Curette de Gracey 17/18
126 50 0135 26-44B

Détartreurs



Mini CK6
196 27 0200



Micro CK6
196 27 0250



Détartreur CK6
196 27 0400



- Curette Hemingway 1 mm - 196 51 0150
- Curette Hemingway 2 mm - 196 51 0160
- Curette Hemingway 3 mm - 196 51 0170



- Curette alvéolaire double droite 3 mm - 125 50 0010
- Curette alvéolaire double coudée 2 mm - 125 50 0050
- Curette alvéolaire double coudée 3 mm - 125 50 0060
- Curette alvéolaire double coudée 4 mm - 125 50 0070
- Curette alvéolaire double coudée 6 mm - 125 50 0090



- Curette de Lucas - 2 mm - 196 00 4620
- Curette de Lucas - 3 mm - 196 00 4621



- | Rond | | Ovale |
|----------|---|----------|
| • 890001 | Curette de Brugirard droite - 2 mm | • 900001 |
| • 890006 | Curette de Brugirard coudée à droite - 2 mm | • 900006 |
| • 890007 | Curette de Brugirard coudée à gauche - 2 mm | • 900007 |



Curette alvéolaire coudée 45°
pour germes et sac péricoronaire
47198



Précelle Mériam - 14,5 cm
mors striés 114 50 0021



Précelle Mériam - 14,5 cm
mors striés manche lisse
114 50 0022



Précelle Collège - 14,5 cm
mors striés 114 50 0011



Pince à disséquer très fine - 14,5 cm
114 08 0530 (à griffes)
114 08 0231 (sans griffes)



Pince De Bakey - 16 cm
droite 111 30816



Pince De Bakey coudée - 16 cm
111 30916



Pince Morel-Fatio droite - 15 cm
196 10 3050



Pince Adson sans griffes
12 cm 196 17 0012
15 cm 196 17 0015



Pince Adson avec griffes
12 cm 196 17 0112
15 cm 196 17 0115

Pince Adson mors tungstène - 12 cm
sans griffes 196 17 0412
avec griffes 196 17 1412



Syndesmoteur faucille
longue renforcée manche élévateur ergonomique
196 00 0045



Syndesmoteur droit
196 00 0020

Manche lourd



Syndesmoteur faucille
longue renforcée
196 00 0041



Syndesmoteur faucille
courte renforcée
196 00 0031



Syndesmoteur coudé sur
chant, tranchant
196 00 0025



Syndesmoteur coudé sur
le plat, tranchant
196 00 0010



Syndesmoteur Dr Bernard lame fixe N°0
196 57 0700



Syndesmoteur Dr Bernard lame fixe N°11
196 57 0711



Elévateur Dr Bernard large lame fixe N°11
196 50 0041



Elévateur Dr Bernard large lame fixe N°11
coudé droite
196 50 0043



Elévateur Dr Bernard fin lame fixe N°0
196 50 0040



Elévateur Dr Bernard large lame fixe N°11
coudé gauche
196 50 0042



Elévateur Baïonnette mésial
3 mm 196 50 0050
4 mm 196 50 0050



Elévateur Baïonnette distal
3 mm 196 50 0051
4 mm 196 50 0061



Bein 3 mm
123 50 0051



Bein 4 mm
123 50 0020



Bein 3 mm
123 50 0050



**Bein - 3 mm
coudé**
123 50 0052



Bein - 4 mm
123 50 0060



Elévateur fin galbé - 2,5 mm
196 50 0065



White - 3 mm
123 50 0080



White - 4 mm
123 50 0090



Flohr 2 mm
123 50 0100



Flohr - 2 mm
123 50 0110



**Elévateur à racine
lame crantée - 3,5 mm**
123 50 0100



Elévateur coudé 3 mm type 59
196 50 0009



Elévateur baïonnette - 3 mm
196 50 0053



Elévateur Heidbrink droit
196 50 0100




Elévateur Heidbrink coudé gauche
196 50 0110




Elévateur Heidbrink coudé droit
196 50 0120



Elévateur Kopp - 4 mm droite
123 50 0160



Elévateur Kopp gauche - 4 mm
123 50 0170



Elévateur Barry



Elévateur Barry droite
123 50 0301



Elévateur Barry gauche
123 50 0311



Luxateur droit 2 mm
13-1LX



Luxateur droit 3 mm
13-2LX



Luxateur droit 4 mm
13-3LX



Luxateur droit 5 mm
13-4LX



Luxateur coudé 2 mm
13-5LX



Luxateur coudé 3 mm
13-6LX

Luxateur coudé 4 mm
13-7LX

Luxateur coudé 5 mm
13-8LX



Cupule inox avec bec verseur

Ø 040 mm	304
Ø 050 mm	305
Ø 060 mm	306
Ø 080 mm	308
Ø 100 mm	310
Ø 120 mm	312



2.5 mm
13 - 14MT



4.5 mm
13 - 6MT



3.5 mm
13 - 4MT



2.5 mm
13 - 2MT



4.5 mm
13 - 5MT



3.5 mm
13 - 3MT



2.5 mm
13 - 1MT



4.5 mm
13 - 18MT



3.5 mm
13 - 16MT



4.5 mm
13 - 17MT



3.5 mm
13 - 15MT



3.0 mm
13 - 9MT



3.0 mm
13 - 8MT



3.0 mm
13 - 10LMT



3.0 mm
13 - 10RMT



3.0 mm
13 - 11MT



Davier manche guilloché
mors striés rétentifs

* Réf pour les mors diamantés




Davier incisives sup
117 50 0010 / 11-2
*117 50 1010




Davier incisives sup
mors larges
117 50 0015 / 11-1



Davier canines / prémolaires sup
117 50 0020 / 11-7
*117 50 1020



Davier molaires sup droit
117 50 0030 / 11-17
*117 50 1030



Davier molaires sup gauche
117 50 0040 / 11-18
*117 50 1040



Davier dents de sagesse sup
117 50 0050 / 11-67A
*117 50 1050



Davier racines sup mors fins
117 50 0060 / 11-30
*117 50 1060



Davier racines sup
baïonnette mors fins
117 50 0250 / 11-51A
*117 50 1250



Davier racines sup
baïonnette mors larges
117 50 0260 / 11-51
*117 50 1260



Davier manche guilloché
mors striés rétentifs

* Réf pour les mors diamantés



Davier inc / racines inf mors étroits
117 50 0190 / 11-33A
*117 50 1190



Davier inc / racines inf mors larges
117 50 0200 / 11-33
*117 50 1200



Davier canines / prémolaires inf
117 50 0150 / 11-13
*117 50 1150



Davier molaires inf deux cotés
117 50 0160 / 11-22
*117 50 1160



Davier dents de sagesse inf
117 50 0180 / 11-79
*117 50 1180




Davier molaires inf
196 01 0086 / 11-86A



Davier à mors ultra fins
diamantés droits
* 117 51 1600

Davier à mors ultra fins
diamantés coudés
* 117 51 1610



Ecarteur couronne
197 00 308-D

DAVIERS ENFANTS



Davier incisives sup
117 50 0305 / 11-137B



Davier molaires sup
117 50 0300 / 11-3B



Davier racines sup
117 50 0301 / 11-51SB



Davier incisives sup
117 50 0308 / 11-5B



Davier molaires inf
117 50 0310 / 11-6B



Davier racines inf
117 50 0307 / 11-7B

DAVIERS SPECIAUX



Davier mors Bernard courbe
196 01 0044 / 11-149




Davier mors Bernard coudé 90°
196 01 0045 / 11-146



Davier mors Bernard baïonnette
196 01 0051 / 11-153




Davier mors fins coudé 90°
196 01 0046 / 12-46



Davier mors fins baïonnette
196 01 0097 / 12-151



Davier mors fins courbe
196 01 0049 / 12-49



Ecarteurs malléables à griffes mousses
pour lambeaux - 19 cm



Ecarteur SENN - MILLER
A griffes pointues 118 16017
A griffes mousses 118 16117



121 17 0300



121 17 0540



121 17 0510



121 17 0500




Ecarteur à joue HILGER
196 26 1300



Ouvre bouche Doyen enfant
196 26 5120


Ouvre bouche Doyen adulte
196 26 5140

Embout de protection silicone
(sachet de 10)
196 26 5141




Ouvre bouche abaisse langue
197 07 0000

Embout de protection silicone
(sachet de 10)
196 26 5141



Ecarteur Farabeuf

-10 cm (la paire) 196 10 0210
-12 cm (la paire) 196 10 0214
-15 cm (la paire) 196 10 0215
-18 cm (la paire) 196 10 0216



14 cm



14 cm



14 cm



Ecarteur Dautrey 60/80
avec aspiration sur le coté

Aspiration sur côté long 80mm 196 10 1300
Aspiration sur côté court 60mm 196 10 1400

Ecarteur Dautrey universel 60/80 mm
196 10 1109
Ecarteur Dautrey universel bords droits 60/80 mm
196 10 1109S

Ecarteur Dautrey court 40/55 mm
196 10 1109C
Ecarteur Dautrey long 50/90 mm
196 10 1109L


Ecarteur Dautrey 60/80
avec aspiration
196 10 1300
196 10 1400



Ecarteur de joue articulé - 21 cm
196 23 0519



Ecarteur vestibulaire - 18 cm
197 00 0151



Ecarteur vestibulaire - 17 cm
197 00 4002



Ecarteur vestibulaire double
30/80 mm - 18 cm
196 26 5100



Ecarteur
197 00 1524A



Ecarteur
197 00 1524



Ecarteur MINNESOTA - 21cm
197 00 1518



Ecarteur LANGENBECK
30 x 16 mm - 21 cm
197 00 1517A



Ecarteur LANGENBECK - 21 cm

Ecarteur 40 x 10 mm
118 08 0800


Ecarteur 40 x 15 mm
118 08 0810

Ecarteur 45 x 10 mm
118 08 0820

Ecarteur 45 x 15 mm
118 08 0840

Ecarteur 60 x 12 mm
118 08 0850

Ecarteur 75 x 20 mm
118 08 0860



Ecarteur «Détordu»
196 26 1200



Lame Abord Lingual
de SCHNECK
196 26 0800



Ecarteur AUBRY en Z
196 26 0700



Ecarteur en S
197 07 2500



Ecarteur MINNESOTA
196 26 1500



Ecarteur à joue
196 26 1400

Lames Malléables




Lame malléable inox 8/10 mm
121 17 0040
Lame malléable inox 12/14 mm
121 17 0050
Lame malléable inox 14/16 mm
121 17 0060
Lame malléable inox 16/20 mm
121 17 0070




Abaisse-langue inox
Adulte 00 100
Enfant 00 101
Abaisse-langue inox
fenêtré
00 102

Cale-bouche



Cale-bouche Mc Kesson
adulte (la paire)
DX115



Cale-bouche Mc Kesson
enfant (la paire)
DX114



Cale-bouche Mc Kesson
bébé (la paire)
DX113



Décolleur/rugine Williger - 6mm - 16cm
124 08 0110

Décolleur/rugine Williger - 4mm - 16cm
124 08 0290



Rugine Obwegeser
6mm, 146 42519/6
7mm, 146 42519/7
9mm, 146 42519/9
11mm, 146 42519/11



Rugine Howarth - 21cm
196 48 0172



Elévateur Williger
123 08 0030



Râpe à os diamantée grain gros
124 08 0320

Râpe à os diamantée grain moyen
124 08 0330



Lime Sugarmann 1/2
196 28 5300

Lime Sugarmann 3/4
196 28 5301



Râpe à os Miller-Colburn
196 00 3351



Râpe à os Miller-Colburn
196 00 3350



Rugine de Molt
196 46 7170




Décolleur de Prichard
196 71 7170



Rugine d'Hourigan
196 46 7180



Pousse ligatures
1576



Heidbrink - 1.5 mm
réf: 13-1 H



Heidbrink - 2.0 mm
réf: 13-2 H



Heidbrink - 2.5 mm
réf: 13-3 H



- Insertion de la carpule par basculement
- Limitation des mouvements de la carpule pour une plus grande praticité.



- 2 versions disponibles avec ou sans dispositif d'aspiration.
- Adaptation à l'usage du praticien.



- Poignée en T ou anneau
- Choix de la prise en main.



SERINGUE à poignée en T
sans aspiration
1640



SERINGUE à poignée en T
avec aspiration
3800



SERINGUE à poignée
anneau
avec aspiration
3800A




Ciseaux Stevenson - 11 cm courbes pointus
113 38 0451



Ciseaux Lagrange micro-dentures - 11,5cm
196 10 1597



Ciseaux Wagner - 11cm
pointus courbes sur le chant
113 38 0311



Ciseaux Metzenbaum courbes fins - 15cm
108 28315 lames standard
108 28715 lames en Carbone de Tungstène

Ciseaux Metzenbaum courbes fins - 18cm
108 28318 lames standard
108 28718 lames en Carbone de Tungstène

Ciseaux Metzenbaum droits fins - 15cm
108 28215 lames standard
108 28615 lames en Carbone de Tungstène

Ciseaux Metzenbaum droits fins - 18cm
108 28218 lames standard
108 28618 lames en Carbone de Tungstène



Ciseaux de Mayo -14 cm
Droits 108 16014
Courbes 108 16114

Ciseaux de Mayo -17 cm
Droits 108 16017
Courbes 108 16117



Ciseaux Goldmann-Fox - 13cm
micro-dentures droits
118 82013

Ciseaux Goldmann-Fox - 13cm
micro-dentures courbes
118 82113



Ciseaux chirurgicaux fins courbes
- 11,5 cm pointus
113 38 0091

Ciseaux chirurgicaux fins courbes
- 11,5 cm mousses
113 38 0161



Ciseaux chirurgicaux fins droits
- 11,5 cm pointus
113 38 0071

Ciseaux chirurgicaux fins droits
- 11,5 cm mousses
113 38 0081



Ciseaux Bonn droits - 11 cm
lames microdentées
108 34011

Ciseaux Bonn courbes - 11 cm
lames microdentées
108 34111



Ciseaux à fils Spencer - 11cm
108 80211



Ciseaux Universal - 12cm TC
lames tungstène microdentées
108 83512




Ciseaux à couronne droits
113 52 0150


Ciseaux à couronne courbes
113 52 0160



Ciseaux Castroviejo - 14 cm droits
113 38 0850
Ciseaux Castroviejo - 14 cm courbes
113 38 0860
Ciseaux Castroviejo - 14 cm courbes
en Carbure de tungstène
19-23 TC



Ciseaux Castroviejo - Gommel - 14 cm courbes
19-28
Ciseaux Castroviejo - Gommel - 14 cm courbes
en Carbure de tungstène
19-28 TC



Micro ciseaux - 17cm courbes
en Carbure de tungstène
19-23 B



Micro ciseaux - 17cm courbes
en Carbure de tungstène
40-48 B

**Pince Halstead - Mosquito - 12 cm**

Droite sans griffes 112 22012
 Droite avec griffes 112 23012
 Courbe sans griffes 112 22112
 Courbe avec griffes 112 23112

Pince Halstead - Mosquito - 14 cm

Droite sans griffes 112 22014
 Droite avec griffes 112 23014
 Courbe sans griffes 112 22114
 Courbe avec griffes 112 23114

**Pince de KELLY - 14 cm**

Droite 112 24014
 Courbe 112 24114

**Pince Leriche fine - 15 cm**

Droite sans griffes 112 38015
 Droite avec griffes 112 38215

Courbe sans griffes 112 38115
 Courbe avec griffes 112 38315

**Pince de KOCHER**

14 cm Droite 112 32214
 16 cm Droite 112 32216

14 cm Courbe 112 32314
 16 cm Courbe 112 32316

**Pince de PEAN**

14 cm Droite 112 36814
 16 cm Droite 112 36816
 14 cm Courbe 112 36614

**Pince à champ - BACKHAUS**

9 cm 114 11009
 11 cm 114 11011
 13 cm 114 11013
 15 cm 114 11015



Pince en coeur - 16 cm
112 37616



Pince Allis Chaput - 13 cm
112 37013



Pince de BENGOLEA

20 cm Droite	112 38420
26 cm Droite	112 38426
20 cm Courbe	112 38520
26 cm Courbe	112 32526





Porte-aiguille Crile-wood fin
mors Tungstène
124 16415 15cm
124 16418 18cm



Porte-aiguille Olsen-Hegar
mors Tungstène
124 41414 14cm
124 41418 18cm



Porte-aiguille Crile-wood - 15 cm
124 16015 / 20-15



Porte-aiguille Mayo-Hegar - 16 cm
124 18016 / 20-12



Porte-aiguille Mathieu
132 06 0200 / 20-13 14 cm
132 06 0220 / 20-14 17 cm




Porte-aiguille Mathieu
mors Tungstène - 17 cm
124 38417



Porte-aiguille Mathieu courbe
mors Tungstène - 17 cm
124 2022B / 20-22B




Porte-aiguilles Castroviejo - 14cm droit mors TC
Corps plat
196 67 4140 / 20-28
Porte-aiguilles Castroviejo - 14cm courbe mors TC
Corps plat
196 67 5140 / 20-29



Porte-aiguilles Castroviejo - Gomel - 14cm droit mors TC
Corps rond strié
20-19
Porte-aiguilles Castroviejo - Gomel - 14cm courbe mors TC
Corps rond strié
20-17



Porte-aiguilles -18 cm droit mors TC
Corps rond lisse
40-47
Porte-aiguilles - 18 cm courbe mors TC
Corps rond lisse
40-46



Porte-aiguilles Castroviejo - Gomel 16cm droit mors TC
Réf : 197 00 2030 20-30



Manche de bistouri rond
196 10 0500



Manche de bistouri orientable
112 08 0695



Clé de serrage
112 08 0700



Manche de bistouri Beaver
microchirurgie
SF1 13 cm / SF2 10 cm / SF3 8 cm



Manche de bistouri INOX N°7
196 10 0700



Manche de bistouri INOX N°4
196 10 0400



Manche de bistouri INOX N°4L
196 10 0401



Manche de bistouri INOX N°3
196 10 0300



Manche de bistouri INOX N°3L
196 10 0301



Maillet chirurgical
Inox 180 gr
Embouts téflon
128 08 0902

Embouts téflon de rechange
la paire
128 08 0899



Maillet chirurgical
Inox massif 150 gr
128 08 0900

Maillet chirurgical
Inox massif 200 gr
128 08 0901



Canule aspiration inox - 19 cm Ø 3 mm
196 33 3320
Canule aspiration inox - 19 cm Ø 4 mm
196 33 3420
Canule aspiration inox - 19 cm Ø 6 mm
196 33 3620



Canule aspiration chir inox
Frazier Ø 3 mm coudée
196 01 0203
Frazier Ø 4 mm coudée
196 01 0204



Canule aspiration chir inox
Frazier Ø 3 mm droite
196 01 0200
Frazier Ø 4 mm droite
196 01 0201



Osteotome de
Partsch 17 cm
128 50 0050 3 mm
128 50 0060 4 mm
128 50 0070 5 mm
128 50 0080 6 mm



Ciseau-burin de
Partsch - 17 cm
128 50 0110 3 mm
128 50 0120 4 mm
128 50 0130 5 mm
128 50 0140 6 mm



Gouge de
Partsch - 17 cm
128 50 0200 3 mm
128 50 0210 4 mm
128 50 0220 5 mm
128 50 0230 6 mm



Osteotome de Hoke
droit 5 mm - 17 cm
132 66805



Osteotome Lambotte mini
droit : 4 mm - 12,5 cm
132 65404
droit 3 mm - 12,5 cm
132 65403



Osteotome de Cottle
5 mm - 18 cm - très courbé
146 45506

**MJK n°1 : réf BW01 (boîte de 10)**

- Incision proximale (mésiale et distale)
- Incision verticale dans les zones postérieures et secteurs antéro-inférieurs,
- Incision palatine

**MJK n°2 : réf BW02 (boîte de 10)**

- Incision crestale
- Incision sulculaire en zones vestibulaires ou linguales,
- Incision verticale dans les secteurs antérieurs

**MJK n°3 : réf BW03 (boîte de 10)**

- Incision secteurs antérieurs,
- Incision chirurgie délicate mucco-gingivale,
- Incision papillaire en zone étroite ou réduite

**SPOON-BLADE**

Stérile à usage unique.
Dispositif médical de classe II A.

Caracteristiques :

- Micro-lame en acier Sandvik Bioline (acier suédois haute performance)
- A fixer sur porte-lame MJK Instruments IH1 ou IH2.
- Affûtage double biseau type A.A.S.
- Emballage individuel sachet pelable transparent

Applications :

- Tunnelisation
- Intervention par enveloppe
- Chirurgie de lambeaux déplacés apicalement et latéralement
- Greffes "double papille"
- Incisions intrasulculaires.



MJK/SB001
Pliée



MJK/SB002
Coudée



MJK/SB003
Droite Modelable

**BISTOURI A USAGE UNIQUE****BH001 (boîte de 10)**

- Incision proximale (mésiale et distale)
- Incision verticale dans les zones postérieures et secteurs antéro-inférieurs,
- Incision palatine

**BH002 (boîte de 10)**

- Incision crestale
- Incision sulculaire en zones vestibulaires ou linguales,
- Incision verticale dans les secteurs antérieurs

**BH003 (boîte de 10)**

- Incision secteurs antérieurs,
- Incision chirurgie délicate mucco-gingivale,
- Incision papillaire en zone étroite ou réduite






Manche en plastique stérile
de couleur bleue gradué d'un côté.
Un ergot de fixation maintient le bistouri
sur le plateau afin d'éviter tout risque
de perforation de l'emballage transparent.
La boîte de 10



Qualité supérieure
Lame en acier carboné.
Conditionnée sous feuillet métallique,
emballée individuellement
et protégée contre l'oxydation.
La boîte de 100



10/L

11/L

12/L

15/L

15C/L

12D/L



SIMPLE TRANCHANT

DOUBLE TRANCHANT



SM64

SM65

SM67


SM68



SM63

SM69

**Confort, protection et
sécurité du patient**



PACKING - EASY PACK

Compresse destinée aux tamponnements oro-pharyngés
lors des interventions sous anesthésie générale dans les
domaines des chirurgies - Stomatologie - Maxillo-faciale -
ORL. L'easy pack complète la protection et offre un confort
au patient. Placé au carrefour aéro-digestif en arrière de la
langue, l'easy pack constitue une première barrière indis-
pensable pour les liquides, sang et mucosités.

Les cordons permettent une extraction facile et sûre.


Stérilisation à l'autoclave à 134°C.

Boîte de 100.

Réf : 30.V0035

**CB1S**


500.104.001.003... 014 018 023

**CB141**


500.104.001.291... 010 014 018 023 025 027 029 031 035 040 050
500.105.001.291...

**CB141A**


500.104.001.298... 010 014 018 023 027 031 035 040 050

**CB21**

500.104.107.006... 008 009 010 012 014 016 018


**CB31**

500.104.107.007... 008 010 012 014 016

**CB33**


500.104.168.007... 009 010 012 016 021

**Pour tout autre modèle de
fraise.
Consultez nous.**




104- Pièce-à-main

ø 2.35 mm




105- Pièce-à-main long

ø 2.35 mm



106- Pièce-à-main extra-long


ø 2.35 mm

**CB21L**

500.104.110.006... 009 010 012 014

**CB31L**

500.104.110.007... 010 012 014

**CB33L**

500.104.171.007... 009 010 012 016 021

FRAISES A OS
LINDEMANN

L mm

22.0


D Ø

023

RF168

330.104.411.297...

023



L mm

9.0

D Ø

011

CB161

500.104.408.295...

016



L mm

9.0

D Ø

011

CB162

500.104.408.297...

016



L mm

9.0

D Ø

011

CB162A

500.104.408.298...

016



L mm

10.0

D Ø

015

CB166

500.104.409.297...

021



L mm

10.0

D Ø

015

CB166A

500.104.409.298...

021



L mm

11.0

D Ø

016

CB167

500.104.410.297...

023



LIGNES IRRIGATION

32.F0006	W&H Elcomed 200/100, Astratech Elcomed 100	10 pcs
32.F0016	Prolongateur avec embout Luer moteur W&H Elcomed 200/100	10 pcs
32.F0013	Nouvag 3000 / 7000 / MD10, MD20	10 pcs
32.F0113	Kavo Intrasept 905 - Mectron Piezosurgery II, Piezosurgery 3	10 pcs
32.F0134	NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg, Aseptico	10 pcs
32.F0139	Nobel Biocare80/ W&H Implantmed/ Implant Med new design 2005/ Implantmed SI 923/ Astratech Implant SI 923/ Surgical Motor System/Ace/Straumann/InnovaCorp. 3I/Centerpulse/ Lifecore/ DU 900/FRIOS® UNIT S/ FRIOS® UNIT S/I, Osseoset 100/Osseoset 200/Osseocare	10 pcs
32.F0141	Anthogyr 6842 V	10 pcs
32.F0148	Anthogyr Implanteo, Implanteo Led	10 pcs
32.F0159	Elcomed SA 200 W&H pump cm 19 Innova Corp-Strauman Frioss Unit E	10 pcs
32.F0161	Intrasurg 300/500; Intrasurg 300 PLUS; Intrasurg 1000; Intrasurg 1000 Air	10 pcs
32.F0170	Bien Air Chiropro 980 / EMS PIEZON® MASTER surgery / Esacrom Surgisonic I / UBS-Ultrasonic bone surgery/ Surgybone - Acrobone - Easybone Silfradent / Bien Air Chiropro 980 / EMS PIEZON	10 pcs
32.F0188	Silfradent	10 pcs
32.F0194	Acteon Implant centre, Piezotome; Dual 2000 De Godzen; Assitant Novaxa Suni Satelec Expert, Acteon I-Surge, I-Surge Plus, Acteon Piezotome/Piezotome 2, Acteon Solo, Acteon Implant center/Implant center2 Led	10 pcs
110 0037.010	Bien Air Osseodoc	10 pcs
1500984.010	Bien Air Chiropro L	10 pcs

Gamme économique

32.F1201	NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg, Aseptico	20 pcs
32.F1204	Nobel Biocare / W&H Elcomed / Implant Med new design 2005/ Implantmed SI 923	20 pcs
MED 0300	Bien Air Osseodoc / Chiropro 980	20 pcs
32.F1200	Moteur W&H	10 pcs



Solution stérile (CHLORURE DE SODIUM 0,9%)

La solution stérile est conçue pour l'irrigation des instruments chirurgicaux rotatifs durant les interventions de chirurgie implantaire ou bien des instruments oscillants durant les interventions de chirurgie piézoélectrique.

Après l'intervention chirurgicale, la solution peut être utilisée pour éliminer le sang et les fragments de tissu, pour le lavage et pour l'irrigation des blessures. Cette solution peut être utilisée pour le lavage des instruments médico-chirurgicaux thermosensibles.

32.E0000	1L	Carton de 10
32.E0001	0,5L	Carton de 15
32.E0000	0,25L	Carton de 20



Gaines avec fixation élastique

Gaines de protection micromoteur à usage unique stériles.

Les gaines sont disponibles en 2 dimensions:

12.U0004	120 X 7cm	50 pcs
12.U0006	240 X 7cm	50 pcs

Gaines avec fixation adhésif

Gaines de protection micromoteur à usage unique stériles.

Les gaines sont disponibles en 2 dimensions:

12.U0008	120 X 7cm	50 pcs
12.U0009	240 X 7cm	50 pcs

Adhésif de fixation

Pour gaine et champs

12.U0014	10 X 5cm	50 pcs
----------	----------	--------



Gaines avec guide

Gaine avec guide en carton léger qui permet à l'assistant de dérouler rapidement la gaine sans toucher le tuyau en maintenant ainsi la stérilité de la gaine.

Les gaines sont disponibles en 2 dimensions:

22.U0005	120 X 7cm	10 pcs
22.U0007	240 X 7cm	10 pcs



FILM ADHESIF

2CROSS20 est un film adhésif pour la couverture des tableaux de commande, poignées, interrupteurs et de toutes les surfaces de travail pouvant être touchées durant les procédures cliniques, en prévenant ainsi le processus de contamination croisée.

32.U0020	20 x 20 cm	50 pcs
----------	------------	--------



Pack ICEBERG

Iceberg® est une glace instantanée extrêmement pratique et facile à utiliser.

Elle n'exige aucune réfrigération spéciale. Pour l'activer, il suffit d'appuyer sur le sachet avec les deux mains.

Avantages : • Prêt à l'usage • Instantané • À activation automatique par pression • Idéale à utiliser sur le visage pour soulager la douleur et les gonflements, après un traitement dentaire.

30.V0001	25 pcs
----------	--------

**KIT SETOPE pour opérateur**

- 1 casaque chirurgicale taille L + 2 essuie-mains
- 1 calot avec lacets
- 1 masque à lacets
- 1 paire de couvre-chaussures

12.T0010

10 pcs

**KIT SETASS pour assistante**

- 1 casaque chirurgicale taille L + 2 essuie-mains
- 1 calot avec lacets
- 1 masque à lacets
- 1 paire de couvre-chaussures

12.T0001

10 pcs

**KIT SETPAZ pour patient**

- 1 blouse d'isolation taille unique avec poignets élastiques
- 1 charlotte ronde
- 1 paire de couvre-chaussures

12.T0002

10 pcs

**KIT DENTSET pour mobilier**

- 1 champ en U 100 x 150 cm
- 1 champ 75 x 90 cm
- 2 champs 50 x 75 cm
- 4 films Anticross 20 x 20 cm
- 2 gaines avec guide Omni-Sleeve L 120 x 7cm

12.T0003

10 pcs



30.Z1025

LUNETTES DE PROTECTION AVEC VISIERE A USAGE UNIQUE

Ecran de protection extrêmement léger qui assure une vision particulièrement claire et ne déforment pas l'image. Il dispose d'une monture en PVC.
 30.Z1025 3 montures + 20 écrans
 30.Z1026 20 écrans

VISIERE DE PROTECTION ANTIBUEE

le grand écran en polyéthylène antibuée permet d'utiliser cet équipement même pour les porteurs de lunettes.
 10.M0200 12 pcs

LUNETTES DE PROTECTION AVEC PONT DE NEZ ET VISIERE

Ecran de protection de tout le visage extrêmement léger avec une monture en PVC. L'écran en polyéthylène assure une vision particulièrement claire et ne déforme pas l'image.

Réf : 30.Z1040

1pcs

30.Z1039 Visière de rechange

20 pcs

LUNETTES DE PROTECTION OMNISHIELD

Les lunettes Omnishield sont réalisées en matière plastique légère, transparente et avec des écrans latéraux pour assurer une protection excellente sans interférer avec le champ visuel.

Réf : 30.M0245

5 pcs



10.M0200



30.Z1040



30.M0245



Les champs de chirurgie ont été conçus non seulement pour la protection de la zone opératoire mais aussi pour celle du patient. C'est pour cette raison qu'ils ont été réalisés en plusieurs tissus et de différentes dimensions afin de répondre à toutes les exigences. La gamme comprend les champs en TNT bi-accouplé et Softesse®. Les champs en Softesse® ont une caractéristique particulière : ils sont hydrofuges et garantissent ainsi un effet barrière élevé. Par contre, les champs en TNT bi-accouplé, absorbant-imperméable, garantissent une absorption rapide des liquides biologiques.

12.T1387	Absorbant / imperméable	50x50 cm	NWF + Polyethylene	125 pcs
12.T1386	Absorbant / imperméable	50x75 cm	NWF + Polyethylene	100 pcs
12.T1354	Absorbant / imperméable	75x90 cm	NWF + Polyethylene	50 pcs
12.T1355	Absorbant / imperméable	100x150 cm	NWF + Polyethylene	25 pcs
12.T1357	Absorbant / imperméable	150x200 cm	NWF + Polyethylene	25 pcs
12.T1750	Hydrofuge	67x75 cm	Softesse®	25 pcs
12.T1751	Hydrofuge	75x100 cm	Softesse®	40 pcs
12.T1780	Hydrofuge	100x133 cm	Softesse®	25 pcs
12.T1781	Hydrofuge	133x200 cm	Softesse®	25 pcs



CHAMP HYDROFUGE AVEC TROU ADHESIF

Le trou adhésif décentré de 6 X 9 cm crée une barrière stérile efficace et permet d'optimiser les dimensions du champ. Indiqué pour les interventions d'implantologie, d'ostéodistraktion et de prélèvements d'os autologue de sites donneurs extra-oraux. Le film de protection de la bande adhésive présente des zones prédécoupées pour faciliter son application.

12.T1721	100 X 150 cm	25 pcs
12.T1771	133 X 200 cm	25 pcs



CHAMP CM 133X200 HYDROFUGE AVEC OUVERTURE TRIANGULAIRE

Ce champ est doté d'une ouverture triangulaire, avec une couche adhésive qui permet de le fixer au menton du patient. Une bande en aluminium modelable, située dans la partie supérieure de l'ouverture triangulaire, permet de le positionner de manière sûre sur le nez du patient. Pour protéger les yeux du patient le champ est doté d'une fenêtre de protection en matière transparente qui permet également une communication facile entre le patient et l'opérateur.


22.T1783	133 X 200 cm	5 pcs
----------	--------------	-------



CHAMP AVEC OUVERTURE EN «U»

Les champs pour le patient, avec découpe en "U" adhésive, sont réalisés en plusieurs tissus et différentes dimensions. Ces champs sont réalisés en 2 couches. La surface est ainsi 100% imperméable. Faciles à utiliser et rapidement enveloppant, ils évitent le risque de contamination et les pertes de temps. Le film de protection de la bande adhésive présente des zones prédécoupées pour faciliter son application.

12.T1253	Absorbant / imperméable	50x75 cm	U 11x9 cm	NWF + Polyethylene	50 pcs
12.T1254	Absorbant / imperméable	75x90 cm	U 11x9 cm	NWF + Polyethylene	50 pcs
12.T1264	Absorbant / imperméable	100x150 cm	U 6.5x30 cm	NWF + Polyethylene	25 pcs
12.T1265	Absorbant / imperméable	100x150 cm	U 6.5x30 cm	NWF + Polyethylene	25 pcs
12.T1266	Absorbant / imperméable	150x200 cm	U 6.5x50 cm	NWF + Polyethylene	25 pcs
12.T1792	Hydrofuge	133x200 cm	U 6.5x50 cm	Softesse®	10 pcs



32.F4040	Canule stérile CATTANI n° 9 - 14,5 cm - PVC	25 pcs
32.F4046	Canule stérile MOD.OMNIA 17 cm - ABS	25 pcs
22.F6061	Canule avec poignée ergonomique et réglage de du débit de l'aspiration 15 cm - ABS	10 pcs
22.F6063	Canule avec poignée ergonomique et réglage de du débit de l'aspiration 15 cm - ABS	10 pcs
32.F6565	Canule stérile modèle OMNIASURG 20 cm - PVC	20 pcs
32.F6363	Canule unique YANKAUER 24,5 cm - PVC	10 pcs
32.F7070	Canule stérile modèle OMNIASURG usage unique pour la récupération osseuse 20 cm - PVC	5 pcs



CANULE AVEC POIGNEE ERGONOMIQUE + ASPIRATION

Grâce à la poignée anatomique et ergonomique de la canule, l'aspirateur permet d'effectuer les opérations d'aspiration de manière simple et précise, même avec le matériau pour greffe. Les raccords spéciaux anti-pli évitent les étranglements involontaires du tube durant les pratiques chirurgicales. Le tube est doté d'une série de raccords luer lock pour l'introduction du filtre pour os OsteoTrap. Grâce à cela, il n'est pas nécessaire d'utiliser un second tuyau d'aspiration. La version avec le contrôle du vide permet un réglage de l'aspiration durant l'utilisation.

32.F5051	Avec réglage de l'aspiration	5 Pcs
32.F5052	Sans réglage de l'aspiration	5 Pcs

FILTRE A OS

Filtre à usage unique pour la récupération d'os autologue avec raccords pour l'aspiration

32.F7072	5 Pcs
----------	-------



CANULE OMNIASP + ASPIRATION

L'aspirateur Omniasp est un système complet d'aspiration avec filtre pour la récolte d'os autogène. Installé directement entre la canule et le tube d'aspiration. Le but du filtre est recueillir l'os autogène généralement perdu lors de la création de l'espace implant. Cela permet de recueillir une quantité de matériau égale au volume de l'implant.

32.F7077	2,2 m	5 Pcs
----------	-------	-------

ASPIRATION SEULE

Disponible également sans canule, les tuyaux d'aspiration chirurgicale ont une souplesse élevée et disposent d'un grand diamètre pour garantir un excellent passage du matériel aspiré. Ils sont dotés de raccords de connexion anti-pli pour faciliter le passage des fluides et ils peuvent être équipés de la prédisposition pour l'introduction du filtre de récupération osseuse


32.F7078	2,2 m	5 Pcs
----------	-------	-------




ASPIRATION AVEC CANULE YANKAUER

Indiqué dans toutes les opérations chirurgicales où une aspiration précise est nécessaire. Les buses spéciales disposées en couronne sur le périmètre apicale de la canule évitent l'aspiration accidentelle des petits lambeaux de tissu durant les opérations de gingivoplastie. Disponible de série avec des raccords anti-plis et prédisposition pour le filtre destiné à la récolte d'os autologue.

32.F2063	2,5 m	5 Pcs
----------	-------	-------



Aiguille Diamantée
Corps rond




Aiguille ronde
Corps rond



Aiguille triangulaire
Corps tranchant



Aiguille triangulaire fine
Corps tranchant



Le fil de suture chirurgicale OMNISILK est un multifilament non résorbable en fibre protéinique naturelle réalisée par le tissage d'un numéro de fibres en soie approprié.

Les fibres sont colorées en noir, purifiées pour les rendre plus fiables d'un point de vue de la biocompatibilité et de la non capillarité.

Elles sont, en outre, enduites de silicone et de paraffine pour rendre la surface plus lisse, uniforme et pour en augmenter la fluidité.

Flexible, souple et facilement nouable, pratique et visible.

Suture 75 cm

Suture Soie



32.Z3010	4/0	Diamant	17 mm 1/2 cercle	Rond	24 unités
32.Z3011	3/0	Diamant	17 mm 1/2 cercle	Rond	24 unités
32.Z3012	3/0	Diamant	22 mm 1/2 cercle	Rond	24 unités
32.Z3013	2/0	Diamant	22 mm 1/2 cercle	Rond	24 unités
32.Z3014	4/0	Diamant	18 mm 3/8 cercle	Rond	24 unités
32.Z3020	3/0	Ronde	22 mm 1/2 cercle	Rond	24 unités
32.Z3021	2/0	Ronde	22 mm 1/2 cercle	Rond	24 unités
32.Z3022	3/0	Ronde	17 mm 1/2 cercle	Rond	24 unités
32.Z3023	4/0	Ronde	17 mm 1/2 cercle	Rond	24 unités
32.Z3030	4/0	Coupante	12 mm 3/8 cercle	Coupant	24 unités
32.Z3031	4/0	Coupante	19 mm 3/8 cercle	Coupant	24 unités
32.Z3032	3/0	Coupante	16 mm 3/8 cercle	Coupant	24 unités
32.Z3033	4/0	Coupante	16 mm 3/8 cercle	Coupant	24 unités
32.Z3034	3/0	Coupante	19 mm 3/8 cercle	Coupant	24 unités

Suture PGA

La suture chirurgicale PGA est une suture synthétique résorbable réalisée par le tissage d'un nombre suffisant de fibres d'acide polyglycolique tressées.

La suture PGA dispose d'une couche de copolymère de polycaprolactone.

La suture conserve 50 % de sa résistance à la traction initiale après 14 jours de l'intervention assurant une bonne cicatrisation des tissus. Pour la résorption du nœud il faut environ 25-28 jours.

Elle peut être utilisée dans tous les cas dans lesquels il n'est pas nécessaire de pratiquer l'ablation des points et dans les tissus particulièrement délicats, en combinaison avec les membranes résorbables

Suture 75 cm



32.Z3056	5/0	Coupant	16 mm 3/8 cercle	Coupant	24 unités
32.Z3057	3/0	Coupant	19 mm 3/8 cercle	Coupant	24 unités
32.Z3059	4/0	Coupant	19 mm 3/8 cercle	Coupant	24 unités
32.Z3061	6/0	Super Coupant	12 mm 3/8 cercle	Coupant	12 unités
32.Z3062	5/0	Super Coupant	12 mm 3/8 cercle	Coupant	12 unités
32.Z3063	4/0	Coupant	16 mm 3/8 cercle	Coupant	24 unités

Suture Polyester



La suture chirurgicale POLYOMINI est une suture multifilament non résorbable qui est réalisée avec un matériau à base de polytéréphtalate d'éthylène, matériau biologiquement inerte, caractérisé par une réaction tissulaire minime.

La suture est recouverte en silicone pour rendre sa surface plus lisse et uniforme.

Elle se caractérise par une résistance à la déchirure plus grande et une réduction du risque de réaction des tissus par rapport à la soie.

32.Z3001	3/0	Trocar	17 mm 1/2 cercle	Ronde	24 unités
32.Z3002	4/0	Trocar	17 mm 1/2 cercle	Ronde	24 unités
32.Z3007	5/0	Trocar	18 mm 3/8 cercle	Ronde	24 unités
32.Z3008	6/0	Trocar	18 mm 3/8 cercle	Ronde	24 unités
32.Z3003	4/0	Coupante	12 mm 3/8 cercle	Coupante	24 unités
32.Z3004	4/0	Coupante	16 mm 3/8 cercle	Coupante	24 unités
32.Z3005	4/0	Coupante	19 mm 3/8 cercle	Coupante	24 unités
32.Z3006	3/0	Coupante	19 mm 3/8 cercle	Coupante	24 unités

Suture PTFE



Les sutures chirurgicales en PTFE sont idéales pour toutes les procédures d'implantologie, de parodontologie et de greffe osseuse où l'emploi d'une suture monofilament à faible adhérence bactérienne est souhaitable.

Elles sont biologiquement inertes et chimiquement non réactives.

Contrairement à d'autres points de sutures monofilament synthétique, le matériau est hautement toléré dans la cavité buccale.

En outre, les sutures en PTFE sont idéales pour limiter l'inflammation, le saignement et d'autres effets collatéraux qui peuvent survenir pendant les opérations d'occlusion

Suture 75 cm

32.Z3240	4/0	Diamant	18 mm 3/8 cercle	Ronde	12 unités
32.Z3250	5/0	Diamant	18 mm 3/8 cercle	Ronde	12 unités
32.Z3130	3/0	Coupante	19 mm 3/8 cercle	Coupante	12 unités
32.Z3141	4/0	Coupante	16 mm 3/8 cercle	Coupante	12 unités
32.Z3150	5/0	Coupante	12 mm 1/2 cercle	Coupante	12 unités
32.Z3151	5/0	Coupante	12 mm 3/8 cercle	Coupante	12 unités

Suture Monofast



La suture chirurgicale stérile Monofast est un monofilament synthétique résorbable.

L'utilisation de la suture Monofast provoque une réaction inflammatoire minimale, suivie par le développement de fibres de tissu sur le site. Pour le procédé d'hydrolyse il y a une perte progressive de la tension et de l'absorption éventuelle, avec la suture qui est métabolisé par le tissu. La diminution de la tension se fait sans perte de masse importante et après la première semaine est de 68 à 78% de la résistance initiale, tandis qu'elle diminue jusqu'à 30% de la tension initiale au bout de 2 semaines. L'absorption est terminée au bout d'une période allant de 90 à 110 jours après la chirurgie.

Le Monofast de suture est généralement indiqué pour les procédures de tissus mous

Suture 45 cm

32.Z3300	4/0	Coupante	16mm 3/8 cercle	coupante inversé	12 pcs
32.Z3301	5/0	Extra coupante	12mm 3/8 cercle	coupante inversé	12 pcs

Suture Polyamide



La suture chirurgicale stérile en polyamide est un mono filament non absorbable.

Elle est caractérisée par une superficie lisse et homogène, une manipulation facile, mémoire élastique pas élevée et une excellente stabilité du noeud.

L'utilisation de suture en Polyamide peut provoquer chez certains patients une réaction inflammatoire minime.

Le polyamide monofilament non résorbable est indiqué pour les tissus mous.

Suture 75 cm

32.Z4622	4/0	Coupante	16 mm 3/8 cercle	coupante inversé	24 pcs
32.Z4621	5/0	Coupante	16 mm cercle	coupante inversé	24 pcs
32.Z4620	6/0	Coupante	16 mm 3/8 cercle	coupante inversé	24 pcs
32.Z4611	5/0	Coupante	12 mm 3/8 cercle	coupante inversé	24 pcs



Couvercle Perforé



Couvercle et cuve perforée



Etiquettes d'identification en Alu 50 X 18 X 1 mm



SY820.01



SY820.02



SY820.03



SY820.04



SY820.05



SY820.06

Gravage laser sur demande

Consommables pour Containers



Filtre usage unique

Dimensions:
235 x 118 mm
Réf: S1148



Etiquette usage unique

Dimensions:
60 x 18 mm
Réf: S4000



Plomb avec indicateur de passage
Réf: S1210

Etiquettes Aluminium adhésives pour identification des containers résistant à 350°C



Gravage laser sur demande

ST2100.01 40 X 20 mm
ST2100.02 50 X 20 mm
ST2100.03 50 X 00 mm



SY510.04A
SY410.04A

SY511.04A
SY411.04A



310 x 190 x 40 mm
300 x 140 x 40 mm



310 x 190 x 65 mm
300 x 140 x 65 mm



310 x 190 x 80 mm



310 x 190 x 100 mm
300 x 140 x 100 mm



280 x 182 x 120 mm
310 x 190 x 130 mm

SY510.06A
SY410.07A

SY511.06A
SY411.07A

SY510.08A

SY511.08A

SY510.10A
SY410.10A

SY511.10A
SY411.10A

SY510.13A

SY511.13A



CASSETTE CADRE INOX PERFORE
270 x 170 x 30 mm
SY398.03



CASSETTE CADRE INOX PERFORE
270 x 170 x 70 mm
SY398.07



CASSETTE CADRE INOX PERFORE
270 x 170 x 50 mm
SY398.05



CASSETTE CADRE INOX PERFORE
270 x 170 x 100 mm
SY398.10



CASSETTE 20 instruments
180 x 280 x 30 mm
Réf: D20



CASSETTE 10 instruments
180 x 140 x 30 mm
Réf: D10



CASSETTE 5 instruments
180 x 70 x 30 mm
Réf: D5

**Pour toute autre taille de
container ou cassette.
Consultez nous.**

Boules à mailles pour nettoyage fraises en ultrasons



Boule à maille ronde
HBMR.44 44 mm
HBMR.54 54 mm
HBMR.64 64 mm



Boule à maille carrée
HBMC.37 37 mm

**Table Mayo**

100% acier inoxydable
 hauteur réglable de 74 à 117 cm
 Plateau recouvrant 73 x 47 x 2,5
 Poids 18,70 kg
 Réf : 30E0026

**Table Pont**

100% acier inoxydable
 hauteur réglable de 90 à 150 cm
 Plateau recouvrant 60 x 90
 Poids 15 kg
 Réf : 30E0023

**Armoire chirurgicale**

Cette armoire mobile vous permet de déplacer et de ranger facilement vos équipements.

3 tablettes 30 E0050
 2 tablettes +1 tiroir 30 E0060

**UNITE DENTAIRE MOBILE**

Auto-alimentée en eau grâce à une bouteille.
 Le réglage est possible sur chaque instrument.
 La sélection des instruments est automatique

- Seringue 3 fonctions air / eau / spray
- 3 sorties instruments midwest
- Pédale disque progressive
- système d'alimentation autonome en eau

Réf : 1-370.AIR3

Option: nos carts peuvent être équipés suivant vos besoins.
 Micromoteur, démarreur....



NEW **CHIROPRO PLUS LED**

Sobre et simple, l'écran vous donne accès en un coup d'oeil à toutes les informations essentielles au bon déroulement de votre intervention : type d'instruments, vitesse, couple, débit d'irrigation et sens de rotation.

Grâce à son bouton de commande unique stérilisable, la navigation devient un jeu d'enfant. Tournez le bouton pour faire défiler les menus puis validez votre choix par une simple pression.

La réalisation de vos opérations est encore plus simple avec les séquences préprogrammées.

Disponible en deux versions :

NEW CHIROPRO PLUS LED pour la chirurgie et l'implantologie

NEW CHIROPRO LED pour l'implantologie

Livré avec: Console + pédale / 1 moteur + câble LED / 1 contre-angle réducteur 20:1 / 10 brides de fixation / 1 potence / 1 support moteur / 1 cordon d'alimentation

NEW CHIROPRO PLUS LED	Réf :	1700710
NEW CHIROPRO LED	Réf :	1700708
Ligne d'irrigation	Réf :	1500984.010



Réf : 1700710




OSSEODOC - Réf : 1700168

Micromoteur Osseodoc Bien Air avec pompe d'irrigation
Spécialement étudié pour la chirurgie stomato, maxillo-faciale et ORL..
Vitesse 40 000 tours/min., 4 plages de vitesse
Autoclavable à 134° (moteur et câble)
Système à induction
Avec commande, micromoteur, cordon, pédale & pompe

Livré avec:

- Console de commande et de programmation
- Micromoteur BASCH + cordon
- Pompe péristaltique
- Pédale de commande Multifonctions
- Potence

Micromoteur BASCH seul	Réf : 1600076
Cordon BASCH seul	Réf : 1600342
Micromoteur BASCH + Cordon	Réf : 1700074
Ligne d'irrigation	Réf : MED 0300


SURGIC PRO + LED - Réf : Y1001933

Toutes les fonctions nécessaires pour des applications de chirurgie buccale et d'implantologie dans un boîtier compact et élégant.
Il inclut le système de pointe de calibrage de la pièce à main.
Le surgic Pro intègre un large éventail de réglages permettant aux cliniciens d'utiliser n'importe quelle marque d'implant.

Livré avec:

- Console de commande et de programmation
- Micromoteur SURGIC PRO + cordon
- Pompe péristaltique
- Pédale de commande Multifonctions
- Potence

SURGIC PRO non LED	Réf : Y1001934
Micromoteur Surgic Pro LED + Cordon	Réf : E1023
Micromoteur Surgic Pro non LED + Cordon	Réf : E1025
Ligne d'irrigation	Réf : 32 F1201


Micromoteur BASCH

Le micromoteur BASCH est devenu une référence dans le domaine de la stomatologie et de l'implantologie. Performant, autoventilé, il offre un contrôle précis de la vitesse et du couple. Sa fabrication en acier inox offre une résistance accrue aux liquides physiologiques et lui confère une grande longévité. Il peut être stérilisé avec son câble.

Caractéristiques :

Vitesse : de 500 à 40 000 Tr/min

Autoventilé

Micromoteur sans balais

Stérilisable et lavable en autoclave à 134°C

Hautes performances / Sans lumière

Réf: 1700074.001


Micromoteur MX-i LED

Le MX-i LED est d'abord un exemple de stabilité. À haute comme à basse vitesse, il offre un grand confort de travail et son couple important vient à bout des opérations implantaires les plus critiques. Le micromoteur MX-i LED est pourvu d'un éclairage LED réglable fournissant au contre-angle une lumière intense, neutre et constante à haute comme à basse vitesse. Le micromoteur MX-i LED est non seulement le micromoteur d'implantologie le plus puissant du marché, mais également le plus léger.

Réf :

MX-i LED 1601008-001

MX-i LED PLUS 3rd Gen 1600755-001


Micromoteur SURGIC PRO

NSK Surgic Pro répond aux exigences les plus rigoureuses des praticiens en termes de puissance, de fiabilité et de polyvalence pour la pose d'implants et la chirurgie buccale.

Caractéristique :

Couple élevé (jusqu'à 80 Ncm)

Micromoteur sans balais

Vitesse de 200 à 40 000 tr/min

Lavable en thermodésinfecteur et stérilisable en autoclave à 134°C

Dimensions et poids : L 81,9 mm et 280 gr

Réf : E1023



Les pièces à main sont notamment conçues pour supporter les fortes contraintes résultant d'appuis latéraux répétés, tout en conservant une précision hors du commun.
Vous apprécierez aussi l'absence de vibrations, leur silence ainsi que leur système de serrage éprouvé.

PIECE A MAIN DROITE

Multiplicatrice par 2. Sans lumière, douille avec tube d'irrigation, serrage à bague, queue d'outil Ø 2.35 mm, douille stérile Bur Guard

Réf: 1600436-001
Bague d'irrigation Réf: 1501318
Nez stérile UU (Bte 100) Réf: 1501317

PIECE A MAIN DROITE

Sans lumière, rapport direct, douilles interchangeables avec ou sans tube d'irrigation, serrage à bague, queue d'outil Ø 2,35 mm

Réf : 1600052.001
1600436.001
Bague d'irrigation externe
Réf : 1500552.001

1600052-001 1600436-001

PIECE A MAIN DE MICROCHIRURGIE DROITE LONGUE

Pièce à main droite longue à bague bleue BIEN AIR. Transmission 1/1 pour fraise à queue longue lisse munie d'un système d'irrigation externe. Etanche et stérilisable en autoclave à 134°C

Réf : 1600206-001
Bague d'irrigation externe
Réf : 1500096-001

PIECE A MAIN DE MICROCHIRURGIE COUDEE LONGUE

Pièce à main coudée longue à bague bleue BIEN AIR. Transmission 1/1 pour fraise à queue longue lisse munie d'un système d'irrigation externe. Etanche et stérilisable en autoclave à 134°C
Pièce à main 70mm, irrigation externe

Ref : 1600207-001

Bague d'irrigation externe
Réf : 1500096-001



PIECE A MAIN DROITE

La micro-technologie de NSK a développé au fil des années ces pièces à main offrant un niveau sonore et de vibrations très faible tout en garantissant une précision de rotation inférieure à 0.02 mm.

Le système Clean Head est intégré et prolonge la durée de vie des roulements à billes de ces instruments. Pièce à main Série EX 6B bague bleue 1:1, sans lumière, sans spray externe. Les pièces à main sont stérilisables par autoclave à 134°C

Caractéristiques :
Rapport direct 1:1
Pour fraises Ø 2.35
Vitesse max. : 40 000 tr/min

Réf : H260



Bague d'irrigation externe
Réf : H019711

PIECE A MAIN DE MICROCHIRURGIE DROITE LONGUE

Les pièces à main NSK de microchirurgie ont été spécialement développées pour la chirurgie orale et les interventions ORL. Aucune vibration ni déviation ne peuvent se produire dans le mouvement, même à grande vitesse.

Les pièces à main sont stérilisables par autoclave à 134°C.

Caractéristiques :
Rapport direct 1:1
Pièce à main droite
Fixation par mouvement de torsion
Vitesse max : 40 000 tr/min
Pour fraise chirurgicale Ø2.35

Réf : H264



Bague d'irrigation externe
Réf : H083D018

PIECE A MAIN DE MICROCHIRURGIE AVEC ANGLE DE 20°

Les pièces à main NSK de microchirurgie ont été spécialement développées pour la chirurgie orale et les interventions ORL.

Aucune vibration ni déviation ne peuvent se produire dans le mouvement, même à grande vitesse.

Les pièces à main sont stérilisables par autoclave à 134°C.

Caractéristiques :
Multiplicateur par 2
Angle de 20°
Fixation par mouvement de torsion
Vitesse max : 80 000 tr/min
Pour fraise chirurgicale Ø 2.35

Réf : H263



Bague d'irrigation externe
Réf : H083D018



CONTRE-ANGLES

CONTRE ANGLE - RAPPORT 20:1

Réducteur par 20, lumière par barreau de verre optique, irrigation interne, serrage par bouton-poussoir, queue d'outil Ø 2,35 mm.

Réf : 1600598.001

NSK Ti-Max X-SG20 L 20:1

Le refroidissement est optimisé par un double système d'irrigation. L'irrigation interne (Kirschner et Meyer) liquide traversant l'intérieur de la fraise et l'irrigation externe assurent ensemble un refroidissement adéquat. Les deux canules d'irrigation sont autoclavables.

Caractéristiques :
Réducteur par 20
Lumière par barreau de quartz
Corps en titane avec revêtement DURACOAT résistant aux rayures
Griffe à bouton-poussoir
Refroidissement externe et interne (Kirschner et Meyer)
Vitesse maxi : 2 000 tr/min

Réf : C1003





CONTRE ANGLE - RAPPORT 1:1L
SPRAY INTERNE

Lumière par barreau de verre optique, serrage par bouton-poussoir, queue d'outil Ø 2,35 mm.

Réf : 1600384-001



CONTRE ANGLE - RAPPORT 10:1L
SPRAY INTERNE

Réducteur par 10, lumière par barreau de verre optique, serrage par bouton-poussoir, queue d'outil Ø 2,35 mm.

Réf : 1600385-001



CONTRE ANGLE - RAPPORT 1:2,5L
SPRAY EXTERNE

Multiplicateur par 2,5, lumière par barreau de verre optique, serrage par bouton-poussoir, queue d'outil Ø 2,35 mm.

Réf : 1601055-001



CONTRE ANGLE - RAPPORT 20:1

Réducteur par 20, lumière par barreau de verre optique, irrigation interne, serrage par bouton-poussoir, queue d'outil Ø 2,35 mm.

Réf : 1600598.001



CONTRE-ANGLE - RAPPORT 1:5L
SPRAY INTERNE

Multiplicateur par 5, lumière par barreau de verre optique, serrage par bouton-poussoir, queue d'outil Ø 2,35 mm.

Réf : 1600386-001

**Pour toutes autres références
d'instrumentation
contactez-nous**

**Confiez nous vos réparations
Nous travaillons avec les plus
grands fabricants**



CONTRE ANGLE - NSK Ti-Max X-SG20 L 20:1L

Le refroidissement est optimisé par un double système d'irrigation. L'irrigation interne (Kirschner et Meyer) liquide traversant l'intérieur de la fraise et l'irrigation externe assurent ensemble un refroidissement adéquat. Les deux canules d'irrigation sont autoclavables.

Caractéristiques :

Réducteur par 20

Lumière par barreau de quartz

Corps en titane avec revêtement DURACOAT résistant aux rayures

Griffe à bouton-poussoir

Refroidissement externe et interne (Kirschner et Meyer)

Vitesse maxi : 2 000 tr/min

Réf : C1003



CONTRE ANGLE - NSK Ti-Max X-SG93 L 1:3L

Caractéristiques :

Multiplicateur par 3

Lumière par barreau de quartz

Corps en titane avec revêtement DURACOAT résistant aux rayures

Griffe à bouton-poussoir

Refroidissement externe et interne (Kirschner et Meyer)

Vitesse maxi : 120 000 tr/min

Réf : C1004



**TURBINE BORA LED**

Imaginez un instrument incroyablement léger et fin, à la fois racé, performant et résistant. Inspirée par les dernières avancées technologiques des milieux les plus exigeants. BIEN AIR l'a réalisé pour vous.

Caractéristiques :
Double barreau de verre DuaLook
Roulements céramique
400 000 tr/min à 2,7 bars
3 sprays
Serrage à bouton-poussoir
Valve antiretour de l'eau
accouplement rapide et tournant pour raccord rapide Unifix.

Réf : 1600638.001

**TURBINE TORNADO LED**

Sur tous les plans, la Tornado affirme de façon claire et convaincante sa position de numéro un. Cette turbine haut de gamme fournit une puissance exceptionnelle de 30 watts. Une supériorité incomparable

Caractéristiques :
Double barreau de verre DuaLook
Roulements céramique
400 000 tr/min à 2,7 bars
3 sprays
Serrage à bouton-poussoir
Valve antiretour de l'eau
accouplement rapide et tournant pour raccord rapide Unifix.

Réf : 1600908.001

**TURBINE TI-Max Z900L**

Le haut de gamme de NSK se caractérise par un design ergonomique incomparable et des performances inégalées.

Caractéristiques :
Corps en acier inoxydable
Roulements en céramique intégrés de type ISB
Lumière avec barreau de quartz
Système Clean Head
Griffe bouton-poussoir
Quadruple Spray
Microfiltre
Vitesse de 360 000 à 400 000 tr/min
Lavable en Thermodésinfecteur et Autoclavable à 135° C max

Disponible pour raccord NSK, KAVO Multiflex, Sirona, W&H Roto Quick et BIEN-AIR Unifix

Réf : Ti-Max led X-600 L

**TURBINE TI-Max X600L**

TI-Max X600L légère, ergonomique et performante

Caractéristiques :
Corps en acier inoxydable
Roulements en céramique intégrés de type ISB
Lumière avec barreau de quartz ou LED suivant le type de raccord
Système Clean Head
Griffe bouton-poussoir
Quadruple Spray
Vitesse de 360 000 à 400 000 tr/min
Lavable en Thermodésinfecteur et Autoclavable à 135° C max

Disponible pour raccord NSK, KAVO Multiflex, Sirona, W&H Roto Quick et BIEN-AIR Unifix

Réf : Ti-Max led X-600 L



Sprays d'entretien



Les sprays d'entretien Bien-Air vous accompagnent dans l'utilisation quotidienne de vos micromoteurs et pièces à main et vous garantissent à la fois un entretien irréprochable, un fonctionnement optimal et une durée de vie prolongée. Bombe spray de 500 ml.

**Aquacare**

Spray de nettoyage spécialement adapté pour retirer le sérum physiologique.

Réf : 1600617

**Spraynet**

Spray de nettoyage pour pièces à main et micromoteurs.



Réf : 1600036


**Lubrifluid**

Pour la lubrification des turbines, pièces à main, contre-angles et des micromoteurs.

Réf : 1600064

Supercut





Ciseaux Stevenson - 11 cm courbes pointus
113 38 0451



Ciseaux Lagrange micro-dentures - 11,5cm
196 10 1597



Ciseaux Wagner - 11cm
pointus courbes sur le chant
113 38 0311



Ciseaux Goldmann-Fox - 13cm
micro-dentures droits
118 82013

Ciseaux Goldmann-Fox - 13cm
micro-dentures courbes
118 82113



Ciseaux chirurgicaux fins courbes
- 11,5 cm pointus
113 38 0091

Ciseaux chirurgicaux fins courbes
- 11,5 cm mousses
113 38 0161

Ciseaux chirurgicaux fins droits
- 11,5 cm pointus
113 38 0071

Ciseaux chirurgicaux fins droits
- 11,5 cm mousses
113 38 0081



Ciseaux Bonn droits - 11 cm
lames microdentées
108 34011

Ciseaux Bonn courbes - 11 cm
lames microdentées
108 34111



Castroviejo - 14 cm

droit, mors TC 196 67 4140 / 20-28
courbe, mors TC 196 67 5140 / 20-29



Castroviejo - Gomet - 14 cm

droit mors TC 20-19
courbe mors TC20-17



18 cm droit mors TC

197 00 4047

18 cm courbe mors TC

197 00 4046



Castroviejo - Gomet - 16 cm

droit, mors TC 197 00 2030



18 cm mors droit striés 197 00 4044A



18 cm mors droit à griffes 197 00 4044



18 cm mors coudés striés 197 00 4045A



18 cm mors coudés à griffes 197 00 4045





Règlet inox
15 cm
Réf : 102 34415



Pied à coulisse inox
0 - 80 mm
Réf : 1199



Pied à coulisse Inox Fin
0 - 80 mm
3223



Compas de CASTROVIEJO - 17 cm
droit 142 58310
coudé 142 58309



Compas de CASTROVIEJO - 9 cm
droit 142 58307
coudé 142 58404



- Insertion de la cartouche par basculement
- Limitation des mouvements de la cartouche pour une plus grande praticité.



- 2 versions disponibles avec ou sans dispositif d'aspiration.
- Adaptation à l'usage du praticien.



- Poignée en T ou anneau
- Choix de la prise en main.



SERINGUE à poignée en T
sans aspiration
1640



SERINGUE à poignée en T
avec aspiration
3800



SERINGUE à poignée anneau
avec aspiration
3800A



Sonde parodontale
133 50 0115



Détartreur CK6
196 27 0400



Détartreur Mini CK6
196 27 0200



Détartreur Micro CK6
196 27 0250



Rugine de Molt
196 46 7170



Décolleur de Prichard
196 71 7170



Rugine d'Hourigan
196 46 7180



Cupule inox avec bec verseur


Ø 40 mm Réf : 304	Ø 80.0 mm Réf : 308
Ø 50 mm Réf : 305	Ø 100 mm Réf : 310
Ø 60 mm Réf : 306	Ø 120 mm Réf : 312



Ouvre bouche Doyen enfant
196 26 5120

Ouvre bouche Doyen adulte
196 26 5140

Embout de protection silicone
(sachet de 10)
196 26 5141



Ouvre bouche abaisse langue
197 07 0000

Embout de protection silicone
(sachet de 10)
196 26 5141



Ecarteur Farabeuf

-10 cm (la paire) 196 10 0210
-12 cm (la paire) 196 10 0214
-15 cm (la paire) 196 10 0215
-18 cm (la paire) 196 10 0216



14 cm

Ecarteur Dautrey universel 60/80 mm
196 10 1109

Ecarteur Dautrey universel bords droits 60/80 mm
196 10 1109S



14 cm

Ecarteur Dautrey court 40/55 mm
196 10 1109C

Ecarteur Dautrey long 50/90 mm
196 10 1109L



14 cm

Ecarteur Dautrey 60/80
avec aspiration sur le côté
Modèle court 196 10 1300
Modèle long 196 10 1400



Ecarteur Dautrey 60/80
avec aspiration sur le côté
Aspiration sur côté long 80mm 196 10 1300
Aspiration sur côté court 60mm 196 10 1400



Ecarteur de joue articulé - 21 cm
196 23 0519



Ecarteur vestibulaire - 18 cm
197 00 0151



Ecarteur vestibulaire - 17 cm
197 00 4002



Ecarteur vestibulaire double
30/80 mm - 18 cm
196 26 5100



Ecarteur
197 00 1524A



Ecarteur
197 00 1524



Ecarteur MINNESOTA - 21c m
197 00 1518




Ecarteur LANGENBECK
30 x 16 mm - 21 cm
197 00 1517A



Ecarteur LANGENBECK - 21 cm

Ecarteur 40 x 10 mm 118 08 0800	Ecarteur 45 x 15 mm 118 08 0840
Ecarteur 40 x 15 mm 118 08 0810	Ecarteur 60 x 12 mm 118 08 0850
Ecarteur 45 x 10 mm 118 08 0820	Ecarteur 75 x 20 mm 118 08 0860



Ecarteur «Détordu»
196 26 1200



Lame Abord Lingual
de SCHNECK
196 26 0800



Ecarteur AUBRY en Z
196 26 0700



Ecarteur en S
197 07 2500



Ecarteur MINNESOTA
196 26 1500



Ecarteur à joue
196 26 1400

Lames Malléables



Lame malléable inox 8/10 mm
121 17 0040
Lame malléable inox 12/14 mm
121 17 0050
Lame malléable inox 14/16 mm
121 17 0060
Lame malléable inox 16/20 mm
121 17 0070

Abaisse langue




Abaisse-langue inox
Adulte 00 100
Enfant 00 101

Abaisse-langue inox
fenêtré
00 102

CONVEXES

CONCAVES




Osteotome




Osteotome stop

Pour condenser le site implantaire
avec une sécurité maximale d'arrêt



Ciseaux à os





Curette double
pour matériaux de comblement
125 08 0310



Curette / Fouloir à comblement osseux
197 00 4070



Curette / Fouloir à comblement osseux
197 00 4072



Curette / Fouloir à comblement osseux
197 00 4071

Sinus Lift



H01-197 00 4006



H02-197 00 4007



K03-197 00 4008



K04-197 00 4009



K78-197 00 4010



K77-197 00 4011



Sinus Lift



Embouts téflon de rechange
la paire
128 08 0899



Maillet chirurgical
Inox 180 gr Embouts téflon
128 08 0902



Maillet 200g - 18 cm
face inox - téflon
faces inox - téflon 132 69214



Maillet chirurgical
Inox massif
150gr 128 08 0900
200gr 128 08 0901



Pince gouge mini Freidman - 16 cm
fine 1,5 mm 196 10 2160



Pince à greffon osseux

Conçues spécifiquement pour la chirurgie osseuse, les pinces MJK Instruments assurent un maintien ferme et stable du greffon en position, libérant ainsi la main du chirurgien pour une intervention confortable et sécurisée - le forage peut se faire aisément et directement sur le site.

Mors symétriques	CL011
Mors asymétriques côté DROIT	CL021
Mors asymétriques côté GAUCHE	CL022



KF-T3



KF-T2

Filtre récupérateur d'os

Récupérateur d'os avec grille filtre en Titane, réutilisable et stérilisable.

Le large diamètre du filtre à os (Ø 40mm) permet de récupérer une grande quantité de matériaux osseux sans obstruction du filtre.

Le KF-T2 se place le long de la ligne d'aspiration à environ 50 cm.

Le KF-T3 se place en début de ligne et s'adapte à une canule d'aspiration


KF-T2	Complet	Réf 3606
KF-T3	Complet	Réf 3610
Grille filtre Titane (Bte 3)		Réf 3608

**Récupérateur d'os ASPEO**

ASPEO + adaptateur + 3 filtres - Réf : 12010

Filtre à usage unique (lot de 6) - Réf : 12006

Adaptateur - Réf : 12041

**COLLECTEUR D'OS SMARTSCRAPER**

Tout en un, de la collecte à la greffe

Smartscraper, la nouvelle génération d'instruments pour la collecte d'os intra-oral qui permet au praticien de n'utiliser qu'un seul instrument, avec une lame pour la collecte et une seringue pour une greffe immédiate avec les particules.

Tout en un, de la collecte à la greffe

L'instrument s'ouvre d'un simple mouvement.

La seringue dans laquelle les particules osseuses ont été collectées permet le positionnement de la greffe dans les zones les moins accessibles et simplifie la procédure chirurgicale.

La poignée au milieu de l'instrument améliore la récupération, même répétée, dans les zones postérieures, rapidement et sans inconfort pour le patient

COLLECTEUR D'OS SAFESCRAPER TWIST

Méthode simple d'obtention d'os cortical pour des greffes autogènes.

Avec une technique d'effraction minimale, non-traumatique et bien tolérée par le patient.

La lame permet de recueillir par raclage des copeaux corticaux.

La boîte de 3

Collecteur d'os droit	Réf : 3598
Collecteur d'os coudé	Réf : 3987

La boîte de 3

Collecteur d'os	Réf : 4890
-----------------	------------



Stérilisable 134°
Filtres récupérateur d'os
Bte 5
197 00 4058A

Seringue inox coudée
à comblements osseux 16cm
Ø 2,5 mm 196 70 0060
Ø 3,5 mm 196 70 0061
Ø 4,5 mm 196 70 0062
Ø 6,0 mm 196 70 0063



Broyeur d'os Titane - Ø 40mm
159 99 8000

Godet à os - 33 mm
Réf : 159 99 001 / 40-03



Broyeur d'os
Ø 12 mm 197 00 4090
Ø 24 mm 197 00 4091



Pince broyeur d'os - 17 cm
197 00 4065



COLLECTEUR D'OS BONE RECOVERY

Le Bone Recovery est le dispositif le plus sûr et rapide pour le prélèvement d'os autologue.

Après la mise en place sur le contre-angle, positionner le Bone Recovery verticalement dans la zone concernée avec une vitesse entre 1000 et 3000 tr/min suivant la dureté de l'os. L'os autogène remonte sur la fraise et est stocké dans le collecteur. La fraise utilisée à un diamètre de 3 mm et une longueur de 4 mm.

Le Bone Recovery est un dispositif autoclavable à 134°C et peut-être réutilisable.





Réf: BW1

MJK n°1 : réf BW01 (boîte de 10)

- Incision proximale (mésiale et distale)
- Incision verticale dans les zones postérieures et secteurs antéro-inférieurs,
- Incision palatine



Réf: BW2

MJK n°2 : réf BW02 (boîte de 10)

- Incision crestale
- Incision sulculaire en zones vestibulaires ou linguales,
- Incision verticale dans les secteurs antérieurs



Réf: BW3

MJK n°3 : réf BW03 (boîte de 10)

- Incision secteurs antérieurs,
- Incision chirurgie délicate mucco-gingivale,
- Incision papillaire en zone étroite ou réduite



IH1 - 10 cm Ø 6 mm

IH2 - 13 cm Ø 8 mm

SPOON-BLADE

Stérile à usage unique.

Dispositif médical de classe II A.

Caracteristiques :

- Micro-lame en acier Sandvik Bioline (acier suédois haute performance)
- A fixer sur porte-lame MJK Instruments IH1 ou IH2.
- Affûtage double biseau type A.A.S.
- Emballage individuel

Applications :

- Tunnelisation
- Intervention par enveloppe
- Chirurgie de lambeaux déplacés apicalement et latéralement
- Greffes "double papille"
- Incisions intrasulculaires.

**MJK/SB001**
Pliée**MJK/SB002**
Coudée**MJK/SB003**
Droite Modelable**BISTOURI A USAGE UNIQUE****BH001 (boîte de 10)**

- Incision proximale (mésiale et distale)
- Incision verticale dans les zones postérieures et secteurs antéro-inférieurs,
- Incision palatine

**BH002 (boîte de 10)**

- Incision crestale
- Incision sulculaire en zones vestibulaires ou linguales,
- Incision verticale dans les secteurs antérieurs

**BH003 (boîte de 10)**

- Incision secteurs antérieurs,
- Incision chirurgie délicate mucco-gingivale,
- Incision papillaire en zone étroite ou réduite






Manche en plastique stérile
de couleur bleue gradué d'un côté.
Un ergot de fixation maintient le bistouri
sur le plateau afin d'éviter tout risque
de perforation de l'emballage transparent.
La boîte de 10




Qualité supérieure

Lame en acier carboné.
Conditionnée sous feuillet métallique,
emballée individuellement
et protégée contre l'oxydation.
La boîte de 100



SIMPLE TRANCHANT

DOUBLE TRANCHANT



PACKING - EASY PACK

Compresse destinée aux tamponnements oro-pharyngés
lors des interventions sous anesthésie générale dans les
domaines des chirurgies - Stomatologie - Maxillo-faciale -
ORL. L'easy pack complète la protection et offre un confort
au patient. Placé au carrefour aéro-digestif en arrière de la
langue, l'easy pack constitue une première barrière indis-
pensable pour les liquides, sang et mucosités.
Les cordons permettent une extraction facile et sûre.
Stérilisation à l'autoclave à 134°C.

Boîte de 100.

Réf : 30.V0035



L'extraction en toute simplicité ! Une nouvelle approche de l'extraction difficile !

Véritable instrument dédié à l'extraction, l'extracteur vous permettra d'aborder aussi bien l'extraction d'implant, de pilier de cicatrisation, de vis de fermeture abîmée, de vis ou de racine cassée.

L'extracteur d'implant facilite l'extraction dans les cas difficiles.

Moins traumatisant, il minimise les pertes osseuses en évitant l'utilisation du trépan.

Les douleurs post-opératoires sont réduites et il est possible de réimplanter lors de la même séance.



L'extracteur de vis et la fraise se fixent sur contre angle, tournevis manuel (300.07) ou sur l'adaptateur universel (300.09).

Il permet de remonter en tournant à gauche une vis dont la tête est abîmée.

Extracteur de vis

Extracteur + fraise 300.27



Utilisable avec adaptateur universel et extracteurs.

Système compatible avec toutes les marques d'implants grâce à l'adaptateur universel.

Utilisable avec adaptateur universel et extracteurs.

Clé dynamométrique

Clé dynamométrique seul 300.34

Adaptateur universel 300.09



Tournevis universel droit / angulé

Réf : 300.07



Trépan osseux série longue (30mm)
graduations 7, 10, 13, 16 mm

Ø Interne	Ø externe	
Ø 01,7 mm	02,3 mm	0017
Ø 02,3 mm	02,8 mm	0023
Ø 02,8 mm	03,3 mm	0028
Ø 03,3 mm	03,8 mm	0033
Ø 04,0 mm	04,5 mm	0040
Ø 04,3 mm	04,8 mm	0043
Ø 04,8 mm	05,8 mm	0048
Ø 05,0 mm	06,0 mm	0050
Ø 06,0 mm	07,0 mm	0060
Ø 07,0 mm	08,0 mm	0070
Ø 08,0 mm	09,0 mm	0080
Ø 09,0 mm	10,0 mm	0080
Ø 10,0 mm	11,0 mm	0100



2,0 mm
4,0 mm
6,0 mm
8,0 mm

Trépan osseux court pour contre-angle

Ø Interne	Ø externe	
Ø 3,0 mm	3,5 mm	0031
Ø 5,0 mm	6,0 mm	0051
Ø 7,5 mm	8,5 mm	0075
Ø 10 mm	11 mm	0101

Trépan osseux court pour pièce à main

Ø Interne	Ø externe	
Ø 4,0 mm	5,0 mm	0040PM
Ø 6,0 mm	7,0 mm	0060PM
Ø 10 mm	11 mm	0100PM



Trépan muqueux court
pour contre-angle

Ø Interne	
Ø 3,0 mm	0032
Ø 3,5 mm	0035
Ø 4,0 mm	0042
Ø 5,0 mm	0052
Ø 6,0 mm	0062



Trépan muqueux
manuel

Ø Interne	
Ø 4,1 mm	32Z2020
Ø 5,2 mm	32Z2022
Ø 6,2 mm	32Z2024



Bistouri circulaire droit

Ø 3 mm	197 00 4052
Ø 4 mm	197 00 4054
Ø 5 mm	197 00 4056



Bistouri circulaire coudé

Ø 3 mm	Ref.197 00 4053
Ø 4 mm	Ref.197 00 4055
Ø 5 mm	Ref.197 00 4057



Lunettes loupes binoculaires galiléennes

Forme sport ou classique, légères et confortables, support pivotant, réglage inter-pupillaire.
Verres correcteurs adaptables sur la forme classique

Lunette classique	2,5 x 340	LP-CL340
Lunette classique	2,5 x 420	LP-CL420
Lunette sport	2,5 x 340	LP-SP340
Lunette sport	2,5 x 420	LP-SP420





Embout standard
Embout croisé
Embout carré
Embout hexagonal

Tournevis MINIPLATING

H17-20118
H17-20218
H17-20418
H17-20318

Tournevis MEDIUMPLATING

H37-20117
H37-20217
H37-20417
-



Embout standard
Embout croisé
Embout carré
Embout hexagonal

Tournevis MINIPLATING

-
H17-20218S
H17-20418S
H17-20318S

Tournevis MEDIUMPLATING

-
H37-20217S
H37-20417S
-



Embout standard
Embout croisé
Embout carré
Embout hexagonal

Tournevis MINIPLATING

H18-20118
H18-20218
H18-20418
H18-20318

Tournevis MEDIUMPLATING

H38-20117
H38-20217
H38-20317
-

**Tournevis MICROPLATING**

Embout standard H27-20117
Embout croisé H27-20217

**Tournevis MICROPLATING**

Embout croisé H27-20217S

**Tournevis MICROPLATING**

Embout standard H28-20117
Embout croisé H28-20217

**Foret avec connection Stryker Ø 1 mm**

Stop à 4 mm	46 mm	H26-15906
Stop à 8 mm	50 mm	H26-15907
Stop à 12 mm	54 mm	H26-15908

**Foret avec connection Stryker Ø 1,1 mm**

Stop à 5 mm	45 mm	H36-11005
Stop à 7 mm	45 mm	H36-11007
Stop à 9 mm	45 mm	H36-11009
Stop à 15 mm	45 mm	H36-11015

**Foret avec connection Stryker Ø 1,4 mm**

Stop à 5 mm	45 mm	H36-14005
Stop à 7 mm	45 mm	H36-14007
Stop à 9 mm	45 mm	H36-14009
Stop à 15 mm	45 mm	H36-14015

**Foret avec connection Stryker Ø 1,5 mm**

Stop à 7 mm	50 mm	H16-15050
Stop à 7 mm	70 mm	H16-15070
Stop à 22 mm	50 mm	H16-15950
Stop à 22 mm	70 mm	H16-15970
Stop à 22 mm	105 mm	H16-15105



Réf : MF 200

MEDIFUGE

Le plasma autologue séparateur de facteur de croissance.
La médecine régénératrice pour une large gamme d'applications.
Utilisation du propre sang du patient est la source idéale autologue.
Utilisation en chirurgie pour le patient post-opératoire: confort et récupération sans infection et aucune inflammation.
La MEDIFUGE est agréé aux normes Hospitlières. Normes médicales N°0051.

Caractéristiques :

Alimentation	AC 230 V - 50 Hz
Puissance	120 VA
Dimensions (mm)	230 P X 320 L X 240 H
Poids	9,4 kg



Aspiration mobile

Puissante elle ne nécessite aucun équipement complémen-
taire.
Elle peut être vidangée par l'intermédiaire de son réservoir
interne.
Elle est robuste et nécessite peu d'entretien.

Réf : MHC800



Réservoir pour poche de collecte

Le système de collecte de liquides biologiques OMNI-VAC retient les matériaux aspirés et protège le filtre de l'installation d'aspiration de l'unité dentaire en évitant ainsi les colmatages. Le matériel aspiré reste à l'intérieur de la poche de collecte qui peut être séparée du réservoir et éliminée conformément aux normes en vigueur.

Réf : 30F2000



Poche à usage unique

Pour la collecte des déchets liquides

Réf : 30F2001



Support pour système d'irrigation et collecteur de déchets liquides.

Facile à déplacer dans une salle de chirurgie.
Le plateau peut supporter un moteur de chirurgie (jusqu'à 10 kg)

Réf : 30E0014



Selle assistante 1 position

- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Base 50 cm en acier chromé
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc



Selle opérateur 2 positions

- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Réglage de l'inclinaison + 3°/-11°
- Base 60 cm en aluminium
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc
- Option: réglage de la hauteur au pied



Selle opérateur 3 positions

Dossier fixe ou suiveur pour une mobilité sans contrainte.

- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Réglage de l'inclinaison + 3°/-11°
- Dossier réglable fixe ou suiveur
- Repose pied compris
- Base 60 cm en aluminium
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc



Table Mayo

100% acier inoxydable
hauteur réglable de 74 à 117 cm
Plateau recouvrant 73 x 47 x 2,5 cm
Poids 18,70 kg
Réf : 30E0026



Table Pont

100% acier inoxydable
hauteur réglable de 90 à 150 cm
Plateau recouvrant 60 x 90 cm
Poids 15 kg
Réf : 30E0023



Cette nouvelle **lampe LED** supprime les zones d'ombres sur le champ opératoire.

La MHC650 fournit une lumière naturelle avec une performance de rendu des couleurs supérieure.

Les 9 niveaux d'intensités lumineuse (10.000 ~ 60.000 Lux) peuvent être facilement ajustées pour s'adapter à toutes les conditions de lumière ambiante souhaitées.

Caractéristiques :

- Diamètre de la coupole : 30 cm
- Intensité lumineuse : 10 000 ~ 60.000 Lux
- Réglage de la luminosité 9 niveaux, de 20 à 100 %
- Diamètre du champ lumineux : 20 cm
- Indice de rendu des couleurs : < 90%
- Température de couleur : 5 500 K
- Source lumineuse : 6 LED
- Durée de vie de la lampe 50 000 h

Réf: MHC650



MY LIGHT L'ECLAIRAGE OPERATOIRE

Cet éclairage utilise les Leds de dernière génération qui lui permettent d'avoir un éclairage homogène, sans ombre, et sa clarté ne fatigue pas l'œil du chirurgien.

My Light ne dégage pas de chaleur, pas de rayons UVA et infrarouges.

My Light évite le durcissement des résines de polymérisation.

Chaque bloc d'éclairage est paramétrable indépendamment du bout du doigt par l'intermédiaire d'un panneau de contrôle tactile moderne,

My Light est pourvu de 3 programmes d'enregistrements paramétrables

Alimentation	Prim 230 V - 50 Hz / sec 33 vcc
Puissance consommée	55 w
Puissance d'éclairage	130.000 lux
Variation de d'éclairage	de 10.000lux à 130.000lux
Température de la couleur	4000°k
IRC	95%
Distance de travail focalisable	70 - 160 cm à 10 cm
Poids de l'éclairage seul	5,4 kg
Poids du bras plafond	15 kg
Poids du bras mur	10,5 kg
Poignée	Amovible /Stérilisable



silfradent



FIXATION MURALE
Réf: 535-EVO-SP



FIXATION SOUS PLAFOND
Réf: 535-EVO-SS



MEUBLE DENTAIRE MOBILE

Meuble roulant 2 plateaux,
équipé de deux supports,
3 prises de courant et 1 rallonge de 3 m.
Tension 230 V/50Hz
Dimensions (L x P x H) :
380 x 400 x 1230 mm
Poids : 17 kg

Réf : SANICAR



ARMOIRE CHIRURGICALE / IMPLANTOLOGIE

Cette armoire mobile vous permet de déplacer et de ranger facilement vos équipements.

3 tablettes: 30 E0050
2 tablettes: 30 E0060
Option: 1 Tiroir



UNITE DENTAIRE MOBILE

Auto-alimentée en eau grâce à une bouteille.
Le réglage est possible sur chaque instrument.
La sélection des instruments est automatique
- Seringue 3 fonctions air / eau / spray
- 3 sorties instruments midwest
- Pédale disque progressive

Réf: 1-370.AIR3

Option: nos carts peuvent être équipés suivant vos besoins.
Micromoteur, détartreur, lampe à photopolymériser....



COMPRESSEUR INTEGRE

UNITS POUR SOINS AMBULATOIRES AUTONOME

Il dispose de tout l'équipement nécessaire pour prodiguer les soins.
Son encombrement et sa mobilité lui permet un usage très polyvalent et un rangement facilité.
Seule une prise électrique est nécessaire.

Comprenant :
- 2 sorties instruments pneumatiques (midwest)
- 1 seringue 3 voies avec embout interchangeable
- 1 canule d'aspiration (utilisation en mode non continu)
- 1 système d'alimentation autonome en eau
- 1 bouteille de récupération des déchets
- Réglage individuel du spray des instruments rotatifs
- 1 compresseur sans huile

Réf : MHC701
Micromoteur électrique possible en option



NEW **CHIROPRO LED**

Sobre et simple, l'écran vous donne accès en un coup d'oeil à toutes les informations essentielles au bon déroulement de votre intervention : type d'instruments, vitesse, couple, débit d'irrigation et sens de rotation.

Grâce à son bouton de commande unique stérilisable, la navigation devient un jeu d'enfant. Tournez le bouton pour faire défiler les menus puis validez votre choix par une simple pression.

La réalisation de vos opérations est encore plus simple avec les séquences préprogrammées.

Disponible en deux versions :

NEW CHIROPRO LED pour l'implantologie

NEW CHIROPRO PLUS LED pour la chirurgie et l'implantologie

Livré avec: Console + pédale / 1 moteur + câble LED / 1 contre-angle réducteur 20:1 / 10 brides de fixation / 1 potence / 1 support moteur / 1 cordon d'alimentation

NEW CHIROPRO LED	Réf :	1700708
NEW CHIROPRO PLUS LED	Réf :	1700710
Ligne d'irrigation	Réf :	1500984.010



Réf : 1700708





CHIROPRO LED - Réf : 1700298

Il intègre 7 des principaux systèmes implantaires du marché avec leurs séquences complètes.

Il peut également être personnalisé selon vos besoins.

De la préparation du site implantaire au vissage de l'implant, la séquence clinique préprogrammée s'affiche à l'écran. Quelques secondes suffisent à définir votre programme, l'enregistrer ou le modifier.

Il est infiniment polyvalent, au point de permettre de nombreuses applications cliniques, telles que l'implantologie, l'endodontie ainsi que la chirurgie dentaire.

Livré avec: Console + pédale / 1 moteur + câble LED / 1 contre-angle réducteur 20:1 / 10 brides de fixation / 1 potence / 1 support moteur / 1 cordon d'alimentation

Micromoteur MX - LED seul	Réf :	1600755
Cordon MX - LED seul	Réf :	1600606
Ligne d'irrigation	Réf :	1500984.010



OSSEODOC - Réf : 1700168

Micromoteur Osseodoc Bien Air avec pompe d'irrigation. Spécialement étudié pour la chirurgie stomato, maxillo-faciale et ORL.

Vitesse 40 000 tours/min., 4 plages de vitesse

Autoclavable à 134° (moteur et câble)

Système à induction

Avec commande, micromoteur, cordon, pédale & pompe

Livré avec:

- Console de commande et de programmation
- Micromoteur BASCH + cordon
- Pompe péristatique
- Pédale de commande Multifonctions
- Potence

Micromoteur BASCH seul	Réf :	1600076
Cordon BASCH seul	Réf :	1600342
Micromoteur BASCH + Cordon	Réf :	1700074
Ligne d'irrigation	Réf :	MED 0300

NSK



SURGIC PRO LED - Réf : Y1001933

Toutes les fonctions nécessaires pour des applications de chirurgie buccale et d'implantologie dans un boîtier compact et élégant.

Il inclut le système de pointe de calibrage de la pièce à main.

Le surgic Pro intègre un large éventail de réglages permettant aux cliniciens d'utiliser n'importe quelle marque d'implant.

Livré avec:

- Console de commande et de programmation
- Micromoteur SURGIC PRO + cordon
- Pompe péristatique
- Pédale de commande Multifonctions
- Potence

SURGIC PRO non LED	Réf :	Y1001934
Micromoteur Surgic Pro LED + Cordon	Réf :	E1023
Micromoteur Surgic Pro non LED + Cordon	Réf :	E1025
Ligne d'irrigation	Réf :	32 F1201

silfradent



EASYBONE LED

D'une conception robuste et facile d'utilisation, ce micromoteur vous permettra d'aborder l'implantologie et la chirurgie osseuse avec un budget très compétitif.

Il dispose de 4 programmes paramétrables.

Livré avec:

- Console de commande et de programmation
- Micromoteur + cordon LED
- Pompe péristatique
- Pédale de commande Multifonctions
- Potence

EASYBONE LED	Réf :	DI500
EASYBONE	Réf :	DI400



LIGNES D'IRRIGATION

32.F0006	W&H Elcomed 200/100, Astratech Elcomed 100	10 pcs
32.F0016	Prolongateur avec embout Luer moteur W&H Elcomed 200/100	10 pcs
32.F0013	Nouvag 3000 / 7000 / MD10, MD20	10 pcs
32.F0113	Kavo Intrasept 905 - Mectron Piezosurgery II, Piezosurgery 3	10 pcs
32.F0134	NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg, Aseptico	10 pcs
32.F0139	Nobel Biocare80/ W&H Implantmed/ Implant Med new design 2005/ Implantmed SI 923/ Astratech Implant SI 923/ Surgical Motor System/Ace/Straumann/InnovaCorp. 3I/Centerpulse/ Lifecore/ DU 900/FRIOS® UNIT S/ FRIOS® UNIT S/I, Osseoset 100/Osseoset 200/Osseocare	10 pcs
32.F0141	Anthogyr 6842 V	10 pcs
32.F0148	Anthogyr Implanteo, Implanteo Led	10 pcs
32.F0159	Elcomed SA 200 W&H pump cm 19 Innova Corp-Strauman Frioss Unit E	10 pcs
32.F0161	Intrasurg 300/500; Intrasurg 300 PLUS; Intrasurg 1000; Intrasurg 1000 Air	10 pcs
32.F0170	Bien Air Chiropro 980 / EMS PIEZON® MASTER surgery / Esacrom Surgisonic I / UBS-Ultrasonic bone surgery/ Surgybone - Acrobone - Easybone Silfradent / Bien Air Chiropro 980 / EMS PIEZON	10 pcs
32.F0188	Silfradent	10 pcs
32.F0194	Acteon Implant centre, Piezotome; Dual 2000 De Godzen; Assitant Novaxa Suni Satelec Expert, Acteon I-Surge, I-Surge Plus, Acteon Piezotome/Piezotome 2, Acteon Solo, Acteon Implant center/Implant center2 Led	10 pcs
110 0037.010	Bien Air Osseodoc	10 pcs
1500984.010	Bien Air Chiropro	10 pcs

Gamme économique

32.F1201	NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg, Aseptico	20 pcs
32.F1204	Nobel Biocare / W&H Elcomed / Implant Med new design 2005/ Implantmed SI 923	20 pcs
MED 0300	Bien Air Osseodoc / Chiropro 980	20 pcs
32.F1200	Moteur W&H	10 pcs



SOLUTION STERILE (CHLORURE DE SODIUM 0,9%)

La solution stérile est conçue pour l'irrigation des instruments chirurgicaux rotatifs durant les interventions de chirurgie implantaire ou des instruments oscillants durant les interventions de chirurgie piézoélectrique.

Après l'intervention chirurgicale, la solution peut être utilisée pour éliminer le sang et les fragments de tissu, pour le lavage et pour l'irrigation des blessures. Cette solution peut être utilisée pour le lavage des instruments médico-chirurgicaux thermosensibles.

32.E0000	1L	Carton de 10
32.E0001	0,5L	Carton de 15
32.E0002	0,25L	Carton de 20



Gaines avec fixation élastique

Gaines de protection micromoteur à usage unique stériles.

Les gaines sont disponibles en 2 dimensions:

12.U0004	120 X 7cm	50 pcs
12.U0006	240 X 7cm	50 pcs

Gaines avec fixation adhésif

Gaines de protection micromoteur à usage unique stériles.

Les gaines sont disponibles en 2 dimensions:

12.U0008	120 X 7cm	50 pcs
12.U0009	240 X 7cm	50 pcs

Adhésif de fixation

Pour gaine et champs

12.U0014	10 X 5cm	50 pcs
----------	----------	--------



Gaines avec guide

Gaine avec guide en carton léger qui permet à l'assistant de dérouler rapidement la gaine sans toucher le tuyau en maintenant ainsi la stérilité de la gaine.

Les gaines sont disponibles en 2 dimensions:

22.U0005	120 X 7cm	10 pcs
22.U0007	240 X 7cm	10 pcs



FILM ADHESIF

2CROSS20 est un film adhésif pour la couverture des tableaux de commande, poignées, interrupteurs et de toutes les surfaces de travail pouvant être touchées durant les procédures cliniques, en prévenant ainsi le processus de contamination croisée.

32.U0020	20 x 20 cm	50 pcs
----------	------------	--------



Pack ICEBERG

Iceberg® est une glace instantanée extrêmement pratique et facile à utiliser. Elle n'exige aucune réfrigération spéciale. Pour l'activer, il suffit d'appuyer sur le sachet avec les deux mains.

Avantages : • Prêt à l'usage • instantané • À activation automatique par pression • Idéale à utiliser sur le visage pour soulager la douleur et les gonflements, après un traitement dentaire.

30.V0001	25 pcs
----------	--------

**KIT SETOPE pour opérateur**

- 1 casaque chirurgicale taille L + 2 essuie-mains
- 1 calot avec lacets
- 1 masque à lacets
- 1 paire de couvre-chaussures

12.T0010

10 pcs

**KIT SETASS pour assistante**

- 1 casaque chirurgicale taille L + 2 essuie-mains
- 1 calot avec lacets
- 1 masque à lacets
- 1 paire de couvre-chaussures

12.T0001

10 pcs

**KIT SETPAZ pour patient**

- 1 blouse d'isolation taille unique avec poignets élastiques
- 1 charlotte ronde
- 1 paire de couvre-chaussures

12.T0002

10 pcs

**KIT DENTSET pour mobilier**

- 1 champ en U 100 x 150 cm
- 1 champ 75 x 90 cm
- 2 champs 50 x 75 cm
- 4 films Anticross 20 x 20 cm
- 2 gaines avec guide Omni-Sleeve L 120 x 7cm

12.T0003

10 pcs



30.Z1025

LUNETTES DE PROTECTION AVEC VISIERE A USAGE UNIQUE

Ecran de protection extrêmement léger qui assure une vision particulièrement claire et ne déforme pas l'image. Il dispose d'une monture en PVC.

30.Z1025

3 montures + 20 écrans

30.Z1026

20 écrans

VISIÈRE DE PROTECTION ANTIBUÉE

le grand écran en polyéthylène antibuée permet d'utiliser cet équipement même pour les porteurs de lunettes.

10.M0200

12 pcs



10.M0200



30.Z1040



30.M0245

LUNETTES DE PROTECTION AVEC PONT DE NEZ ET VISIERE

Ecran de protection de tout le visage extrêmement léger avec une monture en PVC. L'écran en polyéthylène assure une vision particulièrement claire et ne déforme pas l'image.

30.Z1040

1pcs

30.Z1039

Visière de rechange


20 pcs

LUNETTES DE PROTECTION OMNISHIELD

Les lunettes Omnishield sont réalisées en matière plastique légère, transparente et avec des écrans latéraux pour assurer une protection excellente sans interférer avec le champ visuel.

30.M0245

5 pcs



Les champs de chirurgie ont été conçus non seulement pour la protection de la zone opératoire mais aussi pour celle du patient. C'est pour cette raison qu'ils ont été réalisés en plusieurs tissus et de différentes dimensions afin de répondre à toutes les exigences. La gamme comprend les champs en TNT bi-accouplé et Softesse®. Les champs en Softesse® ont une caractéristique particulière : ils sont hydrofuges et garantissent ainsi un effet barrière élevé. Par contre, les champs en TNT bi-accouplé, absorbant-imperméable, garantissent une absorption rapide des liquides biologiques.

12.T1387	Absorbant / imperméable	50x50 cm	NWF + Polyethylene	125 pcs
12.T1386	Absorbant / imperméable	50x75 cm	NWF + Polyethylene	100 pcs
12.T1354	Absorbant / imperméable	75x90 cm	NWF + Polyethylene	50 pcs
12.T1355	Absorbant / imperméable	100x150 cm	NWF + Polyethylene	25 pcs
12.T1357	Absorbant / imperméable	150x200 cm	NWF + Polyethylene	25 pcs
12.T1750	Hydrofuge	67x75 cm	Softesse®	25 pcs
12.T1751	Hydrofuge	75x100 cm	Softesse®	40 pcs
12.T1780	Hydrofuge	100x133 cm	Softesse®	25 pcs
12.T1781	Hydrofuge	133x200 cm	Softesse®	25 pcs



CHAMP HYDROFUGE AVEC TROU ADHESIF

Le trou adhésif décentré de 6 X 9 cm crée une barrière stérile efficace et permet d'optimiser les dimensions du champ. Indiqué pour les interventions d'implantologie, d'ostéodistraktion et de prélèvements d'os autologue de sites donneurs extra-oraux. Le film de protection de la bande adhésive présente des zones prédécoupées pour faciliter son application.

12.T1721	100 X 150 cm	25 pcs
12.T1771	133 X 200 cm	25 pcs



CHAMP CM 133X200 HYDROFUGE AVEC OUVERTURE TRIANGULAIRE

Ce champ est doté d'une ouverture triangulaire, avec une couche adhésive qui permet de le fixer au menton du patient. Une bande en aluminium modelable, située dans la partie supérieure de l'ouverture triangulaire, permet de le positionner de manière sûre sur le nez du patient. Pour protéger les yeux du patient le champ est doté d'une fenêtre de protection en matière transparente qui permet également une communication facile entre le patient et l'opérateur.


22.T1783	133 X 200 cm	5 pcs
----------	--------------	-------



CHAMP AVEC OUVERTURE EN «U»

Les champs pour le patient, avec découpe en "U" adhésive, sont réalisés en plusieurs tissus et différentes dimensions. Ces champs sont réalisés en 2 couches. La surface est ainsi 100% imperméable. Faciles à utiliser et rapidement enveloppant, ils évitent le risque de contamination et les pertes de temps. Le film de protection de la bande adhésive présente des zones prédécoupées pour faciliter son application.

12.T1253	Absorbant / imperméable	50x75 cm	U 11x9 cm	NWF + Polyethylene	50 pcs
12.T1254	Absorbant / imperméable	75x90 cm	U 11x9 cm	NWF + Polyethylene	50 pcs
12.T1264	Absorbant / imperméable	100x150 cm	U 6.5x30 cm	NWF + Polyethylene	25 pcs
12.T1265	Absorbant / imperméable	100x150 cm	U 6.5x30 cm	NWF + Polyethylene	25 pcs
12.T1266	Absorbant / imperméable	150x200 cm	U 6.5x50 cm	NWF + Polyethylene	25 pcs
12.T1792	Hydrofuge	133x200 cm	U 6.5x50 cm	Softesse®	10 pcs



32.F4040	Canule stérile CATTANI n° 9 - 14,5 cm - PVC	25 pcs
32.F4046	Canule stérile MOD.OMNIA 17 cm - ABS	25 pcs
22.F6061	Canule avec poignée ergonomique et réglage de du débit de l'aspiration 15 cm	10 pcs
22.F6063	Canule avec poignée ergonomique et réglage de du débit de l'aspiration 15 cm	10 pcs
32.F6565	Canule stérile modèle OMNIASURG 20 cm - PVC	20 pcs
32.F6363	Canule unique YANKAUER 24,5 cm - PVC	10 pcs
32.F7070	Canule stérile modèle OMNIASURG usage unique pour la récupération osseuse 20 cm - PVC	5 pcs



CANULE AVEC POIGNEE ERGONOMIQUE + ASPIRATION

Grâce à la poignée anatomique et ergonomique de la canule, l'aspirateur permet d'effectuer les opérations d'aspiration de manière simple et précise, même avec le matériau pour greffe. Les raccords spéciaux anti-pli évitent les étranglements involontaires du tube durant les pratiques chirurgicales. Le tube est doté d'une série de raccords luer lock pour l'introduction du filtre pour os OsteoTrap. Grâce à cela, il n'est pas nécessaire d'utiliser un second tuyau d'aspiration. La version avec le contrôle du vide permet un réglage de l'aspiration durant l'utilisation.

32.F5051	Avec réglage de l'aspiration	5 Pcs
32.F5052	Sans réglage de l'aspiration	5 Pcs

FILTRE A OS

Filtre à usage unique pour la récupération d'os autologue avec raccords pour l'aspiration

32.F7072	5 Pcs
----------	-------



CANULE OMNIASP + ASPIRATION

L'aspirateur Omniasp est un système complet d'aspiration avec filtre pour la récolte d'os autogène. Installé directement entre la canule et le tube d'aspiration. Le but du filtre est recueillir l'os autogène généralement perdu lors de la création de l'espace implant. Cela permet de recueillir une quantité de matériau égale au volume de l'implant.

32.F7077	2,2 m	5 Pcs
----------	-------	-------

ASPIRATION SEULE

Disponible également sans canule, les tuyaux d'aspiration chirurgicale ont une souplesse élevée et disposent d'un grand diamètre pour garantir un excellent passage du matériel aspiré. Ils sont dotés de raccords de connexion anti-pli pour faciliter le passage des fluides et ils peuvent être équipés de la prédisposition pour l'introduction du filtre de récupération osseuse.


32.F7078	2,2 m	5 Pcs
----------	-------	-------




ASPIRATION AVEC CANULE YANKAUER

Indiqué dans toutes les opérations chirurgicales où une aspiration précise est nécessaire. Les buses spéciales disposées en couronne sur le périmètre apicale de la canule évitent l'aspiration accidentelle des petits lambeaux de tissu durant les opérations de gingivoplastie. Disponible de série avec des raccords anti-plis et prédisposition pour le filtre destiné à la récolte d'os autologue.

32.F2063	2,5 m	5 Pcs
----------	-------	-------



Aiguille Diamantée
Corps rond



Aiguille ronde
Corps rond



Aiguille triangulaire
Corps tranchant



Aiguille triangulaire fine
Corps tranchant



Le fil de suture chirurgicale OMNISILK est un multifilament non résorbable en fibre protéinique naturelle réalisée par le tissage d'un numéro de fibres en soie approprié.

Les fibres sont colorées en noir, purifiées pour les rendre plus fiables d'un point de vue de la biocompatibilité et de la non capillarité.

Elles sont, en outre, enduites de silicone et de paraffine pour rendre la surface plus lisse, uniforme et pour en augmenter la fluidité.

Flexible, souple et facilement nouable, pratique et visible.

Suture 75 cm

Suture Soie



32.Z3010	4/0	Diamant	17 mm 1/2 cercle	Rond	24 unités
32.Z3011	3/0	Diamant	17 mm 1/2 cercle	Rond	24 unités
32.Z3012	3/0	Diamant	22 mm 1/2 cercle	Rond	24 unités
32.Z3013	2/0	Diamant	22 mm 1/2 cercle	Rond	24 unités
32.Z3014	4/0	Diamant	18 mm 3/8 cercle	Rond	24 unités
32.Z3020	3/0	Ronde	22 mm 1/2 cercle	Rond	24 unités
32.Z3021	2/0	Ronde	22 mm 1/2 cercle	Rond	24 unités
32.Z3022	3/0	Ronde	17 mm 1/2 cercle	Rond	24 unités
32.Z3023	4/0	Ronde	17 mm 1/2 cercle	Rond	24 unités
32.Z3030	4/0	Coupante	12 mm 3/8 cercle	Coupant	24 unités
32.Z3031	4/0	Coupante	19 mm 3/8 cercle	Coupant	24 unités
32.Z3032	3/0	Coupante	16 mm 3/8 cercle	Coupant	24 unités
32.Z3033	4/0	Coupante	16 mm 3/8 cercle	Coupant	24 unités
32.Z3034	3/0	Coupante	19 mm 3/8 cercle	Coupant	24 unités

Suture PGA

La suture chirurgicale PGA est une suture synthétique résorbable réalisée par le tissage d'un nombre suffisant de fibres d'acide polyglycolique tressées.

La suture PGA dispose d'une couche de copolymère de polycaprolactone.

La suture conserve 50 % de sa résistance à la traction initiale après 14 jours de l'intervention assurant une bonne cicatrisation des tissus. Pour la résorption du nœud il faut environ 25-28 jours.

Elle peut être utilisée dans tous les cas dans lesquels il n'est pas nécessaire de pratiquer l'ablation des points et dans les tissus particulièrement délicats, en combinaison avec les membranes résorbables

Suture 75 cm



32.Z3056	5/0	Coupant	16 mm 3/8 cercle	Coupant	24 unités
32.Z3057	3/0	Coupant	19 mm 3/8 cercle	Coupant	24 unités
32.Z3059	4/0	Coupant	19 mm 3/8 cercle	Coupant	24 unités
32.Z3061	6/0	Super Coupant	12 mm 3/8 cercle	Coupant	12 unités
32.Z3062	5/0	Super Coupant	12 mm 3/8 cercle	Coupant	12 unités
32.Z3063	4/0	Coupant	16 mm 3/8 cercle	Coupant	24 unités

Suture Polyester



La suture chirurgicale POLYOMINI est une suture multifilament non résorbable qui est réalisée avec un matériau à base de polytétréphthalate d'éthylène, matériau biologiquement inerte, caractérisé par une réaction tissulaire minimale.

La suture est recouverte en silicone pour rendre sa surface plus lisse et uniforme. Elle se caractérise par une résistance à la déchirure plus grande et une réduction du risque de réaction des tissus par rapport à la soie.

32.Z3001	3/0	Trocar	17 mm 1/2 cercle	Ronde	24 unités
32.Z3002	4/0	Trocar	17 mm 1/2 cercle	Ronde	24 unités
32.Z3007	5/0	Trocar	18 mm 3/8 cercle	Ronde	24 unités
32.Z3008	6/0	Trocar	18 mm 3/8 cercle	Ronde	24 unités
32.Z3003	4/0	Coupante	12 mm 3/8 cercle	Coupante	24 unités
32.Z3004	4/0	Coupante	16 mm 3/8 cercle	Coupante	24 unités
32.Z3005	4/0	Coupante	19 mm 3/8 cercle	Coupante	24 unités
32.Z3006	3/0	Coupante	19 mm 3/8 cercle	Coupante	24 unités

Suture PTFE



Les sutures chirurgicales en PTFE sont idéales pour toutes les procédures d'implantologie, de parodontologie et de greffe osseuse où l'emploi d'une suture monofilament à faible adhérence bactérienne est souhaitable.

Elles sont biologiquement inertes et chimiquement non réactives.

Contrairement à d'autres points de sutures monofilament synthétique, le matériau est hautement toléré dans la cavité buccale.

En outre, les sutures en PTFE sont idéales pour limiter l'inflammation, le saignement et d'autres effets collatéraux qui peuvent survenir pendant les opérations d'occlusion
Suture 75 cm

32.Z3240	4/0	Diamant	18 mm 3/8 cercle	Ronde	12 unités
32.Z3250	5/0	Diamant	18 mm 3/8 cercle	Ronde	12 unités
32.Z3130	3/0	Coupante	19 mm 3/8 cercle	Coupante	12 unités
32.Z3141	4/0	Coupante	16 mm 3/8 cercle	Coupante	12 unités
32.Z3150	5/0	Coupante	12 mm 1/2 cercle	Coupante	12 unités
32.Z3151	5/0	Coupante	12 mm 3/8 cercle	Coupante	12 unités

Suture Monofast



La suture chirurgicale stérile Monofast est un monofilament synthétique résorbable.

L'utilisation de la suture Monofast provoque une réaction inflammatoire minimale, suivie par le développement de fibres de tissu sur le site. Pour le procédé d'hydrolyse il ya une perte progressive de la tension et de l'absorption éventuelle, avec la suture qui est métabolisé par le tissu. La diminution de la tension se fait sans perte de masse importante et après la première semaine est de 68 à 78% de la résistance initiale, tandis qu'elle diminue jusqu'à 30% de la tension initiale au bout de 2 semaines. L'absorption est terminée au bout d'une période allant de 90 à 110 jours après la chirurgie.

Le Monofast de suture est généralement indiqué pour les procédures de tissus mous
Suture 45 cm

32.Z3300	4/0	Coupante	16mm 3/8 cercle	coupante inversé	12 pcs
32.Z3301	5/0	Extra coupante	12mm 3/8 cercle	coupante inversé	12 pcs

Suture Polyamide




La suture chirurgicale stérile en polyamide est un mono filament non absorbable.

Elle est caractérisée par une superficie lisse et homogène, une manipulation facile, mémoire élastique pas élevée et une excellente stabilité du noeud.

L'utilisation de suture en Polyamide peut provoquer chez certains patients une réaction inflammatoire minime.

Le polyamide monofilament non résorbable est indiqué pour les tissus mous.
Suture 75 cm

32.Z4622	4/0	Coupante	16 mm 3/8 cercle	coupante inversé	24 pcs
32.Z4621	5/0	Coupante	16 mm cercle	coupante inversé	24 pcs
32.Z4620	6/0	Coupante	16 mm 3/8 cercle	coupante inversé	24 pcs
32.Z4611	5/0	Coupante	12 mm 3/8 cercle	coupante inversé	24 pcs



Ecarteur très courbé pour voûte palatine
199 10 0150



ECARTEUR DAUTREY
modèle court 40/55 mm
196 10 1109C

modèle long 50/90 mm
196 10 1109L



ECARTEUR DAUTREY
Universel 60/80mm
196 10 1109

Bords droits 60/80mm
196 10 1109S




Ecarteur Dautrey 60/80
avec aspiration sur le côté
Aspiration sur côté long 80mm 196 10 1300
Aspiration sur côté court 60mm 196 10 1400



ECARTEUR DAUTREY
avec aspiration
196 10 1300
196 10 1400

ECARTEUR à double tubérosité
Droit 199 10 1100
Contre coudé 199 10 1200



ECARTEUR DAUTREY long fibré
55/90 mm 199 10 1250



ECARTEUR DAUTREY court fibré
40/55 mm 199 10 1300



Canule d'aspiration - 3mm
Equippée d'une fibre optique
199 10 1000



Ecarteur de CLAQUE mousse
198 40 0111



Ecarteur D'OBWEGESER pour
genioplastie et prélèvement mentonnier - 15 cm
199 10 0750



Ecarteur protecteur de la mandibule
Face interne 199 10 2200




Ecarteur protecteur de la mandibule
Gauche 199 10 2100



Ecarteur protecteur de la mandibule
Droite 199 10 2000



Ecarteur polyvalent
8 mm 199 10 0100
10 mm 199 10 0110



Ecarteur protecteur du condyle DUNN-DAUTREY
Postérieur 6,5 x 50 mm 199 10 1514
Antérieur 6,5 x 60 mm 199 10 1516



Ecarteur double du col du condyle
199 10 1520



Ecarteur stabilisateur pour symphise
199 10 0500



Ecarteur en Z d'AUFRICT MOULONGET
199 10 0550



Ecarteur RAMUS
10 X 75 mm 199 10 0200



Ecarteur à épine nasale
8 X 35 mm 199 10 0300



Ecarteur d'OBWEGESER - 22 cm
07 x 25 mm 199 10 0850
10 x 35 mm 199 10 0840
10 x 42 mm 199 10 0830
12 x 55 mm 199 10 0820
14 x 70 mm 199 10 0810
16 x 80 mm 199 10 0800



Ecarteur d'OBWEGESER - 22 cm
07 x 25 mm 199 10 0950
10 x 35 mm 199 10 0940
10 x 42 mm 199 10 0930
12 x 55 mm 199 10 0920
14 x 70 mm 199 10 0910
16 x 80 mm 199 10 0900



Ecarteur - protecteur stabilisateur
Sans aspiration 199 10 3000
Avec aspiration 199 10 3100



Ecarteur retro-maxilaire de TESSIER
Droite 199 10 1600
Gauche 199 10 1700



Ecarteur pour prélèvement iliaque - 22 cm
199 10 1800

Lames Malléables



Lame malléable inox 8/10 mm
121 17 0040

Lame malléable inox 12/14 mm
121 17 0050

Lame malléable inox 14/16 mm
121 17 0060

Lame malléable inox 16/20 mm
121 17 0070


Abaisse langue




Abaisse-langue inox
Adulte 00 100
Enfant 00 101

Abaisse-langue inox
fenêtré 00 102


Cale-bouche




Cale-bouche Mc Kesson
adulte (la paire)
DX115



Cale-bouche Mc Kesson
enfant (la paire)
DX114



Cale-bouche Mc Kesson
bébé (la paire)
DX113



Ostéotome DAUTREY-MUNRO
droit fin gradué

12 cm

16 cm

3 mm	199 40 1230	3 mm	199 40 1630
4 mm	199 40 1240	4 mm	199 40 1640
5 mm	199 40 1250	5 mm	199 40 1650
6 mm	199 40 1260	6 mm	199 40 1660
7 mm	199 40 1270	7 mm	199 40 1670
8 mm	199 40 1280	8 mm	199 40 1680
9 mm	199 40 1290	9 mm	199 40 1690
10 mm	199 40 1210	10 mm	199 40 1610




Ostéotome DAUTREY-MUNRO
Ptérygomaxillaire

Courbe 6 mm	199 40 0206
Courbe 8 mm	199 40 0208
Très courbe 6 mm	199 40 0306
Très courbe 8 mm	199 40 0308



Ostéotome DAUTREY-MUNRO
droit

Ptérygomaxillaire	
4 mm	199 40 0154
6 mm	199 40 0156
8 mm	199 40 0158



Ostéotome de TESSIER
pour prélèvement pariétal - 16 cm
10 mm, droit 199 40 0300
10 mm, courbe 199 40 0310



RUGINE D'OBWEGESER
6 mm 146 42 519/6
7 mm 146 42 519/7
9 mm 146 42 519/9
11 mm 146 42 519/11



RUGINE D'OBWEGESER
7 mm Courbe 146 42 520



RUGINE à coroné - 5 mm
199 00 0200



RUGINE moyenne
Très courbe
7 mm 199 00 0750
9 mm 199 00 0950



RUGINE étroite 5 mm
Très courbe 199 00 0550



RUGINE moyenne 7 mm
Coudée angle droit
199 00 0700



RUGINE étroite 5 mm
Coudée angle droit
199 00 0500



Poussoir à ZYGOMA
199 35 0500



Décolleur-protecteur à ZYGOMA
199 30 0200



Décolleur de SEGURA - 14.5 cm
5 mm, pour fibro-muqueuse platine
199 30 0100



Crochet de GINESTET
199 08 0310



Crochet mousse pour germectomie
199 08 0100



Ciseau burin de TESSIER courbe
8 mm 199 40 0810
10 mm 199 40 1010



Ciseau burin de TESSIER droit
8 mm 199 40 0800
10 mm 199 40 1000

**Pousse-fils - 16.5 cm**


Mise en place des ligatures péri-mandibulaires
coudé sur chant
199 35 0400

**Pousse-fils - 18 cm**


Mise en place des ligatures péri-dentaires coudé
sur le plat
199 35 0300

**Pousse-ligatures**

199 35 0200

**Ciseaux à déligaturer**

Droits 199 52 0150
Courbes 199 52 0160

**Pince à gauche de ROWE et KILLEY**

199 15 0500

Pince à droite de ROWE et KILLEY

199 15 0600

Pièce d'union pour pinces de ROWE et KILLEY

199 15 0550



Disjoncteur de TESSIER
199 15 0100



Pince à bouteroller de TESSIER
199 15 0200



Pince compressive de MARTIN pour la cloison
199 15 0300



Pince de RANEY à poser et enlever les clips
199 15 0400



Ostéotome de Lambotte mini droit - 12,5 cm

3 mm	132 65403
4 mm	132 65404
6 mm	132 65406
8 mm	132 65408
10 mm	132 65410
12 mm	132 65412
15 mm	132 65415



Ostéotome de Lambotte mini droit - 17 cm

3 mm	132 65503
4 mm	132 65504
6 mm	132 65506
8 mm	132 65508
10 mm	132 65510
12 mm	132 65512
15 mm	132 65515




Ostéotome de Lambotte droit - 24 cm

15 mm	132 65015
20 mm	132 65020
25 mm	132 65025
30 mm	132 65030
38 mm	132 65038
44 mm	132 65044
50 mm	132 65050



Ostéotome de Lambotte courbe - 22 cm

15 mm	132 65115
20 mm	132 65120
25 mm	132 65125
30 mm	132 65130
38 mm	132 65138
44 mm	132 65144
50 mm	132 65150

Ostéotome OBWEGESER - 23 cm
Ptérygomaxillaire

8 mm	132 56708
11 mm	132 56711



Ostéotome OBWEGESER - 18,5 cm

199 30 0150




Ostéotome TESSIER - 18 cm

196 00 3200



Elevateur AUFRICHT - 19 cm

Standard	146 55116
Avec Fibre Optique	146 55126
Avec aspiration	146 55136



Rétracteur de BAUER - 21 cm


Droite 199 60 0100
Gauche 199 60 0110



Rétracteur - 24 cm
199 60 0200




Rétracteur - 27 cm
avec fibre optique
199 60 0210




Rétracteur - 23 cm
199 60 0300



Rétracteur - 23 cm
avec fibre optique
199 60 0310



Rétracteur SHEA - 24 cm
avec fibre optique
199 60 0500



Rétracteur de BAUER - 24 cm
avec fibre optique
Droite 199 60 1100
Gauche 199 60 1110



Rétracteur Ramus - 16 cm
80 X 20 mm 199 10 0020
80 X 25 mm 199 10 0025
80 X 30 mm 199 10 0030
80 X 35 mm 199 10 0035



Rugine de FARABEUF 16 cm

	Droite	Demi-Courbe	Courbe
5 mm	198 20 0105	198 20 0205	198 20 0305
6 mm	198 20 0106	198 20 0206	198 20 0306
8 mm	198 20 0108	198 20 0208	198 20 0308
10 mm	198 20 0110	198 20 0210	198 20 0310
12 mm	198 20 0112	198 20 0212	198 20 0312



Rugine LAMBOTTE - 21 cm
10 mm 132 70510
15 mm 132 70515
20 mm 132 70520
25 mm 132 70525



DUNN-DAUTREY - 13.5 cm
199 08 0200



Elevateur DUNN-DAUTREY - 15.5 cm
6 x 48 mm 199 30 0250
6 x 56 mm 199 30 0260



Ciseaux décolleurs de TREPSAT
15 cm Spatule 5 mm 02020
18 cm Spatule 15 mm 02040
23 cm Spatule 15 mm 02060



Maillet 200g - 18 cm
face inox - téflon
faces inox - téflon 132 69214
2 faces téflon 128 08 0902



Ciseau burin JOST 18 cm
7 mm 199 40 0100
10 mm 199 40 0150



Ciseau burin FLEURY - 13 cm
1 mm 199 08 0101
2 mm 199 08 0102
4 mm 199 08 0104
6 mm 199 08 0106
8 mm 199 08 0108



Ecarteur COTTLE-NEIVERT
20 cm
146 55920



Crochet de GILLIES 18cm
N°1 2mm 146 56018
N°2 3mm 146 56218



Ouvre-bouche de DAVIS-BOYLE

Adulte complet (cadre+5 spatules) 148 31000
Cadre seul 148 31010

spatule 20x25 mm 148 31005
spatule 22x60 mm 148 31004
spatule 25x75 mm 148 31003
spatule 25x90 mm 148 31002
spatule 27x105 mm 148 31001

Les spatules adulte s'adaptent aussi sur le KILNER



Ouvre-bouche de MAC-IVOR

Complet (cadre+3 spatules) 148 32000
Cadre seul 148 32010
spatule 22x70 mm 148 32003
spatule 22x85 mm 148 32002
spatule 27x95 mm 148 32001

L' Ouvre-bouche de MAC-IVOR accepte aussi les spatules de DAVIS-BOYLE et KILNER



Ouvre-Bouche de KILNER

Complet (cadre+3 spatules) 148 31500
Cadre seul 148 31510
Spatules 28x65 mm 148 31501
32x75 mm 148 31002
37x80 mm 148 31503

Les spatules s'adaptent aussi sur l'ouvre-bouche DAVIS-BOYLE

Enfant complet (cadre+5 spatules) 148 30900

Cadre seul 148 30910

spatule 17x26 mm 148 30901
spatule 19x46 mm 148 30902
spatule 20x58 mm 148 30903
spatule 22x71 mm 148 30904
spatule 22x80 mm 148 30905



Ouvre bouche abaisse langue
197 07 0000

Embout de protection silicone
(sachet de 10)
196 26 5141



Ouvre-bouche de DOYEN enfant
196 26 5120

Ouvre-bouche de DOYEN adulte
196 26 5140

Embout de protection silicone
(sachet de 10)
196 26 5141



Ouvre-bouche de JENNINGS

9 cm 148 27409
11 cm 148 27411
13 cm 148 27413
15 cm 148 27415



Ouvre bouche DENHARDT
148 26712



SURGYSONIC MOTO NERO

Moteur Piezo chirurgie Surgysonic Moto Nero.

Ultrasons et micromoteur pour l'implantologie, deux technologies, un seul appareil.

Le Surgysonic Moto offre une nouvelle approche de la chirurgie des tissus durs.

Grâce à la combinaison en un seul appareil d'un micromoteur «classique» à grande vitesse et des technologies «ultrasoniques» modernes.

Il peut être utilisé non seulement dans le domaine dentaire, mais aussi en chirurgie générale (ex. chirurgie maxillo-faciale, neurochirurgie, etc.).

Ensemble comprenant :

- Console de commandes et de programmation.
- PAM LED waterproof à spray interne et cordon autoclavables 134°C
- Moteur de chirurgie avec cordon
- Pompe péristaltique
- Pédale pneumatique
- 6 inserts avec cassette
- Clé dynamométrique de serrage
- Potence d'irrigation
- Cassette de stérilisation
- Valise de transport thermoformée


Réf : Surgysonic MOTO - Moteur Piezo et moteur chirurgical

Réf : Surgisonic II - Moteur Piezo



SELECTION D'INSERTS DE CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE

(Inserts autoclavables et réutilisables)



L'INSTRUMENTATION



EMBOUT STANDARD
EMBOUT CROISE
EMBOUT CARRE
EMBOUT HEXAGONAL

Tournevis MINIPLATING

H17-20118
H17-20218
H17-20418
H17-20318

Tournevis MEDIUMPLATING

H37-20117
H37-20217
H37-20417
-



EMBOUT STANDARD
EMBOUT CROISE
EMBOUT CARRE
EMBOUT HEXAGONAL

Tournevis MINIPLATING

-
H17-20218S
H17-20418S
H17-20318S

Tournevis MEDIUMPLATING

-
H37-20217S
H37-20417S
-



EMBOUT STANDARD
EMBOUT CROISE
EMBOUT CARRE
EMBOUT HEXAGONAL

Tournevis MINIPLATING

H18-20118
H18-20218
H18-20418
H18-20318

Tournevis MEDIUMPLATING

H38-20117
H38-20217
H38-20317
-



Tournevis MICROPLATING

EMBOUT STANDARD H27-20117
EMBOUT CROISE H27-20217



Tournevis MICROPLATING

EMBOUT STANDARD H27-20118
EMBOUT CROISE H27-20218



Tournevis MICROPLATING

EMBOUT STANDARD H28-20119
EMBOUT CROISE H28-20219



Foret avec connection Stryker Ø 1 mm

Stop à 4 mm 46 mm H26-15906
Stop à 4 mm 50 mm H26-15907
Stop à 4 mm 54 mm H26-15908



Foret avec connection Stryker Ø 1,1 mm

Stop à 5 mm 45 mm H36-11005
Stop à 7 mm 45 mm H36-11007
Stop à 9 mm 45 mm H36-11009
Stop à 15 mm 45 mm H36-11015



Foret avec connection Stryker Ø 1,5 mm


Stop à 7 mm 50 mm H16-15050
Stop à 7 mm 70 mm H16-15070
Stop à 22 mm 50 mm H16-15950
Stop à 22 mm 70 mm H16-15970
Stop à 22 mm 105 mm H16-15105



Pince coupante TC 18 cm double articulation
H16-70418



Pince à plier les plaque 13,5 cm
H16-70213



Pince à plier les plaques 12,5 cm
H16-70112



Pince plate 13,5 cm
H16-70313




Pince coupante TC pour plaques et fils
H26-70412



Ciseaux TC 12 cm à couper les fils
H108-83512

PACKING - EASY PACK



Compresse destinée aux tamponnements oro-pharyngés lors des interventions sous anesthésie générale dans les domaines des chirurgies - Stomatologie - Maxillo-faciale - ORL. L'easy pack complète la protection et offre un confort au patient. Placé au carrefour aéro-digestif en arrière de la langue, l'easy pack constitue une première barrière indispensable pour les liquides, sang et mucosités.

Les cordons permettent une extraction facile et sûre.

Stérilisation à l'autoclave à 134°C.


Boîte de 100.

Réf : 30.V0035

ARCS




Arcs à crochets
010100



Arcs à créneaux encochés
010300



Arcs à créneaux
010200



Arcs longs
010500



FILS DE LIGATURE



Fils de ligature - 14 cm
Conditionnés en tube de 28 fils


ø 3/10	012003
ø 4/10	012004
ø 5/10	012005

Fils d'ostéosynthèse - 17 cm
Conditionnés en tube de 20 fils

ø 3/10	013003
ø 4/10	013004
ø 5/10	013005




Blépharostat de BARRAQUER
adulte OPH 110
enfant OPH 100
bébé OPH 101



Blépharostat de KRATZ
Pour phaco OPH 120



Blépharostat de KRATZ
Pour incisions temporales OPH 121



Blépharostat de PLEY réglable
OPH 135



Blépharostat de CASTROVIEJO
adulte OPH 130
enfant OPH 131



Blépharostat de KNAPP
OPH 133



Blépharostat de LANCASTER
OPH 140



Blépharostat de LESTER
OPH 145



Blépharostat de WILLIAM
enfant OPH 170
adulte OPH 171



Blépharostat de LIEBERMAN
OPH 160



Spatule de CASTROVIEJO
OPH 516



Spatule de NAGAHARA
OPH 517



Spatule de BARRAQUER
OPH 511



Spatule de KOCH
OPH 518



Canule de CHARLEUX
OPH 010



Canule de CHARLEUX
modèle long
OPH 011



Canule de KRATZ
OPH 018



Canule de CHARLEUX
SIMCOE
OPH 021



Micro-manipulateur de SINSKEY

courbe OPH 600
droit OPH 601



Micro-manipulateur coudé olivaire de LESTER

OPH 620



Micro-manipulateur coudé de CLAYMAN à fourche pour phaco emulsification

OPH 640



Micro-manipulateur coudé olivaire de LEBUISSON

OPH 637



Micro-manipulateur coudé mousse de ARNEODO

OPH 645



Micro-manipulateur coudé olivaire type DIABOLO

OPH 630



Micro-manipulateur de BARRAQUER

OPH 635



Micro-manipulateur de JAFFE-BECHET

OPH 610



Micro-manipulateur de JAFFE-BECHET

OPH 611



Pince monofilament MAC PHERSON
OPH 805




Pince CAPSULORHEXIS UTRATA
OPH 821



Pince CAPSULORHEXIS CORYDON
OPH 820



Pince de BONN ergonomique - 10 cm
OPH 812



Pince de BONN
7.5 cm OPH 811
10 cm OPH 810



Pince de LESTER
OPH 832



Pince de BARRAQUER
OPH 806



Pince d' ELSCHING
Droite, griffes 1x2 OPH 815



Pince de TROUTMAN
Droite, fine OPH 800
Courbe, fine OPH 801



Pince de PAUFIQUE
Droite, fine, mors 0.8 mm OPH 824
Droite, fine, mors 0.5 mm OPH 825

**Ciseaux de VANNAS - 10 cm**

Droits, pointus,	lames de 7 mm	OPH 305
Droits, mousses,	lames de 7 mm	OPH 312
Courbes, pointus,	lames de 7 mm	OPH 304
Courbes, mousses,	lames de 7 mm	OPH 313

Micro-ciseaux de VANNAS - 8.5 cm

Droits, pointus,	lames de 5 mm	OPH 306
Droits, mousses,	lames de 5 mm	OPH 307
Courbes, pointus,	lames de 5 mm	OPH 308
Courbes, mousses,	lames de 5 mm	OPH 309

**Porte-aiguille de CASTROVIEJO - 14 cm**

Mors coniques, courbe, à verrou OPH 702

**Porte-aiguille de CASTROVIEJO - 14 cm**

Mors coniques, courbe, sans verrou OPH 700

**Porte-aiguille de BARRAQUER - 13 cm**


Courbe, sans verrou OPH 710

**Porte-aiguille de TROUTMAN-O'BRIEN - 9 cm**

Courbe, sans verrou, mors très fins de 0.8 mm
OPH 730


**Porte-aiguille de TROUTMAN-O'BRIEN - 9 cm**

Courbe, à verrou, mors très fins de 0.8 mm
OPH 729




105- Pièce-à-main long

ø 2.35 mm




107- Pièce-à-main extra-long

ø 2.35 mm



106- Pièce-à-main extra-long

ø 2.35 mm



108- Pièce-à-main extra-long

ø 2.35 mm


Fraises diamantées



242

70mm	106	006	007	008	010	012	014	016	018	021	023	025	027	031	035	040	045	050	060	070
95mm	107	006			010		014		018		023		027	031	035	040	045	050	060	070
125mm	108	006		008	010		014		018	021	023		027	031	035	040	045	050	060	070

Fraises carbure tungstène



HM236

70mm	106	005	008	010	012	014	016	018	021	023	027	031	035	040	045	050	060	070
95mm	107	005	008	010				018		023		031	035	040	045	050	060	070
125mm	106									023		031		040		050	060	070

Fraises acier inox




RF236

70mm	106	006	007	008	010	014	018	023	027	031	035	040	045	050	060	070
95mm	106	006		008	010	014	018	023	027	031	035	040	045	050	060	070
125mm	106	006		008	010	014	018	023	027	031	035	040	045	050	060	070


Fraises à Os LINDEMANN

Pour tout autre modèle
de fraise.
Consultez nous.




HM162

65mm	105	016
70mm	106	016




HM162A

65mm	105	016
70mm	106	016




HM166

65mm	105	021
70mm	106	021




HM166A

70mm	106	021
------	-----	-----




RF163

70mm	106	014
------	-----	-----



RF168

44.5mm	104	023
70mm	106	023



RF169

44.5mm	104	023
70mm	106	023



Abaisse-langue inox
Adulte 00 100
Enfant 00 101

**Abaisse-langue inox
fenêtré**
00 102



Canule d'aspiration et irrigation Cône Luer

Droite		Coudée
385 005	ø 0.5 mm	386 005
385 006	ø 0.6 mm	386 006
385 007	ø 0.7 mm	386 007
385 008	ø 0.8 mm	386 008
385 009	ø 0.9 mm	386 009
385 010	ø 1.0 mm	386 010
385 012	ø 1.2 mm	386 012
385 015	ø 1.5 mm	386 015
385 018	ø 1.8 mm	386 018
385 020	ø 2.0 mm	386 020
385 025	ø 2.5 mm	386 025
385 030	ø 3.0 mm	386 030



Raccord tournant embout Luer
197 00 0060



Anneau de St Paul
198 00 0010



Anneau de Trautmann
Mousse 198 00 0020
Tranchant 198 00 0030



Manche coudé Politzer
198 00 0050



Aiguilles paracentèse Politzer
Adulte 198 00 0051
Enfant 198 00 0052
Nourisson 198 00 0053



Crochet mousse à corps étrangers Politzer
Petite Taille 198 00 0056
Moyenne Taille 198 00 0057
Grande Taille 198 00 0058



Anse de Billeau
198 00 0070




Anse de Snellen
198 38 2610



Crochet de Moulonguet -16cm
198 00 0090




Marteau à réflexes de Babinsky
198 10 0100



Miroirs Laryngiens

Tailles	Ø	Ref
00	08 mm	198 10 0008
0	10 mm	198 10 0010
1	12 mm	198 10 0012
2	14 mm	198 10 0014
3	16 mm	198 10 0016
4	18 mm	198 10 0018
5	20 mm	198 10 0020
6	22 mm	198 10 0022
7	24 mm	198 10 0024
8	26 mm	198 10 0026
9	28 mm	198 10 0028
10	30 mm	198 10 0030



Manche à vis pour miroirs laryngiens
198 10 0000



Pince de Lucae - 14 cm

Mors striés	198 00 0100
Mors à griffes 1x2	198 00 0110
Mors en cuiller	198 00 0120



Pince de Politzer - 14 cm

Otologie

Mors striés	198 00 0130
Mors striés très fins	198 00 0140
Mors à griffes 1x2	198 00 0150
Mors en cuiller	198 00 0160

Nasale

Mors striés	198 00 0170
Mors à griffes 1x2 très fine	198 00 0180



Sondes Cannelées

13.0 cm	120 11013
14,5 cm	120 11014
16.0 cm	120 11016



Porte coton auriculaire - boîte de 10

ø 1.0 mm	198 00 701
ø 1.2 mm	198 00 702

Pince Adson sans griffes

12 cm	196 17 0012
15 cm	196 17 0015



Pince Adson avec griffes

12 cm	196 17 0112
15 cm	196 17 0115



Pince Adson mors tungstène

12 cm sans griffes	196 17 0412
12 cm avec griffes	196 17 1412





Pince Halstead - Mosquito - 12 cm

Droite sans griffes	112 22012
Droite avec griffes	112 23012
Courbe sans griffes	112 22112
Courbe avec griffes	112 23112

Pince Halstead - Mosquito - 14 cm

Droite sans griffes	112 22014
Droite avec griffes	112 23014
Courbe sans griffes	112 22114
Courbe avec griffes	112 23114



Pince de KELLY - 14 cm

Droite	112 24014
Courbe	112 24114



Pince Leriche fine - 15 cm

Droite sans griffes	112 38015
Droite avec griffes	112 38215

Courbe sans griffes	112 38115
Courbe avec griffes	112 38315



Pince de KOCHER

14 cm Droite	112 32214
16 cm Droite	112 32216

14 cm Courbe	112 32314
16 cm Courbe	112 32316



Pince de PEAN

14 cm Droite	112 36814
16 cm Droite	112 36816



Pince à champ - BACKHAUS

9 cm	114 11109
11 cm	114 11111
13 cm	114 11113
15 cm	114 11115





Pince en coeur de COLLIN - 16 cm
112 37616



Pince de Chaput - 13 cm
112 37013



Pince d'ALLIS avec griffes 5x6
15 cm 164 12015
19 cm 164 12019
22 cm 164 12022
24 cm 164 12024



Pince de BENGOLEA
20 cm Droite 112 38420
26 cm Droite 112 38426
20 cm Courbe 112 38520
26 cm Courbe 112 38526



Pince de Lubet Barbon
146 16520



Ciseaux Universal - 12 cm TC
lames tungstène microdentées
108 83512



Ciseaux de Mayo - 14 cm
Droits 108 16014
Courbes 108 16114
Ciseaux de Mayo - 17cm
Droits 108 16017
Courbes 108 16117



Speculum de BOUCHERON

5 mm	144 01850
6 mm	144 01860
7 mm	144 01870
8 mm	144 01880



Speculum de Le MEE

Tailles	Ø	Ref
N°1	1 mm	01000
N°2	2 mm	01020
N°3	3 mm	01030
N°4	4 mm	01040
N°5	5 mm	01050
N°6	6 mm	01060



Speculum de CAUSSE

5 mm	01051
6 mm	01061
7 mm	01071
8 mm	01081



Speculum nasal de VACHER

Adulte	05015
Enfant	05016
Nourrisson	05017



Speculum nasal de DUPLAY

Adulte	05110
Enfant	05111
Nourrisson	05112



Speculum nasal de PALMER

N°1	13 mm	0513
N°2	12 mm	0512
N°3	10 mm	0510
N°4	8 mm	0508
N°5	5 mm	0505



Speculum de KILLIAN

35 mm	146 12035
50 mm	146 12050
75 mm	146 12075
90 mm	146 12090



Speculum de HARTMANN HALLE - 15 cm

Taille 1	146 10201
Taille 2	146 10202
Taille 3	146 10203



Trocard D'ALBERTINI

198 00 0200



Pince Auriculaire de HARTMANN
Droite 8 cm

Mors 8 mm striés	144 25508
Mors 11 mm striés	144 26108
Mors 11 mm griffes 1x2	144 26308



Pince Auriculaire de HARTMANN
Mors curette - 8 cm

ø 1.5 mm	144 25708
ø 2.0 mm	144 26720
ø 2.5 mm	144 26725
ø 3.0 mm	144 26730



Pince auriculaire de HARTMANN
6,5 cm

12 cm	144 24112
-------	-----------



Pince auriculaire de HOFFMANN
8 cm

ø 2 mm	199 60 6456
--------	-------------



Pince auriculaire STRUEMPEL
8 cm

Droite- mors ovales 5 x 2,5 mm	199 60 6448
--------------------------------	-------------



Canule aspiration inox 19 cm Ø 3.0 mm
196 33 3320
Canule aspiration inox 19 cm Ø 4.0 mm
196 33 3420
Canule aspiration inox 19 cm Ø 6.0 mm
196 33 3620



Canule aspiration chir inox
Frazier Ø 2.0 mm coudée
196 01 0205
Frazier Ø 3.0 mm coudée
196 01 0203
Frazier Ø 4.0 mm coudée
196 01 0204



Canule aspiration chir inox
Frazier Ø 2.0 mm droite
196 01 0202
Frazier Ø 3.0 mm droite
196 01 0200
Frazier Ø 4.0 mm droite
196 01 0201



Bistouri rond DE ROSEN
1.0 mm 144 70910
2.0 mm 144 70920
2.6 mm 144 70926
3.0 mm 144 70 930



Bistouri de PLESTER
144 70635



Faux de WULLSTEIN
144 70415

Micro faux de TABB
144 70515



Maillet chirurgical
Inox 180 gr
2 faces téflon interchangeables
128 08 0902
Embouts téflon pour maillet - la paire
128 08 0899



Maillet chirurgical
Inox massif 150 gr
128 08 0900
Maillet chirurgical
Inox massif 200 gr
128 08 0901



Micro crochet de ROSEN
tige droite

0.3 mm	25°	144 72003	0.6 mm	25°	144 72006
0.3 mm	45°	144 72203	0.6 mm	45°	144 72206
0.3 mm	90°	144 72403	0.6 mm	90°	144 72406



Micro crochet de ROSEN
tige coudée

0.3 mm	25°	144 74103	0.6 mm	25°	144 74106
0.3 mm	45°	144 74503	0.6 mm	45°	144 74506
0.3 mm	90°	144 73003	0.6 mm	90°	144 73006



Micro crochet de ROSEN tige pointue

Pointe droite pointue	144 71015
Pointe coudée pointue	144 73715
Pointe courbe mousse	144 71115
Pointe légèrement courbe pointue	144 71315
Pointe courbe pointue	144 71515
Pointe très courbe pointue	144 71615



Canule d'aspiration de MASPETIOL

Mandrin à trou

Ø 2.0 mm	196 99 0120
Ø 3.0 mm	196 99 0130
Ø 4.0 mm	196 99 0140




Canule d'aspiration de HOUSE STEKERS
avec irrigation intégrée

Ø 2.5 mm	196 99 0125
Ø 3.5 mm	196 99 0135



Canule d'aspiration de MARTIN - 10 cm


Ø 2.0 mm	196 99 0302
----------	-------------



Micro pince auriculaire
HARTMANN Fine - 8cm
Mors Striés 0,8 x 4,0 mm

Droite	144 36035
Droite	144 35040
Droite	144 35070
Coudée à gauche	144 35360
Coudée à droite	144 35560

Mors Striés 0,6 x 4,0mm - Extra Fine
Droite 144 35240



Micro pince auriculaire
HARTMANN Fine - 8cm
Mors curette 0,9 x 1,2 mm

Droite	144 36245
Coudée à gauche	144 36345
Coudée à droite	144 36545
Coudée haut	144 36750
Coudée bas	144 36950



Micro ciseaux de BELLUCCI - 8cm
Lame 0,8 x 4 mm

Droits	144 31040
Droits	144 31255
Coudés haut	144 31355
Coudés à gauche	144 31555
Coudés à droite	144 31755



Pince de DIETER
pour la tête du Marteau - 9 cm
Couplant Haut 1,3 mm 144 38501
Couplant Bas 1,3 mm 144 38502



Micro Pince TUBULAIRE

Mors striés droits	144 51000
Mors striés coudés haut	144 51100
Mors striés coudés à droite	144 51300
Mors striés coudés à gauche	144 51400
Mors griffes 1x2 droits	144 52000
Mors alligator droits	144 51500
Mors curette droits ø 1.0 mm	144 52200
Mors curette droits ø 1.5 mm	144 52800
Mors curette droits ø 2.0 mm	144 53400
Mors curette droits ø 2.5 mm	144 54000



Micro pince de MAC GEE - 8 cm
Mors striés droits 0,6 x 3,5 mm
144 37140





Curette de WILLIGER - 14 cm
 00/0 2,5 / 3,0 mm 132 49600
 0/1 3,0 / 3,5 mm 132 49601
 1/2 3,5 / 4,0 mm 132 49602



Curette de HOUSE
 1,0 / 1,2 mm 144 76201
 1,5 / 1,8 mm 144 76202



Curette de LEMPert - 17 cm
 0000 1,5 mm 132 49040
 000 2,0 mm 132 49030
 00 2,5 mm 132 49020
 0 3,0 mm 132 49010



Curette de Fromaget - 14 cm
 3 mm forme allongée 198 00 0260



Curette fine pour la caisse
 2 mm 198 20 0512
 3 mm 198 20 0513
 4 mm 198 20 0514



Curette de LIMA
 Rigide Malléable
 3 mm 198 20 0803 198 20 0813
 5 mm 198 20 0805 198 20 0815

Décolleur - 13 cm
 Mousse 198 10 0300
 Tranchant 198 10 0400



Décolleur de LEMPert
 2 mm Droit 144 80216
 2 mm Courbe 144 80316
 3 mm Courbe 144 80516



Burin de HAUTANT - 13 cm

1,0 mm	198 30 0010
1,5 mm	198 30 0015
2,0 mm	198 30 0020
3,0 mm	198 30 0030
4,0 mm	198 30 0040
5,0 mm	198 30 0050
6,0 mm	198 30 0060
7,0 mm	198 30 0070
8,0 mm	198 30 0080
9,0 mm	198 30 0090
10 mm	198 30 0100



Dissecteur de SEBILEAU

	Demi-Courbe	Courbe
3 mm	198 20 0405	198 20 0503
4 mm	198 20 0406	198 20 0504



Gouge de POIRIER - 16 cm

2 mm	198 20 0702
3 mm	198 20 0703
4 mm	198 20 0704
5 mm	198 20 0705
6 mm	198 20 0706



Gouge de LECOINTRE - 16 cm

2 mm	198 20 0602
3 mm	198 20 0603
4 mm	198 20 0604
5 mm	198 20 0605



Gouge de HAUTANT - 13 cm

1,0 mm	198 20 0010
1,5 mm	198 20 0015
2,0 mm	198 20 0020
3,0 mm	198 20 0030
4,0 mm	198 20 0040
5,0 mm	198 20 0050
6,0 mm	198 20 0060
7,0 mm	198 20 0070
8,0 mm	198 20 0080
9,0 mm	198 20 0090
10 mm	198 20 0100



Rugine de LEMPERT
144 80720



Rugine de FARABEUF - 16 cm

	Droite	Demi-Courbe	Courbe
5 mm	198 20 0105	198 20 0205	198 20 0305
6 mm	198 20 0106	198 20 0206	198 20 0306
8 mm	198 20 0108	198 20 0208	198 20 0308
10 mm	198 20 0110	198 20 0210	198 20 0310
12 mm	198 20 0112	198 20 0212	198 20 0312



Rugine de SEBILEAU

	Demi-Courbe	Courbe
3 mm	198 20 0403	198 20 0503
4 mm	198 20 0404	198 20 0504



Rugine de HOWARTH
196 48 0172



Etau de MARTIN lisse pour l'oreille
198 00 0610



Écarteur de PLESTER - 13 cm
Semi-tranchant
2 x 2 griffes 118 65700

Écarteur de PLESTER - 11 cm
2 griffes à droite lame à gauche 118 65711
2 griffes à gauche lame à droite 118 65911



Écarteur de WEITLANER
Semi-tranchant

11 cm 2 x 3 griffes 118 65010
14 cm 3 x 4 griffes 118 65014



Écarteur de Wullstein - 13 cm
Semi-tranchant

3 x 3 griffes 118 65413



SURGYSONIC MOTO NERO

Moteur Piezo chirurgie SurgySonic Moto Nero.

Ultrasons et micromoteur pour l'implantologie, deux technologies, un seul appareil. Le SurgySonic Moto offre une nouvelle approche de la chirurgie des tissus durs. Grâce à la combinaison en un seul appareil d'un micromoteur «classique» à grande vitesse et des technologies «ultrasoniques» modernes.

Il peut être utilisé non seulement dans le domaine dentaire, mais aussi en chirurgie générale (ex. chirurgie maxillo-faciale, neurochirurgie, etc.).

Ensemble comprenant :

- Console de commandes et de programmation.
- PAM LED waterproof à spray interne et cordon autoclavables 134°C
- Moteur de chirurgie avec cordon
- Pompe péristaltique
- Pédale pneumatique
- 6 inserts avec cassette
- Clé dynamométrique de serrage
- Potence d'irrigation
- Cassette de stérilisation
- Valise de transport thermoformée

Réf : SurgySonic MOTO - Moteur Piezo et moteur chirurgical

Réf : SurgySonic II - Moteur Piezo



SELECTION D'INSERTS DE CHIRURGIE POUR RHINOPLASTIE

(Inserts autoclavables et réutilisables)




ES002T
L.A : 12mm



ES007ST
L.A : 10mm



ES007T
L.A : 14mm



ES007IT
L.A : 19mm



ES007RT
L.A : 12mm



ES007LT
L.A : 12mm




ES012AT
L.A : 12mm



ES007L5T
L.A : 29mm



ES009L5T
L.A : 29mm



ES009ST
L.A : 24mm



ES007N1T
L.A : 55 mm



ES007N2T
L.A : 55 mm



ES007N3T
L.A : 40 mm



Ciseaux de SENECHAL - 15 cm

Droits	108 32015
Courbes	108 32115
Droits crantés	108 32016
Courbes crantés	108 32116



Ciseaux de JOSEPH - 15 cm

Droits	108 30414
Courbes	108 30514



Ciseaux de JOST

12 cm	Droits	108 30112
	Courbes	108 30012
14 cm	Droits crantés	108 30214
	Courbes crantés	108 30314



Ciseaux de LOCKLIN TC - 16 cm

Angulés	108 53916
---------	-----------



Ciseaux IRIDECTOMIE - 12 cm Micro Dentés

Droits	108 34011
Courbes	108 34111



Ciseaux de FOMON - 13 cm

Courbes sur le plat	108 40213
---------------------	-----------



Ciseaux de HEYMANN

Non crantés	108 40118
Crantés	108 40119



Ciseaux de COTTLE - 16 cm

108 40516



Ciseaux de STEVENS - 11 cm

Droits pointus	108 36011
Droits mousses	108 36211
Courbes pointus	108 36111
Courbes mousses	108 36311



Ciseaux de METZENBAUM droits fins

15 cm	108 28215
18 cm	108 28218

Ciseaux METZENBAUM courbes fins

15 cm	108 28315
18 cm	108 28318



Ciseaux de SPENCER - 11 cm

Droits	108 80211
--------	-----------



Ciseaux STRABISME - 11 cm

Droits	108 37011
Courbes	108 37111



Ciseaux de RAGNELL

12 cm	108 31012
12 cm Lames Tungstène	108 31412
15 cm	108 31015
15 cm Lames Tungstène	108 31415



Ciseaux de BEUSE crantés

14 cm	Droits	108 42014
	Courbes	108 42114
18 cm	Droits	108 42018
	Courbes	108 42118



Ciseaux de FOMON - 15 cm
Coudés sur le plat 108 40315



Ciseaux de MAYO - 14 cm

Droits	108 16014
Courbes	108 16114

Ciseaux de MAYO - 17 cm

Droits	108 16017
Courbes	108 16117



Pinces à dissection fines

sans griffes avec griffes

110 11011	11.0 cm	110 13011
110 11013	13.0 cm	110 13013
110 11014	14.5 cm	110 13014
110 11016	16.0 cm	110 13016
110 11018	18.0 cm	110 13018
110 11020	20.0 cm	110 13020



Pince de GILLIES - 15 cm

110 27215



Pince de SEMKEN

12 cm sans griffes	110 26012
avec griffes	110 27012
15 cm sans griffes	110 26015
avec griffes	110 27015



Pince ADSON-BROWN - 12 cm

110 18812



Pince de DUFOURMENTEL 3x4 griffes

13 cm	110 15013
15 cm	110 15014



Pince de CLAOUE 4 x 5 griffes - 15 cm

110 16014



Pince de GRAEFE multigriffes - 11 cm

110 19010



Pince de Mc INDOE - 15 cm

110 25815



Pince de DE BAKY

Mors	1.5 mm - 2.5 mm	2.0 mm - 2.5 mm	2.7 mm
16 cm	111 30616	111 30816	111 30416
20 cm	111 30620	111 30820	111 30420



Crochet de FRAZIER
13 cm 118 21413
18 cm 118 21418



Crochet à nerf boutonné
198 40 0025



Crochet de GILLIES - 18 cm
N°1 2 mm 146 56018
N°2 3 mm 146 56218



Crochet de DUFOURMENTEL
Double mousse 198 40 0020



Crochet de COTTLE double
Pointu 198 40 0010



FOMON - 16 cm
146 55616



Spatule de FREER - 18 cm
146 41518



Spatule de KILLIAN - 22 cm
Double - Mousse et Tranchante
146 42622



KASDEN - 16,5 cm
118 24316




Rugine nasale de COTTLE - 23 cm
Extrémités légèrement courbe
et très courbe
5 mm 146 42123



Décolleur de COTTLE - 23 cm
146 42322



Elevateur de MASING 21,5cm
4,5mm 199 60 7585



14 cm

Ecarteur Dautrey universel 60/80 mm
196 10 1109
Ecarteur Dautrey universel bords droits 60/80 mm
196 10 1109S



14 cm

Ecarteur Dautrey court 40/55 mm
196 10 1109C
Ecarteur Dautrey long 50/90 mm
196 10 1109L




14 cm

Ecarteur Dautrey
avec aspiration arrière
196 10 1300
196 10 1400



Ecarteur Dautrey 60/80
avec aspiration sur le côté
Aspiration sur côté long 80mm 196 10 1300
Aspiration sur côté court 60mm 196 10 1400



Ecarteur double aile du nez
198 40 0100



Ecarteur double d'Aubry en Z
199 10 0550



Ecarteur de
COTTLE-NEIVERT
20 cm
146 55920



Ecarteur de CLAQUE
Double pointu 198 40 0110
Double mousse 198 40 0111
Simple Pointu 198 40 0115
Simple mousse 198 40 0116



Ecarteur d'AUFRIEHT
Double - 13 cm
199 60 7715



Ecarteur KILNER 8cm
2 griffes
146 55510



Ecarteur d'AUFRIEHT
16 cm
Standard 146 55116
Avec lumière froide 146 55126
Avec aspiration 146 55136



Ecarteur de SENN-MILLER

Pointu 118 16017
Mousse 118 16117



Ecarteur de FINSEN

Pointu 118 61007
Mousse 118 61107



Ecarteur de FARABEUF

10 cm 196 10 0210
12 cm 196 10 0214
15 cm 196 10 0215



CONVERSE - 11 cm

Lame 12 x 40 mm
écarteur nasal 146 54105
écarteur nasal avec fibre optique 146 54125

Lame malléable inox 8/10 mm

121 17 0040

Lame malléable inox 14/16 mm

121 17 0060

Lame malléable inox 12/14 mm

121 17 0050

Lame malléable inox 16/20 mm

121 17 0070



Pince ADSON avec griffes

12 cm 196 17 0112
15 cm 196 17 0115



Pince ADSON sans griffes

12 cm 196 17 0012
15 cm 196 17 0015

Pince ADSON mors tungstène

12 cm sans griffes 196 17 0412
12 cm avec griffes 196 17 1412





Rugine OBWEGESER - 18 cm

6 mm	146 42519/6
7 mm	146 42519/7
9 mm	146 42519/9
11 mm	146 42519/11



Rugine de FARABEUF - 16 cm

	Droit	Demi-Courbe	Courbe
5 mm	198 20 0105	198 20 0205	198 20 0305
6 mm	198 20 0106	198 20 0206	198 20 0306
8 mm	198 20 0108	198 20 0208	198 20 0308
10 mm	198 20 0110	198 20 0210	198 20 0310
12 mm	198 20 0112	198 20 0212	198 20 0312



Rugine d' HOWARTH - 21cm

196 48 0172



Rugine double de Mc. KENTY

22cm
4mm 199 60 0224



Rugine de MOLT - 17 cm

196 46 7170



Rugine de JOSEPH - 17 cm

Demi courbe	198 20 0840
Courbe	198 20 0850



Gouge de KILLIAN

queue d'hirondelle 5 mm
146 48205



Rugine de Mc. KENTY

Très courbe 15cm
4mm 199 60 2104
5mm 199 60 2105



Ostéotome de HOKE droit 5 mm - 17 cm
132 66805



Ostéotome de Lambotte mini droit - 12,5 cm
3 mm 132 65403
4 mm 132 65404
6 mm 132 65406
8 mm 132 65408
10 mm 132 65410
12 mm 132 65412
15 mm 132 65415



Décolleur/rugine Williger - 4 mm
124 08 0290
Décolleur/rugine Williger - 6 mm
124 08 0110
Décolleur/rugine Williger - 15 mm
196 46 7200
Décolleur/rugine Williger - 20 mm
196 46 7300



Décolleur de SEGURA - 4.0 mm
Tranchant 198 10 0600
Mousse 198 10 0500



Décolleur de MOLT Fin Galbé
196 46 2619



Décolleur de BUSER
196 46 7850



Ostéotome de COTTLE droit - 18 cm
04 mm 146 45404
07 mm 146 45407
09 mm 146 45409
12 mm 146 45412



Ostéotome de COTTLE droit très fin - 18 cm
04 mm 146 46004
07 mm 146 46007
12 mm 146 46012



Ostéotome de COTTLE courbe - 18 cm
6 mm 146 45506



Burin de JOST - 5 mm à butée

Droit	146 47301
Courbe à Gauche	146 47302
Courbe à Droite	146 47303



Burin à Double épaulement de CINELLI

08 mm	146 47208
10 mm	146 47210
12 mm	146 47212
14 mm	146 47214
16 mm	146 47216



Burin de CLAQUE-SENECHAL

A butée	198 30 0120
Bout mousse	198 30 0130



Burin à ailettes de ROBIN

06/08 mm	198 30 0108
08/10 mm	198 30 0110
10/14 mm	198 30 0114
12/16 mm	198 30 0116
14/18 mm	198 30 0118



Burin de Mc INDOE

10 mm	198 30 0210
12 mm	198 30 0212
14 mm	198 30 0214
16 mm	198 30 0216



Burin de HAUTANT - 13 cm

1,0 mm	198 30 0010
1,5 mm	198 30 0015
2,0 mm	198 30 0020
3,0 mm	198 30 0030
4,0 mm	198 30 0040
5,0 mm	198 30 0050
6,0 mm	198 30 0060
7,0 mm	198 30 0070
8,0 mm	198 30 0080
9,0 mm	198 30 0090
10 mm	198 30 0100



Gouge de HAUTANT - 13 cm

1,0 mm	198 20 0010
1,5 mm	198 20 0015
2,0 mm	198 20 0020
3,0 mm	198 20 0030
4,0 mm	198 20 0040
5,0 mm	198 20 0050
6,0 mm	198 20 0060
7,0 mm	198 20 0070
8,0 mm	198 20 0080
9,0 mm	198 20 0090
10 mm	198 20 0100



Ostéotomes de RUBIN 16cm

6mm	199 60 0206
8mm	199 60 0208
10mm	199 60 0210
12mm	199 60 0212
14mm	199 60 0214
16mm	199 60 0216



Curette de MOURE - 16 cm
Droite 198 00 0300
Coudée à Droite 198 00 0310
Coudée à gauche 198 00 0320



**Curette de LUC 10 mm
17 cm**
Droite 198 00 0350
Coudée à Droite 198 00 0360
Coudée à gauche 198 00 0370



**Curette de SEBILEAU
Courbe 21 cm**
5 mm 198 00 0405
6 mm 198 00 0406



**Curette de LIMA
27 cm**
3 mm 198 00 0413
5 mm 198 00 0415
7 mm 198 00 0417



**Rape de MATLZ
19 cm**
Droite 198 40 0230



**Rape AUFRIEHT
21cm**
Poussant 199 60 2902
Tirant 199 60 2903



Rape d'AUBRY - 7 mm
Tirant 198 40 0200
Poussant 198 40 0210



Rape de FOMON tungstène
3/4 146 52203
5/6 146 52505
7/8 146 52207



**Rape de GLABELLA
tungstène**
146 50501



Rape de COOTLE
146 51821



Rape de PEET
Droite 146 50919
Courbe 146 50920



Rape de LAMONT
Gros Grain 146 53101
Grain fin 146 53103
Grain très fin 146 53102

Porte-aiguille CRILE-WOOD

mors tungstène
15 cm 124 16415
18 cm 124 16418



Porte-aiguille MAYO-HEGAR

tungstène	/	Inox
124 18414	14 cm	124 18014
124 18418	16 cm	124 18016
124 18418	18 cm	124 18018
124 18420	20 cm	124 18020



Porte-aiguille de HASLEY

mors tungstène
13 cm 196 06 0590



Porte-aiguille de RYDER

mors tungstène
13 cm 124 22413
15 cm 124 22415
18 cm 124 22418



Porte-aiguille de DOYEN

12,5 cm mors Inox 124 11012



Porte-aiguille de FINOCHIETTO

13 cm mors Inox 198 00 0500



Porte-aiguille de HOLSEN-HEGAR - 14 cm

mors tungstène / mors Inox
124 41414 121 41014




Porte-aiguille de GILLIES - 16 cm

mors tungstène / mors Inox
124 43416 124 43016





Pince gouge de LEMPert
3 mm - 16 cm
droite 132 15016
courbe 132 15116



Pince gouge mini FRIEDMAN
15 cm coudée 30°/ 3 mm
196 10 2150



Pince gouge mini FRIEDMAN
15 cm coudée 45°/ 3 mm
196 10 2145



Pince gouge mini FRIEDMAN
15 cm coudée 90°/ 3 mm
196 10 2140



Pince gouge de BOHLER
Double articulation 15 cm / 5 mm
Droite 132 21115
Courbe 132 21315




Scie d'AUBRY
A droite 146 53419
A gauche 146 53219



Pince de DUFOURMENTEL
198 50 0150



Pince de ASCH
Coudée 146 57123



Etau de JOST strié pour le nez
198 00 0600




Pince de WALSHAM
Droite 146 57223
A gauche 146 57323
A droite 146 57523



Pince de JANSEN
19 cm mors curette
146 32319



Pince de LUC fenêtrée
12 x 8 mm 146 19701
17 x 11 mm 146 19702



Décolleur aspiration de GUILLEN
198 10 0720



Pince emporte pièces de CITELLI
8 cm
1 mm 146 31110
2,5 mm 146 31125
4 mm 146 31140



Pince emporte pièces de KERRISON
9 cm
3 x 3 mm 146 30303
4 x 4 mm 146 30304
5 x 5 mm 146 30305
6 x 6 mm 146 30306



COTTLE
Broyeur à cartilage 199 60 0600



Crochet de MILLARD - 18 mm
large à double crochets 146 55218



Crochet nasal COTTLE
16cm
199 60 7714



Crochet nasal COTTLE
14cm
199 60 7713



Gouge de WALTER
19cm
3mm 199 60 0203
4mm 199 60 0204




Ostéotome de WALTER
19cm
3mm 199 60 0303
4mm 199 60 0304
7mm 199 60 0307
9mm 199 60 0309



Burin de COTTLE
18,5cm
2mm 199 60 0312
4mm 199 60 0314
7mm 199 60 0317
9mm 199 60 0319
12mm 199 60 0322



Spéculum de COTTLE
avec fibre optique
35mm 199 60 4535
50mm 199 60 4555
75mm 199 60 4575
90mm 199 60 4590



Pince de JANSEN
19cm
199 60 7115



Ciseaux nasaux de CAPLAN 21cm
Courbes – double articulation
Lames inox 199 60 0360
Lames Tungstène 199 60 0370



Pince à cartilage de RUBIN
21 cm
Mors inox 146 25020
Mors Tungstène 146 25021



Etui de protection pour
pince de RUBIN
146 25 022



Rongeur de HARTMANN - 12 cm

Ø 5 mm 146 23105
 Ø 7 mm 146 23107
 Ø 9 mm 146 23109
 Ø 11 mm 146 23111



Rongeur de SCHMIEDEN - 12 cm

Mors 8 mm 146 23108



Pince nasale de WESTMACOTT
 fine - 20 cm
 199 60 7121



Pince nasale de SHEEN - KILLIAN
 17,5 cm
 199 60 0355



Pince de TAKAHASHI - 12 cm

Droite
Mors 2,5 mm 146 21003
Mors 4 mm 146 21004
Coudée 30°
Mors de 4 mm 146 21005



Droit

Mors 3.0 mm 146 22101
Mors 3.5 mm 146 22102
Mors 4.5 mm 146 22103
Mors 5.0 mm 146 22104
Mors 6.0 mm 146 22105

90°


Mors 3.0 mm 146 22301
Mors 3.5 mm 146 22302
Mors 4.5 mm 146 22303
Mors 5.0 mm 146 22304

Pince de BLAKESLEY-WEIL -12 cm



Micro ciseaux de BELLUCCI - 8cm
Lame 0,8 x 4 mm

Droits 144 31040
Coudés haut 144 31355
Coudés à gauche 144 31555
Coudés à droite 144 31755



Pince rétro d'OSTROEM TERRIER
10 cm - mors 2 x 8 mm

Coupe en haut 146 28008
Coupe à droite 146 28009
Coupe à gauche 146 28010



Pince nasale de STRUYCKEN
Droite 12 cm, mors de 1,0mm
146 22120



Pince nasale de WATSON-WILLIAMS
Droite 12 cm
146 22110



Canule aspiration Frazier

Droite	Coudée
196 01 0202	Ø 2 mm 196 01 0205
196 01 0200	Ø 3 mm 196 01 0203
196 01 0201	Ø 4 mm 196 01 0204

Canule d'aspiration à plaque
15 cm

Ø 2.0 mm	196 99 0020
Ø 3.0 mm	196 99 0030
Ø 4.0 mm	196 99 0040

Lancette coagulante

16 cm	196 99 0100
23 cm	196 99 0200

Canule aspiration coagulante
23 cm

Ø 3.0 mm	196 99 0230
Ø 4.0 mm	196 99 0240

Canule d'aspiration en S

Ø 2.5 mm	196 99 0010
Ø 3.0 mm	196 99 0011
Ø 3.5 mm	196 99 0012



Serre-noeud de BRUNNINGS
28 cm 150 25628



Anse pour BRUNNINGS sachet de 100
40 mm 150 25740
50 mm 150 25750



Serre-noeud de KRAUSS - 26 cm
146 35126

Anse pour KRAUS sachet de 12 - 0,3 m
146 35503



Serre-noeud de LERMOYER
198 10 0800

Fil pour serre-noeud LERMOYER
et VACHER
Rouleau de 2 m
0.4 mm 198 10 0804
0.6 mm 198 10 0806

Serre-noeud de VACHER
198 10 0900



Ouvre-bouche de DAVIS - BOYLE

Adulte complet (cadre+5 spatules)	148 31000
Cadre seul	148 31010
spatule 20x25 mm	148 31005
spatule 22x60 mm	148 31004
spatule 25x75 mm	148 31003
spatule 25x90 mm	148 31002
spatule 27x105 mm	148 31001

Les spatules adulte s'adaptent aussi sur le KILNER

Enfant complet (cadre+5 spatules) 148 30900

Cadre seul	148 30910
spatule 17x26 mm	148 30901
spatule 19x46 mm	148 30902
spatule 20x58 mm	148 30903
spatule 22x71 mm	148 30904
spatule 22x80 mm	148 30905



Ouvre-bouche de MAC-IVOR

Complet (cadre+3 spatules)	148 32000
Cadre seul	148 32010
spatule 22x70 mm	148 32003
spatule 22x85 mm	148 32002
spatule 27x95 mm	148 32001

L' Ouvre-bouche de MAC-IVOR accepte aussi les spatules de DAVIS - BOYLE et KILNER



Ouvre-Bouche de KILNER

Complet (cadre+3 spatules)	148 31500
Cadre seul	148 31510
Spatules 28x65 mm	148 31501
32x75 mm	148 31002
37x80 mm	148 31503

Les spatules s'adaptent aussi sur l'ouvre-bouche DAVIS - BOYLE



Ouvre-bouche de JENNINGS

9 cm	148 27409
11 cm	148 27411
13 cm	148 27413
15 cm	148 27415



Ouvre-bouche de DOYEN enfant


196 26 5120

Ouvre-bouche de DOYEN adulte

196 26 5140

Embout de protection silicone
(sachet de 10)

196 26 5141



Ouvre bouche abaisse langue

197 07 0000

Embout de protection silicone
(sachet de 10)

196 26 5141



Abaisse-langue de LECOUTEUR
198 40 0350



Abaisse-langue de LE MEE
avec aspiration
Adulte 198 40 0400
Enfant 198 40 0401



Abaisse-langue de CHATELIER
Spatule 20 mm 198 40 0320
Spatule 25 mm 198 40 0325
Spatule 30 mm 198 40 0330



Abaisse-langue avec aspiration
Sans panier 198 40 0410
Avec panier adulte 198 40 0420
Avec panier enfant 198 40 0430



Couteau de MOURE
Avec panier Sans panier
198 40 0510 10 mm 198 40 0610
198 40 0513 13 mm 198 40 0613
198 40 0516 16 mm 198 40 0616
198 40 0519 19 mm 198 40 0619
198 40 0521 21 mm 198 40 0621



Couteau de BECKMAN
10 mm 146 62001
12 mm 146 62002
14 mm 146 62003
16 mm 146 62004
18 mm 146 62005



Couteau de LUBET-BARBON
pour nourrisson
8 mm 198 40 0708
10 mm 198 40 0710
12 mm 198 40 0712



Couteau de LERMOYER
10 mm 198 40 0700
13 mm 198 40 0713
16 mm 198 40 0716
19 mm 198 40 0719



Dilatateur de TROUSSEAU
154 11114



Dilatateur de LABORDE
154 11314



Cisaille de MOURE
198 10 0700



Canule d'OMBREDANNE

Canule complète	104 15027
Embout d'aspiration	104 15098

Adénotome de LA FORCE

Petit -	13 cm	146 64101
Moyen	18 cm	146 64102
Grand	20 cm	146 64103

Faux de RUALT - 22 cm

Pointue	198 10 0610
Mousse	198 10 0620

Spatule de HURD - 22 cm

Lisse	150 13122
Dentellée	150 13322

Spatule de CARPENTIER - 25 cm
150 13925

Peigne de JOST
198 10 0650

POUSSE FIL
199 35 0300

Curette de VOLKMANN
13 mm 132 47005
15 mm 132 47006



Tube rallonge pour Poignée universelle HUBER			
	Droite		Courbe
20 cm	152 13220		152 13120
30 cm	152 13230		
40 cm	152 13240		
50 cm	152 13250		
60 cm	152 13260		



Embout de FRAENKEL
Mors striés 152 15000



Mors curette 152 15400



Embout de SEIFFERT
Mors à griffes 152 15200



Embout de KRAUSE - mors rongeur oval
Petit 152 16401
Moyen 152 16402




Embout de BRUENINGS - mors ronds
3 mm 152 15802
4 mm 152 15803



Embout de CORDES - mors rongeur
Petit 152 17201
Moyen 152 17202



Embout de SHEINMANN - mors curette coudés
152 15500



Poignée universelle HUBER
152 13000



Pince de JURASZ
Mors mobiles supérieurs 152 11504
Mors mobiles inférieurs 152 11503
Mors mobiles à gauche 152 11502
Mors mobiles à droite 152 11501



Pince de HARTMANN
emporte-pièces
Ø 05 mm 146 23505
Ø 07 mm 146 23507
Ø 09 mm 146 23509
Ø 11 mm 146 23511



Amygdalotome de SLUDER
Complet (Manche + 3 lames n°1, 2, 3) 150 27000
Lame N°1 150 27001
Lame N°2 150 27002
Lame N°3 150 27003
Manche seul 150 27100



Pince Fenêtrée - 20 cm
Droite 116 17020
Courbe 116 17120



Pince de MAGILL
Adulte 104 19025
Enfant 104 19017



Ciseaux à amygdales de BOETTCHE - 18 cm
108 43518



Ciseaux à amygdales de GOOD - 19 cm
108 43 719



Ciseaux à amygdales de PRINCE - 17 cm
108 43 917



Ciseaux de DEAN - 17cm
Lames lisses 108 42517
Lames dentellées 108 42717



Pince de BOURGEOIS
198 50 0010



Pince de NEGUS
Courbe 150 19119
Très courbe 150 19319



Pince de CHATELIER
Mors 6 mm 198 50 0006
Mors 8 mm 198 50 0008



Pince de O'SCHAUGNESSY
14 cm 198 50 0114
16 cm 198 50 0116
18 cm 198 50 0118
20 cm 198 50 0120



Pince de BLOHMKE
20 cm
150 20920



Pince de MUSEUX
8 mm Droite 170 52408
8 mm Courbe 170 52508
10 mm Droite 170 52410
10 mm Courbe 170 52510



Pince de PORTMANN
19 cm
Courbe 150 20319



Appui PECTORAL
LARYNGOSCOPE en suspension
Appui complet sans spatule
196 99 0400



Spatule de FRECHE Fibrée
Adulte 190 mm 196 99 0410
Enfant 170 mm 196 99 0420
Nourrisson 150 mm 196 99 0430



Spatule de FLORANT fibrée
180 mm 196 99 0450



Spatule de PIGNAT fibrée
Adulte 196 99 0460
Enfant 196 99 0470
Nourrisson 196 99 0480



Oesophagoscope avec fibre
optique et aspiration
Enfant 30 cm - Ø 9 mm 196 99 0510
Adulte 50 cm - Ø 12 mm 196 99 0512



Hypopharyngoscope de GEHANNO
avec fibre optique et aspiration
15 cm - Ø 15 mm 196 99 0515
20 cm - Ø 15 mm 196 99 0520
Adaptable sur poignée - réf. 196 99 0600
ou système laryngoscope en suspension - réf. 196 99 0400



Hypopharyngoscope
avec fibre optique et aspiration
20 cm - Ø 10 mm 196 99 0550
25 cm - Ø 10 mm 196 99 0560



Bronchoscope avec fibre optique et aspiration
Enfant 30 cm
Ø 4.0 mm 196 99 0504
Ø 5.0 mm 196 99 0505
Ø 6.0 mm 196 99 0506
Adulte 40 cm
Ø 7.0 mm 196 99 0507
Ø 8.0 mm 196 99 0508
Ø 9.0 mm 196 99 0509



Poignée pour oesophagoscope
et hypopharyngoscope
196 99 0600



FREEMAN - 18 cm
Droit, TC 108-21918
Courbe, TC 108-22018

FREEMAN GORNEY - 20 cm
Droit, TC 108-21620
Courbe, TC 108-21720

GORNEY - 20 cm
Droit, cranté 108-21220
Courbe, cranté 108-21320

GORNEY
18 cm Courbe, cranté, TC 108-21518
20 cm Droit, cranté, TC 108-21420
20 cm Courbe, cranté, TC 108-21520
23 cm Courbe, cranté, TC 108-21523



KAYE
15 cm Courbe, cranté, TC 108-23315
23 cm Courbe, cranté, TC 108-23323

REES
17 cm Droit, cranté, TC 108-22417
17 cm Courbe, cranté, TC 108-22517
20 cm Droit, cranté, TC 108-22419
20 cm Courbe, cranté, TC 108-22519

ASTON - FACE
17 cm Courbe 108-24516
20 cm Courbe 108-24520



GOLDMAN FOX - 13 cm
Courbe, cranté, TC 108-82313



CASTANARES - 16,5 cm
Droit, TC 108-24816



DAVIS - 18 cm
Courbe, cranté, pointus / pointus, TC
108-24018



FREMMAN (KAYE) - 18 cm
Courbe, cranté, TC 108-21818



DEVINE - 11cm
Ciseaux fins pointus, courbes, TC
108-21011



STEVENS TENOTOMY - 11 cm
Droit, pointus / pointus 108-36011
Courbe, pointus / pointus 108-36111
Droit, mousse 108-36211
Courbe, mousse 108-36311



STEVENS TENOTOMY - 11.5 cm
Droit, TC 108-36051
Courbe, TC 108-36151



PAR STYLE
11,5 cm Courbe, TC 108-20911
14,5 cm Courbe, TC 108-20914



WILMER CONVERSE - 10,5 cm
Angulé haut 108-35010



SHEA - 12 cm
Courbe, fin, pointus 108-30612



JOSEPH - 14 cm
Droit, pointus 108-30414
Courbe, pointus 108-30514
Droit, pointus, TC 108-30454
Courbe, pointus, TC 108-30554



LOCKLIN - 16 cm
Droit, angulé, pointus, TC 108-53916



IRIS - 11 cm
Carré, Droit, pointus 108-34011
Carré, Courbe, pointus 108-34111
Carré, Droit, pointus, TC 108-34411
Carré, Courbe, pointus, TC 108-34511



IRIS - 11cm
Rond, Droit, pointus 108-34211
Rond, Courbe, pointus 108-34311
Rond, Droit, pointus, TC 108-34251
Rond, Courbe, pointus, TC 108-34351



STRABISMUS - 11 cm
Droit, TC 108-37411
Courbe, TC 108-37511
Droit, supercut 107-37411
Courbe, supercut 107-37511



KILNER - 12 cm
Droit, TC 108-31212
Courbe, TC 108-31412

**MAYO - STILLE**

15 cm	Droit, TC	108-17415
15 cm	Courbe, TC	108-17515
17 cm	Droit, TC	108-17417
17 cm	Courbe, TC	108-17517

**METZENBAUM FIN**

14,5 cm	Droit, TC	108-27415
14,5 cm	Courbe, TC	108-27515
18 cm	Droit, TC	108-27418
18 cm	Courbe, TC	108-27518
23 cm	Droit, TC	108-27423
23 cm	Courbe, TC	108-27523

**METZENBAUM FIN**

14,5 cm	Droit, TC	108-28615
14,5 cm	Courbe, TC	108-28715
18 cm	Droit, TC	108-28618
18 cm	Courbe, TC	108-28718
23 cm	Droit, TC	108-28623
23 cm	Courbe, TC	108-28723
28 cm	Droit, TC	108-28628
28 cm	Courbe, TC	108-28728

**POINTU / MOUSSES - 14,5 cm**

Droit, TC	108-11214
Courbe, TC	108-11314

**MAYO - LEXER - 21 cm**

Droit, TC	108-19421
Courbe, TC	108-19521

**MAYO - STILLE - 17 cm**

Droit, supercut	107-17017
Courbe, supercut	107-17117

**MOUSSE - 14.5 cm**

Droit, TC	108-10614
Courbe, TC	108-10714

**POINTU - 14.5 cm**

Droit, TC	108-12214
Courbe, TC	108-12314



FOMON - 13,5 cm
Courbe sur le plat 108-40213

METZENBAUM		
14,5 cm	Droit, TC	108-28415
14,5 cm	Courbe, TC	108-28515
18.0 cm	Droit, TC	108-28418
18.0 cm	Courbe, TC	108-28518
20,5 cm	Droit, TC	108-28420
20,5 cm	Courbe, TC	108-28520
23.0 cm	Droit, TC	108-28423
23.0 cm	Courbe, TC	108-28523
28.0 cm	Droit, TC	108-28428
28.0 cm	Courbe, TC	108-28528

METZENBAUM		
14,5 cm	Droit, supercut	107-28015
14,5 cm	Courbe, supercut	107-28115
18.0 cm	Droit, supercut	107-28018
18.0 cm	Courbe, supercut	107-28118
23.0 cm	Droit, supercut	107-28023
23.0 cm	Courbe, supercut	107-28123

CAPLAN SEPTUM - 22 cm
Droit, cranté, double articulation 146-26120
Courbe, cranté, double articulation 146-26122



HEYMANN - 18 cm
Angulé 108-40118

COTTLE - 17 cm
Angulé, TC 108-40716

FOMON - 14,5 cm
Angulé, TC 108-40354

**STEVENS - TENOTOMY**

9,5 cm Courbe, pointus 108-36509
12 cm Courbe, pointus 108-36512

IRIS

9,5 cm Droit, pointus 108-32209
9,5 cm Courbe, pointus 108-32309
10,5 cm Droit, pointus 108-32610
10,5 cm Courbe, pointus 108-32710

SPENCER - 9 cm

Droit 108-80209

KNOWLES - 14 cm

Angulé, cranté 108-93114

LITTLER

(lames avec trou pour sutures)

12 cm Courbe 108-20512
14 cm Courbe 108-20514

**CISEAUX UNIVERSEL - 12 cm**

Angulé, cranté 108-83512

FREEMAN KAYE - 17 cm

Courbe 108-21617

LISTER

14 cm Angulé 108-90114
18 cm Angulé 108-90118



PAR
11,5 cm Mors tungstène 124-14011
13 cm Mors tungstène 124-14013



HALSEY - 13 cm
Mors tungstène 124-14413



DERF - 12 cm
Mors inox 124-11012
Mors tungstène 124-11412



SWEDISH - 15,5 cm
Mors tungstène 124-21815



EUPHRATE-PASQUE
14 cm Mors tungstène 124-23814
15 cm Mors tungstène 124-23815
18 cm Mors tungstène 124-23818
20 cm Mors tungstène 124-23820



MICRO RYDER
13 cm Mors tungstène 124-22613
15 cm Mors tungstène 124-22615
18 cm Mors tungstène 124-22618

**RYDER**

13 cm	Mors tungstène	124-22413
15 cm	Mors tungstène	124-22415
18 cm	Mors tungstène	124-22418

**LEMMON**

14 cm	Mors tungstène	124-24814
17 cm	Mors tungstène	124-22817
19 cm	Mors tungstène	124-22819

**CRILE - WOOD**

15 cm	Mors tungstène	124-16415
18 cm	Mors tungstène	124-16418
20 cm	Mors tungstène	124-16420
23 cm	Mors tungstène	124-16423

**MICRO VASCULAIRE**

15 cm	Mors tungstène	124-23415
18 cm	Mors tungstène	124-23418

**MAYO HEGAR**

14 cm	Mors tungstène	124-18414
16 cm	Mors tungstène	124-18416
18 cm	Mors tungstène	124-18418
20 cm	Mors tungstène	124-18420

**BAUMGARTNER**

12,5 cm	Mors tungstène	124-15412
14,0 cm	Mors tungstène	124-15414



OLSEN HEGAR
14 cm Mors tungstène 124-41414
18 cm Mors tungstène 124-41418



CORWIN WIRE TWISTER
16 cm
Mors long rond, TC 133-53901
Mors mousse, TC 133-53902
Mors rond, TC 133-53903



GILLIES
16 cm
Mors tungstène 124-43416

MEDIN

FRANCE

**P.AIG Barraquer Micro**

Corps ronds,sans verrouillage
0.8 x 1.2 mm

14 cm	Droit - Diamantés	124 64014
14 cm	Courbe - Diamantés	124 64114
18 cm	Courbe - Diamantés	124 64118

**P.AIG Barraquer Micro**

Corps ronds,avec verrouillage
0.8 x 1.2 mm

14 cm	Droit - Diamantés	124 64214
14 cm	Courbe - Diamantés	124 64314
18 cm	Courbe - Diamantés	124 64318

**Barraquer - 12 cm**

Mors 0.75 mm sans verrouillage

Droit	124 65712
Courbe	124 65912

**MICRO CISEAUX**

15 cm	Droit	109-20615
15 cm	Droit, cranté	109-20815
15 cm	Courbe	109-20715
15 cm	Courbe, cranté	109-20915
18 cm	Droit	109-20618
18 cm	Droit, cranté	109-20818
18 cm	Courbe	109-20718
18 cm	Courbe, cranté	109-20918

**P.AIG Barraquer Micro**

corps ronds, avec verrouillage
0.8 x 1.2 mm

14 cm	Droit - TC	124 66814
14 cm	Courbe - TC	124 66914
18 cm	Courbe - TC	124 66918
18 cm	Droit - TC	124 66818

**P.AIG Barraquer Delicate**

corps ronds, sans verrouillage
1.2 x 1.8 mm

14 cm	Droit - TC	124 63414
14 cm	Courbe - TC	124 63514
18 cm	Courbe - TC	124 63518

**P.AIG Barraquer Micro**

corps ronds, sans verrouillage
0.8 x 1.2 mm

14 cm	Droit - TC	124 63614
14 cm	Courbe - TC	124 63714
18 cm	Courbe - TC	124 63718

**Barraquer Delicate**

corps ronds,avec verrouillage
1.2 x 1.8 mm

14.0 cm	Droit - TC	124 66714
14.0 cm	Courbe - TC	124 66614
18.0 cm	Courbe - TC	124 66618



ADSON
12 cm
Titanium - 1x2 Dents 110 20512



ADSON Tubiana
12 cm
1x2 Dents 110 18512



BROWN - ADSON
12 cm Tungstène 110 18802
15 cm Tungstène 110 18805



BROWN - ADSON
12 cm
110 18 812



ADSON Micro
12 cm Tungstène - 1x2 Dents 110 17312
15 cm Tungstène - 1x2 Dents 110 17315



ADSON
12 cm TC 110 17412
15 cm TC 110 17415



ADSON - 12 cm
Titanium 110 20412



ADSON - 12 cm
110 17612



ADSON
12 cm TC-1x2 Dents 110 17512
15 cm TC-1x2 Dents 110 17515



GILLIES - 15 cm
Griffes 1x2 110-27215



MCINDOE - 15cm
110-25815



SEMKEN 15 cm
Griffes 1x2/striés
TC 110-26915



GREEN - 10 cm
5 mm Sans blocage 143-07605
10 mm Sans blocage 143-07610
12 mm Sans blocage 143-07612
5 mm Avec blocage 143-07805
10 mm Avec blocage 143-07810
12 mm Avec blocage 143-07812



CUSHING - 17 cm
Titane 110-22217



CUSHING - 17 cm
TC 110-22217



ADSON-GRAEFE - 12 cm
110-20012



GRAEFE IRIS - 10 cm
142-81010



**GRAEFE IRIS
à griffes 1x2 - 10 cm**
142-82010



CASTROVIEJO- BROWN
11 cm 110-18851



**CASTROVIEJO
10,5 cm à griffes 1x2**
Mors 1,5 mm 143-14915
Mors 3 mm 143-14903
Mors 5 mm 143-14905
Mors 9 mm 143-14909



BISHOP-HARMON - 8.5 cm
1X2 fine 142-94004
1X2 142-94006

**POTTS SMITH**

18 cm TC 110-11618
21 cm TC 110-11621
25 cm TC 110-11625

**BONNEY - 17,5 cm**

1x2 griffes, TC
110-25317

**TAYLOR CUSHING - 18.5 cm**

Baïonnette, TC
110 22618

**CUSHING - 17 cm**

Coudé, TC
110-22517

**SKINNER - 23 cm**

1x2 griffes, TC
110-32323

**GERALD - 18 cm**

1x2 griffes, TC 110-30618
TC 110-30118

**DE BAKEY**

16 cm Mors 1,5 mm 111-30616
20 cm Mors 1,5 mm 111-30620
24 cm Mors 1,5 mm 111-30624
16 cm Mors 2,0 mm 111-30816
20 cm Mors 2,0 mm 111-30820
24 cm Mors 2,0 mm 111-30824
16 cm Mors 2,7 mm 111-30416
20 cm Mors 2,7 mm 111-30420
24 cm Mors 2,7 mm 111-30424
16 cm Mors 3,5 mm 111-31016
20 cm Mors 3,5 mm 111-31020
24 cm Mors 3,5 mm 111-31024

**MICRO PINCE (manche rond)**

15 cm Droit, mors lisses 111-10415
18 cm Droit, mors lisses 111-10818
15 cm Coudé, mors lisses 111-10515
18 cm Coudé, mors lisses 111-10918

MICRO PINCE (Tungtène TC)

11,5 cm Mors très pointus 110-33525
11,5 cm Mors délicats, droits 110-33503
11,5 cm Mors très fins, droits 110-33504
11,0 cm Mors ultra très fins, droits 110-33505
11,0 cm Mors ultra très fins, 45° 110-33515
11,5 cm Mors délicats, courbes 110-33507

**MICRO PINCE**

11,5 cm Mors standards, droits 110-33201
11,5 cm Mors délicats, droits 110-33012
11,0 cm Mors très pointus 110-33225
10,5 cm Mors délicats, droits 110-33010
11,0 cm Mors très fins, droits 110-33204
11,0 cm Mors ultra très fins, droits 110-33205
11,0 cm Mors ultra très fins, 45° 110-33100
11,0 cm Mors délicats, courbes 110-33112





MILLER COLBURN
18 cm

1 182-89501
2 182-89502
3 182-89503
4 182-89504
5 182-89505



MC INDOE - 17,5 cm
146-53018



PEET - 19 cm
Droit 146-50919
Courbe 146-50920



GLABELLA - 21,5 cm
TC 146-50501



FOMON TC - 20 cm
#1 et #2 146-52201
#3 et #4 146-52203
#5 et #6 146-52205
#7 et #8 146-52207



PARKES (droit TC) - 21 cm
Grain fin 146-50604
Grain moyen 146-50604
Grain gros 146-50604



LAMONT - 17,5 cm
Grain fin 146-53103



LAMONT - 17,5 cm
Grain moyen 146-53102



LAMONT - 17,5 cm
Gros grain 146-53101



MALTZ - 16,5 cm
146-51916



FOMON - 21,5 cm
Diamanté 146-52321



FOMON - 21,5 cm
Gros grain 146-52402



FOMON - 21,5 cm
Grain fin 146-52401



PEET AUFRICHT
21 cm
Fine, courbe, diamantée
146-51022



FRIEDMAN
21,5 cm
146-52521




BROSSE METALLIQUE
Pour nettoyage des rapes
128-41001



GORNEY - 18,5 cm
Droit 146 25520



GORNEY - 20,5 cm
Droit 146 25320
Coudée 146 25320



GUNTER - 18 cm
Mors striés deux côtés 146 25118
Mors quadrillés deux côtés 146 25018



RUBIN - 21 cm
Coudée 146 25021



BALLENGER - 20 cm
 droit, lame 3 mm 146 39003
 droit, lame 4 mm 146 39004
 droit, lame 5 mm 146 39005
 balonet, lame 3 mm 146 39203
 balonet, lame 4 mm 146 39204
 balonet, lame 5 mm 146 39205



Dermatome de SILVER - 19 cm
 106 48219



Dermatome de WATSON
 complet 106 48230
 lame de rechange x10 106 48401



Rapes de STENSTORM
 Courbe à droite 198 20 0900
 Courbe à gauche 198 20 0910



Décolleurs de STENSTORM
 Courbe à droite 198 20 0920
 Courbe à gauche 198 20 0930



BARRON - 13 cm
 Charr.3 144 10103
 Charr.5 144 10105
 Charr.7 144 10107




YANKAUER tube d'aspiration - 27 cm
 complet avec embout d'aspiration
 104 15027

Lame Fenêtrée - 13 cm


8 mm	118 23108
10 mm	118 23110
12 mm	118 23112
14 mm	118 23114
16 mm	118 23116
18 mm	118 23118

**Lame pleine - 16 cm**


8 mm	118 23008
10 mm	118 23010
12 mm	118 23012
14 mm	118 23014
16 mm	118 23016
18 mm	118 23018

**CROCHET DE JOSEPH - 16 cm**

2 mm	2 griffes	118 21602
5 mm	2 griffes	118 21605
7 mm	2 griffes	118 21607
10 mm	2 griffes	118 21610



Dissecteur pour Lifting
14 cm 0350



Ecarteur «valve coeur»
pour lifting - 16 cm

Ecarteur Seul

38 mm 199 60 0638

45 mm 199 60 0645

Ecarteur avec Fibre Optique


38 mm 199 60 2638

45 mm 199 60 2645



Ecarteur universel pour lifting
avec fibre optique - 11 cm

Lame 9 x 45 mm 199 60 1609



Ecarteur universel pour lifting
110 mm x 22 mm

Ecarteur Seul 199 60 0422

Ecarteur avec Fibre Optique
et aspiration 199 60 1622

CAROLINE - 11 cm
écarteur main 146 56810



BERNSTEIN - 12,5 cm
écarteur orbitale 8 x 40 mm
148 58012



CONVERSE - 11 cm Lame 12 x 40 mm
écarteur nasal 146 54105
écarteur nasal avec fibre optique 146 54125



SHEEN
15 cm 146 54615
16 cm 146 54516



WISE - 16,5 cm
écarteur orbitale
148 58716



CRONIN - 16,5 cm
écarteur mentonnier
148 90416



Ecarteur LIFT - 18 cm
écarteur à 7 dents 118 25318



FREEMAN
18 cm x 22 mm, 4 dents 118 25222
18 cm x 38 mm 4, dents 118 25238



MAXWELL
10 cm x 22 mm 4 dents 118 25122
10 cm x 38 mm 4 dents 118 25138



GORNEY - 7,5 cm
écarteur avec ressort 38 mm largeur
118 35438



KILNER 11,5 cm
écarteur à double crochets pointus 7,5 mm
146 55511



KILNER - 8 cm
écarteur à double crochets pointus 10 mm
146 55508



CONVERSE - 10 cm
écarteur à double extrémité
146 55412



MILLER Rake - 13,5 cm
écarteur à 9 dents
118 26513



Ecarteur de COTTLE-NEIVERT
146 55920



ROLLET - 13 cm
écarteur à 4 dents 142 37613



ANDERSON
07 cm 3 griffes 118 24907
11 cm 3 griffes 118 24911
07 cm 5 griffes 118 25007
11 cm 5 griffes 118 25011



FOMON - 16 cm
146 55616



COTTLE - 14 cm
146 55614



HAMRA - 16 cm
118 19516



SENN-MILLER - 17 cm
Griffes pointues 118 16017
Griffes mousses 118 16117



KASDEN - 16,5 cm
118 24316



RAGNELL - 16,5 cm
118 24214



RAGNELL-DAVIS - 14,5 cm
118 24314



U.S. ARMY - 21 cm
118 13121




CRONIN - 15,5 cm
écarteur nasal 148 57215



FISCHL - 16 cm
écarteur nasal 148 57701



AUFRICHT
écarteur nasal 146 55116
avec lumière froide 146 55126
Avec aspiration 146 55136



DINGMAN complet - 16,5 cm
avec 3 lames 148 32400



Lames pour DINGMAN



Main en plomb
Adulte 132 45001
Enfant 132 45002



FREEMAN - 10 cm
double crochets pointus 146 56502



HOLTZHEIMER - 10 cm
droit mousse 118 63510
droit pointu 118 63410
courbé mousse 118 63710
courbé pointu 118 63610



Écarteur de WEITLANER
11 mm 2x3 griffes, pointues 118 65010 mousses 118 65110
14 mm 3x4 griffes, pointues 118 67014 mousses 118 67114
16 mm 3x4 griffes, pointues 118 67016 mousses 118 67116



Spatule malléable - 31 cm
Lame 2.5 x 15 cm 118 17791



Écarteur de FARR
14.0 cm x 2.0 cm 118 80120
14.0 cm x 3.0 cm 118 80121



Maillet chirurgical
Inox 180 gr
2 faces téflon interchangeables
128 08 0902
Embouts téflon pour maillet - la paire
128 08 0899



Maillet 200g - 18 cm
face inox - téflon
132 69214



Maillet chirurgical
Inox massif 150 gr
128 08 0900
Maillet chirurgical
Inox massif 200 gr
128 08 0901

**ANDERSON-NEIVERT**
21,5 cm

droit	146 46907
droite	146 46917
gauche	146 46927

**GUNTER - 21,5 cm**

droit	146 46307
droite	146 46317
gauche	146 46327

**SILVER - 18 cm**

droit	146 47301
droite	146 47302
gauche	146 47303

**RISTOW - 20,5 cm**

gauche	146 47701
droite	146 47702

**PARKES - 18 cm**

droit	146 47518
-------	-----------

**Converse - 18 cm**

02 mm	146 47102
03 mm	146 47103
04 mm	146 47104
05 mm	146 47105
06 mm	146 47106
07 mm	146 47107
08 mm	146 47108
09 mm	146 47109
10 mm	146 47110
11 mm	146 47111
12 mm	146 47112
15 mm	146 47115

**SHEEMAN - 16 cm**

02 mm	146 46702
03 mm	146 46703
04 mm	146 46704
05 mm	146 46705
06 mm	146 46706
09 mm	146 46709
10 mm	146 46710

**CINELLI - 18,5 cm**

10 mm	146 47210
12 mm	146 47212
14 mm	146 47214
16 mm	146 47216

**PARKES GOUGE - 18 cm**

6.5 mm	146 47918
--------	-----------

**RADIX - 18 cm**

10 mm , angle 10°	146 44710
10 mm , angle 20°	146 44720

**FREER - 16,5 cm**

4 mm droit	146 45104
------------	-----------



ROWE'S - 21 cm
132 81921



WALSHAM - 23 cm
droit 146 57223
droite 146 57523
gauche 146 57323



ASCH - 23 cm
146 57123



COTTLE
Broyeur à cartilage 199 60 0600



Crochet de MILLARD - 18 mm
large à double crochets 146 55218



Pince de TAKAHASHI - 12 cm
Mors 3 x 8 mm 146 21003
Mors 4 x 10 mm 146 21004



SCIE DE JOSEPH - 19 cm
gauche 146 53219
droite 146 53419



JOSEPH - 16,5 cm
146 42516



COTTLE - 19 cm
largeur 10 mm 146 42519



Rugine Obwegeser
6 mm 146 42519/6
7 mm 146 42519/7
9 mm 146 42519/9
11 mm 146 42519/11



BOIES - 19,5 cm
146 57719



CARLIN - 15,5 cm
élevateur périostal 148 56600



CLODIUS - 15,5 cm
écarteur orbital à double extrémité
13 mm / 20 mm 148 58500



Crochet de TYRELL - 13 cm
118 20413



Crochet de GILLIES - 18cm
Taille 1 - 2 mm 146 56018
Taille 2 - 3 mm 146 56218



Crochet double de BARSKY - 15 cm
5 mm 146 56614



McCULLOCH - 24 cm
double extrémité 4.2 mm 146 43124



GORNEY - 19 cm
Décolleur avec aspiration 146 40119



COTTLE - 23 cm
146 42123



Règle graduée
INOX
10 cm 102 34010
15 cm 102 34015
20 cm 102 34020
30 cm 102 34030
50 cm 102 34050



Pied à coulisse inox
0 - 80 mm
Réf : 1199



Pied à coulisse Inox Fin
0 - 80 mm
3223



Compas de CASTROVIEJO - 17 cm
droit 142 58310
coudé 142 58309



Compas de CASTROVIEJO - 9 cm
droit 142 58307
coudé 142 58404

**FREEER - 19 cm**

4.5 mm	146 41645
6.5 mm	146 41665

**Mc COLLOUGH - 18,5 cm**

146 50418

**Woodson - 18 cm**

146 50318

**MITCHEELS - 17 cm**

146 43317

**CONVERSE curette double - 21 cm**

7.0 x 10 / 6.5 x 8.5 mm 144 76321

**FOX 14 cm**

3 mm oval	174 12803
4 mm oval	174 12804

**Crochet de FRAZIER**

13 cm, pointu	118 21413
18 cm, pointu	118 21418

**Crochet de O'CONNER - 12,5 cm**

pointu 118 20913

**Crochet de CONVERSE - 19 cm**

fin	118 20501
large	118 20503

**Crochet de JOSEPH - 16 cm**

crochet simple	118 21601
2 mm double crochet	118 21602
5 mm double crochet	118 21605
7 mm double crochet	118 21607
10 mm double crochet	118 21610

**Crochet de KLEINERT - 16 cm**

3 mm	118 20803
5 mm	118 20805
7 mm	118 20807

**Crochet de COTTLE - 15 cm**

Taille 1	146 55701
Taille 2	146 55702
Taille 3	146 55703

**Crochet double de GUTHRIE - 12 cm**

2.5 mm	118 21201
3.0 mm	118 21202

**ROCHESTER PEAN**

14 cm, droit	112 31014
16 cm, droit	112 31016
20 cm, droit	112 31020
16 cm, courbe	112 31116
18 cm, courbe	112 31118
20 cm, courbe	112 31120

**ROCHESTER OCHSNER**

14 cm, droit à griffes	112 32014
14 cm, courbe à griffes	112 32114
16 cm, droit à griffes	112 32016
16 cm, courbe à griffes	112 32116

**ADSON - 18,5 cm**

droit	112 41018
courbe	112 41118

**LAHEY VULSELLUM**

15 cm	154 52015
20 cm	154 52020

**ALLIS**

14 cm, 4:5 griffes	164 10214
15 cm, 4:5 griffes	164 11015
15 cm, 5:6 griffes	164 12015
19 cm, 5:6 griffes	164 12019

**BACKHAUS**

9 cm	114 11109
11 cm	114 11111
13 cm	114 11113
15 cm	114 11115



D'ASSUMPCAO F/L - 16 cm
138 20216
138 20316



PITANGUY - 16 cm
138 20916



MARTEN - 14,5 cm
138 20714
138 20614



KELLY - 14 cm
droit 112 24014
courbe 112 24114



HALSTEAD - 12.5 cm
droit à griffes 112 23012
courbe à griffes 112 23112
droit 112 22012
courbe 112 22112



CRILE
14 cm, droit 112 25014
14 cm, courbe 112 25114
16 cm, courbe 112 26316



Ciseaux décolleurs de TREPSAT

15 cm	Spatule 5 mm	02020
18 cm	Spatule 15 mm	02040
23 cm	Spatule 15 mm	02060



FOERSTER

18 cm	116 17018
20 cm	116 17020
25 cm	116 17025



HARTMANN Mosquito - 10 cm

droit	112 21010
courbe	112 21110



LORNA

11 cm	114 12111
13 cm	114 12113



JONES - 9 cm

114 10309



JANSEN - MIDDLETON - 19,5 cm

Mors Gouge 5 x 15 mm	146 32520
----------------------	-----------



LEMPERT - 16 cm
3 mm droit 132 15016
3 mm courbé 132 15116



BEYER - 18 cm
4 mm courbé 132 20118



JANSEN - MIDDLETON - 19,5 cm
Mors Emporte Pièce 4 x 20mm 146 32519



KLEINERT-KUTZ - 14 cm
droit 132 28314
courbe 132 28414



Pince coupante double articulation
18 cm, TC 133 54717
22 cm, TC 133 54522



Pince coupante double articulation - 18 cm
TC 133 54618

**Ecarteur mammaire**

33 cm courbe	138 30133
42 cm courbe	138 30142

**Ecarteur mammaire**

33 cm, courbe, malléable	138 30233
42 cm, courbe, malléable	138 30242

**Ecarteur mammaire**

33 cm, courbe, isolé	138 30333
42 cm, courbe, isolé	138 30342

**Ecarteur mammaire**

33 cm spatule	138 31133
42 cm spatule	138 31142

**Ecarteur mammaire**

33 cm spatule, malléable	138 31233
42 cm spatule, malléable	138 31242

**Ecarteur mammaire**

33 cm spatule, isolée	138 31333
42 cm spatule, isolée	138 31342

**Ecarteur mammaire - 33 cm**

spatule ovale	138 31432
---------------	-----------

Ecarteur mammaire de BIGGS


50 mm	Lame standard	118 57003
50 mm	Lame standard avec fibre optique	118 57013
50 mm	Lame standard avec fibre optique et aspiration	118 57023
30 mm	Lame étroite	118 57004
30 mm	Lame étroite avec fibre optique	118 57014
30 mm	Lame étroite avec fibre optique et aspiration	118 57024

**Ecarteur mammaire de BIGGS**

50 mm	Lame standard	118 57001
50 mm	Lame standard avec fibre optique	118 57011
50 mm	Lame standard avec fibre optique et aspiration	118 57021
31 mm	Lame étroite	118 57002
31 mm	Lame étroite avec fibre optique	118 57012
31 mm	Lame étroite avec fibre optique et aspiration	118 57022

**Ecarteur mammaire de BIGGS**


55 mm	Lame standard	118 57005
55 mm	Lame standard avec fibre optique	118 57015





**Ecarteur mammaire Multi Approches
avec fibre optique**

Spatule 23 mm x 18 cm 118 52318
Spatule 25 mm x 17 cm 118 52517



Ecarteur mammaire Multi Approches

Spatule 23 mm x 18 cm 118 56019
Spatule 25 mm x 17 cm 118 56025

ADAPTATEURS



Storz 1204.02



Olympus 1202.01



ACMI 1206.03



Wolf 1208.04




Storz 1206.24



ACMI 1204.22



Wolf 1202.20



Câbles Lumière Froide avec Adaptateurs
Autoclavables à 134°C
Grande Résistance et Flexibilité

Ø 3,5 mm - 1,80 m	91 180 035
Ø 3,5 mm - 2,30 m	91 230 035
Ø 3,5 mm - 3,00 m	91 300 035
Ø 4,8 mm - 1,80 m	91 180 045
Ø 4,8 mm - 2,30 m	91 230 045
Ø 4,8 mm - 3,00 m	91 300 045



**ROND DE SEINS FREEMAN**

34 mm	138 10534
36 mm	138 10536
38 mm	138 10538
42 mm	138 10542
45 mm	138 10545
50 mm	138 10550

**ROND DE SEINS GROSSMANN**

4 Tailles: 40 mm, 44 mm, 48 mm, 52 mm
138 10400

**ROND DE SEINS FREEMAN
CRANTES**


34 / 36 mm	138 10734
38 / 42 mm	138 10738
42 / 45 mm	138 10742
45 / 50 mm	138 10745

**ROND DE SEINS McKissock**

38 mm	138 11038
42 mm	138 11042
45 mm	138 11045
50 mm	138 11050

**Anneau de seins**

Ø35	0100 035
Ø40	0100 040
Ø45	0100 045
Ø50	0100 050
Ø55	0100 055
Ø60	0100 060

**ACKERMAN**

14 cm	138 11414
16 cm	138 11416

**Ecarteur Mammaire - Lame 29 mm**

22 cm	199 60 0522
29 cm	199 60 0529



Mammostat à crémaillère
0669



Mammostat à chaînette
0670



Spatule mammaire de SLAMA
198 10 0900



Dissecteur spatulé - 33 cm
138 16033



REYNOLDS
Dissecteur Fenêtré
33 cm spatule 138 30033
40 cm spatule 138 30040



Agris-Dingman - 36 cm
La paire droite et gauche 138 15536
Droite 138 15530
Gauche 138 15540



McCOLLUM - Dingman - 41 cm
138 15041



McCOLLUM - Dingman - 30 cm
138 15030



DISSECTEUR LIFTING - 26 cm
Courbe avec aspiration - lame 8,5 mm
199 60 6308



DISSECTEUR LIFTING - 22 cm
Courbe - lame 5 mm
199 60 1315



DISSECTEUR LIFTING - 23 cm
Légèrement courbe - lame 7 mm
199 60 1327



DISSECTEUR LIFTING - 23 cm
Courbe - lame 10 mm
199 60 1320



DISSECTEUR LIFTING - 26 cm
Courbe en S - lame 7 mm
199 60 11337



DISSECTEUR LIFTING - 23 cm
Droit - lame 5 mm
199 60 1345



DISSECTEUR LIFTING - 23 cm
Légèrement courbe - lame 5 mm
199 60 1355



DISSECTEUR LIFTING - 22 cm
Très courbe - lame 7 mm
199 60 1365



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm
Légèrement courbe - lame 10 mm
199 60 1400



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm
Légèrement courbe - lame 12 mm
199 60 1112



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm
Courbe en S - lame 12 mm
199 60 1122



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm
Légèrement courbe - lame 15 mm
199 60 1135



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm
Angulé - lame 12 mm
199 60 1412



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm
Droit - lame 7 mm
199 60 1217



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm
Courbe - lame 7 mm
199 60 1227



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm
Légèrement courbe - lame 7 mm
199 60 1247



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm
Très courbé - lame 7 mm
199 60 1237



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm
Courbe avec aspiration - lame 7 mm
199 60 6229



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm
Courbe en S - lame 12 mm
199 60 1452



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm
Courbe en S - lame 8 mm
199 60 1488



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm
Courbe en S - lame 10 mm
199 60 1480



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm
Courbe en S - lame 10 mm
199 60 1490



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm
Courbe - lame 12 mm
199 60 1500



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm
Droit 199 60 1517



PROTECTEUR NERFS - 17 cm
Courbe à Gauche - lame 4,5 mm
199 60 3735



PROTECTEUR NERFS - 17 cm
Courbe à Droite - lame 4,5 mm
199 60 3745



DISSECTEUR DE MUSCLES - 20 cm
Courbe - lame 4,7 mm
199 60 3715



DISSECTEUR DE NERFS - 17 cm
Courbe - lame 3 mm
199 60 3753



DISSECTEUR LIFTING - 20 cm
199 60 3700



CROCHET À NERFS - 24 cm
Rigide 199 60 4011
Malléable 199 60 4012



CROCHET À NERFS - 24 cm
Gauche 199 60 1601
Droit 199 60 1602



DISSECTEUR À NERFS - 26 cm
Courbe - lame 4,7 mm
199 60 1555



Rugine OBWEGESER
20 cm Très courbe
5 mm 199 00 0550
7 mm 199 00 0750
9 mm 199 00 0950



CANULE DE LIPOASPIRATION



CB1T
Camblin
1 Trou



CC2T
Camblin
2 Trous



CD3T
Camblin
3 Trous



CA5T
Illouz
5 Trous



CF3T
Accélérateur
3 Trous



CE3T
Mercedes
3 Trous

Références CB1T, CC2T, CD3T, CA5T, CF3T, CE3T, pour tous diamètres et toutes longueurs



CB1T	Ø 2	150, 200 mm 250, 300 mm
	Ø 3	150, 200, 250 mm 300, 350, 400, 450 mm
CC2T	Ø 3	150, 200, 250 mm 300, 350, 400, 450 mm
CD3T	Ø 4	150, 200, 250 mm 300, 350, 400, 450 mm
CA5T	Ø 4	150, 200, 250 mm 300, 350, 400, 450 mm
CF3T	Ø 5	150, 200, 250 mm 300, 350, 400, 450 mm
CE3T	Ø 5	150, 200, 250 mm 300, 350, 400, 450 mm
	Ø 6	150, 200, 250 mm 300, 350, 400, 450 mm



Sur manche



Embase tulipe

Canule en Titane - Connexion sur tuyau et aspirateur Ø12 et 16 mm



Poignée pour canules de liposuction
avec robinet 138 40010



Poignée pour canules de liposuction
138 40020



TRIPORT

150 mm	3 mm	138 41315	200 mm	4 mm	138 41420	250 mm	5 mm	138 41525
200 mm	3 mm	138 41320	250 mm	4 mm	138 41425	300 mm	5 mm	138 41530
250 mm	3 mm	138 41325	300 mm	4 mm	138 41430			
300 mm	3 mm	138 41330						



MONOPORT

150 mm	3 mm	138 42315	200 mm	4 mm	138 42420	250 mm	5 mm	138 42525
200 mm	3 mm	138 42320	250 mm	4 mm	138 42425	300 mm	5 mm	138 42530
250 mm	3 mm	138 42325	300 mm	4 mm	138 42430			
300 mm	3 mm	138 42330						



COBRA

150 mm	3 mm	138 43315	200 mm	4 mm	138 43420	250 mm	5 mm	138 43525
200 mm	3 mm	138 43320	250 mm	4 mm	138 43425	300 mm	5 mm	138 43530
250 mm	3 mm	138 43325	300 mm	4 mm	138 43430			



SPIRALE

150 mm	3 mm	138 44315	200 mm	4 mm	138 44420	250 mm	5 mm	138 44525
200 mm	3 mm	138 44320	250 mm	4 mm	138 44425	300 mm	5 mm	138 44530
250 mm	3 mm	138 44325	300 mm	4 mm	138 44430			



SHARK

150 mm	3 mm	138 45315	200 mm	4 mm	138 45420	250 mm	5 mm	138 45525
200 mm	3 mm	138 45320	250 mm	4 mm	138 45425	300 mm	5 mm	138 45530
250 mm	3 mm	138 45325	300 mm	4 mm	138 45430			



Poignée pour canules de liposuction
avec connexion Luer 138 40030



MERCEDES

200 mm	3 mm	138 47320	200 mm	4 mm	138 47420	250 mm	5 mm	138 47525
250 mm	3 mm	138 47325	250 mm	4 mm	138 47425	300 mm	5 mm	138 47530
300 mm	3 mm	138 47330	300 mm	4 mm	138 47430			



SPIRALE

200 mm	3 mm	138 48320	200 mm	4 mm	138 48420	250 mm	5 mm	138 48525
250 mm	3 mm	138 48325	250 mm	4 mm	138 48425	300 mm	5 mm	138 48530
			300 mm	4 mm	138 48430			



TRIPORT

200 mm	3 mm	138 46320	200 mm	4 mm	138 46420	250 mm	5 mm	138 46525
250 mm	3 mm	138 46325	250 mm	4 mm	138 46425	300 mm	5 mm	138 46530
			300 mm	4 mm	138 46430			



Canule de liposuction
Trou central, soin contour du visage

Dimension	Diamètre	Poignée	Luer-Lock
5 cm	Ø 1.7 mm	7647.05	7657.05
5 cm	Ø 2.0 mm	7640.05	7650.05
10 cm	Ø 2.0 mm	7642.10	7650.10
5 cm	Ø 3.0 mm	7643.05	7653.05
15 cm	Ø 1.7 mm	7647.15	7657.15
15 cm	Ø 2.0 mm	7642.15	7650.15
15 cm	Ø 3.0 mm	7643.15	7653.15




ENTNER Canule de liposuction
Vingt-deux trous, Ø 1.5 mm

Dimension	Diamètre	Poignée	Luer-Lock
20 cm	Ø 3.0 mm	7723.20	7733.20



Canule de liposuction
Huit trous / soin et contour du visage

Dimension	Diamètre	Diamètre trous	Poignée	Luer-Lock
10 cm	Ø 1.7 mm	Ø 0.5 mm	7667.10	7677.10
10 cm	Ø 2.0 mm	Ø 1.0 mm	7662.10	7672.10
15 cm	Ø 3.0 mm	Ø 1.0 mm	7663.15	7673.15



DOROW Axilla Canule de liposuction

Dimension	Diamètre entrée	Diamètre sortie	Poignée
15 cm	Ø 4.0 mm	Ø 6.0 mm	7804.15



ENTNER Canule de liposuction

Dimension	Diamètre	Trous	Diamètre trous	Poignée	Luer-Lock
15 cm	Ø 2.0 mm	18	Ø 1.0 mm	7702.15	7703.15
15 cm	Ø 2.5 mm	18	Ø 1.2 mm	7704.15	7705.15
15 cm	Ø 3.0 mm	18	Ø 1.5 mm	7706.15	7707.15
20 cm	Ø 2.5 mm	22	Ø 1.2 mm	7708.20	7709.20
20 cm	Ø 3.0 mm	22	Ø 1.5 mm	7710.20	7711.20
20 cm	Ø 4.0 mm	22	Ø 2.0 mm	7712.20	7713.20
30 cm	Ø 2.5 mm	30	Ø 1.2 mm	7714.30	7715.30
30 cm	Ø 3.0 mm	30	Ø 1.5 mm	7716.30	7717.30
30 cm	Ø 4.0 mm	30	Ø 2.0 mm	7718.30	7719.30



DOROW Axilla Canule de liposuction

Dimension	Dissecteur	Poignée
15 cm	4.0 mm	7801.15



ENTNER Canule de liposuction
Forme de bayonnette, manipulation plus simple

Dimension	Diamètre	Trous	Diamètre trous	Poignée	Luer-Lock
20 cm	Ø 3.0 mm	22	Ø 1.5 mm	7743.20	7753.20
20 cm	Ø 4.0 mm	22	Ø 2.0 mm	7744.20	7754.20
30 cm	Ø 3.0 mm	30	Ø 1.5 mm	7743.30	7753.30
30 cm	Ø 4.0 mm	30	Ø 2.0 mm	7744.30	7754.30






Canule de liposuction
Trois trous en diagonale

Dimension	Diamètre	Poignée
20 cm	Ø 3 mm	7013.20
30 cm	Ø 3 mm	7013.30
30 cm	Ø 4 mm	7014.20
40 cm	Ø 4 mm	7014.40
30 cm	Ø 5 mm	7015.20
30 cm	Ø 6 mm	7016.20



Canule de liposuction
Long trou central face supérieur / deux
trous latéraux en dessous

Dimension	Diamètre	Poignée
30 cm	Ø 4 mm	7054.30
30 cm	Ø 5 mm	7055.30



Canule de liposuction
Trou central face supérieure / deux trous
latéraux en dessous

Dimension	Diamètre	Poignée
20 cm	Ø 3 mm	7023.20
30 cm	Ø 3 mm	7023.30
30 cm	Ø 4 mm	7024.30
30 cm	Ø 5 mm	7025.30
30 cm	Ø 6 mm	7026.30



Canule de liposuction
Pointe supérieur avec trou / trou latéral en
dessous

Dimension	Diamètre	Poignée
20 cm	Ø 3 mm	7063.20
30 cm	Ø 3 mm	7063.30



Canule de liposuction
Deux trous centraux face supérieure / un
trou central en dessous

Dimension	Diamètre	Poignée
20 cm	Ø 3 mm	7033.20
30 cm	Ø 3 mm	7033.30
30 cm	Ø 4 mm	7034.30
30 cm	Ø 5 mm	7035.30
30 cm	Ø 6 mm	7036.30



Canule de liposuction
Demi pointe

Dimension	Diamètre	Poignée
30 cm	Ø 6 mm	7076.30
35 cm	Ø 6 mm	7076.35



TOLEDO Canule de liposuction
Forme de fourche, extrémités arrondies,
dissecteur entre les extrémités / Trou central

Dimension	Diamètre	Poignée
5 cm	Ø 2 mm	7042.05
5 cm	Ø 3 mm	7043.05
5 cm	Ø 4 mm	7044.05
15 cm	Ø 2 mm	7042.15
15 cm	Ø 3 mm	7043.15
25 cm	Ø 3 mm	7043.25
25 cm	Ø 4 mm	7044.25
30 cm	Ø 3 mm	7043.30
30 cm	Ø 4 mm	7044.30
30 cm	Ø 5 mm	7045.30



Canule de liposuction
10 trous, pour infiltration

Dimension	Diamètre	Diamètre trous	Poignée
25 cm	Ø 2 mm	Ø 1 mm	7082.25
25 cm	Ø 3 mm	Ø 1.5 mm	7083.25





3 trous, diagonale

Dimension	Diamètre	Poignée
8"/20 cm	Ø 3 mm	9013.20
12"/30 cm	Ø 3 mm	9013.30
12"/30 cm	Ø 4 mm	9014.20
15 1/4"/40 cm	Ø 4 mm	9014.40
12"/30 cm	Ø 5 mm	9015.20
12"/30 cm	Ø 6 mm	9016.20

Un trou central sur le côté supérieur
deux prises latérales en dessous

Dimension	Diamètre	Poignée
8"/20 cm	Ø 3 mm	9023.20
12"/30 cm	Ø 3 mm	9023.30
12"/30 cm	Ø 4 mm	9024.30
12"/30 cm	Ø 5 mm	9025.30
12"/30 cm	Ø 6 mm	9026.30

Deux trous centraux sur le côté supérieur
un trou central en dessous

Dimension	Diamètre	Poignée
8"/20 cm	Ø 3 mm	9033.20
12"/30 cm	Ø 3 mm	9033.30
12"/30 cm	Ø 4 mm	9034.30
12"/30 cm	Ø 5 mm	9035.30
12"/30 cm	Ø 6 mm	9036.30

Forme arrondie, pointes arrondies,
dissecteur entre les pointes / un trou central

Dimension	Diamètre	Poignée
2"/5 cm	Ø 2 mm	9042.05
2"/5 cm	Ø 3 mm	9043.05
2"/5 cm	Ø 4 mm	9044.05
6"/15 cm	Ø 2 mm	9042.15
6"/15 cm	Ø 3 mm	9043.15
10"/25 cm	Ø 3 mm	9043.25
10"/25 cm	Ø 4 mm	9044.25
12"/30 cm	Ø 3 mm	9043.30
12"/30 cm	Ø 4 mm	9044.30
12"/30 cm	Ø 5 mm	9045.30

Long trou central sur le côté supérieur
deux trous latéraux en dessous

Dimension	Diamètre	Poignée
12"/30 cm	Ø 4 mm	9054.30
12"/30 cm	Ø 5 mm	9055.30

Pointe supérieure avec trou
un trou latéral

Dimension	Diamètre	Poignée
8"/20 cm	Ø 3 mm	9063.20
12"/30 cm	Ø 3 mm	9063.30



Pointe à moitié coupée

Dimension	Diamètre	Poignée
12"/30 cm	6 mm	9076.30
14"/35 cm	6 mm	9076.35



10 trous, pour infiltration

Dimension	Diamètre	Ø Trou	Poignée
10"/25 cm	Ø 2 mm	Ø 1.0 mm	9082.25
10"/25 cm	Ø 3 mm	Ø 1.5 mm	9083.25



Canule de liposuction CANDY CANE

Dimension	Diamètre	Poignée
10 1/4"/26 cm	Ø 3 mm	9113.26
12 3/4"/32 cm	Ø 3 mm	9113.32
10 1/4"/26 cm	Ø 4 mm	9114.26
12 3/4"/32 cm	Ø 4 mm	9114.32
10 1/4"/26 cm	Ø 5 mm	9115.26
12 3/4"/32 cm	Ø 5 mm	9115.32



Canule de liposuction FAC

Dimension	Diamètre	Poignée
10 1/4"/26 cm	Ø 3 mm	9123.26
12 3/4"/32 cm	Ø 3 mm	9123.32
10 1/4"/26 cm	Ø 4 mm	9124.26
12 3/4"/32 cm	Ø 4 mm	9124.32
10 1/4"/26 cm	Ø 5 mm	9125.26
12 3/4"/32 cm	Ø 5 mm	9125.32



Canule de liposuction SPATULE

Dimension	Diamètre	Poignée
6"/15 cm	Ø 3 mm	9133.15
10 1/4"/26 cm	Ø 3 mm	9133.26
12 3/4"/32 cm	Ø 3 mm	9133.32
6"/15 cm	Ø 4 mm	9134.15
10 1/4"/26 cm	Ø 4 mm	9134.26
12 3/4"/32 cm	Ø 4 mm	9134.32
10 1/4"/26 cm	Ø 5 mm	9135.26



Canule de liposuction BECKER

Dimension	Diamètre	Poignée
10 1/4"/26 cm	Ø 3 mm	9163.26
10 1/4"/26 cm	Ø 4 mm	9164.26
12 3/4"/32 cm	Ø 4 mm	9164.32
10 1/4"/26 cm	Ø 5 mm	9165.26
12 3/4"/32 cm	Ø 5 mm	9165.32

2



Canule de liposuction GREGORY

Dimension	Diamètre	Poignée
15"/6 cm	Ø 3 mm	9173.15
10 1/4"/26 cm	Ø 3 mm	9173.26
12 3/4"/32 cm	Ø 3 mm	9173.32
10 1/4"/26 cm	Ø 4 mm	9174.26
10 1/4"/26 cm	Ø 5 mm	9175.26



Canule de liposuction COBRA

Dimension	Diamètre	Poignée
6"/15 cm	Ø 3 mm	9183.15
10 1/4"/26 cm	Ø 3 mm	9183.26
12 3/4"/32 cm	Ø 3 mm	9183.32
10 1/4"/26 cm	Ø 4 mm	9184.26
12 3/4"/32 cm	Ø 4 mm	9183.32
10 1/4"/26 cm	Ø 5 mm	9185.26

Canule de liposuction MERCEDES
3 fentes latéral

Dimension	Diamètre	Poignée
6"/15 cm	Ø 2 mm	9602.15
6"/15 cm	Ø 3 mm	9603.15
10"/25 cm	Ø 3 mm	9603.25
6"/15 cm	Ø 4 mm	9604.15
10"/25 cm	Ø 4 mm	9604.25
6"/15 cm	Ø 5 mm	9605.15
10"/25 cm	Ø 5 mm	9605.25

Canule de liposuction KOTZUR
9 trous

Dimension	Diamètre	Poignée
12"/30 cm	Ø 3 mm	9623.30



Un trou central, pour des contours fins du visage

Dimension	Diamètre	Poignée	Luer-Lock
2"/5 cm	Ø 1.7 mm	9647.05	9657.05
2"/5 cm	Ø 2.0 mm	9640.05	9650.05
4"/10 cm	Ø 2.0 mm	9642.10	9652.10
2"/5 cm	Ø 3.0 mm	9643.05	9653.05
6"/15 cm	Ø 1.7 mm	9647.15	9657.15
6"/15 cm	Ø 2.0 mm	9642.15	9652.15
6"/15 cm	Ø 3.0 mm	9643.15	9653.15



8 trous, pour le visage fin et le remodelage

Dimension	Diamètre	Ø Trous	Poignée	Luer-Lock
4"/10 cm	Ø 1.7 mm	Ø 0.5 mm	9667.10	9677.10
4"/10 cm	Ø 2.0 mm	Ø 1.0 mm	9662.10	9672.10
6"/15 cm	Ø 3.0 mm	Ø 1.0 mm	9663.15	9673.15



Canule de liposuction ENTNER

Dimension	Diamètre	Ø Trous	Poignée	Luer-Lock
6"/15 cm	Ø 2.0 mm	18 Ø 1.0 mm	9702.15	9703.15
6"/15 cm	Ø 2.5 mm	18 Ø 1.2 mm	9704.15	9705.15
6"/15 cm	Ø 3.0 mm	18 Ø 1.5 mm	9706.15	9707.15
8"/20 cm	Ø 2.5 mm	22 Ø 1.2 mm	9708.20	9709.20
8"/20 cm	Ø 3.0 mm	22 Ø 1.5 mm	9710.20	9711.20
8"/20 cm	Ø 4.0 mm	22 Ø 2.0 mm	9712.20	9713.20
12"/30 cm	Ø 2.5 mm	30 Ø 1.2 mm	9714.30	9715.30
12"/30 cm	Ø 3.0 mm	30 Ø 1.5 mm	9716.30	9717.30
12"/30 cm	Ø 4.0 mm	30 Ø 2.0 mm	9718.30	9719.30




En forme de baïonnette, pour une manipulation plus facile

Dimension	Diamètre	Ø Trous	Poignée	Luer-Lock
8"/20 cm	Ø 3.0 mm	22 Ø 1.5 mm	9743.20	9753.20
8"/20 cm	Ø 4.0 mm	22 Ø 2.0 mm	9744.20	9754.20
12"/30 cm	Ø 3.0 mm	30 Ø 1.5 mm	9743.30	9753.30
12"/30 cm	Ø 4.0 mm	30 Ø 2.0 mm	9744.30	9754.30



22 trous, chaque trou Ø 1,5 mm

Dimension	Diamètre	Poignée	Luer-Lock
8"/20 cm	Ø 3.0 mm	9723.20	9733.20




Curette d'aspiration Axor DOROW

Dimension	Diamètre	Ø Trous	Poignée
6"/15 cm	Ø 4 mm	Ø 6 mm	9804.15



Dissecteur DOROW «V»

Dimension	Dissecteur	Poignée
6"/15 cm	4 mm	9801.15

**GASPAROTTI Canule de liposuction**



Trou central, avec poignée

Dimension	Diamètre	Poignée
15 cm	Ø 3 mm	1513.15
15 cm	Ø 6 mm	1516.15
25 cm	Ø 4 mm	1514.25
25 cm	Ø 6 mm	1516.25
30 cm	Ø 9 mm	1519.30

**GASPAROTTI Canule de liposuction**

Trou central, avec poignée

Dimension	Diamètre	Poignée
15 cm	Ø 3 mm	1523.15
15 cm	Ø 6 mm	1526.15
25 cm	Ø 6 mm	1526.25

**Canule de liposuction**

Deux trous centraux avec poignée

Dimension	Diamètre	Poignée
15 cm	Ø 4 mm	1534.15
25 cm	Ø 6 mm	1536.25
30 cm	Ø 6 mm	1536.30



Adaptateur de transfert
Pour seringue Luer-Lock

Dimension	Référence
7,5 cm	1600.00



Adaptateur - Luer-Lock

Dimension	Référence
5 cm	2000.00




Support de seringue Luer-Lock

Diamètre	Référence
Ø 40 mm	1700.00



Verrouillage pour seringue - Aluminium

Dimension	Référence
13 cm	3000.00



MEDECINE REGENERATIVE – CGF – FACTEURS DE CROISSANCE CONCENTRES

Ces dernières années, la recherche scientifique et technologique a ouvert une nouvelle perspective sur les plaquettes. Des études montrent que les plaquettes contiennent une abondance de facteurs de croissance et de cytokines qui peuvent agir sur l'inflammation, l'infection, l'ostéogenèse, la plaie et la cicatrisation des tissus mous.

La recherche montre maintenant que les plaquettes libèrent également de nombreuses protéines bioactives responsables de l'attraction des macrophages, des cellules souches mésenchymateuses et des ostéoblastes qui non seulement favorisent l'élimination des tissus dégénérés et nécrotiques, mais améliorent également la régénération et la guérison des tissus.

En médecine régénérative, trois facteurs sont importants : la matrice, le facteur de croissance et les cellules autologues. Tout ce qui précède est présent dans le CGF.

Le CGF est obtenu à la suite d'un processus de séparation du sang recueilli dans des tubes à vide, à l'aide d'un dispositif médical spécial (MEDIFUGE – SILFRADENT).

MEDIFUGE MF 200 - Séparateur de facteurs de croissance

- Accélération différenciée.
- Vitesse et fractionnement - RCF alternée

Ne permet pas la dégranulation des plaquettes

- Rotor antistatique et antimagnétique.
- Auto décontamination par UV.
- Température constante maintenue par auto ventilation.
- Conforme aux normes médicales et bloc opératoire.



La technologie CGF a une caractéristique intéressante : la simplicité et la vitesse de centrifugation permettent d'obtenir une matrice plus élastique de fibrine riche en facteurs de croissance.

La présence de cellules autologues comme les plaquettes et les leucocytes, y compris les cellules CD34+, a été montrée dans le CGF. Les preuves histochimiques indiquent le rôle des cellules CD34+ . La présence de ces cellules dans le PRP favorise la repousse des tissus. Le CGF a une bonne capacité de régénération et divers domaines d'application. L'utilisation du plasma riche en plaquettes (PRP) est déjà depuis des années une réalité et une preuve scientifique vérifiée par la communauté médicale internationale pour la chirurgie plastique dans le traitement des brûlures graves. Les chirurgiens plasticiens et leurs patients bénéficient grandement de la régénération tissulaire grâce au PRP, obtenant ainsi une récupération nettement supérieure à la fois en termes de qualité tissulaire et de vitesse de guérison.

En chirurgie Maxillo-Faciale et en implantologie, les potentialités du CGF sont connues depuis des années. Son application aide et stimule la régénération osseuse aussi bien dans la gestion des implants endo-osseux que dans la cicatrisation des fractures maxillo-faciales. Les chercheurs ont également étudié cette efficacité dans les problèmes parodontaux. Les conclusions ont indiqué que la technique PRP représente une riche source de facteurs de croissance capable d'apporter des changements significatifs dans les dommages parodontaux et qu'elle est capable de supprimer la libération de cytokines, de limiter l'inflammation et de promouvoir de cette manière la régénération tissulaire.



De même, les chirurgiens orthopédistes savent comment la vitesse des processus de guérison des tendons et des traumatismes des surfaces articulaires s'améliore grâce à l'utilisation des facteurs de croissance plaquettaires en PRP. Le CGF est maintenant utilisé en médecine musculo-squelettique avec une fréquence et une efficacité croissantes. Les lésions des tissus mous, telles que les tendinopathies et les tendinites, les lésions du ménisque et l'inflammation des articulations, sont maintenant traitées avec la technique du PRP.

En bref, une technique valable qui optimise les processus de guérison de chaque tissu où elle est appliquée. Avec le CGF, tout ce qui est nécessaire à notre régénération est déjà en nous.

Dans le domaine dermatologique, le CGF est utilisé pour l'alopécie. Il est clair qu'il ouvre un chapitre passionnant, une véritable révolution dans le domaine de la chirurgie esthétique : l'application du facteur de croissance plaquettaire pour le rajeunissement de la peau grâce à la stimulation de la régénération cutanée.

Il est important de souligner que le traitement du facteur de croissance plaquettaire CGF n'est pas un simple traitement esthétique, mais une méthode biologique qui tend à restaurer les meilleures conditions vitales de notre peau avec une excellente amélioration de l'esthétique de la peau et une optimisation des paramètres physiologiques cutanée.

La quantité de plaquettes, la concentration et la libération des facteurs de croissance dépendent fortement de la technique utilisée, de la façon dont les plaquettes sont activées et de la centrifugeuse utilisée.

La chirurgie esthétique moderne ne pourrait-elle pas bénéficier de cette technique extraordinaire ?

Le vieillissement n'est pas uniquement dû aux rides. Les pommettes et paupières affaiblies ajoutent également plusieurs années à notre visage. Heureusement, aujourd'hui, nous pouvons regagner la plénitude et la turgescence typiques de la jeunesse sans tomber dans l'excès et le ridicule.

La technique est ESSENTIELLE !

Nous pouvons créer une charge volumineuse en utilisant un composant (PPP) pour obtenir, sous impulsions thermiques - T° de 75° (A.P.A.G), un gel qui, une fois refroidi sera mélangé avec du CD34+.

Ou nous pouvons aussi obtenir, sous impulsions thermiques - T° de 44° (A.P.A.G), une reconstruction de collagène.

A.P.A.G - Activated Plasma Albumin Gel.

I.C.F – Induces Collagen Formation.

Dispositif de dénaturation.

Activation du Gel d' Albumine.

Dispositif par impulsions thermiques.

Matériaux antistatique et antimagnétique.

Conforme aux normes médicales.



Par conséquent, avec un simple prélèvement sanguin, nous pouvons obtenir :

L.P.C.G.F pour cutané - Biostimulation.

I.C.F pour le collagène - Reconstruction.

A.P.A.G pour créer un effet de remplissage.

Protocole LPCGF

Phase liquide du concentré de facteurs de croissance Mésothérapie autologue

Nous utiliserons:

- Séparateur de phases sanguines MEDIFUGE
- Aiguilles à ailettes
- Aiguilles longues
- Robinet à 3 voies
- Seringues 2 ml
- Seringues 5 ml
- Tubes à bouchon vert
- Aiguille 4 mm 30G



- 1- PPP
- 2- PRP
- 1- Cellules souches CD34+
- 1- RBC



Etape 1

Prélever 18 ml de sang d'une veine périphérique



Etape 2

Placer les tubes dans le séparateur de phase sanguine **MEDIFUGE**




Etape 3

Extraire le PRP et les fractions de cellules CD34+ et les mélanger en utilisant un robinet à 3 voies




Etape 4

Injecter du LPCGF là où c'est nécessaire



Protocole A.P.A.G

Activated Plasma Albumin Gel
Matériau de remplissage autologue



- 1- PPP
- 2- PRP
- 1- Cellules souches CD34+
- 1- RBC

Nous utiliserons:

- Séparateur de phases sanguines MEDIFUGE
- Aiguilles longues
- Robinet à 3 voies
- Seringues 2 ml
- Seringues 5 ml
- Seringues 1 ml haute qualité (pouvant résister à 75°C)
- Tubes à bouchon vert ou blanc



- 1 - Prélever 9 ml de sang



- 2 - Centrifuger le sang dans le séparateur de phase sanguine MEDIFUGE



- 3 - Extraire le PPP du tube



- 4 - Introduire la seringue contenant le PPP dans l'appareil de dénaturation



- 5 - Retirer la seringue contenant le gel APAG de l'appareil de dénaturation et conserver à température ambiante pendant 10 min




- 6 - Mélanger pendant 30 s le gel APAG avec les fractions de cellules en utilisant un robinet 3 voies



- 1 - Remplir les rides avec le gel APAG

Protocole ICF

Stimulation de la formation de collagène en mésothérapie autologue



- 1- PPP
- 2- PRP
- 1- Cellules souches CD34+
- 1- RBC

Nous utiliserons:

- Séparateur de phases sanguines MEDIFUGE
- Appareil de chauffage APAG
- Aiguilles à ailettes
- Aiguilles longues
- Seringues 2 ml
- Robinet à 3 voies
- Seringues 5 ml
- Tubes à bouchon vert
- Aiguilles 30 G 4 mm
- Seringues 1 ml haute qualité (pouvant résister à 75°C)



1 - Prélever 18 ml de sang



2 - Centrifuger le sang dans le séparateur de phase sanguine MEDIFUGE



3 - Extraire le PRP et les fractions de cellules CD34+ et mélanger en utilisant un robinet 3 voies



4 - Introduire la seringue contenant le PRP et les cellules CD34+ dans l'appareil de chauffage.
Sélectionner «Activ. Collagène».



5 - Retirer la seringue contenant le fluide intracellulaire et conserver à température ambiante pendant 10 min



6 - Injecter le fluide intracellulaire dans la zone à traiter

A la fin de la première session, les patients reçoivent un kit « JUVENTUTE » contenant un masque, une crème et une lotion, avec l'ajout de facteurs de croissance pour prolonger l'effet du traitement par l'entretien de soins à domicile. Il est recommandé de respecter le protocole de trois traitements sur une période de deux mois, le quatrième après six mois, le cinquième en fin d'année et un traitement d'entretien chaque année.

COURS ET FORMATION AUX TRAITEMENT DU CGF

Notre formation CGF à facteur de croissance concentré de 2 jours enseigne aux professionnels de la santé comment injecter les propres facteurs de croissance concentrés du patient pour développer du nouveau collagène, régénérer les tissus mous, lisser et resserrer la peau. Ce cours est dispensé par les meilleurs professionnels de l'esthétique médicale, les chirurgiens-dentistes et les scientifiques biochimiques, chacun ayant une expérience approfondie en injection cosmétique et en biologie moléculaire.

Cette procédure a des applications universelles dans tous les domaines médicaux et dentaires. Ce cours passe en revue la science et la biologie derrière les concentrés de sang autologues afin que les cliniciens comprennent le fonctionnement du processus ainsi que les indications d'une bonne utilisation.

Pourquoi CGF ? le CGF a une longue histoire d'utilisation en médecine sportive et orthopédique ainsi qu'en dentisterie et en chirurgie reconstructive. Nous constatons maintenant qu'elle peut également bénéficier de manière significative du rajeunissement facial cosmétique, de la dermatologie et de la cicatrisation des plaies cutanées.

Comment le CGF peut-il être utilisé pour rajeunir la peau ? Lorsqu'il est injecté dans la peau, le CGF cultive du nouveau collagène et de nouvelles études montrent qu'il peut également adoucir les dommages causés par le soleil tout en lissant et en resserrant la peau. C'est un traitement efficace pour corriger les problèmes cutanés courants liés à l'âge tels que les cernes et les creux sous les yeux, les ridules, le relâchement des tissus et le teint inégal.

À quoi ressemblent les traitements ? Une fois que le sang du patient a été prélevé et préparé, les injections sont rapides - seulement environ 15 à 20 minutes - et relativement indolores. Il peut y avoir un léger gonflement, des rougeurs et des ecchymoses qui se dissipent généralement en 1 à 3 jours. Puisque le CGF est fabriqué à partir des propres cellules du patient, il n'y a pratiquement aucun risque d'effets secondaires.

Et le résultat ? Les résultats commencent généralement à apparaître 3 à 4 semaines après le traitement et continuent de s'améliorer avec le temps. Pour de meilleurs résultats, trois traitements sont généralement recommandés, espacés d'environ un mois. Les patients signalent généralement une texture de peau plus lisse et un teint amélioré, une diminution des rides et ridules et une apparence plus ferme dans l'ensemble.

Une utilisation clinique de cette procédure sera discutée pour des applications dans la greffe de tissus mous, la préservation des alvéoles, la greffe osseuse, le lifting des sinus, la chirurgie des implants, le rajeunissement facial, l'alopécie, ainsi qu'un rajeunissement facial pratique. Atelier avec des participants exerçant des procédures de rajeunissement du visage sur des patients vivants.

L' OBJECTIF DU COURS

- Connaissance fondamentale du processus de cicatrisation des plaies.
- Enseignement sur les antécédents médicaux de l'utilisation du CGF et comment il est maintenant utilisé en médecine cosmétique.
- Éducation sur la façon dont le CGF peut être utilisé pour générer des tissus mous et du collagène, tout en raffermissant et en améliorant le teint de la peau.
- Protocole pour prélever du sang, le placer dans la centrifugeuse et séparer ses différents composants.
- Activation du CGF avec l'ozone.
- Connaissance de l'application correcte du CGF pour des résultats optimaux.
- Préparation du patient, instructions avant et après les soins et protocoles de sécurité.
- Formation pratique clinique pour une expérience réelle sur la ponction veineuse: injections de CGF et utilisation de ces facteurs de croissance pour le rajeunissement du visage.
- Préparation du masque et de la crème personnalisés à l'aide de propres cellules CGF du patient.

Ce cours, basé sur des preuves, vous permettra de comprendre et d'intégrer pleinement cette procédure riche et extraordinaire avec votre pratique et vos indications.

Indications esthétiques.

- Zones faciales (supérieures et inférieures).
- Zones du cou.
- Mains.
- Traitements contre l'alopécie.
- Calvitie masculine et féminine.
- Thérapies combinées comprenant micro-aiguilletage, canule, mélatonine, ozone, vitamine D et options de post-traitement.
- Injections intra caverneuses pour hommes (injection de cellules souches mâles).
- Injection intravaginale pour les femmes (injection de cellules souches féminines) et rajeunissement du vagin.

BASE DU COURS

- Le cours sera enseigné par une équipe scientifique de professeurs. Il s'agit d'un cours unique, tant pour la qualité de l'orateur que pour le contenu et la conception de celui-ci.
- L'objectif du cours est que lorsque vous retournez à votre clinique, vous pouvez commencer à préparer et à mettre en œuvre le gel plasmatique, les cellules CD34 + et les facteurs de croissance concentrés avec confiance et ainsi faire la différence.
- Il s'agit d'un cours très pratique où vous passez de la théorie à la pratique sous la supervision de l'équipe scientifique.
- Vous pouvez acquérir la sécurité et la confiance nécessaires pour intégrer ce traitement dans votre pratique quotidienne.
- Les cours pratiques ont lieu sur de vrais patients.

RESERVATION

La réservation à cette formation sur 2 jours se fait à nos bureaux.

MEDIN FRANCE - 1001 chemin Hugues Béranguier - 06610 La Gaude

Tel: 04.93.58.21.71 - Fax: 04.93.58.14.75 - mail: info@medin-france.com

LIEUX

En France - selon disponibilité et nombre de participants.

En Italie - Bologne.

QUAND

Contactez-nous pour connaître les dates de session.

INDEX DE MOTS CLES

- A**
Adson 30, 129, 143
Agris Dingman 201
Aquacare 8, 9
Arcs 121
Asch 152, 188
Aspéo 87
Aston face 165
Aubry 43, 80, 108, 145, 150, 152
Aufricht 113, 145, 150
- B**
Babinsky 128
Bague irrigation 7
Ballenger 180
Barraquer 122
Barron 180
Basch 4, 69
Bauer 114, 115
Beckman 159
Bein 32
Bellucci 136, 156
Bernard 31
Beuse 142
Blakesley 156
Blépharostat 122
Boettcher 162
Bohler 39
Bonn 124
Bronchoscope 164
Broyeur à os 87, 88
Brugirard 29
Brunnings 157
- C**
Câble fibre optique 198
Canule Liposuccion 206, 209, 212
Canule Lipos UU 210, 211
Caplan 154, 169
Capsulorhexis 124
Cart dentaire 20, 97
Carpentier 160
Cassette 66, 67
Castroviejo 48, 52, 76, 122, 125
Centrifugeuse 20
Chatelier 159, 163
Chiropro 2, 3
Chompret 31
Citelli 153
Converse 145, 182, 183, 187, 191
Cottle 54, 141, 144, 148, 154
Crile-Wood 51
Cronin 182, 185
Cupule 78
- D**
Dautrey 41, 79, 107, 110, 111
Davis-Boyle 117, 158
Dean 162
De Bakey 30
Denhardt 117
Dieter 136
Dingman 185
Dufourmentel 143, 144, 152
- E**
Easybone 3
Ecarteur fibré 182
Ecarteur Lifting 182, 183
Ecarteur mammaire 196, 199, 201
Esacrom 16
- F**
Farabeuf 41, 79, 115
Fils Ligature 121
Florant 164
Fomon 141, 142, 144, 150, 169
Fraises 57, 58, 126, 127
Frazier 54
Freche 164
- G**
Gillies 116, 143, 151
Ginestet 111
Goldmann-fox 47, 74
Gorney 165, 179, 183
Gracey 28
- G**
Guillen 153
Gunter 179
- H**
Halstead 49, 130
Hartmann 133, 136, 155, 161
Hautant 138, 149
Hemingway 29
Heymann 141, 169
Hoffmann 133
Howarth 44, 147
Huber 161
Hurd 160
- I**
Inserts Piezo 14, 15, 16, 118, 140
- J**
Jansen 153, 154, 194
Jennings 117, 158
Joseph 141, 147, 181, 189
Jost 116, 141, 149, 153, 160
Jurasz 161
- K**
Kasden 144, 184
Kaye 165
Kelly 49, 74
Kerrison 153
Kilner 117, 147, 183
Kocher 4, 9
Kopp 33
Kratz 122
Krauss 157
- L**
Laborde 160
La Force 160
Lagrange 46, 74
Lamotte 54, 113, 148
Lancaster 122
Langenbeck 42, 80
Laryngoscope 164
Lecouteur 159
Lempert 137, 139
Leriche 49, 130
Lermoyer 157, 158
Lieberman 122
Lignes irrigation 59
Lima 137
Locklin 141, 167
Lubet Barbon 131, 159
Lubrifiant 8, 9
Lucas 29
Luer 39
Luxateur 34
- M**
Mac-Gee 136
Mac-Ivor 117, 158
Mac Kenty 147
Magill 162
Main en plomb 185
Mammostat 201
Masing 144
Mathieu 51
Matz 150, 178
Mayo 46, 168
Mayo-Hegar 51
Mectron 10
Medifuge 20
Metzemaum 46, 168, 169
Microchirurgie 174, 177
Micromanipulateur 123
Microscies 6
Miller Colburn 44
Molt 45, 78
Morel fatio 30
Moulouguet 128
Moure 159, 160
- N**
Nagahara 122
New Chiropro 2, 3, 4, 69, 98
- O**
Obwegeser 44, 107, 109, 113
Oesophagoscope 164
- O**
Olsen-Hegar 51
Osseodoc 2, 3, 4, 69
Ostroem-Terrier 156
Ouvre-bouche 79
- P**
Packing 56, 90
Partsch 54
Paufique 124
Pièce à main 7, 71
Pied à coulisse 190
Pignat 164
Plester 139
Pley 122
Politzer 128, 129
Pousse fils 112
Prichard 45, 78
- R**
Ragnell 142
Robin 149
Rond de seins 200
Rosen 134, 135
Rowe 112
Ruault 160
Rubin 149, 154, 179
- S**
Safescraper 87
Schmieden 155
Schneck 40
Ségura 148
Senn-Miller 40, 146
Shea 114, 167
Sheen-Killian 155
Sinskey 123
Slama 201
Sluder 161
Snellen 128
Speculum 132
Spencer 47
Spraynet 8, 9
Stenstorm 180
Stevens 142, 165
Struempel 133
Struycken 156
Surgybone 11, 12, 13, 17
Surgic 3, 4, 69
Sutures 64, 65
Syndes faucille 31
- T**
Takahashi 156
Tessier 110, 111, 112
Thermosoudeuse 20
Trepsat 116, 194
Trousseau 160
Troutman 124, 125
- U**
Ultrasons 18, 19
- V**
Vacher 157
Vannas 125
Variosurg 17
- W**
Walsham 188
Walter 154
Watson 180
Watson-William 156
Weitlaner 139
Westmacott 155
William 122
Williger 44, 137
Wise 182
Wullstein 139
- X**
X-Cid 10
- Y**
Yankauer 180

MATERIEL

Aspiration mobile 22

BIEN AIR

- Contre-angle 8
- Lignes d'irrigation 59
- Micromoteur Basch 4
- Micromoteur MXi LED 4
- Microscie et lames 6
- Moteur Osseodoc 2,3,4
- Moteur Chiropro LED 2,3
- Moteur New Chiropro LED 4
- Moteur New Chiropro PLUS 2
- Pièce à main 7
- Spray lubrifiant / spraynet 9
- Turbine 9

Bac à ultrasons 18, 19

Centrifugeuses Medifuge 20

Contre angle Bien Air 8

Contre angle NSK 8

Éclairage opératoire 23

Enceinte de grattage 5

Huile TSU 10

Inserts Piezo 13, 14, 15, 16, 17

Lampe à photopolymériser 24

Mélangeur Round Up 20

Micromoteur Chiropro Bien Air 2,3,4

Micromoteur MXi led Bien Air 3,4

Micromoteur Basch Bien Air 3,4

Micromoteur Surgic pro NSK 3,4

Micromoteur Surgic NSK 4

Micromoteur Silfradent 3

Micromoteur de retouche 5

Moteur New Chiropro LED 4

Moteur New Chiropro PLUS 2

Moteur Piezo Acteon 17

Moteur PiezoVarioSurg NSK 17

Microscies et lames Bien Air 6

Moteur Osseodoc Bien Air 2,3,4

Moteur Piezo Esacrom 16

Moteur Piezo Mectron 10

Moteur Piezo Silfradent 11, 12, 17

NSK

- Contre-angle 8

- Lignes d'irrigation 59

- Micromoteur Surgic pro 3,4

- Micromoteur Surgic XT 4

- Moteur PiezoVarioSurg 17

- Pièce à main 7

- Turbine 9

Pièce à main Bien Air 7

Pièce à main NSK 7

Pièce à main Medin France 7

SILFRADENT

- Centrifugeuse Medifuge 20

- Insert Piezo 14, 15, 16

- Lignes d'irrigation 59

- Moteur Easybone 3

- Moteur Piezo Surgibone 11, 12, 13, 17

Sécheur MHC 19

Spray de nettoyage Aquacare 8,9

Spraynet nettoyage Bien Air 8,9

Spray de lubrifiant Bien Air 8,9

Support irrigation 22

Table (Mayo, Pont) 22

Tabouret rond 24

Tabouret selle 25

Thermosoudreuse 20

Turbine Bien Air 9

Turbine NSK 9

Unité dentaire mobile et Cart 21

X-Cid 2 MICRO-MEGA 10

X-Cidol 10

STOMATOLOGIE

Abaisse-langue 43

Bistouri 53, 56

Brunissoir dentaire 27

Cale-bouche 43

Canule d'aspiration 54

Ciseaux à fil et couronne 47

Ciseaux Castroviejo 48

Ciseaux de Mayo 46

Ciseaux fins à gencives 46, 47

Ciseaux Metzenbaum 46

Consommables 60, 61, 62, 63

Container et cassette 66, 67

Contre angle Bien Air 71, 72

Contre angle NSK 71, 72

Cupule 78

Curette à os 29

Curette de Gracey 28

Davier 36, 37, 38

Décolleur/rugine Williger 44

Détarteur 28

Ecarteur Dautrey 41

Ecarteur stomatologie 40, 41, 42, 43

Élévateur 31, 32, 33

Excavateur 26

Fouloir dentaire 27

Fraise tungstène stomatologie 57, 58

Lame malléable 43

Ligne d'irrigation 59

Luxateur 34

Maillet 54

Micro-ciseaux 48

Micro-élévateur 35

Micro-lames MJK 55

Moteur Chiropro PLUS 69

Moteur Osseodoc Bien Air 70

Micromoteur MXi Bien Air 70

Micromoteur Basch Bien Air 70

Micromoteur Surgic pro NSK 70

Miroir dentaire 26

Ostéotome 54

Ouvre bouche 41

Packing Easy pack 56

Pièce à main Bien Air 71

Pièce à main NSK 71

Pince coupante 39

Pince de Bakey et coudée 30

Pince gouge 39

Pince hémostatique 49, 50

Pince Morel-Fatio 30

Porte-aiguilles stomatologie 51

Porte-aiguilles Crile-wood 51

Porte-aiguilles Mayo-Hegar 51

Porte-aiguilles Castroviejo 52

Pousse ligatures 45

Précelle et pince dentaire 30

Râpe à os Miller-Colburn 44

Rugine et décolleur 44, 45

Rugine Obwegeser 44

Seringue à anesthésie 45

Sonde dentaire 26, 27

Spatule 26, 27

Spray Aquacare 73

Spray Spraynet 73

Spray Lubrifiant 73

Sutures 64, 65

Syndesmotome 31

Table (Mayo, Pont) 68

Turbine Bien Air 73

Turbine NSK 73

Unité dentaire mobile et Cart 68

IMPLANTOLOGIE

Abaisse-langue 81

Aspiration mobile 94

Bistouri 53, 56, 90

Cale-bouche 110

Canule d'aspiration 104

Centrifugeuses 94

Ciseaux fins et délicats 74, 75

Ciseaux à os 83

Consommables 101, 102, 103

Cupule 78

Curette Sinus Lift 84, 85

Ecarteur Dautrey 79

Ecarteur stomatologie 79, 80, 81

Éclairage opératoire 96

Extracteur d'implant 91

Foret ostéosynthèse 93

Lame malléable 81

Ligne d'irrigation 100

Lunettes loupes binoculaires 92

Maillet 86

Micro ciseaux Castroviejo 74

Micro-lames MJK 89

Moteur NewChiropro Led 98, 99

Moteur Easybone Led 99

Moteur Surgic PRO NSK 99

Moteur Osseodoc Bien Air 99

Ostéotome 82

Ouvre bouche 79

Packing Easy pack 90

Pied à coulisse et compas 77

Pince à greffon osseux 86

Pincettes fines et délicates 76

Pince gouge mini Freidman 86

Porte-aiguilles Castroviejo 76

Récupérateur d'os 87, 88

Rugine et décolleur 78

Seringue à anesthésie 77

Safescraper Collecteur d'os 87

Support pour d'irrigation 94

Sutures 105, 106

Table (Mayo, Pont) 95

Tabouret selle 95

Tournevis ostéosynthèse 93

Trépan osseux 92

Unité dentaire mobile et Cart 97

MAXILLO - FACIALE

Arcs 121

Abaisse-langue 110

C ale-bouche	110	Blépharostat Pley	122	Curette Lempert	137
Canule d'aspiration	107	Blépharostat William	122	Curette Fromaget	137
Ciseau burin Tessier	111			Curette Lima	137
Ciseaux décolleur Trepsat	116	C anule Charleux	122	Curette Moure	150
Ciseau burin Jost	116	Canule Charleux Simcoe	122	Curette Luc	150
Ciseau burin Fleury	116	Canule Kratz	122	Curette Sebileau	150
Crochet	111	Ciseaux Vannas	125	Curette Lima	150
Crochet de Gillies	116			Curette de Volkmann	160
Crochet Ginestet	111	M icro manipulateur Arneodo	123		
D écolleur Segura	111	Micro manipulateur Barraquer	123	D écolleur aspi de Guillen	153
Décolleur Zygoma	111	Micro manipulateur Clayman	123	Décolleur de Lempert	137
Disjoncteur Tessier	112	Micro manipulateur Diabolo	123	Dilatateur Troussseau	160
		Micro manipulateur Jaffe-Bechet	123	Dilatateur Laborde	160
E carteur Dautrey	107	Micro manipulateur Lebuissou	123	Dissecteur de Sebileau	138
Ecarteur	107, 108, 109, 114	Micro manipulateur Lester	123		
Ecarteur Claoue	107	Micro manipulateur Sinsky	123	E carteur rhinoplastie	146
Ecarteur Cottle-Neivert	116			Ecarteur Plester	139
Ecarteur Dunn-Dautrey	108	P ince Mac Pherson	124	Ecarteur Weitlaner	139
Ecarteur en Z	108	Pince Capsulorhexis Utrata	124	Ecarteur Wullstein	139
Ecarteur d'Aufricht	108	Pince Capsulorhexis Corydon	124	Ecarteur Dautrey	145
Ecarteur Moulouget	108	Pince de Bonn	124	Ecarteur d'Aubry	145
Ecarteur Obwegeser	107, 109	Pince de Lester	124	Ecarteur Cottle Neivert	145
Ecarteur Ramus	109	Pince de Barraquer	124	Ecarteur Claoue	145
Ecarteur Tessier	109	Pince d'Elsching	124	Ecarteur d'Aufricht	145
Ecarteur Bauer	114	Pince de Troutman	124	Ecarteur Kilner	145
Ecarteur Shea	114	Pince de Paufigue	124	Élévateur Masing	144
Ecarteur Bauer	115	Porte-aiguille de Barraquer	125	Embout et tube laryngien	161
Ecarteur Ramus	115	Porte-aiguille de Troutman-O'Brien	125	Etau de Martin	139
Élévateur Aufricht	113	Porte-aiguilles Castroviejo	125	Etau de Jost	153
Élévateur Dunn Dautrey	116				
F il de ligature	121	S patule Castroviejo	122	F aux de Ruault	160
Foret Osthéosynthèse	119	Spatule Koch	122	Faux de Wullstein	134
		Spatule Nagahara	122	Fraises diamantées	126
I nserts Piezo	118	Spatule Barraquer	122	Fraises carbure tungstène	126
				Fraises acier inox	126
L ame malléable	110			Fraises à os Lindemann	127
		O RL			
M aillot	116	A baiss-langue	128, 159	G ouge Poirier	138, 149
Moteur Piezo Esacrom	118	Adémotome de la Force	160	Gouge Lecointre	138, 149
O stéotome Lambotte	113	Aiguille, crochet et Manche Politzer	128	Gouge Hautant	138, 149
Ostéotome Obwegeser	113	Amygdalotome de Sluder	161	Gouge de Killian	147
Ostéotome Dautrey Munro	110	Anneau (St Paul, Trautman)	128		
Ostéotome Tessier	110, 113	Anse (Billeau, Snellen)	128	H ypopharyngoscope	164
Ouvre-bouche Davis-Boyle	117	Appui pectoral laryngoscope	164		
Ouvre-bouche Kilner	117			I nsert	140
Ouvre-bouche Denhardt	117	B istouri auriculaire (Rosen, Plester)	134		
Ouvre-bouche Doyen	117	Bronchoscope	164	L ame malléable	146
Ouvre-bouche Jennings	117	Broyeur à cartilage Cottle	154		
Ouvre-bouche Mac-Ivor	117	Burin de Hautant	138, 149	M aillot chirurgical	134
		Burin Jost	149	Marteau Babinsky	128
P acking Easy pack	121	Burin Cinelli	149	Micro ciseaux Bellucci	136
Pince coupante	120	Burin Claoue-Senechal	149	Micro crochet de Rosen	135
Pince à bouteroller Tessier	112	Burin Robin	149	Micro pince Hartmann	136
Pince compressive Martin	112	Burin Mc Indoe	149	Micro pince Mac Gee	136
Pince Raney	112			Miroir et manche laryngien	129
Pince Rowe et Killey	112	C anule d'Ombredanne	160	Moteur Piezo Esacrom	140
Poussoir Zygoma	111	Canule d'aspi auriculaire	134		
Pousse ligatures	112	Canule d'aspi amygdalectomie	157	O esophagoscope	164
R ugine et décolleur	111	Canule d'aspiration Cône Luer	128	Ostéotome Hoke	148
Rugine Obwegeser	111	Canule d'aspiration Maspétol	135	Ostéotome Lambotte	148
Rugine Farabeuf	115	Canule d'aspi House Stekers	135	Ostéotome Cottle	148
Rugine Lambotte	115	Canule d'aspi Martin	135	Ostéotome de Rubin	149
		Cisaille de Moure	160	Ouvre bouche	158
T ournevis Miniplating	119	Ciseaux à amygdales	162		
		Ciseaux de Mayo	131	P eigne de Jost	160
		Ciseaux Universal	131	Pince Adson	129, 146
O PHTALMOLOGIE		Ciseaux de rhinoplastie	141, 142	Pince (Lucae, Politzer, Dieter)	129, 136
B lépharostat Barraquer	122	Ciseaux nasaux de Caplan	154	Pince (Walsham, Jansen, Luc)	153, 154
Blépharostat Castroviejo	122	Couteau amygdalectomie	159	Pince amygdalectomie	162, 163
Blépharostat Knapp	122	Crochet de Moulouget	128	Pince auriculaire Hartmann	133
Blépharostat Kratz	122	Crochet de Millard	154	Pince Hoffmann	133
Blépharostat Lancaster	122	Crochet de rhinoplastie	144, 154	Pince Struempel	133
Blépharostat Lester	122	Curette Williger	137	Pince à cartilage Rubin	154
Blépharostat Lieberman	122	Curette House	137	Pince emporte pièces Kerrison	153
				Pince emporte pièces Citelli	153

Pince emporte pièces Hartmann 161
Pince gouge Friedmann 152
Pince gouge Lempert 152
Pince gouge Bohler 152
Pince hémostatique 130, 131
Pince de Jurasz 161
Pince nasale Westmacott 155
Pince nasale Sheen-Killian 155
Pince de rhinoplastie 143, 152, 156
Poignée universelle Huber 161
Porte-aiguille de rhinoplastie 151

Raccord Tournant Luer 128
Râpe nasale 150
Rongeur Hartmann 155
Rongeur Schmieden 155
Rugine auriculaire 139
Rugine/Décolleur nasale 144, 147, 148

Scie d'Aubry 152
Serre-nœud 157
Sonde cannelée 129
Spatule Freer 144
Spatule Killian 144
Spatule Kasden 144
Spatule Hurd 160
Spatule Carpentier 160
Spatule de laryngoscopie 164
Speculum auriculaire 132
Speculum nasal 132, 154
Trocard d'Albertini 132

Main en plomb 185
Maillet chirurgical 186
Mammostat 201
Micro ciseaux 174
Micro pince 177

Ostéotome 187

Pince Rowe's 188
Pince Walsham 188
Pince Asch 188
Pince Gorney 179
Pince Gunter 179
Pince Rubin 179
Pince coupante 195
Pince gouge 195
Pince à disséquer 175, 176, 177
Pince de Takahashi 188
Pince 192, 193, 194
Porte-aiguilles 171, 172, 173
Porte-aiguilles microchirurgie 174

Râpe 178, 179
Règle, pied à coulisse, compas 190
Rond et anneau de seins 200
Rugine Obwegeser 205

Spatule malléable 186
Spatule mammaire 201

Tube d'aspiration 180

ESTHETIQUE

Adaptateurs 198

Broyeur à cartilage Cottle 188

Câble lumière froide 198
Canule Irrigation / aspiration 180
Canule de lipoaspiration 206
Canule de liposuccion 207, 208, 209
Canule liposuccion à usage unique 210, 211
Ciseaux 165, 168, 169
Ciseaux angulés Heymann 169, 170
Ciseaux angulés Cottle 169, 170
Ciseaux angulés Fomon 169, 170
Ciseaux fins 166, 167, 170
Couteau Ballenger 180
Crochets 190, 191
Crochet de Joseph 181
Crochet de Millard 188

Décolleur de Stenstorm 180
Dermatome (Silver, Watson) 180
Dissecteur pour lifting 181, 202, 203, 204
Dissecteur mammaire 201
Dissecteur et crochet à nerfs 205
Dingman complet et lame 185

Ecarteur 182, 183, 184
Ecarteur de Farr 186
Ecarteur mammaire 196, 200
Ecarteur mammaire de Biggs 197
Ecarteur mammaire avec fibre optique 199
Ecarteur mammaire multi approches 198
Ecarteur nasal 185
Ecarteur Freeman 186
Ecarteur Holtzeimer 186
Ecarteur Weitlaner 186
Elevateur / rugine 189, 191

Lame fenêtrée et pleine 181



MEDIN

FRANCE

**1001 chemin Hugues Béranguier
06610 LA GAUDE
TEL: 04.93.58.21.71 - FAX: 04.93.58.14.75
info@medin-france.com**

www.medin-france.com