



**ESTHETIQUE**

**PLASTIE**

# NOUVAG<sup>+</sup>



Réf: 3394

## Pompe d'infiltration et liposuccion

### LipoSurg

**NOUVAG<sup>+</sup>**

Le système LipoSurg combine les fonctions d'infiltration et de liposuccion à vibration assistées par moteur dans un seul appareil compact.

Les valeurs souhaitées pour l'infiltration et la liposuccion sont définies en sélectionnant la fonction et en appuyant sur les touches fléchées montante ou descendante.

L'extraction de graisse nécessite le raccordement de ce système compact à un aspirateur haute dépression de type Nouvag «Vacuson 60».

Le débit élevé du Vacuson 60 aspire 60 litres par minute, et est idéal pour une liposuccion efficace. Système d'infiltration haut volume intégré avec pression équilibrée pour la protection des tissus et débit de 400 ml / min.

Le LipoSurg comprend :

- Une pédale variable
- Un moteur avec câble
- Une pièce à main et sa poignée plastique
- Deux tubulures
- Deux sprays d'entretien

Dimensions : 260 x 250 x 110 mm

Poids : 3,4 Kgs

Réf: 3392



## Pompe d'infiltration DISPENSER DP30

Le distributeur DP30 est une pompe d'infiltration universelle qui convient parfaitement dans les applications tumescentes et aux traitements à la veine. Le volume d'infiltration est contrôlé à l'aide du potentiomètre rotatif et de la pédale de pied.



### Caractéristiques techniques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| - Tension :             | 230 Volt 50 Hz     |
| - Puissance de sortie : | 40 VA              |
| - Débit :               | 1-210 ml/min       |
| - Dimensions :          | 260 X 250 X 110 mm |
| - Poids :               | 2.5 kg             |
| Référence               | 4187               |

### Caractéristiques techniques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| - Tension :             | 230 Volt 50 Hz     |
| - Puissance de sortie : | 40 VA              |
| - Débit :               | 1-400 ml/min       |
| - Dimensions :          | 260 X 250 X 110 mm |
| - Poids :               | 3.4 kg             |
| Référence               | 4163               |



Kit d'irrigation pour DP30 et DP30+  
Luer Lock  
Stérile  
Boîte de 10  
Ref : 6022

Tuyau à usage unique pour pièce à main de canule  
Diam. 5 mm  
Stérile  
Boîte de 10  
Ref : 6026E

## Pompe d'aspiration VACUSON 40 / 60

Les pompes d'aspirations Vacuson sont robustes, silencieuses et fiables.

Elles sont utilisées pour aspirer les fluides et les sécrétions. La puissance de la pompe peut être réglée de manière continue et être contrôlée par le manomètre.

La manipulation est facile et ses besoins en maintenance sont limités. Les pompes Vacuson de NOUVAG sont utilisées dans une large gamme d'applications, telles que l'obstétrique, l'endoscopie, l'ENT, la liposuction et bien d'autres.

Nouvag propose également une large gamme d'accessoires pour compléter ce système.

Le système de pompe d'aspiration Vacuson est évolutif et peut être configuré individuellement selon vos besoins..



### Vacuson 40 et 60:

Économique due à un excellent ratio de prix / performance

Performance d'aspiration précise et réglable en continu

Technologie solide, fiable et approuvée

Faible bruit et vibrations

Sécurité automatique du débordement

Faible entretien

Gamme la plus large d'applications

Aspiration puissante de 40 l/min et 60 l/min.

Chariot en option.



### Caractéristiques techniques

#### Vacuson 40

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| - Tension :               | 230 Volt 50 Hz     |
| - Puissance :             | 170 VA             |
| - Capacité d'aspiration : | 40 l/min           |
| - Dimensions :            | 360 X 300 X 280 mm |
| - Poids :                 | 10 kg              |
| Référence                 | 4227-230           |

#### Vacuson 60

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| - Tension :               | 230 Volt 50 Hz     |
| - Puissance :             | 400 VA             |
| - Capacité d'aspiration : | 60 l/min           |
| - Dimensions :            | 360 X 300 X 280 mm |
| - Poids :                 | 12 kg              |
| Référence                 | 4237-230           |

#### Accessoires

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - Cart                         | Réf : 4122 |
| - Bocal de 2L avec graduations | Réf : 4052 |
| - Bocal de 5L avec graduations | Réf : 4245 |
| - Couvercle anti-débordement   | Ref : 4058 |
| - Ensemble de bocal complet    | Réf : 4030 |
| - Support Bocal Monokit        | Réf : 4037 |
| - Poche usage unique Bte de 50 | Réf : 4035 |



## MICROMOTEUR

Le TCM 3000 BL est un petit système de moteur pratique pour le perçage, le sciage et le meulage ainsi que pour greffe de peau avec les dermatomes. Son fonctionnement est simple et intuitif.

Réf : TCM 3000 BL

## DERMATOME

Le dermatome électrique Nouvag existe en 3 largeurs (50, 75 et 100 mm). Son choix est en fonction de l'emplacement où la greffe de peau doit être prélevée.

Les lames peuvent être remplacées sans outils uniquement en desserrant les deux vis moletées fixées sur le dessus.


L'épaisseur de l'échantillon de peau, comprise entre 0,05 et 1,00 mm, est ajustée avec la molette.

Les plaques de base variables permettent de rassembler des sections de peau plus étroites avec un large dermatome sans avoir besoin de plusieurs dermatomes

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Largeur Dermatome   | Lame stérile (boîte de 10 pièces) |
| 50 mm    Réf : 1991 | Réf : 1996                        |
| 75 mm    Réf : 1990 | Réf : 1995                        |
| 100 mm   Réf : 1983 | Réf : 1919                        |

Plaque de réduction de base (permet de réduire la largeur du dermatome)

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| De 100 mm à 75 mm | Réf : 19872 |
| De 100 mm à 50 mm | Réf : 19871 |
| De 100 mm à 25 mm | Réf : 19869 |
| De 75 mm à 50 mm  | Réf : 19887 |
| De 75 mm à 25 mm  | Réf : 19886 |



RÉF 4131

Panier de stérilisation et de rangement pour le système dermatome. Support pour dermatome, micromoteur avec câble et pour plaques de base pour la réduction.

RÉF 4133

Couvercle pour panier de stérilisation.

## MESHER

Système d'expansion de la peau

La peau prélevée avec le dermatome est positionnée sur une plaque porte-peau

Elle est entraînée à travers le Mesher par une paire de rouleaux ( avec lames et rouleau de contre-pression).

Les petites incisions de la peau permettent d'étirer en largeur, selon le panneau grillagé utilisé.

L'élargissement de la zone gagnée de la peau permet d'économiser au patient un prélèvement plus important.

Réf : 1986





### VEXIO Cart

Ce chariot est la base de votre combinaison d'appareils. Connecté au réseau, tous les appareils du chariot sont immédiatement prêts à être utilisés.

Les câbles des périphériques utilisés disparaissent dans le canal de câble intégré.

- Alimentation intégrée avec 3 prises pour une maniabilité maximale
- Roulettes antistatiques à verrouillage individuel qui garantissent une sécurité élevée

Réf : 1898

Option :  
Porte-bouteille (nous consulter)  
Réf : 1894

### Statif Cart

Le STATIV est un support d'appareil mobile. Il est équipé d'un plateau inférieure au niveau des roulettes et d'un plateau supérieure, sur lesquelles différents appareils peuvent être installés. Le STATIV dispose de 4 roulettes antistatiques, dont 2 sont verrouillables

Réf : 4122

Option :  
Rail hospitalier pour l'organisation des accessoires.  
Réf : 41224



FLOVAC  
Réutilisable 2 litres  
Réf : 4036

FLOVAC  
Jetable 2 litres  
Poche avec couvercle  
Réf : 4035

Ensemble FLOVAC composé  
d'un  
récipient, poche jetable avec  
couvercle et  
porte-conteneur  
Réf : 4030



Récipient 2L  
Réf : 4052

Récipient 4L  
Réf : 4245



Kit d'irrigation pour DP30 et DP30+  
Luer Lock  
Stérile  
Boîte de 10  
Ref : 6022



Tuyau à usage unique pour  
pièce à main de canule  
Diam. 5 mm  
Stérile  
Boîte de 10  
Ref : 6026E



**STEVENS - TENOTOMY**  
 9,5 cm Courbe, pointus 108-36509  
 12 cm Courbe, pointus 108-36512

**IRIS**  
 9,5 cm Droit, pointus 108-32209  
 9,5 cm Courbe, pointus 108-32309  
 10,5 cm Droit, pointus 108-32610  
 10,5 cm Courbe, pointus 108-32710

**SPENCER - 9 cm**  
 Droit 108-80209

**KNOWLES - 14 cm**  
 Angulé, cranté 108-93114

**LITTLER**  
 (lames avec trou pour sutures)  
 12 cm Courbe 108-20512  
 14 cm Courbe 108-20514



**CISEAUX UNIVERSEL - 12 cm**  
 Angulé, cranté 108-83512



**FREEMAN KAYE - 17 cm**  
 Courbe 108-21617



**LISTNER**  
 14 cm Angulé 108-90114  
 18 cm Angulé 108-90118



**FREEMAN - 18 cm**  
Droit, TC 108-21918  
Courbe, TC 108-22018

**FREEMAN GORNEY - 20 cm**  
Droit, TC 108-21620  
Courbe, TC 108-21720

**GORNEY - 20 cm**  
Droit, cranté 108-21220  
Courbe, cranté 108-21320

**GORNEY**  
18 cm Courbe, cranté, TC 108-21518  
20 cm Droit, cranté, TC 108-21420  
20 cm Courbe, cranté, TC 108-21520  
23 cm Courbe, cranté, TC 108-21523



**KAYE**  
15 cm Courbe, cranté, TC 108-23315  
23 cm Courbe, cranté, TC 108-23323

**REES**  
17 cm Droit, cranté, TC 108-22417  
17 cm Courbe, cranté, TC 108-22517  
20 cm Droit, cranté, TC 108-22419  
20 cm Courbe, cranté, TC 108-22519

**ASTON - FACE**  
17 cm Courbe 108-24516  
20 cm Courbe 108-24520



**GOLDMAN FOX - 13 cm**  
Courbe, cranté, TC 108-82313



**CASTANARES - 16,5 cm**  
Droit, TC 108-24816



**DAVIS - 18 cm**  
Courbe, cranté, pointus / pointus, TC  
108-24018



**FREMMAN (KAYE) - 18 cm**  
Courbe, cranté, TC 108-21818  
Droit, cranté, TC 108-21118



**DEVINE - 11cm**  
Ciseaux fins pointus, courbes, TC  
108-21011



**STEVENS TENOTOMY - 11 cm**  
Droit, pointus / pointus 108-36011  
Courbe, pointus / pointus 108-36111  
Droit, mousse 108-36211  
Courbe, mousse 108-36311



**STEVENS TENOTOMY - 11.5 cm**  
Droit, TC 108-36051  
Courbe, TC 108-36151



**PAR STYLE**  
11,5 cm Courbe, TC 108-20911  
14,5 cm Courbe, TC 108-20914



**WILMER CONVERSE - 10,5 cm**  
Angulé haut 108-35010



**SHEA - 12 cm**  
Courbe, fin, pointus 108-30612



**JOSEPH - 14 cm**  
Droit, pointus 108-30414  
Courbe, pointus 108-30514  
Droit, pointus, TC 108-30454  
Courbe, pointus, TC 108-30554



**LOCKLIN - 16 cm**  
Droit, angulé, pointus, TC 108-53916



**IRIS - 11 cm**  
Carré, Droit, pointus 108-34011  
Carré, Courbe, pointus 108-34111  
Carré, Droit, pointus, TC 108-34411  
Carré, Courbe, pointus, TC 108-34511



**IRIS - 11cm**  
Rond, Droit, pointus 108-34211  
Rond, Courbe, pointus 108-34311  
Rond, Droit, pointus, TC 108-34251  
Rond, Courbe, pointus, TC 108-34351



**STRABISMUS - 11 cm**  
Droit, TC 108-37411  
Courbe, TC 108-37511  
Droit, supercut 107-37411  
Courbe, supercut 107-37511



**KILNER - 12 cm**  
Droit, TC 108-31212  
Courbe, TC 108-31412

**MAYO - STILLE**

|       |            |           |
|-------|------------|-----------|
| 15 cm | Droit, TC  | 108-17415 |
| 15 cm | Courbe, TC | 108-17515 |
| 17 cm | Droit, TC  | 108-17417 |
| 17 cm | Courbe, TC | 108-17517 |

**METZENBAUM FIN**

|         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| 14,5 cm | Droit, TC  | 108-27415 |
| 14,5 cm | Courbe, TC | 108-27515 |
| 18 cm   | Droit, TC  | 108-27418 |
| 18 cm   | Courbe, TC | 108-27518 |
| 23 cm   | Droit, TC  | 108-27423 |
| 23 cm   | Courbe, TC | 108-27523 |

**METZENBAUM FIN**

|         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| 14,5 cm | Droit, TC  | 108-28615 |
| 14,5 cm | Courbe, TC | 108-28715 |
| 18 cm   | Droit, TC  | 108-28618 |
| 18 cm   | Courbe, TC | 108-28718 |
| 23 cm   | Droit, TC  | 108-28623 |
| 23 cm   | Courbe, TC | 108-28723 |
| 28 cm   | Droit, TC  | 108-28628 |
| 28 cm   | Courbe, TC | 108-28728 |

**POINTU / MOUSSES - 14,5 cm**

|            |           |
|------------|-----------|
| Droit, TC  | 108-11214 |
| Courbe, TC | 108-11314 |

**MAYO - LEXER - 21 cm**

|            |           |
|------------|-----------|
| Droit, TC  | 108-19421 |
| Courbe, TC | 108-19521 |

**MAYO - STILLE - 17 cm**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Droit, supercut  | 107-17017 |
| Courbe, supercut | 107-17117 |

**MOUSSE - 14.5 cm**

|            |           |
|------------|-----------|
| Droit, TC  | 108-10614 |
| Courbe, TC | 108-10714 |

**POINTU - 14.5 cm**

|            |           |
|------------|-----------|
| Droit, TC  | 108-12214 |
| Courbe, TC | 108-12314 |



**FOMON - 13,5 cm**  
Courbe sur le plat 108-40213



**METZENBAUM**

|         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| 14,5 cm | Droit, TC  | 108-28415 |
| 14,5 cm | Courbe, TC | 108-28515 |
| 18.0 cm | Droit, TC  | 108-28418 |
| 18.0 cm | Courbe, TC | 108-28518 |
| 20,5 cm | Droit, TC  | 108-28420 |
| 20,5 cm | Courbe, TC | 108-28520 |
| 23.0 cm | Droit, TC  | 108-28423 |
| 23.0 cm | Courbe, TC | 108-28523 |
| 28.0 cm | Droit, TC  | 108-28428 |
| 28.0 cm | Courbe, TC | 108-28528 |



**METZENBAUM**

|         |                  |           |
|---------|------------------|-----------|
| 14,5 cm | Droit, supercut  | 107-28015 |
| 14,5 cm | Courbe, supercut | 107-28115 |
| 18.0 cm | Droit, supercut  | 107-28018 |
| 18.0 cm | Courbe, supercut | 107-28118 |
| 23.0 cm | Droit, supercut  | 107-28023 |
| 23.0 cm | Courbe, supercut | 107-28123 |



**CAPLAN SEPTUM - 22 cm**  
Droit, cranté, double articulation 146-26120  
Courbe, cranté, double articulation 146-26122



**HEYMANN - 18 cm**  
Angulé

|           |           |
|-----------|-----------|
| Standard  | 108 40118 |
| Super Cut | 108 40119 |
| TC        | 108 40120 |



**COTTLE - 17 cm**  
Angulé, TC 108-40716



**FOMON - 14,5 cm**  
Angulé, TC 108-40354

**RYDER**

|       |                |           |
|-------|----------------|-----------|
| 13 cm | Mors tungstène | 124-22413 |
| 15 cm | Mors tungstène | 124-22415 |
| 18 cm | Mors tungstène | 124-22418 |

**LEMMON**

|       |                |           |
|-------|----------------|-----------|
| 14 cm | Mors tungstène | 124-24814 |
| 17 cm | Mors tungstène | 124-22817 |
| 19 cm | Mors tungstène | 124-22819 |

**CRILE - WOOD**

|       |                |           |
|-------|----------------|-----------|
| 15 cm | Mors tungstène | 124-16415 |
| 18 cm | Mors tungstène | 124-16418 |
| 20 cm | Mors tungstène | 124-16420 |
| 23 cm | Mors tungstène | 124-16423 |

**MICRO VASCULAIRE**

|       |                |           |
|-------|----------------|-----------|
| 15 cm | Mors tungstène | 124-23415 |
| 18 cm | Mors tungstène | 124-23418 |

**MAYO HEGAR**

|       |                |           |
|-------|----------------|-----------|
| 14 cm | Mors tungstène | 124-18414 |
| 16 cm | Mors tungstène | 124-18416 |
| 18 cm | Mors tungstène | 124-18418 |
| 20 cm | Mors tungstène | 124-18420 |

**BAUMGARTNER**

|         |                |           |
|---------|----------------|-----------|
| 12,5 cm | Mors tungstène | 124-15412 |
| 14,0 cm | Mors tungstène | 124-15414 |



**OLSEN HEGAR**  
14 cm Mors tungstène 124-41414  
18 cm Mors tungstène 124-41418



**CORWIN WIRE TWISTER**  
16 cm  
Mors long rond, TC 133-53901  
Mors mousse, TC 133-53902  
Mors rond, TC 133-53903



**GILLIES**  
16 cm  
Mors tungstène 124-43416



**PAR**  
11,5 cm Mors tungstène 124-14011  
13 cm Mors tungstène 124-14013



**HALSEY - 13 cm**  
Mors tungstène 124-14413



**DERF - 12 cm**  
Mors inox 124-11012  
Mors tungstène 124-11412



**SWEDISH - 15,5 cm**  
Mors tungstène 124-21815



**EUPHRATE-PASQUE**  
14 cm Mors tungstène 124-23814  
15 cm Mors tungstène 124-23815  
18 cm Mors tungstène 124-23818  
20 cm Mors tungstène 124-23820



**MICRO RYDER**  
13 cm Mors tungstène 124-22613  
15 cm Mors tungstène 124-22615  
18 cm Mors tungstène 124-22618

**P.AIG Barraquer Micro**

Corps ronds, sans verrouillage  
0.8 x 1.2 mm

|       |                    |           |
|-------|--------------------|-----------|
| 14 cm | Droit - Diamantés  | 124 64014 |
| 14 cm | Courbe - Diamantés | 124 64114 |
| 18 cm | Courbe - Diamantés | 124 64118 |

**P.AIG Barraquer Micro**

Corps ronds, avec verrouillage  
0.8 x 1.2 mm

|       |                    |           |
|-------|--------------------|-----------|
| 14 cm | Droit - Diamantés  | 124 64214 |
| 14 cm | Courbe - Diamantés | 124 64314 |
| 18 cm | Courbe - Diamantés | 124 64318 |

**Barraquer - 12 cm**

Mors 0.75 mm sans verrouillage

|        |           |
|--------|-----------|
| Droit  | 124 65712 |
| Courbe | 124 65912 |

**MICRO CISEAUX**

|       |                |           |
|-------|----------------|-----------|
| 15 cm | Droit          | 109-20615 |
| 15 cm | Droit, cranté  | 109-20815 |
| 15 cm | Courbe         | 109-20715 |
| 15 cm | Courbe, cranté | 109-20915 |
| 18 cm | Droit          | 109-20618 |
| 18 cm | Droit, cranté  | 109-20818 |
| 18 cm | Courbe         | 109-20718 |
| 18 cm | Courbe, cranté | 109-20918 |

**P.AIG Barraquer Micro**

corps ronds, avec verrouillage  
0.8 x 1.2 mm

|       |             |           |
|-------|-------------|-----------|
| 14 cm | Droit - TC  | 124 66814 |
| 14 cm | Courbe - TC | 124 66914 |
| 18 cm | Courbe - TC | 124 66918 |
| 18 cm | Droit - TC  | 124 66818 |

**P.AIG Barraquer Delicate**

corps ronds, sans verrouillage  
1.2 x 1.8 mm

|       |             |           |
|-------|-------------|-----------|
| 14 cm | Droit - TC  | 124 63414 |
| 14 cm | Courbe - TC | 124 63514 |
| 18 cm | Courbe - TC | 124 63518 |

**P.AIG Barraquer Micro**

corps ronds, sans verrouillage  
0.8 x 1.2 mm

|       |             |           |
|-------|-------------|-----------|
| 14 cm | Droit - TC  | 124 63614 |
| 14 cm | Courbe - TC | 124 63714 |
| 18 cm | Courbe - TC | 124 63718 |

**Barraquer Delicate**

corps ronds, avec verrouillage  
1.2 x 1.8 mm

|         |             |           |
|---------|-------------|-----------|
| 14.0 cm | Droit - TC  | 124 66714 |
| 14.0 cm | Courbe - TC | 124 66614 |
| 18.0 cm | Courbe - TC | 124 66618 |



**ADSON - 12 cm**  
Titanium - 1x2 Dents 110 20512



**ADSON - 12 cm**  
1x2 Dents 196 17 0112



**BROWN - ADSON**  
12 cm Tungstène 110 18802  
15 cm Tungstène 110 18805



**BROWN - ADSON**  
**12 cm**  
110 18 812



**ADSON Micro**  
12 cm Tungstène - 1x2 Dents 110 17312  
15 cm Tungstène - 1x2 Dents 110 17315



**ADSON**  
12 cm TC 196 17 0412  
15 cm TC 196 17 0415



**ADSON - 12 cm**  
Titanium 110 20412



**ADSON - 12 cm**  
196 17 0012



**ADSON**  
12 cm TC-1x2 Dents 196 17 1412  
15 cm TC-1x2 Dents 196 17 1415



**GILLIES - 15 cm**  
Griffes 1x2 110-27215



**MCINDOE - 15cm**  
110-25815



**SEMKEN 15 cm**  
Griffes 1x2/striés  
TC 110-26915



**GREEN - 10 cm**  
5 mm Sans blocage 143-07605  
10 mm Sans blocage 143-07610  
12 mm Sans blocage 143-07612  
5 mm Avec blocage 143-07805  
10 mm Avec blocage 143-07810  
12 mm Avec blocage 143-07812



**CUSHING - 17 cm**  
Titane 110-22217



**CUSHING - 17 cm**  
TC 110-22217



**ADSON-GRAEFE - 12 cm**  
110-20012



**GRAEFE IRIS - 10 cm**  
142-81010



**GRAEFE IRIS  
à griffes 1x2 - 10 cm**  
142-82010



**CASTROVIEJO- BROWN**  
11 cm 110-18851



**CASTROVIEJO  
10,5 cm à griffes 1x2**  
Mors 1,5 mm 143-14915  
Mors 3 mm 143-14903  
Mors 5 mm 143-14905  
Mors 9 mm 143-14909



**BISHOP-HARMON - 8.5 cm**  
1X2 fine 142-94004  
1X2 142-94006

**POTTS SMITH**

18 cm TC 110-11618  
21 cm TC 110-11621  
25 cm TC 110-11625

**BONNEY - 17,5 cm**

1x2 griffes, TC  
110-25317

**TAYLOR CUSHING - 18.5 cm**

Baïonnette, TC  
110 22618

**CUSHING - 17 cm**

Coudé, TC  
110-22517

**SKINNER - 23 cm**

1x2 griffes, TC  
110-32323

**GERALD - 18 cm**

1x2 griffes, TC 110-30618  
TC 110-30118

**DE BAKEY**

16 cm Mors 1,5 mm 111-30616  
20 cm Mors 1,5 mm 111-30620  
24 cm Mors 1,5 mm 111-30624  
16 cm Mors 2.0 mm 111-30816  
20 cm Mors 2.0 mm 111-30820  
24 cm Mors 2.0 mm 111-30824  
16 cm Mors 2,7 mm 111-30416  
20 cm Mors 2,7 mm 111-30420  
24 cm Mors 2,7 mm 111-30424  
16 cm Mors 3,5 mm 111-31016  
20 cm Mors 3,5 mm 111-31020  
24 cm Mors 3,5 mm 111-31024

**MICRO PINCE (manche rond)**

15 cm Droit, mords lisses 111-10415  
18 cm Droit, mords lisses 111-10818  
15 cm Coudé, mords lisses 111-10515  
18 cm Coudé, mords lisses 111-10918

**MICRO PINCE (Tungtène TC)**

11,5 cm Mors très pointus 110-33525  
11,5 cm Mors délicats, droits 110-33503  
11,5 cm Mors très fins, droits 110-33504  
11,0 cm Mors ultra très fins, droits 110-33505  
11,0 cm Mors ultra très fins, 45° 110-33515  
11,5 cm Mors délicats, courbes 110-33507

**MICRO PINCE**

11,5 cm Mors standards, droits 110-33201  
11,5 cm Mors délicats, droits 110-33012  
11,0 cm Mors très pointus 110-33225  
10,5 cm Mors délicats, droits 110-33010  
11,0 cm Mors très fins, droits 110-33204  
11,0 cm Mors ultra très fins, droits 110-33205  
11,0 cm Mors ultra très fins, 45° 110-33100  
11,0 cm Mors délicats, courbes 110-33112





**MILLER COLBURN**  
18 cm

# 1 182-89501  
# 2 182-89502  
# 3 182-89503  
# 4 182-89504  
# 5 182-89505



**MC INDOE** - 17,5 cm  
146-53018



**PEET** - 19 cm  
Droit 146-50919  
Courbe 146-50920



**GLABELLA** - 21,5 cm  
TC 146-50501



**FOMON TC** - 20 cm  
#1 et #2 146-52201  
#3 et #4 146-52203  
#5 et #6 146-52205  
#7 et #8 146-52207



**PARKES (droit TC)** - 21 cm  
Grain fin 146-50604  
Grain moyen 146-50604  
Grain gros 146-50604



**LAMONT** - 17,5 cm  
Grain fin 146-53103



**LAMONT** - 17,5 cm  
Grain moyen 146-53102



**LAMONT** - 17,5 cm  
Gros grain 146-53101



**MALTZ** - 16,5 cm  
146-51916



**FOMON - 21,5 cm**  
Diamanté 146-52321



**FOMON - 21,5 cm**  
Gros grain 146-52402



**FOMON - 21,5 cm**  
Grain fin 146-52401



**PEET AUFRICHT**  
**21 cm**  
Fine, courbe, diamantée  
146-51022



**FRIEDMAN**  
**21,5 cm**  
146-52521




**BROSSE METALLIQUE**  
Pour nettoyage des rapes  
128-41001



**GORNEY - 18,5 cm**  
Droit 146 25520



**GORNEY - 20,5 cm**  
Droit 146 25320  
Coudée 146 25320



**GUNTER - 18 cm**  
Mors striés deux côtés 146 25118  
Mors quadrillés deux côtés 146 25018



**RUBIN - 21 cm**  
Coudé 146 25021

**BALLENGER - 20 cm**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Droit, lame 3 mm      | 146 39003 |
| Droit, lame 4 mm      | 146 39004 |
| Droit, lame 5 mm      | 146 39005 |
| Baïonnette, lame 3 mm | 146 39203 |
| Baïonnette, lame 4 mm | 146 39204 |
| Baïonnette, lame 5 mm | 146 39205 |

**Dermatome de SILVER - 19 cm**

|                  |  |
|------------------|--|
| 106 48219        |  |
| Lame boîte de 10 |  |
| 106 48220        |  |

**Dermatome de WATSON**

106 48230

**Lame boîte de 10**

106 48401

**Rapes de STENSTORM**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Courbe à droite | 198 20 0900 |
| Courbe à gauche | 19820 0910  |

**Décolleurs de STENSTORM**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Courbe à droite | 198 20 0920 |
| Courbe à gauche | 198 20 0930 |

**BARRON - 13 cm**

|         |           |
|---------|-----------|
| Charr.3 | 144 10103 |
| Charr.5 | 144 10105 |
| Charr.7 | 144 10107 |

**YANKAUER tube d'aspiration - 27 cm**complet avec embout d'aspiration  
104 15027

## ECARTEUR DE DESMARRES


## Lame Fenêtrée - 16 cm

|       |           |
|-------|-----------|
| 8 mm  | 118 23108 |
| 10 mm | 118 23110 |
| 12 mm | 118 23112 |
| 14 mm | 118 23114 |
| 16 mm | 118 23116 |
| 18 mm | 118 23118 |




## Lame pleine - 16 cm

|       |           |
|-------|-----------|
| 8 mm  | 118 23008 |
| 10 mm | 118 23010 |
| 12 mm | 118 23012 |
| 14 mm | 118 23014 |
| 16 mm | 118 23016 |
| 18 mm | 118 23018 |



## CROCHET DE JOSEPH - 16 cm

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| 2 mm  | 2 griffes | 118 21602 |
| 5 mm  | 2 griffes | 118 21605 |
| 7 mm  | 2 griffes | 118 21607 |
| 10 mm | 2 griffes | 118 21610 |



## Dissecteur pour Lifting

14 cm 0350



Ecarteur «valve coeur»  
pour lifting - 16 cm

Ecarteur Seul

38 mm 199 60 0638

45 mm 199 60 0645

Ecarteur avec Fibre Optique


38 mm 199 60 2638

45 mm 199 60 2645



Ecarteur universel pour lifting  
avec fibre optique - 11 cm

Lame 9 x 45 mm 199 60 1609



Ecarteur universel pour lifting  
110 mm x 22 mm

Ecarteur Seul 199 60 0422

Ecarteur avec Fibre Optique 199 60 1622

Ecarteur avec Aspiration 199 60 1612

CAROLINE - 11 cm  
écarteur main 146 56810



BERNSTEIN - 12,5 cm  
écarteur orbitale 8 x 40 mm  
148 58012



CONVERSE - 11 cm Lame 12 x 40 mm  
écarteur nasal 146 54105  
écarteur nasal avec fibre optique 146 54125



SHEEN  
15 cm 146 54615  
16 cm 146 54516



WISE - 16,5 cm  
écarteur orbitale  
148 58716



CRONIN - 16,5 cm  
écarteur mentonnier  
148 90416



**Ecarteur LIFT - 18 cm**  
écarteur à 7 dents 118 25318



**FREEMAN**  
18 cm x 22 mm, 4 dents 118 25222  
18 cm x 38 mm 4, dents 118 25238



**MAXWELL**  
10 cm x 22 mm 4 dents 118 25122  
10 cm x 38 mm 4 dents 118 25138



**GORNEY - 7,5 cm**  
écarteur avec ressort 38 mm largeur  
118 35438



**KILNER 11,5 cm**  
écarteur à double crochets pointus 7,5 mm  
146 55511



**KILNER - 8 cm**  
écarteur à double crochets pointus 10 mm  
146 55508



**CONVERSE - 10 cm**  
écarteur à double extrémité  
146 55412



**MILLER Rake - 13,5 cm**  
écarteur à 9 dents  
118 26513



**Ecarteur de COTTLE-NEIVERT**  
146 55920



**ROLLET - 13 cm**  
écarteur à 4 dents 142 37613



**ANDERSON**  
07 cm 3 griffes 118 24907  
11 cm 3 griffes 118 24911  
07 cm 5 griffes 118 25007  
11 cm 5 griffes 118 25011



**FOMON - 16 cm**  
146 55616



**COTTLE - 14 cm**  
146 55614



**HAMRA - 16 cm**  
118 19516



**SENN-MILLER - 17 cm**  
Griffes pointues 118 16017  
Griffes mousses 118 16117



**KASDEN - 16,5 cm**  
118 24316



**RAGNELL - 16,5 cm**  
118 24214



**RAGNELL-DAVIS - 14,5 cm**  
118 24314



**U.S. ARMY - 21 cm**  
118 13121




**CRONIN - 15,5 cm**  
écarteur nasal 148 57215



**FISCHL - 16 cm**  
écarteur nasal 148 57701



**AUFRIEHT**  
écarteur nasal 146 55116  
avec lumière froide 146 55126  
Avec aspiration 146 55136



**DINGMAN complet - 16,5 cm**  
avec 3 lames 148 32400



**Lames pour DINGMAN**



**Main en plomb**  
Adulte 132 45001  
Enfant 132 45002



**FREEMAN - 10 cm**  
double crochets pointus 146 56502



**HOLTZHEIMER - 10 cm**  
droit mousse 118 63510  
droit pointu 118 63410  
courbé mousse 118 63710  
courbé pointu 118 63610



**Écarteur de WEITLANER**  
11 mm 2x3 griffes, pointues 118 65010 mousses 118 65110  
14 mm 3x4 griffes, pointues 118 67014 mousses 118 67114  
16 mm 3x4 griffes, pointues 118 67016 mousses 118 67116



**Spatule malléable - 31 cm**  
Lame 2.5 x 15 cm 118 17791



**Écarteur de FARR**  
14.0 cm x 2.0 cm 118 80120  
14.0 cm x 3.0 cm 118 80121



**Maillet chirurgical**  
Inox 180 gr  
2 faces téflon interchangeables  
128 08 0902  
Embouts téflon pour maillet - la paire  
128 08 0899



**Maillet 200g - 18 cm**  
face inox - téflon  
132 69214



**Maillet chirurgical**  
Inox massif 150 gr  
128 08 0900  
**Maillet chirurgical**  
Inox massif 200 gr  
128 08 0901



**ANDERSON-NEIVERT**  
21,5 cm

|        |           |
|--------|-----------|
| droit  | 146 46907 |
| droite | 146 46917 |
| gauche | 146 46927 |



**GUNTER - 21,5 cm**

|        |           |
|--------|-----------|
| droit  | 146 46307 |
| droite | 146 46317 |
| gauche | 146 46327 |



**SILVER - 18 cm**

|        |           |
|--------|-----------|
| droit  | 146 47301 |
| droite | 146 47302 |
| gauche | 146 47303 |



**RISTOW - 20,5 cm**

|        |           |
|--------|-----------|
| gauche | 146 47701 |
| droite | 146 47702 |



**PARKES - 18 cm**

|       |           |
|-------|-----------|
| droit | 146 47518 |
|-------|-----------|



**Converse - 18 cm**

|       |           |
|-------|-----------|
| 02 mm | 146 47102 |
| 03 mm | 146 47103 |
| 04 mm | 146 47104 |
| 05 mm | 146 47105 |
| 06 mm | 146 47106 |
| 07 mm | 146 47107 |
| 08 mm | 146 47108 |
| 09 mm | 146 47109 |
| 10 mm | 146 47110 |
| 11 mm | 146 47111 |
| 12 mm | 146 47112 |
| 15 mm | 146 47115 |



**SHEEMAN - 16 cm**

|       |           |
|-------|-----------|
| 02 mm | 146 46702 |
| 03 mm | 146 46703 |
| 04 mm | 146 46704 |
| 05 mm | 146 46705 |
| 06 mm | 146 46706 |
| 09 mm | 146 46709 |
| 10 mm | 146 46710 |



**CINELLI - 18,5 cm**

|       |           |
|-------|-----------|
| 10 mm | 146 47210 |
| 12 mm | 146 47212 |
| 14 mm | 146 47214 |
| 16 mm | 146 47216 |



**PARKES GOUGE - 18 cm**

|        |           |
|--------|-----------|
| 6,5 mm | 146 47918 |
|--------|-----------|



**RADIX - 18 cm**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 10 mm , angle 10° | 146 44710 |
| 10 mm , angle 20° | 146 44720 |



**FREER - 16,5 cm**

|            |           |
|------------|-----------|
| 4 mm droit | 146 45104 |
|------------|-----------|



**ROWE'S - 21 cm**  
132 81921



**WALSHAM - 23 cm**  
droit 146 57223  
droite 146 57523  
gauche 146 57323



**ASCH - 23 cm**  
146 57123



**COTTLE**  
Broyeur à cartilage 199 60 0600



**Crochet de MILLARD - 18 mm**  
large à double crochets 146 55218



**Pince de TAKAHASHI - 12 cm**  
Mors 3 x 8 mm 146 21003  
Mors 4 x 10 mm 146 21004

**SCIE DE JOSEPH - 19 cm**

|        |           |
|--------|-----------|
| gauche | 146 53219 |
| droite | 146 53419 |

**JOSEPH - 16,5 cm**

146 42516

**COTTLE - 19 cm**

|               |           |
|---------------|-----------|
| largeur 10 mm | 146 42519 |
|---------------|-----------|

**Rugine Obwegeser**

|       |              |
|-------|--------------|
| 6 mm  | 146 42519/6  |
| 7 mm  | 146 42519/7  |
| 9 mm  | 146 42519/9  |
| 11 mm | 146 42519/11 |

**BOIES - 19,5 cm**

146 57719

**CARLIN - 15,5 cm**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| élevateur périostal | 148 56600 |
|---------------------|-----------|

**CLODIUS - 15,5 cm**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| écarteur orbital à double extrémité |           |
| 13 mm / 20 mm                       | 148 58500 |



Crochet de TYRELL - 13 cm  
118 20413



Crochet de GILLIES - 18cm  
Taille 1 - 2 mm 146 56018  
Taille 2 - 3 mm 146 56218



Crochet double de BARSKY - 15 cm  
5 mm 146 56614



McCULLOCH - 24 cm  
double extrémité 4.2 mm 146 43124



GORNEY - 19 cm  
Décolleur avec aspiration 146 40119



COTTLE - 23 cm  
146 42123



Règle graduée  
INOX  
10 cm 102 34010  
15 cm 102 34015  
20 cm 102 34020  
30 cm 102 34030  
50 cm 102 34050



Pied à coulisse inox  
0 - 80 mm  
Réf : 1199



Pied à coulisse Inox Fin  
0 - 80 mm  
3223



Compas de CASTROVIEJO - 17 cm  
droit 142 58310  
coudé 142 58309



Compas de CASTROVIEJO - 9 cm  
droit 142 58307  
coudé 142 58404



FREER - 19 cm

|        |           |
|--------|-----------|
| 4.5 mm | 146 41645 |
| 6.5 mm | 146 41665 |



Mc COLLOUGH - 18,5 cm

146 50418



Woodson - 18 cm

146 50318



MITCHEELS - 17 cm

146 43317



CONVERSE curette double - 21 cm

7.0 x 10 / 6.5 x 8.5 mm 144 76321



FOX 14 cm

|           |           |
|-----------|-----------|
| 3 mm oval | 174 12803 |
| 4 mm oval | 174 12804 |



Crochet de FRAZIER

|               |           |
|---------------|-----------|
| 13 cm, pointu | 118 21413 |
| 18 cm, pointu | 118 21418 |



Crochet de O'CONNER - 12,5 cm

pointu 118 20913



Crochet de CONVERSE - 19 cm

|       |           |
|-------|-----------|
| fin   | 118 20501 |
| large | 118 20503 |



Crochet de JOSEPH - 16 cm

|                |           |
|----------------|-----------|
| Crochet simple | 118 21601 |
| Crochet double |           |
| 2 mm           | 118 21602 |
| 5 mm           | 118 21605 |
| 7 mm           | 118 21607 |
| 10 mm          | 118 21610 |



Crochet de KLEINERT - 16 cm

|      |           |
|------|-----------|
| 3 mm | 118 20803 |
| 5 mm | 118 20805 |
| 7 mm | 118 20807 |



Crochet de COTTLE - 15 cm

|          |           |
|----------|-----------|
| Taille 1 | 146 55701 |
| Taille 2 | 146 55702 |
| Taille 3 | 146 55703 |



Crochet double de GUTHRIE - 12 cm

|        |           |
|--------|-----------|
| 1 mm   | 118 21200 |
| 1.5 mm | 118 21201 |
| 2.0 mm | 118 21202 |

**ROCHESTER PEAN**

|               |           |
|---------------|-----------|
| 14 cm, droit  | 112 31014 |
| 16 cm, droit  | 112 31016 |
| 20 cm, droit  | 112 31020 |
| 16 cm, courbe | 112 31116 |
| 18 cm, courbe | 112 31118 |
| 20 cm, courbe | 112 31120 |

**ROCHESTER OCHSNER**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 14 cm, droit à griffes  | 112 32014 |
| 14 cm, courbe à griffes | 112 32114 |
| 16 cm, droit à griffes  | 112 32016 |
| 16 cm, courbe à griffes | 112 32116 |

**ADSON - 18,5 cm**

|        |           |
|--------|-----------|
| droit  | 112 41018 |
| courbe | 112 41118 |

**LAHEY VULSELLUM**

|       |           |
|-------|-----------|
| 15 cm | 154 52015 |
| 20 cm | 154 52020 |

**ALLIS**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 14 cm, 4:5 griffes | 164 10214 |
| 15 cm, 4:5 griffes | 164 11015 |
| 15 cm, 5:6 griffes | 164 12015 |
| 19 cm, 5:6 griffes | 164 12019 |

**BACKHAUS**

|       |           |
|-------|-----------|
| 9 cm  | 114 11109 |
| 11 cm | 114 11111 |
| 13 cm | 114 11113 |
| 15 cm | 114 11115 |



D'ASSUMPCAO - 16 cm  
138 20316



PITANGUY - 16 cm  
138 20916



MARTEN - 14,5 cm  
138 20714  
138 20614



KELLY - 14 cm  
droit 112 24014  
courbe 112 24114



HALSTEAD - 12.5 cm  
droit à griffes 112 23012  
courbe à griffes 112 23112  
droit 112 22012  
courbe 112 22112



CRILE  
14 cm, droit 112 25014  
14 cm, courbe 112 25114  
16 cm, courbe 112 26316

**Ciseaux décolleurs de TREPSAT**

|       |               |       |
|-------|---------------|-------|
| 15 cm | Spatule 5 mm  | 02020 |
| 18 cm | Spatule 15 mm | 02040 |
| 23 cm | Spatule 15 mm | 02060 |

**FOERSTER**

|       |           |
|-------|-----------|
| 18 cm | 116 17018 |
| 20 cm | 116 17020 |
| 25 cm | 116 17025 |

**HARTMANN Mosquito - 10 cm**

|        |           |
|--------|-----------|
| droit  | 112 21010 |
| courbe | 112 21110 |

**LORNA**

|       |           |
|-------|-----------|
| 11 cm | 114 12111 |
| 13 cm | 114 12113 |

**JONES - 9 cm**

|           |
|-----------|
| 114 10309 |
|-----------|

**JANSEN - MIDDLETON - 19,5 cm**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Mors Gouge 5 x 15 mm | 146 32520 |
|----------------------|-----------|



**LEMPERT - 16 cm**  
 3 mm droit 132 15016  
 3 mm courbé 132 15116



**BEYER - 18 cm**  
 4 mm courbé 132 20118



**JANSEN - MIDDLETON - 19,5 cm**  
 Mors Emporte Pièce 4 x 20mm 146 32519



**KLEINERT-KUTZ - 14 cm**  
 droit 132 28314  
 courbe 132 28414



**Pince coupante double articulation**  
 18 cm, TC 133 54717  
 22 cm, TC 133 54522



**Pince coupante double articulation - 18 cm**  
 TC 133 54618

**Ecarteur mammaire**

|              |           |
|--------------|-----------|
| 33 cm courbe | 138 30133 |
| 42 cm courbe | 138 30142 |

**Ecarteur mammaire**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 33 cm, courbe, malléable | 138 30233 |
| 42 cm, courbe, malléable | 138 30242 |

**Ecarteur mammaire**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 33 cm, courbe, isolé | 138 30333 |
| 42 cm, courbe, isolé | 138 30342 |

**Ecarteur mammaire**

|               |           |
|---------------|-----------|
| 33 cm spatule | 138 31133 |
| 42 cm spatule | 138 31142 |

**Ecarteur mammaire**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 33 cm spatule, malléable | 138 31233 |
| 42 cm spatule, malléable | 138 31242 |

**Ecarteur mammaire**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 33 cm spatule, isolée | 138 31333 |
| 42 cm spatule, isolée | 138 31342 |

**Ecarteur mammaire - 33 cm**

|               |           |
|---------------|-----------|
| spatule ovale | 138 31432 |
|---------------|-----------|

**Ecarteur mammaire de BIGGS**


|       |                                                |           |
|-------|------------------------------------------------|-----------|
| 50 mm | Lame standard                                  | 118 57003 |
| 50 mm | Lame standard avec fibre optique               | 118 57013 |
| 50 mm | Lame standard avec fibre optique et aspiration | 118 57023 |
| 30 mm | Lame étroite                                   | 118 57004 |
| 30 mm | Lame étroite avec fibre optique                | 118 57014 |
| 30 mm | Lame étroite avec fibre optique et aspiration  | 118 57024 |


**Ecarteur mammaire de BIGGS**

|       |                                                |           |
|-------|------------------------------------------------|-----------|
| 50 mm | Lame standard                                  | 118 57001 |
| 50 mm | Lame standard avec fibre optique               | 118 57011 |
| 50 mm | Lame standard avec fibre optique et aspiration | 118 57021 |
| 31 mm | Lame étroite                                   | 118 57002 |
| 31 mm | Lame étroite avec fibre optique                | 118 57012 |
| 31 mm | Lame étroite avec fibre optique et aspiration  | 118 57022 |

**Ecarteur mammaire de BIGGS**

|       |                                  |           |
|-------|----------------------------------|-----------|
| 55 mm | Lame standard                    | 118 57005 |
| 55 mm | Lame standard avec fibre optique | 118 57015 |





**Ecarteur mammaire Multi Approches  
avec fibre optique**

Spatule 23 mm x 18 cm 118 52318  
Spatule 25 mm x 17 cm 118 52517



**Ecarteur mammaire Multi Approches**

Spatule 23 mm x 18 cm 118 56019  
Spatule 25 mm x 17 cm 118 56025

## ADAPTATEURS



Storz 1204.02



Olympus 1202.01



ACMI 1206.03



Wolf 1208.04




Storz 1206.24



ACMI 1204.22




Wolf 1202.20



**Câbles Lumière Froide avec Adaptateurs**  
Autoclavables à 134°C  
Grande Résistance et Flexibilité

Ø 3,5 mm - 1,80 m 91 180 035  
Ø 3,5 mm - 2,30 m 91 230 035  
Ø 3,5 mm - 3,00 m 91 300 035

Ø 4,8 mm - 1,80 m 91 180 045  
Ø 4,8 mm - 2,30 m 91 230 045  
Ø 4,8 mm - 3,00 m 91 300 045



**Ecarteur mammaire avec  
fibre optique et aspiration**  
Spatule Lisse

|           |             |
|-----------|-------------|
| 118-41407 | 14 x 070 mm |
| 118-41409 | 14 x 090 mm |
| 118-41608 | 16 x 080 mm |
| 118-41615 | 16 x 150 mm |
| 118-42310 | 23 x 100 mm |
| 118-42315 | 23 x 150 mm |
| 118-42318 | 23 x 180 mm |
| 118-42510 | 25 x 100 mm |
| 118-42512 | 25 x 120 mm |
| 118-42515 | 25 x 150 mm |
| 118-42519 | 25 x 190 mm |
| 118-43012 | 30 x 120 mm |
| 118-43015 | 30 x 150 mm |



**Ecarteur mammaire avec  
fibre optique et aspiration**  
Spatule Lisse

|           |             |
|-----------|-------------|
| 118-55080 | 16 x 080 mm |
| 118-55090 | 24 x 090 mm |
| 118-55092 | 30 x 090 mm |
| 118-55100 | 24 x 100 mm |
| 118-55120 | 25 x 120 mm |
| 118-55122 | 30 x 120 mm |
| 118-55150 | 25 x 150 mm |
| 118-55152 | 30 x 150 mm |
| 118-55154 | 36 x 150 mm |
| 118-55170 | 40 x 170 mm |
| 118-55190 | 30 x 190 mm |



**Ecarteur mammaire avec  
fibre optique et aspiration**  
Spatule Dentelée

|           |             |
|-----------|-------------|
| 118-55480 | 16 x 080 mm |
| 118-55490 | 24 x 090 mm |
| 118-55492 | 30 x 090 mm |
| 118-55500 | 24 x 100 mm |
| 118-55520 | 25 x 120 mm |
| 118-55522 | 30 x 120 mm |
| 118-55550 | 25 x 150 mm |
| 118-55552 | 30 x 150 mm |
| 118-55554 | 36 x 150 mm |
| 118-55570 | 40 x 170 mm |
| 118-55590 | 30 x 190 mm |



**Ecarteur mammaire avec guide pour Endoscope  
et Robinet - Lame 25 mm x 18 cm**

|         |             |
|---------|-------------|
| Ø 4 mm  | 199 60 0504 |
| Ø 10 mm | 199 60 0510 |

**ROND DE SEINS FREEMAN**

|       |           |
|-------|-----------|
| 34 mm | 138 10534 |
| 36 mm | 138 10536 |
| 38 mm | 138 10538 |
| 42 mm | 138 10542 |
| 45 mm | 138 10545 |
| 50 mm | 138 10550 |

**ROND DE SEINS GROSSMANN**

4 Tailles: 40 mm, 44 mm, 48 mm, 52 mm  
138 10400

**ROND DE SEINS FREEMAN  
CRANTES**


|            |           |
|------------|-----------|
| 34 / 36 mm | 138 10734 |
| 38 / 42 mm | 138 10738 |
| 45 / 50 mm | 138 10745 |

**ROND DE SEINS McKissock**


|       |           |
|-------|-----------|
| 38 mm | 138 11038 |
| 42 mm | 138 11042 |
| 45 mm | 138 11045 |
| 50 mm | 138 11050 |

**Anneau de seins**

|     |          |
|-----|----------|
| Ø35 | 0100 035 |
| Ø40 | 0100 040 |
| Ø45 | 0100 045 |
| Ø50 | 0100 050 |
| Ø55 | 0100 055 |
| Ø60 | 0100 060 |

**ACKERMAN**

|       |           |
|-------|-----------|
| 14 cm | 138 11414 |
| 16 cm | 138 11416 |

**Ecarteur Mammaire - Lame 29 mm**

|       |             |
|-------|-------------|
| 22 cm | 199 60 0522 |
| 29 cm | 199 60 0529 |



Mammostat à crémaillère  
0669



Mammostat à chaînette  
0670



Spatule mammaire de SLAMA  
198 10 1500



Dissecteur spatulé - 33 cm  
138 16033



REYNOLDS  
Dissecteur Fenêtré  
33 cm spatule 138 30033  
40 cm spatule 138 30040



Agris-Dingman - 36 cm  
La paire droite et gauche 138 15536  
Droite 138 15530  
Gauche 138 15540



McCOLLUM - Dingman - 41 cm  
138 15041



McCOLLUM - Dingman - 30 cm  
138 15030



DISSECTEUR LIFTING - 26 cm  
Courbe avec aspiration - lame 8,5 mm  
199 60 6308



DISSECTEUR LIFTING - 22 cm  
Courbe - lame 5 mm  
199 60 1315



DISSECTEUR LIFTING - 23 cm  
Légèrement courbe - lame 7 mm  
199 60 1327



DISSECTEUR LIFTING - 23 cm  
Courbe - lame 10 mm  
199 60 1320



DISSECTEUR LIFTING - 26 cm  
Courbe en S - lame 7 mm  
199 60 11337



DISSECTEUR LIFTING - 23 cm  
Droit - lame 5 mm  
199 60 1345



DISSECTEUR LIFTING - 23 cm  
Légèrement courbe - lame 5 mm  
199 60 1355



DISSECTEUR LIFTING - 22 cm  
Très courbe - lame 7 mm  
199 60 1365



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm  
Légèrement courbe - lame 10 mm  
199 60 1400



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm  
Légèrement courbe - lame 12 mm  
199 60 1112



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm  
Courbe en S - lame 12 mm  
199 60 1122



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm  
Légèrement courbe - lame 15 mm  
199 60 1135



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm  
Angulé - lame 12 mm  
199 60 1412



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm  
Droit - lame 7 mm  
199 60 1217



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm  
Courbe - lame 7 mm  
199 60 1227



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm  
Légèrement courbe - lame 7 mm  
199 60 1247



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm  
Très courbé - lame 7 mm  
199 60 1237



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm  
Courbe avec aspiration - lame 7 mm  
199 60 6229



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm  
Courbe en S - lame 12 mm  
199 60 1452



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm  
Courbe en S - lame 8 mm  
199 60 1488



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm  
Courbe en S - lame 10 mm  
199 60 1480



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm  
Courbe en S - lame 10 mm  
199 60 1490



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm  
Courbe - lame 12 mm  
199 60 1500



DISSECTEUR LIFTING - 24 cm  
Droit 199 60 1517



PROTECTEUR NERFS - 17 cm  
Courbe à Gauche - lame 4,5 mm  
199 60 3735



PROTECTEUR NERFS - 17 cm  
Courbe à Droite - lame 4,5 mm  
199 60 3745



DISSECTEUR DE MUSCLES - 20 cm  
Courbe - lame 4,7 mm  
199 60 3715



DISSECTEUR DE NERFS - 17 cm  
Courbe - lame 3 mm  
199 60 3753



DISSECTEUR LIFTING - 20 cm  
199 60 3700



CROCHET À NERFS - 24 cm  
Rigide 199 60 4011  
Malléable 199 60 4012



CROCHET À NERFS - 24 cm  
Gauche 199 60 1601  
Droit 199 60 1602



DISSECTEUR À NERFS - 26 cm  
Courbe - lame 4,7 mm  
199 60 1555



Rugine OBWEGESER  
20 cm Très courbe  
5 mm 199 00 0550  
7 mm 199 00 0750  
9 mm 199 00 0950



## CANULE DE LIPOASPIRATION



CB1T  
Camblin  
1 Trou



CC2T  
Camblin  
2 Trous



CD3T  
Camblin  
3 Trous



CA5T  
Illouz  
5 Trous



CF3T  
Accélérateur  
3 Trous



CE3T  
Mercedes  
3 Trous

Références CB1T, CC2T, CD3T, CA5T, CF3T, CE3T, pour tous diamètres et toutes longueurs



|      |     |                                           |
|------|-----|-------------------------------------------|
| CB1T | Ø 2 | 150, 200 mm<br>250, 300 mm                |
|      | Ø 3 | 150, 200, 250 mm<br>300, 350, 400, 450 mm |
| CC2T | Ø 3 | 150, 200, 250 mm<br>300, 350, 400, 450 mm |
| CD3T | Ø 4 | 150, 200, 250 mm<br>300, 350, 400, 450 mm |
| CA5T | Ø 4 | 150, 200, 250 mm<br>300, 350, 400, 450 mm |
| CF3T | Ø 5 | 150, 200, 250 mm<br>300, 350, 400, 450 mm |
| CE3T | Ø 5 | 150, 200, 250 mm<br>300, 350, 400, 450 mm |
|      | Ø 6 | 150, 200, 250 mm<br>300, 350, 400, 450 mm |



**Sur manche**



**Embase tulipe**

Canule en Titane - Connexion sur tuyau et aspirateur Ø12 et 16 mm



Poignée pour canules de liposuction  
avec robinet 138 40010



Poignée pour canules de liposuction  
138 40020



#### TRIPORT

|        |      |           |        |      |           |        |      |           |
|--------|------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|-----------|
| 150 mm | 3 mm | 138 41315 | 200 mm | 4 mm | 138 41420 | 250 mm | 5 mm | 138 41525 |
| 200 mm | 3 mm | 138 41320 | 250 mm | 4 mm | 138 41425 | 300 mm | 5 mm | 138 41530 |
| 250 mm | 3 mm | 138 41325 | 300 mm | 4 mm | 138 41430 |        |      |           |
| 300 mm | 3 mm | 138 41330 |        |      |           |        |      |           |



#### MONOPORT

|        |      |           |        |      |           |        |      |           |
|--------|------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|-----------|
| 150 mm | 3 mm | 138 42315 | 200 mm | 4 mm | 138 42420 | 250 mm | 5 mm | 138 42525 |
| 200 mm | 3 mm | 138 42320 | 250 mm | 4 mm | 138 42425 | 300 mm | 5 mm | 138 42530 |
| 250 mm | 3 mm | 138 42325 | 300 mm | 4 mm | 138 42430 |        |      |           |
| 300 mm | 3 mm | 138 42330 |        |      |           |        |      |           |



#### COBRA

|        |      |           |        |      |           |        |      |           |
|--------|------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|-----------|
| 150 mm | 3 mm | 138 43315 | 200 mm | 4 mm | 138 43420 | 250 mm | 5 mm | 138 43525 |
| 200 mm | 3 mm | 138 43320 | 250 mm | 4 mm | 138 43425 | 300 mm | 5 mm | 138 43530 |
| 250 mm | 3 mm | 138 43325 | 300 mm | 4 mm | 138 43430 |        |      |           |



#### SPIRALE

|        |      |           |        |      |           |        |      |           |
|--------|------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|-----------|
| 150 mm | 3 mm | 138 44315 | 200 mm | 4 mm | 138 44420 | 250 mm | 5 mm | 138 44525 |
| 200 mm | 3 mm | 138 44320 | 250 mm | 4 mm | 138 44425 | 300 mm | 5 mm | 138 44530 |
| 250 mm | 3 mm | 138 44325 | 300 mm | 4 mm | 138 44430 |        |      |           |



#### SHARK

|        |      |           |        |      |           |        |      |           |
|--------|------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|-----------|
| 150 mm | 3 mm | 138 45315 | 200 mm | 4 mm | 138 45420 | 250 mm | 5 mm | 138 45525 |
| 200 mm | 3 mm | 138 45320 | 250 mm | 4 mm | 138 45425 | 300 mm | 5 mm | 138 45530 |
| 250 mm | 3 mm | 138 45325 | 300 mm | 4 mm | 138 45430 |        |      |           |



Poignée pour canules de liposuction  
avec connexion Luer 138 40030



#### MERCEDES

|        |      |           |        |      |           |        |      |           |
|--------|------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|-----------|
| 200 mm | 3 mm | 138 47320 | 200 mm | 4 mm | 138 47420 | 250 mm | 5 mm | 138 47525 |
| 250 mm | 3 mm | 138 47325 | 250 mm | 4 mm | 138 47425 | 300 mm | 5 mm | 138 47530 |
| 300 mm | 3 mm | 138 47330 | 300 mm | 4 mm | 138 47430 |        |      |           |



#### SPIRALE

|        |      |           |        |      |           |        |      |           |
|--------|------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|-----------|
| 200 mm | 3 mm | 138 48320 | 200 mm | 4 mm | 138 48420 | 250 mm | 5 mm | 138 48525 |
| 250 mm | 3 mm | 138 48325 | 250 mm | 4 mm | 138 48425 | 300 mm | 5 mm | 138 48530 |
|        |      |           | 300 mm | 4 mm | 138 48430 |        |      |           |



#### TRIPORT

|        |      |           |        |      |           |        |      |           |
|--------|------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|-----------|
| 200 mm | 3 mm | 138 46320 | 200 mm | 4 mm | 138 46420 | 250 mm | 5 mm | 138 46525 |
| 250 mm | 3 mm | 138 46325 | 250 mm | 4 mm | 138 46425 | 300 mm | 5 mm | 138 46530 |
|        |      |           | 300 mm | 4 mm | 138 46430 |        |      |           |



**Canule de liposuction**  
Trou central, soin contour du visage

| Dimension | Diamètre | Poignée | Luer-Lock |
|-----------|----------|---------|-----------|
| 5 cm      | Ø 1.7 mm | 7647.05 | 7657.05   |
| 5 cm      | Ø 2.0 mm | 7640.05 | 7650.05   |
| 10 cm     | Ø 2.0 mm | 7642.10 | 7650.10   |
| 5 cm      | Ø 3.0 mm | 7643.05 | 7653.05   |
| 15 cm     | Ø 1.7 mm | 7647.15 | 7657.15   |
| 15 cm     | Ø 2.0 mm | 7642.15 | 7650.15   |
| 15 cm     | Ø 3.0 mm | 7643.15 | 7653.15   |




**ENTNER Canule de liposuction**  
Vingt-deux trous, Ø 1.5 mm

| Dimension | Diamètre | Poignée | Luer-Lock |
|-----------|----------|---------|-----------|
| 20 cm     | Ø 3.0 mm | 7723.20 | 7733.20   |



**Canule de liposuction**  
Huit trous / soin et contour du visage

| Dimension | Diamètre | Diamètre trous | Poignée | Luer-Lock |
|-----------|----------|----------------|---------|-----------|
| 10 cm     | Ø 1.7 mm | Ø 0.5 mm       | 7667.10 | 7677.10   |
| 10 cm     | Ø 2.0 mm | Ø 1.0 mm       | 7662.10 | 7672.10   |
| 15 cm     | Ø 3.0 mm | Ø 1.0 mm       | 7663.15 | 7673.15   |



**DOROW Axilla Canule de liposuction**

| Dimension | Diamètre entrée | Diamètre sortie | Poignée |
|-----------|-----------------|-----------------|---------|
| 15 cm     | Ø 4.0 mm        | Ø 6.0 mm        | 7804.15 |



**ENTNER Canule de liposuction**

| Dimension | Diamètre | Trous | Diamètre trous | Poignée | Luer-Lock |
|-----------|----------|-------|----------------|---------|-----------|
| 15 cm     | Ø 2.0 mm | 18    | Ø 1.0 mm       | 7702.15 | 7703.15   |
| 15 cm     | Ø 2.5 mm | 18    | Ø 1.2 mm       | 7704.15 | 7705.15   |
| 15 cm     | Ø 3.0 mm | 18    | Ø 1.5 mm       | 7706.15 | 7707.15   |
| 20 cm     | Ø 2.5 mm | 22    | Ø 1.2 mm       | 7708.20 | 7709.20   |
| 20 cm     | Ø 3.0 mm | 22    | Ø 1.5 mm       | 7710.20 | 7711.20   |
| 20 cm     | Ø 4.0 mm | 22    | Ø 2.0 mm       | 7712.20 | 7713.20   |
| 30 cm     | Ø 2.5 mm | 30    | Ø 1.2 mm       | 7714.30 | 7715.30   |
| 30 cm     | Ø 3.0 mm | 30    | Ø 1.5 mm       | 7716.30 | 7717.30   |
| 30 cm     | Ø 4.0 mm | 30    | Ø 2.0 mm       | 7718.30 | 7719.30   |



**DOROW Axilla Canule de liposuction**

| Dimension | Dissecteur | Poignée |
|-----------|------------|---------|
| 15 cm     | 4.0 mm     | 7801.15 |



**ENTNER Canule de liposuction**  
Forme de bayonnette, manipulation plus simple

| Dimension | Diamètre | Trous | Diamètre trous | Poignée | Luer-Lock |
|-----------|----------|-------|----------------|---------|-----------|
| 20 cm     | Ø 3.0 mm | 22    | Ø 1.5 mm       | 7743.20 | 7753.20   |
| 20 cm     | Ø 4.0 mm | 22    | Ø 2.0 mm       | 7744.20 | 7754.20   |
| 30 cm     | Ø 3.0 mm | 30    | Ø 1.5 mm       | 7743.30 | 7753.30   |
| 30 cm     | Ø 4.0 mm | 30    | Ø 2.0 mm       | 7744.30 | 7754.30   |






**Canule de liposuction**  
Trois trous en diagonale

| Dimension | Diamètre | Poignée |
|-----------|----------|---------|
| 20 cm     | Ø 3 mm   | 7013.20 |
| 30 cm     | Ø 3 mm   | 7013.30 |
| 30 cm     | Ø 4 mm   | 7014.20 |
| 40 cm     | Ø 4 mm   | 7014.40 |
| 30 cm     | Ø 5 mm   | 7015.20 |
| 30 cm     | Ø 6 mm   | 7016.20 |



**Canule de liposuction**  
Long trou central face supérieur / deux trous latéraux en dessous

| Dimension | Diamètre | Poignée |
|-----------|----------|---------|
| 30 cm     | Ø 4 mm   | 7054.30 |
| 30 cm     | Ø 5 mm   | 7055.30 |



**Canule de liposuction**  
Trou central face supérieure / deux trous latéraux en dessous

| Dimension | Diamètre | Poignée |
|-----------|----------|---------|
| 20 cm     | Ø 3 mm   | 7023.20 |
| 30 cm     | Ø 3 mm   | 7023.30 |
| 30 cm     | Ø 4 mm   | 7024.30 |
| 30 cm     | Ø 5 mm   | 7025.30 |
| 30 cm     | Ø 6 mm   | 7026.30 |



**Canule de liposuction**  
Pointe supérieur avec trou / trou latéral en dessous

| Dimension | Diamètre | Poignée |
|-----------|----------|---------|
| 20 cm     | Ø 3 mm   | 7063.20 |
| 30 cm     | Ø 3 mm   | 7063.30 |



**Canule de liposuction**  
Deux trous centraux face supérieure / un trou central en dessous

| Dimension | Diamètre | Poignée |
|-----------|----------|---------|
| 20 cm     | Ø 3 mm   | 7033.20 |
| 30 cm     | Ø 3 mm   | 7033.30 |
| 30 cm     | Ø 4 mm   | 7034.30 |
| 30 cm     | Ø 5 mm   | 7035.30 |
| 30 cm     | Ø 6 mm   | 7036.30 |



**Canule de liposuction**  
Demi pointe

| Dimension | Diamètre | Poignée |
|-----------|----------|---------|
| 30 cm     | Ø 6 mm   | 7076.30 |
| 35 cm     | Ø 6 mm   | 7076.35 |



**TOLEDO Canule de liposuction**  
Forme de fourche, extrémités arrondies, dissecteur entre les extrémités / Trou central

| Dimension | Diamètre | Poignée |
|-----------|----------|---------|
| 5 cm      | Ø 2 mm   | 7042.05 |
| 5 cm      | Ø 3 mm   | 7043.05 |
| 5 cm      | Ø 4 mm   | 7044.05 |
| 15 cm     | Ø 2 mm   | 7042.15 |
| 15 cm     | Ø 3 mm   | 7043.15 |
| 25 cm     | Ø 3 mm   | 7043.25 |
| 25 cm     | Ø 4 mm   | 7044.25 |
| 30 cm     | Ø 3 mm   | 7043.30 |
| 30 cm     | Ø 4 mm   | 7044.30 |
| 30 cm     | Ø 5 mm   | 7045.30 |



**Canule de liposuction**  
10 trous, pour infiltration

| Dimension | Diamètre | Diamètre trous | Poignée |
|-----------|----------|----------------|---------|
| 25 cm     | Ø 2 mm   | Ø 1 mm         | 7082.25 |
| 25 cm     | Ø 3 mm   | Ø 1.5 mm       | 7083.25 |





### Cannule Liposuction CANDY CANE

| Longueur | Diamètre | Poignée |
|----------|----------|---------|
| 26 cm    | Ø 3 mm   | 7113.26 |
| 32 cm    | Ø 3 mm   | 7113.32 |
| 26 cm    | Ø 4 mm   | 7114.26 |
| 32 cm    | Ø 4 mm   | 7114.32 |
| 26 cm    | Ø 5 mm   | 7115.26 |
| 32 cm    | Ø 5 mm   | 7115.32 |



### Cannule Liposuction FAC

| Longueur | Diamètre | Poignée |
|----------|----------|---------|
| 26 cm    | Ø 3 mm   | 7123.26 |
| 32 cm    | Ø 3 mm   | 7123.32 |
| 26 cm    | Ø 4 mm   | 7124.26 |
| 32 cm    | Ø 4 mm   | 7124.32 |
| 26 cm    | Ø 5 mm   | 7125.26 |
| 32 cm    | Ø 5 mm   | 7125.32 |



### Cannule Liposuction SPATULA

| Longueur | Diamètre | Poignée |
|----------|----------|---------|
| 15 cm    | Ø 3 mm   | 7133.15 |
| 26 cm    | Ø 3 mm   | 7133.26 |
| 32 cm    | Ø 3 mm   | 7133.32 |
| 15 cm    | Ø 4 mm   | 7134.15 |
| 26 cm    | Ø 4 mm   | 7134.26 |
| 32 cm    | Ø 4 mm   | 7134.32 |
| 26 cm    | Ø 5 mm   | 7135.26 |



### Cannule Liposuction BECKER (panier)

| Longueur | Diamètre | Poignée |
|----------|----------|---------|
| 26 cm    | Ø 3 mm   | 7163.26 |
| 26 cm    | Ø 4 mm   | 7164.26 |
| 32 cm    | Ø 4 mm   | 7164.32 |
| 26 cm    | Ø 5 mm   | 7165.26 |
| 32 cm    | Ø 5 mm   | 7165.32 |





**Cannule Liposuction  
GREGORY (perturbateur de graisse)**

| Longueur | Diamètre | Poignée |
|----------|----------|---------|
| 15 cm    | Ø 3 mm   | 7173.15 |
| 26 cm    | Ø 3 mm   | 7173.26 |
| 32 cm    | Ø 3 mm   | 7173.32 |
| 26 cm    | Ø 4 mm   | 7174.26 |
| 26 cm    | Ø 5 mm   | 7175.26 |



**Cannule Liposuction  
COBRA**

| Longueur | Diamètre | Poignée |
|----------|----------|---------|
| 15 cm    | Ø 3 mm   | 7183.15 |
| 26 cm    | Ø 3 mm   | 7183.26 |
| 32 cm    | Ø 3 mm   | 7183.32 |
| 26 cm    | Ø 4 mm   | 7184.26 |
| 32 cm    | Ø 4 mm   | 7183.32 |
| 26 cm    | Ø 5 mm   | 7185.26 |



**Cannule Liposuction  
MERCEDES**

| Longueur | Diamètre | Poignée |
|----------|----------|---------|
| 15 cm    | Ø 2 mm   | 7602.15 |
| 15 cm    | Ø 3 mm   | 7603.15 |
| 25 cm    | Ø 3 mm   | 7603.25 |
| 15 cm    | Ø 4 mm   | 7604.15 |
| 25 cm    | Ø 4 mm   | 7604.25 |
| 15 cm    | Ø 5 mm   | 7605.15 |
| 25 cm    | Ø 5 mm   | 7605.25 |



**Cannule Liposuction  
KOTZUR**

| Longueur | Diamètre | Poignée |
|----------|----------|---------|
| 30 cm    | Ø 3 mm   | 7623.30 |



2



3 trous, diagonale

| Dimension     | Diamètre | Poignée |
|---------------|----------|---------|
| 8"/20 cm      | Ø 3 mm   | 9013.20 |
| 12"/30 cm     | Ø 3 mm   | 9013.30 |
| 12"/30 cm     | Ø 4 mm   | 9014.20 |
| 15 1/4"/40 cm | Ø 4 mm   | 9014.40 |
| 12"/30 cm     | Ø 5 mm   | 9015.20 |
| 12"/30 cm     | Ø 6 mm   | 9016.20 |

Un trou central sur le côté supérieur  
deux prises latérales en dessous

| Dimension | Diamètre | Poignée |
|-----------|----------|---------|
| 8"/20 cm  | Ø 3 mm   | 9023.20 |
| 12"/30 cm | Ø 3 mm   | 9023.30 |
| 12"/30 cm | Ø 4 mm   | 9024.30 |
| 12"/30 cm | Ø 5 mm   | 9025.30 |
| 12"/30 cm | Ø 6 mm   | 9026.30 |

Deux trous centraux sur le côté supérieur  
un trou central en dessous

| Dimension | Diamètre | Poignée |
|-----------|----------|---------|
| 8"/20 cm  | Ø 3 mm   | 9033.20 |
| 12"/30 cm | Ø 3 mm   | 9033.30 |
| 12"/30 cm | Ø 4 mm   | 9034.30 |
| 12"/30 cm | Ø 5 mm   | 9035.30 |
| 12"/30 cm | Ø 6 mm   | 9036.30 |

Forme arrondie, pointes arrondies,  
dissecteur entre les pointes / un trou central

| Dimension | Diamètre | Poignée |
|-----------|----------|---------|
| 2"/5 cm   | Ø 2 mm   | 9042.05 |
| 2"/5 cm   | Ø 3 mm   | 9043.05 |
| 2"/5 cm   | Ø 4 mm   | 9044.05 |
| 6"/15 cm  | Ø 2 mm   | 9042.15 |
| 6"/15 cm  | Ø 3 mm   | 9043.15 |
| 10"/25 cm | Ø 3 mm   | 9043.25 |
| 10"/25 cm | Ø 4 mm   | 9044.25 |
| 12"/30 cm | Ø 3 mm   | 9043.30 |
| 12"/30 cm | Ø 4 mm   | 9044.30 |
| 12"/30 cm | Ø 5 mm   | 9045.30 |

Long trou central sur le côté supérieur  
deux trous latéraux en dessous

| Dimension | Diamètre | Poignée |
|-----------|----------|---------|
| 12"/30 cm | Ø 4 mm   | 9054.30 |
| 12"/30 cm | Ø 5 mm   | 9055.30 |

Pointe supérieure avec trou  
un trou latéral

| Dimension | Diamètre | Poignée |
|-----------|----------|---------|
| 8"/20 cm  | Ø 3 mm   | 9063.20 |
| 12"/30 cm | Ø 3 mm   | 9063.30 |



Pointe à moitié coupée

| Dimension | Diamètre | Poignée |
|-----------|----------|---------|
| 12"/30 cm | 6 mm     | 9076.30 |
| 14"/35 cm | 6 mm     | 9076.35 |



10 trous, pour infiltration

| Dimension | Diamètre | Ø Trou   | Poignée |
|-----------|----------|----------|---------|
| 10"/25 cm | Ø 2 mm   | Ø 1.0 mm | 9082.25 |
| 10"/25 cm | Ø 3 mm   | Ø 1.5 mm | 9083.25 |



Canule de liposuction CANDY CANE

| Dimension     | Diamètre | Poignée |
|---------------|----------|---------|
| 10 1/4"/26 cm | Ø 3 mm   | 9113.26 |
| 12 3/4"/32 cm | Ø 3 mm   | 9113.32 |
| 10 1/4"/26 cm | Ø 4 mm   | 9114.26 |
| 12 3/4"/32 cm | Ø 4 mm   | 9114.32 |
| 10 1/4"/26 cm | Ø 5 mm   | 9115.26 |
| 12 3/4"/32 cm | Ø 5 mm   | 9115.32 |



Canule de liposuction FAC

| Dimension     | Diamètre | Poignée |
|---------------|----------|---------|
| 10 1/4"/26 cm | Ø 3 mm   | 9123.26 |
| 12 3/4"/32 cm | Ø 3 mm   | 9123.32 |
| 10 1/4"/26 cm | Ø 4 mm   | 9124.26 |
| 12 3/4"/32 cm | Ø 4 mm   | 9124.32 |
| 10 1/4"/26 cm | Ø 5 mm   | 9125.26 |
| 12 3/4"/32 cm | Ø 5 mm   | 9125.32 |



Canule de liposuction SPATULE

| Dimension     | Diamètre | Poignée |
|---------------|----------|---------|
| 6"/15 cm      | Ø 3 mm   | 9133.15 |
| 10 1/4"/26 cm | Ø 3 mm   | 9133.26 |
| 12 3/4"/32 cm | Ø 3 mm   | 9133.32 |
| 6"/15 cm      | Ø 4 mm   | 9134.15 |
| 10 1/4"/26 cm | Ø 4 mm   | 9134.26 |
| 12 3/4"/32 cm | Ø 4 mm   | 9134.32 |
| 10 1/4"/26 cm | Ø 5 mm   | 9135.26 |



Canule de liposuction BECKER

| Dimension     | Diamètre | Poignée |
|---------------|----------|---------|
| 10 1/4"/26 cm | Ø 3 mm   | 9163.26 |
| 10 1/4"/26 cm | Ø 4 mm   | 9164.26 |
| 12 3/4"/32 cm | Ø 4 mm   | 9164.32 |
| 10 1/4"/26 cm | Ø 5 mm   | 9165.26 |
| 12 3/4"/32 cm | Ø 5 mm   | 9165.32 |



Canule de liposuction GREGORY

| Dimension     | Diamètre | Poignée |
|---------------|----------|---------|
| 15"/6 cm      | Ø 3 mm   | 9173.15 |
| 10 1/4"/26 cm | Ø 3 mm   | 9173.26 |
| 12 3/4"/32 cm | Ø 3 mm   | 9173.32 |
| 10 1/4"/26 cm | Ø 4 mm   | 9174.26 |
| 10 1/4"/26 cm | Ø 5 mm   | 9175.26 |



Canule de liposuction COBRA

| Dimension     | Diamètre | Poignée |
|---------------|----------|---------|
| 6"/15 cm      | Ø 3 mm   | 9183.15 |
| 10 1/4"/26 cm | Ø 3 mm   | 9183.26 |
| 12 3/4"/32 cm | Ø 3 mm   | 9183.32 |
| 10 1/4"/26 cm | Ø 4 mm   | 9184.26 |
| 12 3/4"/32 cm | Ø 4 mm   | 9183.32 |
| 10 1/4"/26 cm | Ø 5 mm   | 9185.26 |

Canule de liposuction MERCEDES  
3 fentes latéral

| Dimension | Diamètre | Poignée |
|-----------|----------|---------|
| 6"/15 cm  | Ø 2 mm   | 9602.15 |
| 6"/15 cm  | Ø 3 mm   | 9603.15 |
| 10"/25 cm | Ø 3 mm   | 9603.25 |
| 6"/15 cm  | Ø 4 mm   | 9604.15 |
| 10"/25 cm | Ø 4 mm   | 9604.25 |
| 6"/15 cm  | Ø 5 mm   | 9605.15 |
| 10"/25 cm | Ø 5 mm   | 9605.25 |

Canule de liposuction KOTZUR  
9 trous

| Dimension | Diamètre | Poignée |
|-----------|----------|---------|
| 12"/30 cm | Ø 3 mm   | 9623.30 |



Un trou central, pour des contours fins du visage

| Dimension | Diamètre | Poignée | Luer-Lock |
|-----------|----------|---------|-----------|
| 2"/5 cm   | Ø 1.7 mm | 9647.05 | 9657.05   |
| 2"/5 cm   | Ø 2.0 mm | 9640.05 | 9650.05   |
| 4"/10 cm  | Ø 2.0 mm | 9642.10 | 9652.10   |
| 2"/5 cm   | Ø 3.0 mm | 9643.05 | 9653.05   |
| 6"/15 cm  | Ø 1.7 mm | 9647.15 | 9657.15   |
| 6"/15 cm  | Ø 2.0 mm | 9642.15 | 9652.15   |
| 6"/15 cm  | Ø 3.0 mm | 9643.15 | 9653.15   |



8 trous, pour le visage fin et le remodelage

| Dimension | Diamètre | Ø Trous  | Poignée | Luer-Lock |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|
| 4"/10 cm  | Ø 1.7 mm | Ø 0.5 mm | 9667.10 | 9677.10   |
| 4"/10 cm  | Ø 2.0 mm | Ø 1.0 mm | 9662.10 | 9672.10   |
| 6"/15 cm  | Ø 3.0 mm | Ø 1.0 mm | 9663.15 | 9673.15   |



Canule de liposuction ENTNER

| Dimension | Diamètre | Ø Trous     | Poignée | Luer-Lock |
|-----------|----------|-------------|---------|-----------|
| 6"/15 cm  | Ø 2.0 mm | 18 Ø 1.0 mm | 9702.15 | 9703.15   |
| 6"/15 cm  | Ø 2.5 mm | 18 Ø 1.2 mm | 9704.15 | 9705.15   |
| 6"/15 cm  | Ø 3.0 mm | 18 Ø 1.5 mm | 9706.15 | 9707.15   |
| 8"/20 cm  | Ø 2.5 mm | 22 Ø 1.2 mm | 9708.20 | 9709.20   |
| 8"/20 cm  | Ø 3.0 mm | 22 Ø 1.5 mm | 9710.20 | 9711.20   |
| 8"/20 cm  | Ø 4.0 mm | 22 Ø 2.0 mm | 9712.20 | 9713.20   |
| 12"/30 cm | Ø 2.5 mm | 30 Ø 1.2 mm | 9714.30 | 9715.30   |
| 12"/30 cm | Ø 3.0 mm | 30 Ø 1.5 mm | 9716.30 | 9717.30   |
| 12"/30 cm | Ø 4.0 mm | 30 Ø 2.0 mm | 9718.30 | 9719.30   |




En forme de baïonnette, pour une manipulation plus facile

| Dimension | Diamètre | Ø Trous     | Poignée | Luer-Lock |
|-----------|----------|-------------|---------|-----------|
| 8"/20 cm  | Ø 3.0 mm | 22 Ø 1.5 mm | 9743.20 | 9753.20   |
| 8"/20 cm  | Ø 4.0 mm | 22 Ø 2.0 mm | 9744.20 | 9754.20   |
| 12"/30 cm | Ø 3.0 mm | 30 Ø 1.5 mm | 9743.30 | 9753.30   |
| 12"/30 cm | Ø 4.0 mm | 30 Ø 2.0 mm | 9744.30 | 9754.30   |



22 trous, chaque trou Ø 1,5 mm

| Dimension | Diamètre | Poignée | Luer-Lock |
|-----------|----------|---------|-----------|
| 8"/20 cm  | Ø 3.0 mm | 9723.20 | 9733.20   |



Curette d'aspiration Axor DOROW


| Dimension | Diamètre | Ø Trous | Poignée |
|-----------|----------|---------|---------|
| 6"/15 cm  | Ø 4 mm   | Ø 6 mm  | 9804.15 |



Dissecteur DOROW «V»

| Dimension | Dissecteur | Poignée |
|-----------|------------|---------|
| 6"/15 cm  | 4 mm       | 9801.15 |







**GASPAROTTI Canule de liposuction**  
Trou central, avec poignée

| Dimension | Diamètre | Poignée |
|-----------|----------|---------|
| 15 cm     | Ø 3 mm   | 1513.15 |
| 15 cm     | Ø 6 mm   | 1516.15 |
| 25 cm     | Ø 4 mm   | 1514.25 |
| 25 cm     | Ø 6 mm   | 1516.25 |
| 30 cm     | Ø 9 mm   | 1519.30 |




**GASPAROTTI Canule de liposuction**  
Trou central, avec poignée

| Dimension | Diamètre | Poignée |
|-----------|----------|---------|
| 15 cm     | Ø 3 mm   | 1523.15 |
| 15 cm     | Ø 6 mm   | 1526.15 |
| 25 cm     | Ø 6 mm   | 1526.25 |



**Canule de liposuction**  
Deux trous centraux avec poignée

| Dimension | Diamètre | Poignée |
|-----------|----------|---------|
| 15 cm     | Ø 4 mm   | 1534.15 |
| 25 cm     | Ø 6 mm   | 1536.25 |
| 30 cm     | Ø 6 mm   | 1536.30 |



**Adaptateur de transfert**  
Pour seringue Luer-Lock

| Dimension | Référence |
|-----------|-----------|
| 7,5 cm    | 1600.00   |



**Adaptateur - Luer-Lock**

| Dimension | Référence |
|-----------|-----------|
| 5 cm      | 2000.00   |




**Support de seringue Luer-Lock**

| Diamètre | Référence |
|----------|-----------|
| Ø 40 mm  | 1700.00   |



**Verrouillage pour seringue - Aluminium**

| Dimension | Référence |
|-----------|-----------|
| 13 cm     | 3000.00   |



## MEDECINE REGENERATIVE – CGF – FACTEURS DE CROISSANCE CONCENTRES

Ces dernières années, la recherche scientifique et technologique a ouvert une nouvelle perspective sur les plaquettes. Des études montrent que les plaquettes contiennent une abondance de facteurs de croissance et de cytokines qui peuvent agir sur l'inflammation, l'infection, l'ostéogenèse, la plaie et la cicatrisation des tissus mous.

La recherche montre maintenant que les plaquettes libèrent également de nombreuses protéines bioactives responsables de l'attraction des macrophages, des cellules souches mésenchymateuses et des ostéoblastes qui non seulement favorisent l'élimination des tissus dégénérés et nécrotiques, mais améliorent également la régénération et la guérison des tissus.

En médecine régénérative, trois facteurs sont importants : la matrice, le facteur de croissance et les cellules autologues. Tout ce qui précède est présent dans le CGF.

Le CGF est obtenu à la suite d'un processus de séparation du sang recueilli dans des tubes à vide, à l'aide d'un dispositif médical spécial ( MEDIFUGE – SILFRADENT ).

### MEDIFUGE MF 200 - Séparateur de facteurs de croissance

- Accélération différenciée.
- Vitesse et fractionnement - RCF alternée

Ne permet pas la dégranulation des plaquettes

- Rotor antistatique et antimagnétique.
- Auto décontamination par UV.
- Température constante maintenue par auto ventilation.
- Conforme aux normes médicales et bloc opératoire.



La technologie CGF a une caractéristique intéressante : la simplicité et la vitesse de centrifugation permettent d'obtenir une matrice plus élastique de fibrine riche en facteurs de croissance.

La présence de cellules autologues comme les plaquettes et les leucocytes, y compris les cellules CD34+, a été démontrée dans le CGF. Les preuves histochimiques indiquent le rôle des cellules CD34+. La présence de ces cellules dans le PRP favorise la repousse des tissus. Le CGF a une bonne capacité de régénération et divers domaines d'application. L'utilisation du plasma riche en plaquettes (PRP) est déjà depuis des années une réalité et une preuve scientifique vérifiée par la communauté médicale internationale pour la chirurgie plastique dans le traitement des brûlures graves. Les chirurgiens plasticiens et leurs patients bénéficient grandement de la régénération tissulaire grâce au PRP, obtenant ainsi une récupération nettement supérieure à la fois en termes de qualité tissulaire et de vitesse de guérison.

En chirurgie Maxillo-Faciale et en implantologie, les potentialités du CGF sont connues depuis des années. Son application aide et stimule la régénération osseuse aussi bien dans la gestion des implants endo-osseux que dans la cicatrisation des fractures maxillo-faciales. Les chercheurs ont également étudié cette efficacité dans les problèmes parodontaux. Les conclusions ont indiqué que la technique PRP représente une riche source de facteurs de croissance capable d'apporter des changements significatifs dans les dommages parodontaux et qu'elle est capable de supprimer la libération de cytokines, de limiter l'inflammation et de promouvoir de cette manière la régénération tissulaire.



De même, les chirurgiens orthopédistes savent comment la vitesse des processus de guérison des tendons et des traumatismes des surfaces articulaires s'améliore grâce à l'utilisation des facteurs de croissance plaquettaires en PRP. Le CGF est maintenant utilisé en médecine musculo-squelettique avec une fréquence et une efficacité croissantes. Les lésions des tissus mous, telles que les tendinopathies et les tendinites, les lésions du ménisque et l'inflammation des articulations, sont maintenant traitées avec la technique du PRP.

En bref, une technique valable qui optimise les processus de guérison de chaque tissu où elle est appliquée. Avec le CGF, tout ce qui est nécessaire à notre régénération est déjà en nous.

Dans le domaine dermatologique, le CGF est utilisé pour l'alopécie. Il est clair qu'il ouvre un chapitre passionnant, une véritable révolution dans le domaine de la chirurgie esthétique : l'application du facteur de croissance plaquettaire pour le rajeunissement de la peau grâce à la stimulation de la régénération cutanée.

Il est important de souligner que le traitement du facteur de croissance plaquettaire CGF n'est pas un simple traitement esthétique, mais une méthode biologique qui tend à restaurer les meilleures conditions vitales de notre peau avec une excellente amélioration de l'esthétique de la peau et une optimisation des paramètres physiologiques cutanée.

La quantité de plaquettes, la concentration et la libération des facteurs de croissance dépendent fortement de la technique utilisée, de la façon dont les plaquettes sont activées et de la centrifugeuse utilisée.

La chirurgie esthétique moderne ne pourrait-elle pas bénéficier de cette technique extraordinaire ?

Le vieillissement n'est pas uniquement dû aux rides. Les pommettes et paupières affaiblies ajoutent également plusieurs années à notre visage. Heureusement, aujourd'hui, nous pouvons regagner la plénitude et la turgescence typiques de la jeunesse sans tomber dans l'excès et le ridicule.

La technique est ESSENTIELLE !

Nous pouvons créer une charge volumineuse en utilisant un composant (PPP) pour obtenir, sous impulsions thermiques - T° de 75° ( A.P.A.G ), un gel qui, une fois refroidi sera mélangé avec du CD34+.

Ou nous pouvons aussi obtenir, sous impulsions thermiques - T° de 44° ( A.P.A.G ), une reconstruction de collagène.

A.P.A.G - Activated Plasma Albumin Gel.

I.C.F – Induces Collagen Formation.

Dispositif de dénaturation.

Activation du Gel d' Albumine.

Dispositif par impulsions thermiques.

Matériaux antistatique et antimagnétique.

Conforme aux normes médicales.



Par conséquent, avec un simple prélèvement sanguin, nous pouvons obtenir :

L.P.C.G.F pour cutané - Biostimulation.

I.C.F pour le collagène - Reconstruction.

A.P.A.G pour créer un effet de remplissage.

# Protocole LPCGF

Phase liquide du concentré de facteurs de croissance  
Mésothérapie autologue

## Nous utiliserons:

- Séparateur de phases sanguines MEDIFUGE
- Aiguilles à ailettes
- Aiguilles longues
- Robinet à 3 voies
- Seringues 2 ml
- Seringues 5 ml
- Tubes à bouchon vert
- Aiguille 4 mm 30G




1- PPP

2- PRP

1- Cellules souches CD34+

1- RBC



## Etape 1

Prélever 18 ml de sang d'une veine périphérique



## Etape 2

Placer les tubes dans le séparateur de phase sanguine **MEDIFUGE**



## Etape 3

Extraire le PRP et les fractions de cellules CD34+ et les mélanger en utilisant un robinet à 3 voies




## Etape 4

Injecter du LPCGF là où c'est nécessaire



# Protocole A.P.A.G

**Activated Plasma Albumin Gel**  
Matériau de remplissage autologue



- 1- PPP
- 2- PRP
- 1- Cellules souches CD34+
- 1- RBC

## Nous utiliserons:

- Séparateur de phases sanguines MEDIFUGE
- Aiguilles longues
- Robinet à 3 voies
- Seringues 2 ml
- Seringues 5 ml
- Seringues 1 ml haute qualité (pouvant résister à 75°C)
- Tubes à bouchon vert ou blanc



- 1 - Prélever 9 ml de sang



- 2 - Centrifuger le sang dans le séparateur de phase sanguine MEDIFUGE



- 3 - Extraire le PPP du tube



- 4 - Introduire la seringue contenant le PPP dans l'appareil de dénaturation



- 5 - Retirer la seringue contenant le gel APAG de l'appareil de dénaturation et conserver à température ambiante pendant 10 min




- 6 - Mélanger pendant 30 s le gel APAG avec les fractions de cellules en utilisant un robinet 3 voies



- 1 - Remplir les rides avec le gel APAG

# Protocole ICF

## Stimulation de la formation de collagène en mésothérapie autologue



- 1- PPP
- 2- PRP
- 1- Cellules souches CD34+
- 1- RBC

### Nous utiliserons:

- Séparateur de phases sanguines MEDIFUGE
- Appareil de chauffage APAG
- Aiguilles à ailettes
- Aiguilles longues
- Seringues 2 ml
- Robinet à 3 voies
- Seringues 5 ml
- Tubes à bouchon vert
- Aiguilles 30 G 4 mm
- Seringues 1 ml haute qualité (pouvant résister à 75°C)



- 1 - Prélever 18 ml de sang



- 2 - Centrifuger le sang dans le séparateur de phase sanguine MEDIFUGE



- 3 - Extraire le PRP et les fractions de cellules CD34+ et mélanger en utilisant un robinet 3 voies



- 5 - Retirer la seringue contenant le fluide intracellulaire et conserver à température ambiante pendant 10 min



- 6 - Injecter le fluide intracellulaire dans la zone à traiter



- 4 - Introduire la seringue contenant le PRP et les cellules CD34+ dans l'appareil de chauffage.  
Sélectionner «Activ. Collagène».

A la fin de la première session, les patients reçoivent un kit « JUVENTUTE » contenant un masque, une crème et une lotion, avec l'ajout de facteurs de croissance pour prolonger l'effet du traitement par l'entretien de soins à domicile. Il est recommandé de respecter le protocole de trois traitements sur une période de deux mois, le quatrième après six mois, le cinquième en fin d'année et un traitement d'entretien chaque année.

## COURS ET FORMATION AUX TRAITEMENT DU CGF

Notre formation CGF à facteur de croissance concentré de 2 jours enseigne aux professionnels de la santé comment injecter les propres facteurs de croissance concentrés du patient pour développer du nouveau collagène, régénérer les tissus mous, lisser et resserrer la peau. Ce cours est dispensé par les meilleurs professionnels de l'esthétique médicale, les chirurgiens-dentistes et les scientifiques biochimiques, chacun ayant une expérience approfondie en injection cosmétique et en biologie moléculaire.

Cette procédure a des applications universelles dans tous les domaines médicaux et dentaires. Ce cours passe en revue la science et la biologie derrière les concentrés de sang autologues afin que les cliniciens comprennent le fonctionnement du processus ainsi que les indications d'une bonne utilisation.

**Pourquoi CGF ?** le CGF a une longue histoire d'utilisation en médecine sportive et orthopédique ainsi qu'en dentisterie et en chirurgie reconstructive. Nous constatons maintenant qu'elle peut également bénéficier de manière significative du rajeunissement facial cosmétique, de la dermatologie et de la cicatrisation des plaies cutanées.

**Comment le CGF peut-il être utilisé pour rajeunir la peau ?** Lorsqu'il est injecté dans la peau, le CGF cultive du nouveau collagène et de nouvelles études montrent qu'il peut également adoucir les dommages causés par le soleil tout en lissant et en resserrant la peau. C'est un traitement efficace pour corriger les problèmes cutanés courants liés à l'âge tels que les cernes et les creux sous les yeux, les ridules, le relâchement des tissus et le teint inégal.

**À quoi ressemblent les traitements ?** Une fois que le sang du patient a été prélevé et préparé, les injections sont rapides - seulement environ 15 à 20 minutes - et relativement indolores. Il peut y avoir un léger gonflement, des rougeurs et des ecchymoses qui se dissipent généralement en 1 à 3 jours. Puisque le CGF est fabriqué à partir des propres cellules du patient, il n'y a pratiquement aucun risque d'effets secondaires.

**Et le résultat ?** Les résultats commencent généralement à apparaître 3 à 4 semaines après le traitement et continuent de s'améliorer avec le temps. Pour de meilleurs résultats, trois traitements sont généralement recommandés, espacés d'environ un mois. Les patients signalent généralement une texture de peau plus lisse et un teint amélioré, une diminution des rides et ridules et une apparence plus ferme dans l'ensemble.

**Une utilisation clinique** de cette procédure sera discutée pour des applications dans la greffe de tissus mous, la préservation des alvéoles, la greffe osseuse, le lifting des sinus, la chirurgie des implants, le rajeunissement facial, l'alopécie, ainsi qu'un rajeunissement facial pratique. Atelier avec des participants exerçant des procédures de rajeunissement du visage sur des patients vivants.

## L' OBJECTIF DU COURS

- Connaissance fondamentale du processus de cicatrisation des plaies.
- Enseignement sur les antécédents médicaux de l'utilisation du CGF et comment il est maintenant utilisé en médecine cosmétique.
- Éducation sur la façon dont le CGF peut être utilisé pour générer des tissus mous et du collagène, tout en raffermissant et en améliorant le teint de la peau.
- Protocole pour prélever du sang, le placer dans la centrifugeuse et séparer ses différents composants.
- Activation du CGF avec l'ozone.
- Connaissance de l'application correcte du CGF pour des résultats optimaux.
- Préparation du patient, instructions avant et après les soins et protocoles de sécurité.
- Formation pratique clinique pour une expérience réelle sur la ponction veineuse: injections de CGF et utilisation de ces facteurs de croissance pour le rajeunissement du visage.
- Préparation du masque et de la crème personnalisés à l'aide de propres cellules CGF du patient.

Ce cours, basé sur des preuves, vous permettra de comprendre et d'intégrer pleinement cette procédure riche et extraordinaire avec votre pratique et vos indications.

## Indications esthétiques.

- Zones faciales (supérieures et inférieures).
- Zones du cou.
- Mains.
- Traitements contre l'alopécie.
- Calvitie masculine et féminine.
- Thérapies combinées comprenant micro-aiguilletage, canule, mélatonine, ozone, vitamine D et options de post-traitement.
- Injections intra caverneuses pour hommes (injection de cellules souches mâles).
- Injection intravaginale pour les femmes (injection de cellules souches féminines) et rajeunissement du vagin.

## BASE DU COURS

- Le cours sera enseigné par une équipe scientifique de professeurs. Il s'agit d'un cours unique, tant pour la qualité de l'orateur que pour le contenu et la conception de celui-ci.
- L'objectif du cours est que lorsque vous retournez à votre clinique, vous pouvez commencer à préparer et à mettre en œuvre le gel plasmatique, les cellules CD34 + et les facteurs de croissance concentrés avec confiance et ainsi faire la différence.
- Il s'agit d'un cours très pratique où vous passez de la théorie à la pratique sous la supervision de l'équipe scientifique.
- Vous pouvez acquérir la sécurité et la confiance nécessaires pour intégrer ce traitement dans votre pratique quotidienne.
- Les cours pratiques ont lieu sur de vrais patients.

## RESERVATION

La réservation à cette formation sur 2 jours se fait à nos bureaux.

MEDIN FRANCE - 1001 chemin Hugues Béranguier - 06610 La Gaude

Tel: 04.93.58.21.71 - Fax: 04.93.58.14.75 - mail: [info@medin-france.com](mailto:info@medin-france.com)

## LIEUX

En France - selon disponibilité et nombre de participants.

En Italie - Bologne.

## QUAND

Contactez-nous pour connaître les dates de session.