




MEDIN

FRANCE

MATERIEL

STOMATOLOGIE

IMPLANTOLOGIE


MAXILLO-FACIALE

ORL

OPHTALMOLOGIE

ESTHETIQUE-PLASTIE

TEL: 04.93.58.21.71 - FAX: 04.93.58.14.75 - info@medin-france.com



MEDIN FRANCE

TEL: 04.93.58.21.71 - FAX: 04.93.58.14.75
info@medin-france.com

Medin France peut aussi vous offrir:

- Une assistance dans le choix de votre équipement et de votre instrumentation.
- La réalisation d'une fabrication spéciale d'instrument à la demande.
- L'assurance d'un service de maintenance et de réparation de votre équipement et instrumentation
- Un prêt d'équipement selon la disponibilité durant maintenance et la réparation de votre matériel.



MATERIEL



STOMATO / IMPLANTO



MAXILLO-FACIALE



OPHTALMOLOGIE

ORL



ESTHETIQUE-PLASTIE





1600598



1600052



1600206



1600207



1600295



1600470



1600656



1600658



1600657



1600659



CHIROPRO LED Réf: 1700298



NEW CHIROPRO PLUS Réf: 1700710

40 000
tours/min.



1700525

OSSEODOC Réf: 1700168



NEW **CHIROPRO PLUS LED**

Sobre et simple, l'écran vous donne accès en un coup d'oeil à toutes les informations essentielles au bon déroulement de votre intervention : type d'instruments, vitesse, couple, débit d'irrigation et sens de rotation.

Grâce à son bouton de commande unique stérilisable, la navigation devient un jeu d'enfant. Tournez le bouton pour faire défiler les menus puis validez votre choix par une simple pression.

La réalisation de vos opérations est encore plus simple avec les séquences préprogrammées.

La séquence chirurgicale peut être personnalisée et enregistrée pour des procédures plus efficaces.

NEW CHIROPRO PLUS LED pour la chirurgie et l'implantologie

Livré avec: Console + pédale / 1 moteur + câble LED / 1 contre-angle réducteur 20:1 / 10 brides de fixation / 1 potence / 1 support moteur / 1 cordon d'alimentation

NEW CHIROPRO PLUS LED	Réf : 1700710
Micromoteur MX-i Plus LED avec cordon	Réf : 1700758
Micromoteur MX-i Plus LED seul	Réf : 1700758
Cordon MX-i Plus seul	Réf : 1700758
Ligne d'irrigation	Réf : 1500984.010



NEW **CHIROPRO LED**

Le New Chiropro Bien-Air possède des séquences chirurgicales préprogrammées pour un enchaînement des différentes étapes de la mise en place de l'implant facile. Les séquences prédéfinies peuvent être adaptées à toutes les séquences définies par les fabricants d'implants ainsi qu'à toutes les conditions osseuses.

Le micromoteur MX-i est équipé d'un couple élevé pour un confort de travail incomparable. Les roulements à billes en céramique garantissent une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle.

Le New Chiropro a une pédale intelligente, un système d'irrigation breveté et un bouton de commande intuitif.

NEW CHIROPRO LED pour l'implantologie

Livré avec: Console + pédale / 1 moteur + câble LED / 1 contre-angle réducteur 20:1 / 10 brides de fixation / 1 potence / 1 support moteur / 1 cordon d'alimentation

NEW CHIROPRO LED	Réf :	1700708
Micromoteur MX-i LED avec cordon	Réf :	1700758
Micromoteur MX-i LED seul	Réf :	1600755
Cordon MX-i seul	Réf :	1601069
Ligne d'irrigation	Réf :	1500984.010





OSSEODOC - ref 1700168

Peu encombrante, robuste et stable, l'OSSEODOC pour la microchirurgie osseuse est pratique et efficace. Son moteur à accouplement ISO 3964, le standard le plus utilisé au monde, offre la possibilité d'utiliser des pièces à main, microscies et autres instruments de chirurgie. Ses touches permettent de sélectionner 4 plages de vitesse du moteur, le sens de rotation, deux options d'irrigation et 4 débits de la pompe péristaltique. La plupart de ces fonctions sont disponibles sur la pédale. Des témoins lumineux et sonores indiquent les fonctions activées.



Pédale multifonctions



Pompe péristaltique



Moteur BASCH stérilisable

Des détails qui comptent :

- Pédale fonctionnelle et symboles représentatifs.
- Pédale à variateur de vitesse et 2 boutons : à droite, sélection des 4 vitesses à disposition et du sens de rotation du moteur ; à gauche, contrôle du débit de la pompe péristaltique et ON/OFF.
- Le moteur BASCH sans balais est autoclavable avec son câble. Son fonctionnement est exempt de vibrations et sans à-coups dans les 2 sens de marche de 500 à 40 000 rpm. Refroidi par autoventilation.
- Un signal sonore prévient lors de la rotation du moteur en sens antihoraire.
- Indicateur de surveillance de moteur.
- Débit d'irrigation ajustable en 4 paliers de 15 à 130 ml/min.
- Fonction irrigation sur demande grâce à la fonction «Kick down» sur la pédale ou irrigation continue synchronisée avec le moteur.

Livré avec:

- Console de commande et de programmation
- Micromoteur BASCH + cordon
- Pompe péristaltique
- Pédale de commande Multifonctions
- Potence

Micromoteur BASCH seul	Réf :	1600076
Cordon BASCH seul	Réf :	1600342
Micromoteur BASCH + Cordon	Réf :	1700074
Pédale OSSEODOC	Réf :	1600407
Ligne d'irrigation	Réf :	MED 0300

Cassette sté micromoteur	Réf :	CSS
--------------------------	-------	-----





CHIROPRO LED - Réf : 1700298

Il intègre 7 des principaux systèmes implantaires du marché avec leurs séquences complètes.

Il peut également être personnalisé selon vos besoins.

De la préparation du site implantaire au vissage de l'implant, la séquence clinique préprogrammée s'affiche à l'écran. Quelques secondes suffisent à définir votre programme, l'enregistrer ou le modifier.

Il est infiniment polyvalent, au point de permettre de nombreuses applications cliniques, telles que l'implantologie, l'endodontie ainsi que la chirurgie dentaire.

Livré avec: Console + pédale / 1 moteur + câble LED / 1 contre-angle réducteur 20:1 / 10 brides de fixation / 1 potence / 1 support moteur / 1 cordon d'alimentation

Micromoteur MX - LED seul	Réf : 1600755
Cordon MX - LED seul	Réf : 1600606
Ligne d'irrigation	Réf : 1500984.010



EASYBONE LED

D'une conception robuste et facile d'utilisation, ce micromoteur vous permettra d'aborder l'implantologie et la chirurgie osseuse avec un budget très compétitif.

Il dispose de 4 programmes paramétrables.

Livré avec:

- Console de commande et de programmation
- Micromoteur + cordon LED
- Pompe péristaltique
- Pédale de commande Multifonctions
- Potence

EASYBONE LED	Réf: DI500
EASYBONE	Réf: DI400



SURGIC PRO LED - Réf : Y1001933

Toutes les fonctions nécessaires pour des applications de chirurgie buccale et d'implantologie dans un boîtier compact et élégant.

Il inclut le système de pointe de calibrage de la pièce à main.

Le surgic Pro intègre un large éventail de réglages permettant aux cliniciens d'utiliser n'importe quelle marque d'implant.

Livré avec:

- Console de commande et de programmation
- Micromoteur SURGIC PRO + cordon
- Pompe péristaltique
- Pédale de commande Multifonctions
- Potence

SURGIC PRO non LED	Réf : Y1001934
Micromoteur Surgic Pro LED + Cordon	Réf : E1023
Micromoteur Surgic Pro non LED + Cordon	Réf : E1025
Ligne d'irrigation	Réf : 32 F1201



Cassette rangement et stérilisation pour Moteur stomato Réf : CSS



SGR2-E (mouvement de va-et-vient 1,8 mm)



NON LUMIERE MODÈLE : SGR2-E RÉFÉRENCE : SH162

● Réduction 3:1 ● Couple : 12 600 balayages/min ● Bague de spray externe



SGO2-E (mouvement oscillant 17°)



NON LUMIERE MODÈLE : SGO2-E RÉFÉRENCE : SH164

● Réduction 3:1 ● Couple : 12 600 balayages/min ● Bague de spray externe



SGT2-E (mouvement sagittal 3°)



NON LUMIERE MODÈLE : SGT2-E RÉFÉRENCE : SH163

● Réduction 3:1 ● Couple : 12 600 balayages/min ● Bague de spray externe



Lames pour Mouvement de va-et-vient

MODÈLE : SGR-1

RÉFÉRENCE : Y900072

● Épaisseur de lame de 0,35 mm ● Lot de 10 lames



MODÈLE : SGR-2

RÉFÉRENCE : Y900073

● Épaisseur de lame de 0,35 mm ● Lot de 10 lames



MODÈLE : SGR-3

RÉFÉRENCE : Y900074

● Épaisseur de lame de 0,35 mm ● Lot de 10 lames



Lames pour Mouvement sagittal

MODÈLE : SGT-1

RÉFÉRENCE : Y900075

● Épaisseur de lame de 0,35 mm ● Lot de 10 lames



MODÈLE : SGT-2

RÉFÉRENCE : Y900076

● Épaisseur de lame de 0,35 mm ● Lot de 10 lames



Lames pour Mouvement oscillant

MODÈLE : SGO-1

RÉFÉRENCE : H174034

● Épaisseur de lame de 0,3 mm ● Lame unique



MODÈLE : SGO-2

RÉFÉRENCE : H174044

● Épaisseur de lame de 0,3 mm ● Lame unique



MODÈLE : SGO-3

RÉFÉRENCE : H174031

● Épaisseur de lame de 0,3 mm ● Lame unique



MODÈLE : SGO-4

RÉFÉRENCE : H174041

● Épaisseur de lame de 0,3 mm ● Lame unique



MODÈLE : SGO-5

RÉFÉRENCE : H174032

● Épaisseur de lame de 0,35 mm ● Lame unique



MODÈLE : SGO-6

RÉFÉRENCE : H174042

● Épaisseur de lame de 0,35 mm ● Lame unique



MEDIN
FRANCE



Les pièces à main droites de dernière génération sont notamment conçues pour supporter les fortes contraintes résultant d'appuis latéraux répétés, tout en conservant une précision hors du commun.
Vous apprécierez aussi l'absence de vibrations, leur silence ainsi que leur système de serrage éprouvé.



1600052-001

PIECE A MAIN DROITE

Sans lumière, rapport direct, douilles interchangeables avec ou sans tube d'irrigation, serrage à bague, Ø 2,35 mm, mandrin 104 (44,5 mm)

Réf : 1600052-001

Bague d'irrigation externe
Réf : 1500552-001



1600436-001

PIECE A MAIN DROITE

Multiplicatrice par 2. Sans lumière, douille avec tube d'irrigation, serrage à bague, queue d'outil Ø 2.35 mm, douille stérile Bur Guard Ø 2,35 mm, mandrin 104 (44,5 mm)

Réf : 1600436-001

Bague d'irrigation Réf : 1501318
Nez stérile UU (Bte 100) Réf : 1501317



PIECE A MAIN DE MICROCHIRURGIE DROITE LONGUE

Pièce à main droite longue à bague bleue BIEN AIR. Transmission 1/1 pour fraise à queue longue lisse munie d'un système d'irrigation externe. Etanche et stérilisable en autoclave à 134° Ø 2,35 mm, mandrin 105 (65 mm) / 106 (70 mm)

Réf : 1600206-001

Bague d'irrigation externe
Réf : 1500096-001



PIECE A MAIN DE MICROCHIRURGIE COUDEE LONGUE

Pièce à main coudée longue à bague bleue BIEN AIR. Transmission 1/1 pour fraise à queue longue lisse munie d'un système d'irrigation externe. Etanche et stérilisable en autoclave à 134° Ø 2,35 mm, mandrin 105 (65 mm) / 106 (70 mm)

Réf : 1600207-001

Bague d'irrigation externe
Réf : 1500096-001



PIECE A MAIN DROITE

La micro-technologie de NSK a développé au fil des années ces pièces à main offrant un niveau sonore et de vibration très faible tout en garantissant une précision de rotation inférieure à 0.02mm. Les pièces à main sont stérilisables par autoclave à 134°C

Caractéristiques :
Rapport direct 1:1
Pour fraises Ø 2.35
Mandrin 104 (44,5 mm)
Vitesse max. : 40 000 tr/min

Réf : H260



Bague d'irrigation externe
Réf : H019711



PIECE A MAIN DE MICROCHIRURGIE DROITE LONGUE

Les pièces à main NSK de microchirurgie ont été spécialement développées pour la chirurgie orale et les interventions ORL. La conception des pièces à main est telle qu'aucune vibration ni déviation ne peut se produire dans le mouvement, même à grande vitesse.

Les pièces à main sont stérilisables par autoclave à 134°C.

Caractéristiques :
Rapport direct 1:1
Pièce à main droite
Fixation par mouvement de torsion
Vitesse max : 40 000 tr/min
Pour fraise chirurgicale Ø2.35
Mandrin 104 (44,5 mm) et 105 (65 mm)

Réf : H264



Bague d'irrigation externe
Réf : H083D018

PIECE A MAIN DE MICROCHIRURGIE AVEC ANGLE DE 20°

Les pièces à main NSK de microchirurgie ont été spécialement développées pour la chirurgie orale et les interventions ORL. La conception des pièces à main est telle qu'aucune vibration ni déviation ne peut se produire dans le mouvement, même à grande vitesse. Les pièces à main sont stérilisables par autoclave à 134°C.

Caractéristiques :
Multiplicateur par 2
Angle de 20°
Fixation par mouvement de torsion
Vitesse max : 80 000 tr/min
Pour fraise chirurgicale Ø 2.35
Mandrin 104 (44,5 mm) et 105 (65 mm)

Réf : H263



Bague d'irrigation externe
Réf : H083D018



PIECE A MAIN DROITE

D'un excellent rapport qualité prix, cette pièce à main vous donnera entière satisfaction lors de vos chirurgies
Rapport 1:1, sans lumière, spray externe
Pièce à main stérilisable par autoclave à 134°C

Caractéristiques :
Rapport direct 1:1
Pour fraises Ø 2.35
Vitesse max. : 40 000 tr/min
Ø 2,35 mm, mandrin 104 (44,5 mm)

Réf : MED 170
Bague irrigation
Réf : H019711



**Pour toutes autre référence
d'instrumentation
contactez-nous**

**Confiez-nous vos réparations
Nous travaillons avec les plus
grands fabricants**



CONTRE ANGLE - RAPPORT 1:1L

SPRAY INTERNE

Lumière par barreau de verre optique, serrage par bouton-poussoir, queue d'outil Ø 2,35 mm.

Réf : 1600384-001



CONTRE ANGLE - RAPPORT 10:1L

SPRAY INTERNE

Réducteur par 10, lumière par barreau de verre optique, serrage par bouton-poussoir, queue d'outil Ø 2,35 mm.

Réf : 1600385-001



CONTRE ANGLE - RAPPORT 1:2,5L

SPRAY EXTERNE

Multiplicateur par 2,5, lumière par barreau de verre optique, serrage par bouton-poussoir, queue d'outil Ø 2,35 mm.

Réf : 1601055-001



CONTRE ANGLE - RAPPORT 20:1

Réducteur par 20, lumière par barreau de verre optique, irrigation interne, serrage par bouton-poussoir, queue d'outil Ø 2,35 mm.

Réf : 1600598.001



CONTRE-ANGLE - RAPPORT 1:5L

SPRAY INTERNE

Multiplicateur par 5, lumière par barreau de verre optique, serrage par bouton-poussoir, queue d'outil Ø 2,35 mm.

Réf : 1600386-001



Aquacare

pour retirer le sérum physiologique.

Réf: 1600617



Spraynet

Spray de nettoyage

Réf : 1600036



Lubrifi fluid

Pour la lubrification

Réf : 1600064



CONTRE ANGLE - NSK Ti-Max X-SG20 L 20:1L

Le refroidissement est optimisé par un double système d'irrigation. L'irrigation interne (Kirschner et Meyer) liquide traversant l'intérieur de la fraise et l'irrigation externe assurent ensemble un refroidissement adéquat. Les deux canules d'irrigation sont autoclavables.

Caractéristiques :

Réducteur par 20

Lumière par barreau de quartz

Corps en titane avec revêtement DURACOAT résistant aux rayures

Griffe à bouton-poussoir

Refroidissement externe et interne (Kirschner et Meyer)

Vitesse maxi : 2 000 tr/min

Réf : C1003



CONTRE ANGLE - NSK Ti-Max X-SG93 L 1:3L

Caractéristiques :

Multiplicateur par 3

Lumière par barreau de quartz

Corps en titane avec revêtement DURACOAT résistant aux rayures

Griffe à bouton-poussoir

Refroidissement externe et interne (Kirschner et Meyer)

Vitesse maxi : 120 000 tr/min

Réf : C1004





TURBINE TORNADO LED

Sur tous les plans, la Tornado affirme de façon claire et convaincante sa position de numéro un.
Cette turbine haut de gamme fournit une puissance exceptionnelle de 30 watts.
Une supériorité incomparable

Caractéristiques :
Double barreau de verre DuaLook
Roulements céramique
400 000 tr/min à 2,7 bars
4 sprays
Dimensions tête : Ø 12.2 mm H 13.1 mm
Valve antiretour de l'eau
Accouplement rapide et tournant pour raccord rapide Unifix.

Réf : 1600908.001



TURBINE TORNADO S-LED

La Turbine Bien-Air Tornado S LED avec sa petite tête et sa puissance exceptionnelle, est la dernière prouesse technologique de Bien-Air.
La Tornado S vient ainsi compléter la famille Tornado avec une version petite tête.

Caractéristiques :
Double barreau de verre DuaLook
Roulements céramique
400 000 tr/min à 2,7 bars
4 sprays
Dimensions tête : Ø 10.9 mm H 12.2 mm
Valve antiretour de l'eau
Accouplement rapide et tournant pour raccord rapide Unifix

Réf : 1600933.001



TURBINE BORA LED

Imaginez un instrument incroyablement léger et fin, à la fois racé, performant et résistant. Inspiré par les dernières avancées technologiques des milieux les plus exigeants. BIEN AIR l'a réalisé pour vous.

Caractéristiques :
Double barreau de verre DuaLook
Roulements céramique
400 000 tr/min à 2,7 bars
3 sprays
Serrage à bouton-poussoir
Valve antiretour de l'eau
Accouplement rapide et tournant pour raccord rapide Unifix.

Réf : 1600638.001



TURBINE Ti-Max Z900L

Le haut de gamme de NSK se caractérise par un design ergonomique incomparable et des performances inégalées.

Caractéristiques :
Corps en acier inoxydable
Roulements en céramique intégrés de type ISB
Lumière avec barreau de quartz
Système Clean Head
Griffe bouton-poussoir
Quadruple Spray
Microfiltre
Vitesse de 360 000 à 400 000 tr/min
Lavable en Thermodésinfecteur et Autoclavable à 135° C max

Disponible pour raccord NSK, KAVO Multiflex, Sirona, W&H Roto Quick et BIEN-AIR Unifix

Réf : Ti-Max led Z-900 L



TURBINE S-Max M900L

S-Max M900L légère, ergonomique et performante

Caractéristiques :
Corps en acier inoxydable
Roulements en céramique intégrés de type ISB
Lumière avec barreau de quartz ou LED suivant le type de raccord
Système Clean Head
Griffe bouton-poussoir
Quadruple Spray
Vitesse de 360 000 à 400 000 tr/min
Lavable en Thermodésinfecteur et Autoclavable à 135° C max

Disponible pour raccord NSK, KAVO Multiflex, Sirona, W&H Roto Quick et BIEN-AIR Unifix

Réf : S-Max M-900 L



STATMATIC Smart prend en charge le nettoyage intérieur et l'entretien d'instruments dentaires comme les turbines et les contre-angles. Le processus automatisé de nettoyage et d'entretien du programme standard « Nettoyage et entretien » ne prend que 3 minutes environ par appareil. Au cours du processus de nettoyage, effectué tout en douceur, un nettoyant liquide spécial, non fixateur, élimine efficacement les bactéries, les germes et toute autre saleté des canaux d'eau et d'air ainsi que des cavités creuses. L'entretien des composants internes permet d'assurer la longévité des instruments dentaires.

Statmatic type 3

Réf : S33003



Sûr



Flexible



Puissant



Economique



Facile à utiliser



Gain de place



Nettoyant SciCan
Réf:50700025



Huile dentaire SciCan
Réf:50704005

X-Cid® 2 est le seul automate qui répond aux recommandations actuelles de la chaîne de stérilisation de vos pièces à main, contre-angles et turbines.

Le X-Cid® 2 répond aux normes du Ministère de la santé et aux normes Hospitalières

- Pré-désinfection, nettoyage, rinçage, séchage et lubrification en rotation de votre instrumentation dynamique en près de 30 minutes avec un détergent-désinfectant, le X-Cidol® 2.
- Économie grâce à la gestion individuelle de chaque pièce : les traitements interne et externe ainsi que la lubrification se font poste par poste.



X-CIDOL
Bidon de 5L
Réf:50704005



HUILE TSU
Bidon de 250 ml
Réf:50700025



Sprays d'entretien

Les sprays d'entretien Bien-Air vous accompagnent dans l'utilisation quotidienne de vos micromoteurs et pièces à main et vous garantissent à la fois un entretien irréprochable, un fonctionnement optimal et une durée de vie prolongée.

Bombe spray de 500 ml.



Spraynet

Spray de nettoyage pour pièces à main et micromoteurs.

Réf : 1600036



Lubrifluid

Pour la lubrification des turbines, pièces à main, contre-angles et des micromoteurs.

Réf : 1600064



Aquacare

Spray de nettoyage spécialement adapté pour retirer le sérum physiologique.

Réf : 1600617

mectron



Moteur Piezosurgery TOUCH



Quand il s'agit de découper de l'os, vous pouvez bien sûr utiliser les scies et les fraises classiques. Elles taillent l'os, certainement, mais ne font aucune distinction : n'importe quel tissu mou sur leur chemin sera également tranché. Les microvibrations ultrasoniques propre à la technique originale PIEZOSURGERY® taillent l'os – et rien d'autre. Aucun tissu mou n'est atteint, ce qui vous permet de travailler avec une précision qui non seulement facilite l'acte chirurgical lui-même, mais en même temps réduit le malaise post-opératoire des patients.

Des coupes micrométriques








PIEZOSURGERY® permet d'effectuer des coupes micrométriques pour des interventions peu invasives, avec une précision chirurgicale et une sensation tactile per-opératoire maximales.

Des coupes sélectives

PIEZOSURGERY® protège n'importe quelle sorte de tissu mou. L'os peut être découpé sans léser nerfs, vaisseaux ou membranes. Ainsi PIEZOSURGERY® offre une sécurité maximale aux chirurgiens et aux patients.

Effet de cavitation

PIEZOSURGERY® assure une visibilité opératoire maximale. L'effet de cavitation produit par les mouvements ultrasoniques crée un champ opératoire exsangue.


KIT BASIC**KIT OSTEOTOMIE****KIT EXTRACTION****KIT SINUS LIFT****KIT SINUS LIFT LATERAL****KIT PREPARATION IMPLANT**

EXPANSION DE CRÊTE	→ STANDARD	OT7 OT4 OP5 → EN OPTION OT2 OT7A OT7S-4 OT7S-3 OT12 OT12S OT7-20
PRÉPARATION DU SITE POUR MINI IMPLANT	→ STANDARD	IM15 MDI 19 MDI 22 MDI 25
PRÉPARATION DU SITE IMPLANTAIRE	→ EN OPTION	IM1 AL IM2A-15 IM2 BA IM3A-15 IM3 4A IM2P-15 IM2 8P IM3P-15 IM3 4P
PRÉPARATION DU SITE IMPLANTAIRE	→ STANDARD	IM15 IM2A IM3A IM4A IM2P IM3P IM4P OT4 P2-3 P3-4
SURÉLEVATION DE SINUS PAR APPROCHE LATÉRALE	→ STANDARD	SL-C SLO-H SLS SLE1 SLE2 OP3 OT1 EL1 → EN OPTION OT1A OT5 OT5A OT5B EL2 EL3
SURÉLEVATION DE SINUS PAR D'APPROCHE CRÉTALE	→ PIEZO LIFT	PL1 PL2 PL3 → SINUS PHYSICLIFT IMI SP IM2 SP P2-3 SP OT9 CS1 CS2 PIN IM1 PIN 2-2.4 PROBE SP
CHIRURGIE PARODONTALE	→ EN OPTION	PS1 PS6 PP10 PP11 PP12 OP2 OP3A OP4 OP6 OP6A ICP + ICI
CHIRURGIE PARODONTALE	→ STANDARD	OP5A OP8 OP9 OT13 OT14 OP5 OP3 PS2 PP1
ENDODONTIE	→ STANDARD	OP7 PS2 EN1 EN2 EN3 EN4 → EN OPTION ENS8 ENS1 ENGR EN6L OP3
GREFFE DE BLOC OSSEUX	→ EN OPTION	OT6 OT7A OT7S-4 OT7S-3 OT12 OT12S OT7-20
GREFFE DE BLOC OSSEUX	→ STANDARD	OT7 OP5 OT8L OT8R



—• CHIRURGIE PEU INVASIVE

—• LE CONCENTRÉ D'ULTRASONS

—• LE CHOIX DE LA HAUTE TECHNOLOGY

Les dispositifs ACTEON (Comeg) sont certifiés bloc opératoire. Approuvé par un organisme indépendant. Chaque dispositif remplit les normes réglementaires médicales les plus exigeantes.



PIEZOTOME M+
Piezo • Ultrasonic • Surgery • Unit



IMPLANTCENTER M+
Piezo • Ultrasonic • Surgery & Implantology Unit



PIEZOTOME M+
Piezo • Ultrasonic • Surgery • Unit
SOLO

CERTIFIÉ
BLOC OPÉRATOIRE



Compact et efficace, **PIEZOTOME® Solo M+** réunit tous les composants les plus puissants, fiables et sûrs de la gamme M+ pour une performance et efficacité maximales



Indications Cliniques



Actif sur les tissus durs tout en préservant les tissus mous.

Ostéotomies, ostéoplasties, forage, rhinoplastie, lissage des petits os où la sécurité et la précision sont essentielles.

—● COUPE SÉLECTIVE

Chirurgie osseuse piézoélectrique aux ultrasons sûre et atraumatique. Non actif sur les tissus mous (mode modulation Piezotome).

—● TECHNOLOGIE NEWTRON®

Technologie brevetée pour une grande efficacité et d'excellents bénéfices cliniques.

—● COMPACT

Dédié à la chirurgie osseuse de précision par ultrasons, le Piezotome® Solo M+ dispose d'un large écran orienté vers l'opérateur pour plus de visibilité.

—● BÉNÉFICES CLINIQUES

- Préservation des tissus mous (nerfs, artères, dure-mère)
- Osteotomies fines et précises
- Douleurs post-opératoires réduites
- Meilleure cicatrisation
- Résultats stables et à long terme





PIEZOTOME® est un appareil polyvalent. Sa double connexion permet de brancher deux pièces à main pour des actes plus rapides. Son réglage est facilité par un écran tactile, ainsi qu'une pédale multifonctions permettant une parfaite maîtrise tout au long de l'acte chirurgical.



Indications Cliniques

Actif sur les tissus durs tout en préservant les tissus mous.

Ostéotomies, ostéoplasties, rhinoplastie, forage, lissage des petits os où la sécurité et la précision sont essentielles.



COUPE SÉLECTIVE

Chirurgie osseuse piézoélectrique aux ultrasons sûre et atraumatique. Non actif sur les tissus mous (mode modulation Piezotome).

TECHNOLOGIE NEWTRON®

Technologie brevetée pour une grande efficacité et d'excellents bénéfices cliniques.

POLYVALENT

Dédié à la chirurgie osseuse de précision par ultrasons, le Piezotome® M+ a :

- une double connexion pour une chirurgie plus rapide
- un écran tactile pour des réglages intuitifs

BÉNÉFICES CLINIQUES

- Préservation des tissus mous (nerfs, artères, dure-mère)
- Osteotomies fines et précises
- Douleurs post-opératoires réduites
- Meilleure cicatrisation
- Résultats stables et à long terme

CERTIFIÉ
BLOC OPÉRATOIRE



ImplantCenter™ M+ est un concept unique associant la puissance d'un moteur rotatif et la sécurité de l'instrumentation piézoélectrique. Il assure ainsi une indépendance totale du chirurgien et ouvre la voie à une multitude de chirurgies.

Indications Cliniques

Actif sur les tissus durs tout en préservant les tissus mous.

Ostéotomies, ostéoplasties, rhinoplastie, forage, lissage des petits os où la sécurité et la précision sont essentielles.

COUPE SÉLECTIVE

Chirurgie osseuse piézoélectrique aux ultrasons sûre et atraumatique. Non actif sur les tissus mous (mode modulation Piezotome).

TECHNOLOGIE NEWTRON®

Technologie brevetée pour une grande efficacité et d'excellents bénéfices cliniques.


DOUBLE TECHNOLOGIE

2 modes disponibles:

- Piezotome® pour la chirurgie osseuse de précision
- I-SURGE™ : moteur rotatif (certifié CMF)

BÉNÉFICES CLINIQUES

- Préservation des tissus mous (nerfs, artères, dure-mère)
- Osteotomies fines et précises
- Douleurs post-opératoires réduites
- Meilleure cicatrisation
- Résultats stables et à long terme



CERTIFIÉ
BLOC OPÉRATOIRE



- Réutilisable 5 fois
- A usage unique

CHIRURGIE CRÂNIO-MAXILLO-FACIALE



Kit CMF	BS1L	BS2L XL	BS2R XL	BS1RD	SL1	BS4
F57803	F87612	F87605	F87606	F87608	F87618	F87615
F57804	F87982	F87983	F87984	F87985	F87974	F87978

RHINOPLASTIE PAR VOIE OUVERTE



Kit Rhinoplastie Gerbault	RHS2Hb	RHS2Fb	RHS3L	RHS3R	RHS5	RHS6
F87681	F87686	F87687	F87677	F87678	F87679	F87680
F87999	F87969	F87968	F87991	F87992	F87993	F87994

Kit Expert Rhinoplastie Gerbault

F87689
F88000



RHS1	RHS2Hb	RHS2Fb	RHS3L	RHS3R
F87688	F87686	F87687	F87677	F87678
F87996	F87969	F87968	F87991	F87992




RHS4L	RHS4R	RHS5	RHS6
F87683	F87682	F87679	F87680
F87998	F87997	F87993	F87994




OSTÉOTOMIE/ OSTÉOPLASTIE

Coupe nette et fine
pour un volume osseux
maximal



ÉLÉVATION DE SINUS PAR VOIE LATÉRALE

Confort de travail inégalable : coupe
sélective et effet hémostatique



SYNDESMOTOMIE

Préservation maximale
de la table osseuse




ALLONGEMENT CORONAIRE

Précision et accessibilité incomparables




EXPANSION DE CRÊTE

Technique rapide
et peu invasive permettant
une expansion contrôlée



ÉLÉVATION DE SINUS PAR VOIE CRESTALE

Chirurgie peu invasive pour un
franchissement du plancher sinusien
en douceur



REMODELAGE & FORAGE OSSEUX



PROFOND ACCÈS OSSEUX





Mode de réglages par insert



RhinoPlasty
GERBAULT

RhinoPlasty
Expert - GERBAULT

Autres Inserts

SinusLift

CrestSplitting

CranioMaxilloFacial

BoneSurgery

IntraLift

Extraction

CrownExtension

INSERTS	Mode recommandé	Règlage*	Irrigation ml/mn
Rhinoplastie Basic et Expert			
RHS1	D1	3	60
RHS2Fb	D1	3	60
RHS2Hb	D1	3	60
RHS3L/RHS3R	D1	3	60
RHS4L/RHS4R	D1	3	60
RHS5	D1	3	60
RHS6	D1	3	80
Remodelage et forage osseux			
DB1	D1	3	80
DB2	D1	3	80-100
Accès osseux profond			
LC1XL	D1	3	80-100
Inserts longs			
BS1XXL	D1	3	80
BS6XXL	D1	3	80
Elévation de sinus par voie latérale			
SL1	D1	3	60
SL2	D1	3	60
SL3	D4	3	50
SL4	D4	3	30
SL5	D4	3	30
Expansion de crête			
	Mandibulaire	Maxillaire	
CS1	D2	D3	3 80-100
CS2	D2	D3	3 80-100
CS3	D2	D3	3 80-100
CS4	D2	D3	3 80-100
CS5	D2	D3	3 80-100
CS6	D2	D3	3 80-100
Cranio-Maxillo-Facial (CMF)			
BS1L	D1	3	60
BS1RD	D1	3	80
BS2LXL/BS2RXL	D1	3	60
BS4	D1	3	60
SL1	D1	3	60
Ostéotomie et Ostéoplastie			
BS1S	D1	3	60
BS2L/BS2R	D1	3	60
BS4	D1	3	60
BS5	D3	3	60
BS6	D1	3	60
Elévation de sinus par voie crétale			
TKW1	D2	3	100
TKW2	D2	3	100
TKW3	D2	3	100
TKW4	D2	3	100
TKW5	D2	3	100
Syndesmotomie			
LC1	D1	3	80-100
LC2	D1	3	80-100
LC2L/LC2R	D1	3	80-100
NINJA™	D1	3	80-100
Allongement coronaire			
BS6	D1	3	60
CE1	D1	3	60-80
CE2	D2	3	60-80
CE3	D1	3	60-80



● ACCESSOIRES

Pièce à main – PUISSANTE

- 6 pastilles de céramique pour des chirurgies plus rapides
- Lumière LED froide pour une visibilité accrue même dans les zones postérieures
- Pas d'échauffement
- Pièce à main légère pour une manipulation fluide et moins de fatigue manuelle



Tout en un

- Livrée dans sa cassette métallique autoclavable
 - Prête à être stérilisée
- Ref. F57802

Parfaite asepsie

- Pièce à main entièrement stérilisable (thermodésinfecteur et autoclave)
- Nez démontable pour une parfaite asepsie

Pompe & Irrigation – SÉCURITÉ

Un contrôle parfait de l'irrigation est nécessaire pour :

- Éliminer les débris osseux
- Réduire le risque de nécrose osseuse
- Effet hémostatique généré grâce à la cavitation (implosion de microbulles libérant de l'oxygène)



Pompe péristaltique pour une irrigation contrôlée

- Installation rapide
- Solide
- Débit précis et constant (limite l'échauffement osseux)
- Fonctionnement silencieux

Ligne d'irrigation à usage unique

Ref. F57378 x1

Ref. F57379 lot de 5



Inserts – ROBUSTES

- Conçus pour respecter l'anatomie des patients
- Système de vissage pour un assemblage rapide : gain de temps pendant la chirurgie
- Acier inoxydable de grade médical
- Renforcés par traitements thermiques et de surface
- Diamantage synthétique
- Stérilisation des inserts : rayons gamma

Kits & Inserts

Inserts à usage unique, livrés stériles ou réutilisables 5 fois, livrés non stériles



silfradent[®]

SURGYBONE

✓ Une nouvelle génération de chirurgie par ultrasons

◀ **Surgybone SB 400L**
- Lumière LED



▲ **Surgybone SB 400**

// FORTE PUISSANCE

Ideal pour augmenter la puissance de travail;

// AFFICHAGE AVEC VISUALISATION DES DONNEES

En accord avec le protocole;

// MICRO PROCESSEUR A COMMANDE ELECTRONIQUE

Avec un logiciel avancé : il améliore l'action de la pointe et un système spécifique empêche la rupture de l'insert;

// PIECE A MAIN AVEC LUMIERE LED

Améliore la visibilité en salle d'opération;

// SYSTEM DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE

Pour garder une pièce à main efficace;

// FORTE PUISSANCE DE LA PIECE A MAIN

Avec un transducteur Piézoélectrique surdimensionné équipé de 6 disques en céramique $\varnothing$ 13,5 mm.

Une technologie basée sur les fréquences ultrasonores permettant les ostéotomies de grande précision, avec un contrôle constant de la profondeur ainsi que de la longueur de l'incision.

Surgybone a été créé pour répondre à tous les besoins opérationnels courants, tout en optimisant l'espace de travail. Grâce à l'extrême polyvalence due à l'ouverture des fonctions, en sélectionnant directement le programme ENDOS, une machine chirurgicale avancée devient un appareil à ultrasons hautes performances. Surgybone utilise une technologie piézoélectrique à 360 ° avec une seule pièce à main.

- Large écran à cristaux liquides pour visualiser les réglages. Commande directe par bouton-poussoir pour un réglage précis et rapide.
- Régulation de la puissance en fonction des différents inserts.
- Précision de coupe maximale évitant la surchauffe des nécroses.
- Régulation de la fonction VIBRA, avec action PERCUSSION et découpe sélective

DONNEES TECHNIQUES:

✓ Alimentation:	230 V - 50/60 Hz
✓ Consommation nominale:	170 VA
✓ Vibration maximale:	200 micron
✓ Longueur câble pièce à main:	2000 mm
✓ Fréquence des ultrasons:	22 - 38 KHz
✓ Pédale:	pneumatique
✓ Capacité du circuit hydraulique:	0 - 50 ml/min
✓ Poids:	4,9 Kg
✓ Dimensions:	L x P x H 270x235x170 mm

DOMAINE D'UTILISATION

- ✓ Ascenseur des sinus crestaux
- ✓ Extractions
- ✓ Apicectomie
- ✓ Cystectomie
- ✓ Prélèvement d'os
- ✓ Expansion de la crête
- ✓ Décollement de la membrane
- ✓ Ostéoplastie, Ostéotomie
- ✓ Préparation du site implantaire
- ✓ Chirurgie Orthodontique
- ✓ Endodontie

PIECE A MAIN CHIRURGICALE

- ✓ Coupe micrométrique
- ✓ Coupe sélective
- ✓ Effet de cavitation
- ✓ Surchauffe tissulaire minime
- ✓ Maximum de visibilité en salle d'opération
- ✓ Protection des tissus mous
- ✓ Réduction de la douleur
- ✓ Diminution du temps de réhabilitation
- ✓ Disques céramiques à haut rendement
- ✓ Kit d'irrigation externe
- ✓ Léger et silencieux
- ✓ Fabriqué dans un matériau testé pour plus de 20.000 cycles de stérilisation



Pièce à main à forte puissance avec spay interne.
Réf: SB400ML



Pompe avec insertion facile du set d'irrigation.
Ligne d'irrigation
Réf: 32 F0188



Clé dynamométrique.
Réf: SB400CD



Pédale pneumatique.
Réf: SB400P



Cassette chirurgicale.
Réf: SB300TR



Kit avec porte inserts + (6 tranchantes, 1 lissage).

INSERTS SURGYBONE

Inserts autoclavables et réutilisables

SB P0100 - TRANCHANT

Scalpel courbé à 90°
Idéal pour la levée de sinus et le prélèvement d'os



SB P0301 - TRANCHANT

Scalpel de coupe droit, courbé à 120°
Idéal pour la parodontie et le prélèvement d'os



SB P0321 - ÉMOUSSER

Pour soulever la membrane sinusienne, courbé à 120°
Circulaire plate



SB P0600 - TRANCHANT

Pointe de coupe courbe
Idéal pour le prélèvement d'os de la mandibule



SB P0700 - TRANCHANT

Pointe de coupe rapide et efficace



SB P0720 - TRANCHANT

Pointe de coupe rapide et efficace
Incliné vers la gauche



SB P0200 - TRANCHANT

Pointe diamantée non traumatique
Idéal pour l'ouverture de la ténosynoviale



SB P0310 - ÉMOUSSER

Pour soulever la membrane sinusienne, courbé à 90°
Circulaire plate



SB P0400 - ÉMOUSSER

Pour décoller la membrane unguinale



SB P0750 - TRANCHANT

Pointe de coupe rapide et efficace



SB P0805 - LISSAGE

Pointe diamantée non traumatique
Idéal sur os fin et cartilage



SB P0900 - TRANCHANT

Pointe en forme de cône non traumatique
Idéal pour chirurgie parodontale



SB P0500 - TRANCHANT

Pointe de coupe rapide et efficace
Idéal pour le prélèvement d'os



SB P0610 - TRANCHANT

Pointe de lance tranchante à 120° pour extraction de dents



SB P0710 - TRANCHANT

Pointe de coupe rapide et efficace
Inclinée vers la droite



B P0800 - LISSAGE

Pointe diamantée non traumatique
Idéal pour travailler près des terminaisons nerveuses et des vaisseaux sanguins



B P0830 - TRANCHANT

Pointe d'affûtage non traumatique
Idéal pour préparer et compacter l'implantation de l'os



B P0940 - TRANCHANT

Pointe d'affûtage non traumatique
Idéal pour l'extraction



INSERTS SURGYBONE

Inserts autoclavables et réutilisables

KIT PEC // 6 INSERTS



KIT D'UTILISATION HYDRO // 6 INSERTS



KIT MAXILLO



KIT SPYNE



MEDIN

FRANCE



SURGYSONIC MOTO NERO



Moteur Piezo chirurgie Surgysonic Moto Nero.

Ultrasons et micromoteur pour l'implantologie, deux technologies, un seul appareil. Le Surgysonic Moto offre une nouvelle approche de la chirurgie des tissus durs.

Grâce à la combinaison en un seul appareil d'un micromoteur «classique» à grande vitesse et des technologies «ultrasoniques» modernes.


Il peut être utilisé non seulement dans le domaine dentaire, mais aussi en chirurgie générale (ex. chirurgie maxillo-faciale, neurochirurgie, etc.).

Ensemble comprenant :

- Console de commandes et de programmation.
- PAM LED waterproof à spray interne et cordon autoclavables 134°C
- Micromoteur de chirurgie avec cordon autoclavables 134°C
- Pompe péristaltique
- Pédale pneumatique
- 6 inserts avec cassette.
- Clé dynamométrique de serrage.
- Potence d'irrigation
- Cassette de stérilisation.
- Valise de transport thermoformée

Réf : Surgysonic MOTO - Moteur Piezo et moteur chirurgical

Réf : Surgisonic II - Moteur Piezo



ES005



ES007



ES007I



ES007L



ES007L5



ES007N1T



ES007N2T



ES007N3T



ES007NN5T



ES009L5



ES009S

3 ÉLÉMENTS INCONTOURNABLES

Performances ultrasoniques exceptionnelles

La puissance n'est pas le seul facteur déterminant en termes de performances et d'efficacité de découpe dans le domaine de la chirurgie à ultrasons. Ce qui est important est la synergie entre trois éléments : la fréquence du moteur, les caractéristiques de vibration de la pièce à main et la conception de l'insert, afin de supporter la puissance élevée et l'efficacité de découpe. Le VarioSurg3 agit aisément sur ces trois éléments pour obtenir des performances ultrasoniques optimales.



NSK



Vaste gamme d'applications

Chirurgie buccale

Chirurgie osseuse

Grattoir

Extraction

Soulèvement des sinus

Préparation implantaire

Outil pour membrane
sinusienne

Embouts de soulèvement
d'alvéole dentaire

Endodontie par voie
rétrograde

Détartrage / Maintenance

Détartrage supragingival

Polissage radiculaire

Maintenance de prothèse



NOUVAG⁺



Réf: 3394

Pompe d'infiltration DISPENSER DP30

Le distributeur DP30 est une pompe d'infiltration universelle qui convient parfaitement dans les applications tumescentes et aux traitements à la veine.

Le volume d'infiltration est contrôlé à l'aide du potentiomètre rotatif et de la pédale de pied.

Ergonomique

Le plus léger et le plus petit de sa catégorie
Surface simple à nettoyer

Voyant ON / OFF

Indique que l'appareil est sous tension

Réglage de la pompe précis

Potence

Permet de suspendre les bouteilles de solution d'infiltration standard

Mise en place facile des lignes d'irrigation

Pompe à faible bruit

Accès frontal à la pompe



DP30

Caractéristiques techniques

- Tension :	230 Volt 50 Hz
- Puissance de sortie :	40 VA
- Débit :	1-210 ml/min
- Dimensions :	260 X 250 X 110 mm
- Poids :	2.5 kg
Référence	4187



DP30
LIPO PLUS

Caractéristiques techniques

- Tension :	230 Volt 50 Hz
- Puissance de sortie :	40 VA
- Débit :	1-400 ml/min
- Dimensions :	260 X 250 X 110 mm
- Poids :	3.4 kg
Référence	4163

Pompe d'infiltration et liposuction

LipoSurg

Le système LipoSurg combine les fonctions d'infiltration et de liposuction à vibration assistées par moteur dans un seul appareil compact.

Les valeurs souhaitées pour l'infiltration et la liposuction sont définies en sélectionnant la fonction et en appuyant sur les touches fléchées montante ou descendante.

L'extraction de graisse nécessite le raccordement de ce système compact à un aspirateur haute dépression de type Nouvag «Vacuson 60».

Le débit élevé du Vacuson 60 aspire 60 litres par minute, et est idéal pour une liposuction efficace.

Système d'infiltration haut volume intégré avec pression équilibrée pour la protection des tissus et débit de 400 ml / min.

Le LipoSurg comprend :

- Une pédale variable
- Un moteur avec câble
- Une pièce à main et sa poignée plastique
- Deux tubulures
- Deux sprays d'entretien

Dimensions : 260 x 250 x 110 mm

Poids : 3,4 Kgs

Réf: 3392



Kit d'irrigation pour DP30 et DP30+

Luer Lock
Stérile
Boîte de 10
Ref : 6022



Tuyau à usage unique pour pièce à main de canule

Diam. 5 mm
Stérile
Boîte de 10
Ref : 6026E

Pompe d'aspiration

VACUSON 40 / 60

Les pompes d'aspirations Vacuson sont robustes, silencieuses et fiables.

Elles sont utilisées pour aspirer les fluides et les sécrétions. La puissance de la pompe peut être réglée de manière continue et être contrôlée par le manomètre.

La manipulation est facile et ses besoins en maintenance sont limités. Les pompes Vacuson de NOUVAG sont utilisées dans une large gamme d'applications, telles que l'obstétrique, l'endoscopie, l'ENT, la liposuction et bien d'autres.

Nouvag propose également une large gamme d'accessoires pour compléter ce système.

Le système de pompe d'aspiration Vacuson est évolutif et peut être configuré individuellement selon vos besoins..



Vacuson 40 et 60:

Économique due à un excellent ratio de prix / performance

Performance d'aspiration précise et réglable en continu

Technologie solide, fiable et approuvée

Faible bruit et vibrations

Sécurité automatique du débordement

Faible entretien

Gamme la plus large d'applications

Aspiration puissante de 40 l/min et 60 l/min.

Chariot en option.

Caractéristiques techniques

Vacuson 40

- Tension :	230 Volt 50 Hz
- Puissance :	170 VA
- Capacité d'aspiration :	40 l/min
- Dimensions :	360 X 300 X 280 mm
- Poids :	10 kg
Référence	4227-230

Vacuson 60

- Tension :	230 Volt 50 Hz
- Puissance :	400 VA
- Capacité d'aspiration :	60 l/min
- Dimensions :	360 X 300 X 280 mm
- Poids :	12 kg
Référence	4237-230

Accessoires

- Cart	Réf : 4122
- Bocal de 2L avec graduations	Réf : 4052
- Bocal de 5L avec graduations	Réf : 4245
- Couvercle anti-débordement	Ref : 4058
- Ensemble de bocal complet	Réf : 4030
- Support Bocal Monokit	Réf : 4037
- Poche usage unique Bte de 50	Réf : 4035



SURTRON

80 /120 /160

BISTOURI ELECTRIQUE POUR CHIRURGIE
MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE



Electrocoagulation radiofréquence, idéale pour les interventions de micro coagulation et pour la petite et moyenne chirurgie, monopolaire ou bipolaire.

Les coupes nettes, les coupes avec coagulation et la coagulation bipolaire peuvent être réalisées à l'aide d'un adaptateur spécial.

Grâce à la lecture numérique, les applications de cet instrument sont sûres et hautement reproductibles.

SURTRON 80-120-160 permet une chirurgie de qualité grâce à sa conception ergonomique et sûre.

La connexion à l'électrode de référence neutre offre une surveillance constante.

La possibilité de commuter les fonctions et de contrôler la puissance de sortie via la pièce à main porte-électrode permet d'effectuer l'opération sans avoir à se concentrer sur autre chose que le champ opératoire.

	80	120	160
Référence	10100.101	10100.201	10100.301
Puissance maximale de coupe	80 W-250 Ω	120 W-250 Ω	160 W-250 Ω
Puissance maximale de coupe-coagulation	60 W-200 Ω	90 W-200 Ω	120 W-200 Ω
Puissance maximale de coagulation	50 W-150 Ω	80 W-150 Ω	100 W-150 Ω
Puissance maximale de coagulation bipolaire	30 W-100 Ω	40 W-100 Ω	60 W-100 Ω
Fréquence de travail	600 KHz	600 KHz	600 KHz
Electrode neutre	F	F	F
Réseaux sélectionnable	115-230 Vac	115-230 Vac	115-230 Vac
Fréquence de réseau	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Puissance maximum absorbée	230 VA	300 VA	350 VA
Dimensions	254x104x288mm	254x104x288mm	254x104x288mm
Poids	5 kg	5 kg	5 kg

Composition standard

Porte électrode avec câble	Réf : 00205.00
Assortiments d'électrodes (10 pièces)	Réf : 00500.00
Câble pour connection neutre	Réf : 00404.08
Plaque électrode neutre	Réf : 05365.00
Pédale	Réf : 00304.00
Câble Secteur 2m	Réf : 00100.03



16 cm	11 cm
1 mm 98908004	98906001
0.5 mm 98907007	98905001
0.3 mm 98908003	98906002
98907008	98905009
98906008	
98905007	
98906009	

1 - Electrode Lame courbe	7 cm	Réf: 152.112
2 - Electrode Aiguille courbe	7 cm	Réf: 152.122
3 - Electrode boule courbe Ø2 mm	6 cm	Réf: 152.132
Electrode boule courbe Ø3 mm	6 cm	Réf: 152.142
Electrode boule courbe Ø4 mm	6 cm	Réf: 152.152
Electrode boule courbe Ø5 mm	6 cm	Réf: 152.162
4 - Electrode Aiguille courbe	7 cm	Réf: 152.125
5- Electrode Boucle 10 x 10 mm	14 cm	Réf: 152.175.10
Electrode Boucle 20 x 13 mm	14 cm	Réf: 152.190.13
Electrode Boucle 20 x 20 mm	14 cm	Réf: 152.190.20
6- Electrode Ronde Ø4 mm	5 cm	Réf: 500500.L3
Electrode Ronde Ø4 mm	10 cm	Réf: 500500.L3L
Electrode Ronde Ø8 mm	5 cm	Réf: 500500.L4
Electrode Ronde Ø8 mm	10 cm	Réf: 500500.L4L
7 - Electrode boule droite Ø2 mm	6 cm	Réf: 152.130
Electrode boule droite Ø3 mm	6 cm	Réf: 152.140
Electrode boule droite Ø3 mm	13 cm	Réf: 152.145
Electrode boule droite Ø5 mm	6 cm	Réf: 152.160
Electrode boule droite Ø5 mm	13 cm	Réf: 152.165



Puissance ultrasons 120 W / 40 kHz
 Puissance chauffe 150 W
 Minuterie 1 ~ 99 minutes
 Température 20°C ~ 80°C
 Dimensions cuve (lxLxH) 240mm X 140mm X 100mm
 Poids 5,5 Kg
 Ref MHC30C



Puissance ultrasons 120 W / 40 kHz
 Puissance chauffe 150 W
 Minuterie 1 ~ 99 minutes
 Température 20°C ~ 80°C
 Dimensions cuve (lxLxH) 240mm X 140mm X 150mm
 Poids 6 Kg
 Ref MHC50C



Puissance ultrasons 240 W / 40 kHz
 Puissance chauffe 350 W
 Minuterie 1 ~ 99 minutes
 Température 20°C ~ 80°C
 Dimensions cuve (lxLxH) 505mm X 140mm X 100mm
 Poids 9 Kg
 Ref MHC70C



Puissance ultrasons 240 W / 40 kHz
 Puissance chauffe 350 W
 Minuterie 1 ~ 99 minutes
 Température 20°C ~ 80°C
 Dimensions cuve (lxLxH) 305mm X 245mm X 150mm
 Poids 10 Kg
 Ref MHC100C



Puissance ultrasons 300 W / 40 kHz
 Puissance chauffe 450 W
 Minuterie 1 ~ 99 minutes
 Température 20°C ~ 80°C
 Dimensions cuve (lxLxH) 330mm X 300mm X 150mm
 Poids 14 Kg
 Ref MHC130C



Puissance ultrasons 300 W / 40 kHz
 Puissance chauffe 450 W
 Minuterie 1 ~ 99 minutes
 Température 20°C ~ 80°C
 Dimensions cuve (lxLxH) 330mm X 300mm X 200mm
 Poids 18 Kg
 Ref MHC190C



Caractéristiques techniques

- Puissance ultrasons : 200W
- Nombre de transducteur : 4
- Fréquence de nettoyage : 40 KHz
- Puissance de chauffage : 120W
- Dimensions de la cuve (mm) : 290 X 164 X 195
- Dimensions hors tout l x L x H : 400 X 340 X 340
- Volume utile de la cuve : 8L
- Écran tactile couleur : 10 cm
- Poids : 17 kg

Référence

MHC80NE

- USB :
- Vidange :
- Fonction :
- Rinçage :
- Verrouillage couvercle :
- Cuve ultrasons :
- Cassettes :

Rapport historique des cycles
Electrovanne
Degas et sweep
Oui
Oui
Pour table ou encastrable
Peut contenir jusqu'à 5 cassettes



Panneau de commande déportable



Panneau de commande encastrable



Bechers et support bechers

Bac à ultrasons encastrable

Un bac à ultrasons innovant grâce à son panneau de contrôle déplaçable. Vous pouvez le positionner dans un rayon de 1 m autour du bac à ultrasons.

Ceci vous permet d'avoir un espace de travail propre et facile à nettoyer.

Il dispose des mêmes caractéristiques et fonctionnalités que le 10L et 13 L posable avec chauffage.

La vidange se fait directement depuis la commande du panneau de contrôle.

Garantie 2 ans.

Réf: 5 Litres MHC50E

Réf: 10 Litres MHC100E

Réf: 13 Litres MHC130E

Réf: 19 Litres MHC190E

Sécheur d'instrumentation

Ce sécheur de dernière génération pour instrumentation allie technologie et modernité. Ses lignes épurées, son panneau de commande tactile lui confère un style unique.

Sa conception Française lui permet d'être adaptable sur les cuves MHC mais également sur de nombreuses cuves encastrées du marché européen.

Le sécheur MHC 130S est vendu seul ou avec une cuve de trempage/rinçage en inox (disponible en 10L, 13L et 19L).

Garantie 2 ans.

Réf: 10 Litres MHC100S

Réf: 13 Litres MHC13S

Réf: 19 Litres MHC19S



1 Bac de décontamination

2 Bac ultrasons encastrable

Chaîne d'asepsie

Une chaîne complète de nettoyage d'instruments disponible en 10L, 13L ou 19L, avec couvercles et paniers inclus.

3 Bac de rinçage

4 Sécheur d'instrumentation





AutoClean® est un nettoyeur ultrasons automatisé de dernière génération.

Son réservoir de 19L lui permet de gérer une grande capacité d'instrumentation en une seule fois.

Entièrement automatique, il permet de gagner un temps précieux pour les travaux de trempage, nettoyage et séchage.

Grâce à sa conception et son design moderne, AutoClean saura s'intégrer dans tous les cabinets dentaires.

Son panneau de commande tactile est intuitif. Il permet la consultation de l'historique d'utilisation et donne également la possibilité d'une utilisation manuelle de chaque séquence.

Caractéristiques Techniques

- Alimentation:	230 V AC - 50Hz
- Puissance d'ultrasons:	450W
- Nombre de transducteurs:	8
- Fréquence de nettoyage:	38 ~ 42 KHz
- Puissance de chauffage:	450W
- Dimensions du bac (mm):	325 X 300 X 200
- Dimensions externe (L x l x h):	490 X 460 X 500
- Port USB:	Historique des cycles
- Vidange:	Vanne motorisée
- Fonction:	Manuelle / Automatique
- Sécurité couvercle:	Arrêt du cycle
- Volume du bac	19L
- Volume utile du bac:	15L
- Écran graphique tactile:	10 cm
- Poids:	28 kg

- Cycle automatique
- Utilisation économique
- Optimise le temps de l'assistante
- Encombrement réduit



Thermosoudeuse à défilement



Réf: TS 47N

- Prise en main ultra rapide
- Lecteur SCANNER et logiciel d'édition codes-barres fournis
- Qualité d'impression parfaitement lisible sur 1 ligne
- Protection de la tête d'impression en cas d'intrusion de DM
- Capot inox 304L



Réf: TS 47T

- Grand écran tactile couleur
- Lecteur SCANNER et logiciel d'édition codes-barres fournis
- Pré-sélection de 5 températures de consigne
- Options de suivi et de traçabilité disponibles (USB / PRINTER)
- Qualification Opérationnelle (QO) incluse



Cette thermosoudeuse allie un design moderne à une fabrication robuste. Entièrement en aluminium, elle saura résister au temps.

La MHC 521 dispose d'un réglage automatique du système de chauffe ainsi que d'un voyant indiquant la fin de la soudure.

Réf: MHC521

Thermosoudeuse

Puissance	100 W
Température de soudure	220°
Longueur de rouleau maxi	300 mm
Largeur de soudure	12 mm
Réglage Température	Automatique
Pré-chauffage	3 min
Dimensions (mm)	440 x 340 x 210
Poids	7,5 kg



La thermosoudeuse MHC522 permet un gain de place en positionnant le dérouleur sur le mur.

La MHC 522 dispose d'un réglage automatique du système de chauffe ainsi que d'un voyant indiquant la fin de la soudure.

Réf: MHC522

Thermosoudeuse

Puissance	100 W
Température de soudure	220°
Longueur de rouleau maxi	300 mm
Largeur de soudure	12 mm
Réglage Température	Automatique
Pré-chauffage	3 min
Dimensions (mm)	440 x 340 x 210
Poids	7,5 kg



Réf : RU 200

ROUND UP (Mélangeur)

Mélangeur moléculaire intrinsèque et extrinsèque pour le plasma concentré d'os autologue ou bio-compatible. Le ROUND UP est agréé aux normes Hospitalières. Normes médicales N°0051

Utilisation

- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie Maxillo-Faciale
- Chirurgie buccale
- Ophtalmologie
- Chirurgie esthétique
- Médecine du sport
- Dermatologie
- Gynécologie
- Neurochirurgie



Réf : MF 200

MEDIFUGE (Centrifugeuse)

Le plasma autologue séparateur de facteur de croissance. La médecine régénératrice pour une large gamme d'applications.

Utilisation du propre sang du patient est la source idéale autologue.

Utilisation en chirurgie pour le patient post-opératoire: confort et récupération sans infection et aucune inflammation.

La MEDIFUGE est agréé aux normes Hospitalières. Normes médicales N°0051.

A.P.A.G.

A.P.A.G - Activated Plasma Albumin Gel.
I.C.F – Induces Collagen Formation.
Dispositif de dénaturation.
Activation du Gel d' Albumine.
Dispositif par impulsions thermiques.

Matériaux antistatique et antimagnétique.





ARMOIRE CHIRURGICALE / IMPLANTOLOGIE

Armoire mobile vous permet de déplacer et de ranger facilement vos équipements.

Réf :

3 tablettes 30 E0050

2 tablettes 30 E0060

Option: 1 tiroir

COMPRESSEUR INTEGRE



VALISE DE SOINS AMBULATOIRES AUTONOME

Comprenant :

- 1 pédale de contrôle des instruments
- 2 sorties instruments pneumatiques (midwest 4 trous)
- 1 seringue 3 fonctions avec embout interchangeable
- 1 canule d'aspiration (utilisation en mode non continu)
- 1 système d'alimentation autonome en eau
- 1 bouteille de récupération des déchets de l'aspiration
- Réglage individuel du spray des instruments rotatifs
- 1 compresseur sans huile

Réf : MHC702

Micromoteur électrique possible en option

COMPRESSEUR INTEGRE



UNITE POUR SOINS AMBULATOIRES AUTONOME

Il dispose de tout l'équipement nécessaire pour prodiguer les soins. Son encombrement et sa mobilité lui permettent un usage très polyvalent et un rangement facilité. Seule une prise électrique est nécessaire.

Comprenant :

- 2 sorties instruments pneumatiques (midwest)
- 1 seringue 3 voies avec embout interchangeable
- 1 canule d'aspiration (utilisation en mode non continu)
- 1 système d'alimentation autonome en eau
- 1 bouteille de récupération des déchets
- Réglage individuel du spray des instruments rotatifs
- 1 compresseur sans huile

Réf : MHC701

Micromoteur électrique possible en option



UNITE DENTAIRE MOBILE

Auto-alimentée en eau grâce à une bouteille. Le réglage est possible sur chaque instrument. La sélection des instruments est automatique

- Seringue 3 fonctions air / eau / spray
- 3 sorties instruments midwest
- Pédale disque progressive
- système d'alimentation autonome en eau

Réf : 1-370.AIR3

Option: nos carts peuvent être équipés suivant vos besoins. Micromoteur, détartreur....



ASPIRATION MOBILE

Puissante, elle ne nécessite aucun équipement complémentaire.
Elle peut être vidangée par l'intermédiaire de son réservoir interne.
Elle est robuste et nécessite peu d'entretien.

Réf: MHC800



MEUBLE DENTAIRE MOBILE

Meuble roulant 2 plateaux,
équipé de deux supports,
3 prises de courant et 1 rallonge de 3 m.
Tension 230 V/50Hz
Dimensions (L x P x H) :
380 x 400 x 1230 mm
Poids : 17 kg

Réf : SANICAR



BAC A DECHET POUR BLOC OPERATOIRE

Bassine 14L en inox 18/10.
4 roulettes antistatiques Ø 50mm.

TOUT AUTRE MATERIEL DISPONIBLE SUR DEMANDE



Table Mayo

100% acier inoxydable
Hauteur réglable de 74 à 117 cm
Plateau recouvrant 73 x 47 x 2,5 cm
Poids 18,70 kg

Réf : 30E0026



Table Pont

100% acier inoxydable
Hauteur réglable de 90 à 150 cm
Plateau recouvrant 60 x 90 cm
Poids 15 kg

Réf : 30E0023



Pédale vitesse variable

Micromoteur de retouche

Micromoteur de retouche ergonomique, d'un design agréable et moderne.
Support de pièces à main et de fraises intégré
Contrôle de la vitesse sur l'unité ou par la pédale à vitesse variable
Inversion du sens de rotation
Agréable, silencieux sans vibration ni émission de chaleur même en cas d'utilisation intensive



Pièce à main labo (MHC 201A)



Moteur type - E (MHC 201B)

Pièce à main labo	MHC 200A
Moteur type-E	MHC 200B



Micromoteur de retouche

Micromoteur de retouche avec mise en route au pied
D'un design agréable et moderne, ce micromoteur n'encombrera pas votre plan de travail.
Support de pièces à main et de fraises intégré
Puissant 2,8 Ncm
Agréable, silencieux sans vibration ni émission de chaleur même en cas d'utilisation intensive

Pièce à main labo	MHC 202A
Moteur type-E	MHC 202B



Micromoteur de retouche portable

Idéal pour une utilisation en nomade, il saura rendre de grands services.
D'un design moderne, il est fiable et simple d'utilisation.

Pièce à main labo	MHC 200A
Moteur type-E	MHC 200B



Enceinte de grattage pour micromoteur

Elle dispose d'une petite aspiration et d'un éclairage led

Réf : MHC216



Micromoteur LED NX

Le Micromoteur Led NX offre une qualité de lumière bien supérieure à la lumière halogène. Il est silencieux et léger (92 gr), sans vibration et avec un dégagement de chaleur minimum. Un rapport qualité prix inégalé.

Pièce à main labo	MHC 200A
Moteur type-E	MHC 200B



Enceinte de sablage

Enceinte de sablage à utiliser pour micro-sableuse...
Elle dispose d'une petite soufflerie qui plaque le sable en suspension au fond de l'enceinte

Pièce à main labo	MHC 200A
Moteur type-E	MHC 200B



Réservoir pour poche de collecte

Le système de collecte de liquides biologiques OMNI-VAC retient les matériaux aspirés et protège le filtre de l'installation d'aspiration de l'unité dentaire en évitant ainsi les colmatages. Le matériel aspiré reste à l'intérieur de la poche de collecte qui peut être séparée du réservoir et éliminée conformément aux normes en vigueur.

Réf : 30F2000



Poche à usage unique

Pour la collecte des déchets liquides

Réf : 30F2001



Support pour système d'irrigation et collecteur de déchets liquides.

Facile à déplacer dans une salle de chirurgie.

Le plateau peut supporter un moteur de chirurgie (jusqu'à 10 kg)

Réf : 30E0014

Réservoir pour poche de collecte (x1) Réf : 30F2000


Poche de collecte (x10) Réf : 30F2001



Adaptateur
filaire inclus



Socle de
chargement



ON / OFF

Selection Mode

Selection temps

Lampe à photopolymériser

Utilisation avec ou sans fil

Puissance 1200 mW/cm²

6 W LED ultra puissante. Nouvelle technologie LED

150 cycles de 20 s, Batterie de grande capacité et LED à longue durée de vie (plus de 2500 heures, détection batterie faible, arrêt automatique en cas d'inactivité)

3 Modes de polymérisation (pleine puissance, progressif et impulsion)

4 Temps (5, 10, 15, 20 secondes)

Utilisation aisée Affichage digital intuitif, ergonomique, robuste et moderne (corps en aluminium anodisé)



Réf : MHC 510



Réf : MHC 513

La lampe à photopolymériser Flash Spectre intègre les dernières technologies LED. Elle combine une conception innovante avec 2 types de led permettant de couvrir un très large spectre .
La Flash Spectre génère une intensité lumineuse de 2500 mW/cm^2 sans échauffement ce qui garantit un durcissement en quelques secondes.

En mode standard, la Flash Spectre saura s'adapter à toutes les situations.
En mode pleine puissance, elle permet également grâce à sa grande diffusion de lumière une polymérisation efficace même en mode indirecte.

2500 mW/cm^2
Jusqu'à 2 mm en 2 secondes

GARANTIE 2 ANS

Guide optique 8 mm

La grande qualité de la fibre optique améliore l'émission de lumière.



Commande avancé / affichage LED

Le bouton à double commande permet de modifier les paramètres:

- De la puissance (1500 mW/cm^2 ou 2700 mW/cm^2)
- Du temps (suivant le mode sélectionné)

Module de batterie évolué

Une cellule Lithium-ion haute performance est incorporée dans notre module de batterie de qualité médicale ce qui garantit une autonomie étonnante.




Technologie double Led

FLASH SPECTRE
2500 mW/cm^2
Jusqu'à 2 mm en 2 secondes

MX NANO

- Le corps entièrement en métal;
- Léger et très fin (seulement 13.5 mm de diamètre)
- Tête pivotante à 360°
- Large spectre pour la polymérisation: 385~515 nm
- Mode détection de caries 40~420nm
- Système de contrôle de la puissance de la led (radiomètre)
- Polymérisation jusqu'à 10 mm de large
- Profondeur de polymérisation jusqu'à 8 mm
- Deux batteries livrées en standard
- 200 cycles par batterie
- Temps 10 s et 20s



**Avec mode
détection de caries**





Eclairage LED

Angle 40 à 60 mm de diamètre

Température de couleur 6500° Kelvin

- Lampe frontale à éclairage LED « Lumière blanche » focalisable,
- Montée sur bandeau frontal réglable,
- Haute performance d'éclairage,
- Légère (200 grs),
- Mobilité totale de l'utilisateur grâce à une alimentation par boîtier à piles intégré sur le bandeau (3 x LR6, non fournies).

Réf : 08-778



Casque ORL focalisable avec câble fibres optiques pour source haute puissance.

- Lampe frontale sur casque ergonomique, confortable et léger,
 - Système optique performant ajustable et focalisable à double lentille.
 - Câble F.O. Ø 3,5 mm x 2 200 mm utilisable sur source haute puissance (300 Watts Xénon),
 - Poids : 300 grs,
 - Adaptateur pour source de différentes marques à ajouter,
 - Il peut être utilisé avec des sources puissantes (type Xénon 300 Watts)
- Champ d'éclairage : Ø 50 à 100 mm à 30 cm de distance,
Champ d'éclairage : Ø 90 à 160 mm à 50 cm de distance.

Réf : 08-355



Casque ORL focalisable avec câble fibres optiques pour source haute puissance

- Lampe frontale sur casque ergonomique avec double câble F.O. en Y.
 - Système optique haute performance.
 - Champ lumineux focalisable, intense et homogène.
 - Câble Ø 3,5 mm x 2,5 m, bifurcation à 0,70 m.
 - Utilisable sur source haute puissance (66 000 lux à 50 cm avec source Xénon 300 watts).
 - Adaptateur pour source de différentes marques à ajouter,
- Champ d'éclairage : Ø 6 à 60 mm à 20 cm de distance,
Champ d'éclairage : Ø 8 à 95 mm à 30 cm de distance,
Champ d'éclairage : Ø 20 à 200 mm à 60 cm de distance.

Réf : 08-585-S



Lampe LED de haute performance, lumière focalisable, puissante lumière blanche montée sur casque confortable avec une batterie Li-Ion rechargeable intégrée sur le côté du casque.

- Puissante émission de lumière blanche (6 000° Kelvin),
- Illumination intensive et homogène grâce au système LED,
- Environ 30 000 Lux à 25 cm,
- Les lentilles de focalisation de haute performance, permettent de régler la taille du spot,
- Lumière facilement ajustable grâce à son système de « bille » pour une meilleure précision du réglage,
- Batterie performante grâce à la technologie Li-Ion,
- On / Off directement sur le casque,
- Casque ergonomique avec renforcement en cuir,
- Poids faible : 350 grs (avec la batterie),
- Distance de travail : de 20 à 60 cm,
- Autonomie de la batterie : environ 3H30, Durée de charge : environ 4 Heures,
- Livré avec le chargeur,
- Puissance : 3 Watts

Réf : 08-795-S

***Lunettes loupes binoculaires galiléennes***

Forme sport ou classique, légères et confortables, support pivotant, réglage inter-pupillaire.

Verres correcteurs adaptables sur la forme classique

Lunette classique	2.5 x 340	LP-CL340
Lunette classique	2.5 x 420	LP-CL420
Lunette sport	2.5 x 340	LP-SP340
Lunette sport	2.5 x 420	LP-SP420



MEDIN

FRANCE



Cette nouvelle **lampe LED** supprime les zones d'ombres sur le champ opératoire.


La MHC650 fournit une lumière naturelle avec une performance de rendu des couleurs supérieure.

Les 9 niveaux d'intensités lumineuse (10.000 ~ 60.000 Lux) peuvent être facilement ajustées pour s'adapter à toutes les conditions de lumière ambiante souhaitées.

Caractéristiques :

- Diamètre de la coupole : 30 cm
- Intensité lumineuse : 10 000 ~ 60.000 Lux
- Réglage de la luminosité 9 niveaux, de 20 à 100 %
- Diamètre du champ lumineux : 20 cm
- Indice de rendu des couleurs : < 90 %
- Température de couleur : 5 500 K
- Source lumineuse : 6 LED
- Durée de vie de la lampe 50 000 h

Réf : MHC650



MY LIGHT L'ECLAIRAGE OPERATOIRE

Cet éclairage utilise les Leds de dernière génération qui lui permettent d'avoir un éclairage homogène, sans ombre, et sa clarté ne fatigue pas l'œil du chirurgien.

My Light ne dégage pas de chaleur, pas de rayons UVA et infrarouges.

My Light évite le durcissement des résines de polymérisation.

Chaque bloc d'éclairage est paramétrable indépendamment du bout du doigt par l'intermédiaire d'un panneau de contrôle tactile moderne,

My Light est pourvu de 3 programmes d'enregistrements paramétrables.

Alimentation	Prim 230 V - 50 Hz / sec 33 vcc
Puissance consommée	55 w
Puissance d'éclairage	130.000 lux
Variation de d'éclairage	de 10.000lux à 130.000lux
Température de la couleur	4000°k
IRC	95%
Distance de travail focalisable	70 - 160 cm à 10 cm
Poids de l'éclairage seul	5,4 kg
Poids du bras plafond	15 kg
Poids du bras mur	10,5 kg
Poignée	Amovible /Stérilisable



FIXATION MURALE
Réf : S3S-EVO-SP



FIXATION SOUS PLAFOND
Réf : S3S-EVO-SS



Réf: Fixation plafond MHC640
 Réf: Fixation mur MHC641
 Réf: Mobile MHC642
 Réf: Fixation plafond double MHC643

Alimentation	230 V - 50 Hz
Puissance d'éclairage	100.000 lux
Variation de d'éclairage	de 5.000lux à 100.000lux
Température de la couleur	3800 / 4300 / 4800 k
IRC	90
Distance de travail focalisable	70 - 160 cm
Focalisation	18 ~ 30 cm
Taille de la tête	35 cm
Nombre de led	18
Poignée	Amovible /Stérilisable



Réf: Fixation plafond MHC655
 Réf: Fixation mur MHC656
 Réf: Mobile MHC657
 Réf: Fixation plafond double MHC658

Alimentation	230 V - 50 Hz
Puissance d'éclairage	130.000 lux
Variation d'éclairage	de 40.000lux à 130.000lux
Température de la couleur	3800 / 4300 / 4800 k
IRC	95 / 96%
Distance de travail focalisable	70 - 160 cm
Focalisation	15 ~ 25 cm
Taille de la tête	44 cm
Nombre de led	42
Poignée	Amovible /Stérilisable



Les Tabourets selle

Les tabourets selle avec ou sans dossier permettent de travailler en position dynamique.

Ils sont ergonomiques et confortables.

Le positionnement des jambes forme un angle permettant au bassin de prendre une position optimale. Les parties du corps sont décontractées et plus droites améliorant ainsi la circulation du sang tout en soulageant le dos



Selle assistante 1 position

- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Base 50 cm en acier chromé
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc



Selle opérateur 2 positions

- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Réglage de l'inclinaison + 3°/-11°
- Base 60 cm en aluminium
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc
- Option: réglage de la hauteur au pied



Selle opérateur 3 positions

Dossier fixe ou suiveur pour une mobilité sans contrainte.

- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Réglage de l'inclinaison + 3°/-11°
- Dossier réglable fixe ou suiveur
- Repose pied compris
- Base 60 cm en aluminium
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc



***Tabouret rond***

- Diamètre assise : 40 cm
- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Base 50 cm en acier chromé
- Revêtement en skaï médical noir

***Tabouret rond avec dossier***

Dossier fixe ou suiveur pour une mobilité sans contrainte.

- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Réglage de l'inclinaison + 3°/-11°
- Dossier avec réglable fixe ou suiveur
- Repose pied compris
- Base 60 cm en aluminium
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc



MEDIN

FRANCE