



O R L



Compact et efficace, **PIEZOTOME® Solo M+** réunit tous les composants les plus puissants, fiables et sûrs de la gamme M+ pour une performance et efficacité maximales

Indications Cliniques

Actif sur les tissus durs tout en préservant les tissus mous.

Ostéotomies, ostéoplasties, rhinoplastie, lissage des petits os où la sécurité et la précision sont essentielles.




Kit Expert Rhinoplastie Dr Gerbault

Stérilisable Ref: F87689
Usage unique Réf: F88000

Kit Essentiel Rhinoplastie Dr Gerbault

Stérilisable Ref: F87681
Usage unique Réf: F87999



NOUVAG⁺



Le distributeur DP30 est une pompe d'infiltration universelle
Pour endoscopie des sinus : permet de nettoyer l'extrémité de l'optique et de dégager la vision.

Caractéristiques techniques

- Tension :	230 Volt 50 Hz
- Puissance de sortie :	40 VA
- Débit :	1-400 ml/min
- Dimensions :	260 X 250 X 110 mm
- Poids :	3.4 kg
Référence	4163

DP30
LIPO+
PLUS





SGR2-E (mouvement de va-et-vient 1,8 mm)

NON LUMIÈRE MODÈLE : SGR2-E RÉFÉRENCE : SH162

● Réduction 3:1 ● Couple : 12 600 balayages/min ● Bague de spray externe



SGO2-E (mouvement oscillant 17°)

NON LUMIÈRE MODÈLE : SGO2-E RÉFÉRENCE : SH164

● Réduction 3:1 ● Couple : 12 600 balayages/min ● Bague de spray externe



SGT2-E (mouvement sagittal 3°)

NON LUMIÈRE MODÈLE : SGT2-E RÉFÉRENCE : SH163

● Réduction 3:1 ● Couple : 12 600 balayages/min ● Bague de spray externe



Lames pour Mouvement de va-et-vient

MODÈLE : SGR-1

RÉFÉRENCE : Y900072

● Épaisseur de lame de 0,35 mm ● Lot de 10 lames



MODÈLE : SGR-2

RÉFÉRENCE : Y900073

● Épaisseur de lame de 0,35 mm ● Lot de 10 lames



MODÈLE : SGR-3

RÉFÉRENCE : Y900074

● Épaisseur de lame de 0,35 mm ● Lot de 10 lames



Lames pour Mouvement sagittal

MODÈLE : SGT-1

RÉFÉRENCE : Y900075

● Épaisseur de lame de 0,35 mm ● Lot de 10 lames



MODÈLE : SGT-2

RÉFÉRENCE : Y900076

● Épaisseur de lame de 0,35 mm ● Lot de 10 lames



Lames pour Mouvement oscillant

MODÈLE : SGO-1

RÉFÉRENCE : H174034

● Épaisseur de lame de 0,3 mm ● Lame unique



MODÈLE : SGO-2

RÉFÉRENCE : H174044

● Épaisseur de lame de 0,3 mm ● Lame unique



MODÈLE : SGO-3

RÉFÉRENCE : H174031

● Épaisseur de lame de 0,3 mm ● Lame unique



MODÈLE : SGO-4

RÉFÉRENCE : H174041

● Épaisseur de lame de 0,3 mm ● Lame unique



MODÈLE : SGO-5

RÉFÉRENCE : H174032

● Épaisseur de lame de 0,35 mm ● Lame unique



MODÈLE : SGO-6

RÉFÉRENCE : H174042

● Épaisseur de lame de 0,35 mm ● Lame unique





OSSEODOC - ref 1700168

Peu encombrante, robuste et stable, l'OSSEODOC pour la microchirurgie osseuse est pratique et efficace. Son moteur à accouplement ISO 3964, le standard le plus utilisé au monde, offre la possibilité d'utiliser des pièces à main, microscies et autres instruments de chirurgie. Ses touches permettent de sélectionner 4 plages de vitesses du moteur, le sens de rotation, deux options d'irrigation et 4 débits de la pompe péristaltique. La plupart de ces fonctions sont disponibles sur la pédale. Des témoins lumineux et sonores indiquent les fonctions activées.

Livré avec:

- Console de commande et de programmation
- Micromoteur BASCH + cordon
- Pompe péristaltique
- Pédale de commande Multifonctions
- Potence

Micromoteur BASCH seul	Réf :	1600076
Cordon BASCH seul	Réf :	1600342
Micromoteur BASCH + Cordon	Réf :	1700074
Pédale OSSEODOC	Réf :	1600407
Ligne d'irrigation	Réf :	MED 0300

Cassette sté micromoteur	Réf :	CSS
--------------------------	-------	-----



SURGIC PRO LED - Réf : Y1001933

Toutes les fonctions nécessaires pour des applications de chirurgie buccale et d'implantologie dans un boîtier compact et élégant.

Il inclut le système de pointe de calibrage de la pièce à main.

Le surgic Pro intègre un large éventail de réglages permettant aux cliniciens d'utiliser n'importe quelle marque d'implant.

Livré avec:


- Console de commande et de programmation
- Micromoteur SURGIC PRO + cordon
- Pompe péristaltique
- Pédale de commande Multifonctions
- Potence

SURGIC PRO non LED	Réf :	Y1001934
Micromoteur Surgic Pro LED + Cordon	Réf :	E1023
Micromoteur Surgic Pro non LED + Cordon	Réf :	E1025
Ligne d'irrigation	Réf :	32 F1201




Cassette rangement et stérilisation pour Moteur stomato Réf : CSS






105- Pièce-à-main long

ø 2.35 mm



107- Pièce-à-main extra-long

ø 2.35 mm



106- Pièce-à-main extra-long


ø 2.35 mm



108- Pièce-à-main extra-long

ø 2.35 mm


Fraises diamantées



242

70mm	106	006	007	008	010	012	014	016	018	021	023	025	027	031	035	040	045	050	060	070
95mm	107	006			010		014		018		023		027	031	035	040	045	050	060	070
125mm	108	006		008	010		014		018	021	023		027	031	035	040	045	050	060	070

Fraises carbure tungstène



HM236

70mm	106	005	008	010	012	014	016	018	021	023	027	031	035	040	045	050	060	070
95mm	107	005	008	010				018		023		031	035	040	045	050	060	070
125mm	106									023		031		040		050	060	070

Fraises acier inox




RF236

70mm	106	006	007	008	010	014	018	023	027	031	035	040	045	050	060	070
95mm	106	006		008	010	014	018	023	027	031	035	040	045	050	060	070
125mm	106	006		008	010	014	018	023	027	031	035	040	045	050	060	070


Fraises à Os LINDEMANN

Pour tout autre modèle
de fraise.
Consultez nous.




HM162

65mm	105	016
70mm	106	016




HM162A

65mm	105	016
70mm	106	016




HM166

65mm	105	021
70mm	106	021




HM166A

70mm	106	021
------	-----	-----




RF163

70mm	106	014
------	-----	-----



RF168

44.5mm	104	023
70mm	106	023



RF169

44.5mm	104	023
70mm	106	023



Abaisse-langue inox
Adulte 00 100
Enfant 00 101

Abaisse-langue inox fenêtré
00 102



Canule d'aspiration et irrigation Cône Luer

Droite		Coudée
385 005	ø 0.5 mm	386 005
385 006	ø 0.6 mm	386 006
385 007	ø 0.7 mm	386 007
385 008	ø 0.8 mm	386 008
385 009	ø 0.9 mm	386 009
385 010	ø 1.0 mm	386 010
385 012	ø 1.2 mm	386 012
385 015	ø 1.5 mm	386 015
385 018	ø 1.8 mm	386 018
385 020	ø 2.0 mm	386 020
385 025	ø 2.5 mm	386 025
385 030	ø 3.0 mm	386 030



Raccord tournant embout Luer
197 00 0060



Anneau de St Paul
198 00 0010



Anneau de Trautmann
Mousse 198 00 0020
Tranchant 198 00 0030



Manche coudé Politzer
198 00 0050



Aiguilles paracentèse Politzer
Adulte 198 00 0051
Enfant 198 00 0052
Nourisson 198 00 0053



Crochet mousse à corps étrangers Politzer
Petite Taille 198 00 0056
Moyenne Taille 198 00 0057
Grande Taille 198 00 0058



Anse de Billeau
198 00 0070




Anse de Snellen
198 38 2610



Crochet de Moulonguet -16cm
198 00 0090




Marteau à réflexes de Babinsky
198 10 0100



Miroirs Laryngiens

Tailles	Ø	Ref
00	08 mm	198 10 0008
0	10 mm	198 10 0010
1	12 mm	198 10 0012
2	14 mm	198 10 0014
3	16 mm	198 10 0016
4	18 mm	198 10 0018
5	20 mm	198 10 0020
6	22 mm	198 10 0022
7	24 mm	198 10 0024
8	26 mm	198 10 0026
9	28 mm	198 10 0028
10	30 mm	198 10 0030



Manche à vis pour miroirs laryngiens
198 10 0000



Pince de Lucae - 14 cm

Mors striés	198 00 0100
Mors à griffes 1x2	198 00 0110
Mors en cuiller	198 00 0120



Pince de Politzer - 14 cm

Otologie

Mors striés	198 00 0130
Mors striés très fins	198 00 0140
Mors à griffes 1x2	198 00 0150
Mors en cuiller	198 00 0160

Nasale

Mors striés	198 00 0170
Mors à griffes 1x2 très fine	198 00 0180



Sondes Cannelées

13.0 cm	120 11013
14,5 cm	120 11014
16.0 cm	120 11016



Porte coton auriculaire - boîte de 10

ø 1.0 mm	198 00 701
ø 1.2 mm	198 00 702

Pince Adson sans griffes

12 cm	196 17 0012
15 cm	196 17 0015



Pince Adson avec griffes

12 cm	196 17 0112
15 cm	196 17 0115



Pince Adson mors tungstène

12 cm sans griffes	196 17 0412
12 cm avec griffes	196 17 1412





Pince Halstead - Mosquito - 12 cm

Droite sans griffes	112 22012
Droite avec griffes	112 23012
Courbe sans griffes	112 22112
Courbe avec griffes	112 23112

Pince Halstead - Mosquito - 14 cm

Droite sans griffes	112 22014
Droite avec griffes	112 23014
Courbe sans griffes	112 22114
Courbe avec griffes	112 23114



Pince de KELLY - 14 cm

Droite	112 24014
Courbe	112 24114



Pince Leriche fine - 15 cm

Droite sans griffes	112 38015
Droite avec griffes	112 38215

Courbe sans griffes	112 38115
Courbe avec griffes	112 38315



Pince de KOCHER

14 cm Droite	112 32214
16 cm Droite	112 32216

14 cm Courbe	112 32314
16 cm Courbe	112 32316



Pince de PEAN

14 cm Droite	112 36814
16 cm Droite	112 36816



Pince à champ - BACKHAUS

9 cm	114 11109
11 cm	114 11111
13 cm	114 11113
15 cm	114 11115





Pince en coeur de COLLIN - 16 cm
112 37616



Pince de Chaput - 13 cm
112 37013



Pince d'ALLIS avec griffes 5x6
15 cm 164 12015
19 cm 164 12019
22 cm 164 12022
24 cm 164 12024



Pince de BENGOLEA
20 cm Droite 112 38420
26 cm Droite 112 38426
20 cm Courbe 112 38520
26 cm Courbe 112 38526



Pince de Lubet Barbon
146 16520



Ciseaux Universal - 12 cm TC
lames tungstène microdentées
108 83512



Ciseaux de Mayo - 14 cm
Droits 108 16014
Courbes 108 16114

Ciseaux de Mayo - 17cm
Droits 108 16017
Courbes 108 16117



Speculum de BOUCHERON

5 mm	144 01850
6 mm	144 01860
7 mm	144 01870
8 mm	144 01880



Speculum de Le MEE

Tailles	Ø	Ref
N°1	1 mm	01000
N°2	2 mm	01020
N°3	3 mm	01030
N°4	4 mm	01040
N°5	5 mm	01050
N°6	6 mm	01060
N°7	7,5 mm	01080



Speculum de CAUSSE

5 mm	01051
6 mm	01061
7 mm	01071
8 mm	01081



Speculum nasal de VACHER

Adulte	05015
Enfant	05016
Nourrisson	05017



Speculum nasal de DUPLAY

Adulte	05110
Enfant	05111
Nourrisson	05112



Speculum nasal de PALMER

N°1	13 mm	0513
N°2	12 mm	0512
N°3	10 mm	0510
N°4	8 mm	0508
N°5	5 mm	0505



Speculum de KILLIAN

35 mm	146 12035
50 mm	146 12050
75 mm	146 12075
90 mm	146 12090



Speculum de HARTMANN HALLE - 15 cm

Taille 1	146 10201
Taille 2	146 10202
Taille 3	146 10203



Trocard D'ALBERTINI

198 00 0200



Pince Auriculaire de HARTMANN
Droite 8 cm

Mors 8 mm striés	144 25508
Mors 11 mm striés	144 26108
Mors 11 mm griffes 1x2	144 26308



Pince Auriculaire de HARTMANN
Mors curette - 8 cm

ø 1.5 mm	144 25708
ø 2.0 mm	144 26720
ø 2.5 mm	144 26725
ø 3.0 mm	144 26730



Pince auriculaire de HARTMANN
6,5 cm

12 cm	144 24112
-------	-----------



Pince auriculaire de HOFFMANN
8 cm

ø 2 mm	199 60 6456
--------	-------------



Pince auriculaire STRUEMPEL
8 cm

Droite- mors ovales 5 x 2,5 mm	199 60 6448
--------------------------------	-------------



Canule aspiration inox 19 cm Ø 3.0 mm
196 33 3320
Canule aspiration inox 19 cm Ø 4.0 mm
196 33 3420
Canule aspiration inox 19 cm Ø 6.0 mm
196 33 3620



Canule aspiration chir inox
Frazier Ø 2.0 mm coudée
196 01 0205
Frazier Ø 3.0 mm coudée
196 01 0203
Frazier Ø 4.0 mm coudée
196 01 0204



Canule aspiration chir inox
Frazier Ø 2.0 mm droite
196 01 0202
Frazier Ø 3.0 mm droite
196 01 0200
Frazier Ø 4.0 mm droite
196 01 0201



Bistouri rond DE ROSEN
1.0 mm 144 70910
2.0 mm 144 70920
2.6 mm 144 70926
3.0 mm 144 70 930



Bistouri de PLESTER
144 70635



Faux de WULLSTEIN
144 70415
Micro faux de TABB
144 70515



Maillet chirurgical
Inox 180 gr Embouts téflon
128 08 0902



Maillet 200g - 18 cm
face inox - téflon
faces inox - téflon 132 69214



Maillet chirurgical
Inox massif
150gr 128 08 0900
260gr 128 08 0901



Micro crochet de ROSEN
tige droite

0.3 mm	25°	144 72003	0.6 mm	25°	144 72006
0.3 mm	45°	144 72203	0.6 mm	45°	144 72206
0.3 mm	90°	144 72403	0.6 mm	90°	144 72406



Micro crochet de ROSEN
tige coudée

0.3 mm	25°	144 74103	0.6 mm	25°	144 74106
0.3 mm	45°	144 74503	0.6 mm	45°	144 74506
0.3 mm	90°	144 73003	0.6 mm	90°	144 73006



Micro crochet de ROSEN tige pointue

Pointe droite pointue	144 71015
Pointe coudée pointue	144 73715
Pointe courbe mousse	144 71115
Pointe légèrement courbe pointue	144 71315
Pointe courbe pointue	144 71515
Pointe très courbe pointue	144 71615



Canule d'aspiration de MASPETIOL

Mandrin à trou

Ø 2.0 mm	196 99 0120
Ø 3.0 mm	196 99 0130
Ø 4.0 mm	196 99 0140




Canule d'aspiration de HOUSE STEKERS
avec irrigation intégrée

Ø 2.5 mm	196 99 0125
Ø 3.5 mm	196 99 0135



Canule d'aspiration de MARTIN - 10 cm


Ø 2.0 mm	196 99 0302
----------	-------------



Micro pince auriculaire
HARTMANN Fine - 8cm
Mors Striés 0,8 x 4,0 mm

Droite	144 36035
Droite	144 35040
Droite	144 35070
Coudée à gauche	144 35360
Coudée à droite	144 35560

Mors Striés 0,6 x 4,0mm - Extra Fine
Droite 144 35240



Micro pince auriculaire
HARTMANN Fine - 8cm
Mors curette 0,9 x 1,2 mm

Droite	144 36245
Coudée à gauche	144 36345
Coudée à droite	144 36545
Coudée haut	144 36750
Coudée bas	144 36950



Micro ciseaux de BELLUCCI - 8cm
Lame 0,8 x 4 mm

Droits	144 31040
Droits	144 31255
Coudés haut	144 31355
Coudés à gauche	144 31555
Coudés à droite	144 31755



Pince de DIETER
pour la tête du Marteau - 9 cm
Couplant Haut 1,3 mm 144 38501
Couplant Bas 1,3 mm 144 38502



Micro Pince TUBULAIRE

Mors striés droits	144 51000
Mors striés coudés haut	144 51100
Mors striés coudés à droite	144 51300
Mors striés coudés à gauche	144 51400
Mors griffes 1x2 droits	144 52000
Mors alligator droits	144 51500
Mors curette droits ø 1.0 mm	144 52200
Mors curette droits ø 1.5 mm	144 52800
Mors curette droits ø 2.0 mm	144 53400
Mors curette droits ø 2.5 mm	144 54000



Micro pince de MAC GEE - 8 cm
Mors striés droits 0,6 x 3,5 mm
144 37140





Curette de WILLIGER - 14 cm

00/0	2,5 / 3,0 mm	132 49600
0/1	3,0 / 3,5 mm	132 49601
1/2	3,5 / 4,0 mm	132 49602



Curette de HOUSE

1,0 / 1,2 mm	144 76201
1,5 / 1,8 mm	144 76202
2,2 / 2,5 mm	144 76203



Curette de LEMPert - 17 cm

0000	1,5 mm	132 49040
000	2,0 mm	132 49030
00	2,5 mm	132 49020
0	3,0 mm	132 49010



Curette de Fromaget - 14 cm

3 mm forme allongée 198 00 0260



Curette fine pour la caisse

2 mm	198 20 0512
3 mm	198 20 0513
4 mm	198 20 0514



Curette de LIMA

	Rigide	Malléable
3 mm	198 20 0803	198 20 0813
5 mm	198 20 0805	198 20 0815

Décolleur - 13 cm

Mousse	198 10 0300
Tranchant	198 10 0400



Décolleur de LEMPert

2 mm	Droit	144 80216
2 mm	Courbe	144 80316
3 mm	Courbe	144 80516



Burin de HAUTANT - 13 cm

1,0 mm	198 30 0010
1,5 mm	198 30 0015
2,0 mm	198 30 0020
3,0 mm	198 30 0030
4,0 mm	198 30 0040
5,0 mm	198 30 0050
6,0 mm	198 30 0060
7,0 mm	198 30 0070
8,0 mm	198 30 0080
9,0 mm	198 30 0090
10 mm	198 30 0100



Dissecteur de SEBILEAU

Courbe	
3 mm	198 20 0503
4 mm	198 20 0504
5 mm	198 20 0505



Gouge de POIRIER - 16 cm

2 mm	198 20 0702
3 mm	198 20 0703
4 mm	198 20 0704
5 mm	198 20 0705
6 mm	198 20 0706



Gouge de LECOINTRE - 16 cm

2 mm	198 20 0602
3 mm	198 20 0603
4 mm	198 20 0604
5 mm	198 20 0605



Gouge de HAUTANT - 13 cm

1,0 mm	198 20 0010
1,5 mm	198 20 0015
2,0 mm	198 20 0020
3,0 mm	198 20 0030
4,0 mm	198 20 0040
5,0 mm	198 20 0050
6,0 mm	198 20 0060
7,0 mm	198 20 0070
8,0 mm	198 20 0080
9,0 mm	198 20 0090
10 mm	198 20 0100



Rugine de LEMPERT
144 80720



Rugine de FARABEUF - 16 cm

	Droite	Courbe
4 mm	198 20 0104	198 20 0204
5 mm	198 20 0105	198 20 0205
6 mm	198 20 0106	198 20 0206
8 mm	198 20 0108	198 20 0208
10 mm	198 20 0110	198 20 0210
12 mm	198 20 0112	198 20 0212
14 mm	198 20 0114	198 20 0214



Rugine de SEBILEAU

	Demi-Courbe	Courbe
3 mm	198 20 0403	198 20 0503
4 mm	198 20 0404	198 20 0504



Rugine de HOWARTH
196 48 0172



Etau de MARTIN lisse pour l'oreille
198 00 0610



Écarteur de PLESTER - 13 cm
Semi-tranchant
2 x 2 griffes 118 65700

Écarteur de PLESTER - 11 cm
2 griffes à droite lame à gauche 118 65711
2 griffes à gauche lame à droite 118 65911



Écarteur de WEITLANER
Semi-tranchant
11 cm 2 x 3 griffes 118 65010
14 cm 3 x 4 griffes 118 65014



Écarteur de Wullstein - 13 cm
Semi-tranchant
3 x 3 griffes 118 65413



Ciseaux de STEVENS - 11 cm

Droits pointus	108 36011
Droits mousses	108 36211
Courbes pointus	108 36111
Courbes mousses	108 36311



Ciseaux de METZENBAUM droits fins

15 cm	108 28215
18 cm	108 28218

Ciseaux METZENBAUM courbes fins

15 cm	108 28315
18 cm	108 28318



Ciseaux de SPENCER - 11 cm

Droits	108 80211
--------	-----------



Ciseaux STRABISME - 11 cm

Droits	108 37011
Courbes	108 37111



Ciseaux de RAGNELL - KILNER

12 cm	108 31012
12 cm Lames Tungstène	108 31412
15 cm	108 31015
15 cm Lames Tungstène	108 31415



Ciseaux de BEUSE crantés

14 cm	Droits	108 42014
	Courbes	108 42114
18 cm	Droits	108 42018
	Courbes	108 42118



Ciseaux de FOMON - 15 cm
Coudés sur le plat 108 40315



Ciseaux de MAYO - 14 cm

Droits	108 16014
Courbes	108 16114

Ciseaux de MAYO - 17 cm

Droits	108 16017
Courbes	108 16117



Ciseaux de REYNOLDS - 15 cm
Droits 108 32015
Courbes 108 32115



Ciseaux de JOSEPH - 15 cm
Droits 108 30414
Courbes 108 30514



Ciseaux de JOST
12 cm Droits 108 30112
Courbes 108 30012
14 cm Droits crantés 108 30214
Courbes crantés 108 30314



Ciseaux de LOCKLIN - 16 cm
Angulés 108 53916



Ciseaux IRIDECTOMIE - 12 cm Micro Dentés
Droits 108 34011
Courbes 108 34111



Ciseaux de FOMON - 13 cm
Courbes sur le plat 108 40213



Ciseaux de HEYMANN
Non crantés 108 40118
Crantés 108 40119



Ciseaux de COTTLE - 16 cm
108 40516



COTTLE
Broyeur à cartilage 199 60 0600



Crochet de MILLARD - 18 mm
large à double crochets 146 55218



Crochet nasal COTTLE
16cm
199 60 7714



Crochet nasal COTTLE
14cm
199 60 7713



Gouge de WALTER
19cm
3mm 199 60 0203
4mm 199 60 0204



Ostéotome de WALTER
19cm
3mm 199 60 0303
4mm 199 60 0304
7mm 199 60 0307
9mm 199 60 0309



Burin de COTTLE
18,5cm
2mm 199 60 0312
4mm 199 60 0314
7mm 199 60 0317
9mm 199 60 0319
12mm 199 60 0322



Spéculum de COTTLE
avec fibre optique
35mm 199 60 4535
50mm 199 60 4555
75mm 199 60 4575
90mm 199 60 4590



Pince de JANSEN
19cm
199 60 7115



Ciseaux nasaux de CAPLAN 21cm
Courbes – double articulation
Lames inox 199 60 0360
Lames Tungstène 199 60 0370



Pince à cartilage de RUBIN
21 cm
Mors inox 146 25020
Mors Tungstène 146 25021



Etui de protection pour
pince de RUBIN
146 25 022



Pinces à dissection fines

sans griffes		avec griffes
110 11011	11.0 cm	110 13011
110 11013	13.0 cm	110 13013
110 11014	14.5 cm	110 13014
110 11016	16.0 cm	110 13016
110 11018	18.0 cm	110 13018
110 11020	20.0 cm	110 13020



Pince de GILLIES - 15 cm

110 27215



Pince de SEMKEN

12 cm sans griffes	110 26012
avec griffes	110 27012
15 cm sans griffes	110 26015
avec griffes	110 27015



Pince ADSON-BROWN - 12 cm

110 18812



Pince de DUFOURMENTEL 3x4 griffes

13 cm	110 15013
15 cm	110 15014



Pince de CLAQUE 4 x 5 griffes - 15 cm

110 16014



Pince de GRAEFE multigriffes - 11 cm

110 19010



Pince de Mc INDOE - 15 cm

110 25815



Pince de DE BAKLEY

Mors	1.5 mm - 2.5 mm	2.0 mm - 2.5 mm	2.7 mm
16 cm	111 30616	111 30816	111 30416
20 cm	111 30620	111 30820	111 30420



Crochet de FRAZIER
13 cm 118 21413
18 cm 118 21418



Crochet à nerf boutonné
198 40 0025



Crochet de GILLIES - 18 cm
N°1 2 mm 146 56018
N°2 3 mm 146 56218



Crochet de DUFOURMENTEL
Double mousse 198 40 0020



Crochet de COTTLE double
Pointu 198 40 0010



FOMON - 16 cm
146 55616



Spatule de FREER - 18 cm
146 41518



Spatule de KILLIAN - 22 cm
Double - Mousse et Tranchante
146 42622



KASDEN - 16,5 cm
118 24316




Rugine nasale de COTTLE - 23 cm
Extrémités légèrement courbe
et très courbe
5 mm 146 42123



Décolleur de COTTLE - 23 cm
146 42322



Elevateur de MASING 21,5cm
4,5mm 199 60 7585



14 cm

Ecarteur Dautrey universel 60/80 mm
196 10 1109
Ecarteur Dautrey universel bords droits 60/80 mm
196 10 1109S




14 cm

Ecarteur Dautrey court 40/55 mm
196 10 1109C
Ecarteur Dautrey long 50/90 mm
196 10 1109L



14 cm

Ecarteur Dautrey 60/80
avec aspiration sur le côté
Aspiration sur côté long 80mm 196 10 1300
Aspiration sur côté court 60mm 196 10 1400



Ecarteur double aile du nez
198 40 0100



Ecarteur d'Aubry en Z
196 26 0700



Ecarteur de
COTTLE-NEIVERT
20 cm
146 55920



Ecarteur de CLAQUE
Double pointu 198 40 0110
Double mousse 198 40 0111
Simple Pointu 198 40 0115
Simple mousse 198 40 0116



Ecarteur d'AUFRIEHT
Double - 13 cm
199 60 7715



Ecarteur KILNER 8cm
2 griffes
146 55510



Ecarteur d'AUFRIEHT
16 cm
Standard 146 55116
Avec lumière froide 146 55126
Avec aspiration 146 55136



Ecarteur de SENN-MILLER

Pointu 118 16017
Mousse 118 16117



Ecarteur de FINSEN

Pointu 118 61007
Mousse 118 61107



Ecarteur de FARABEUF

10 cm 196 10 0210
12 cm 196 10 0214
15 cm 196 10 0215



CONVERSE - 11 cm

Lame 12 x 40 mm
écarteur nasal 146 54105
écarteur nasal avec fibre optique 146 54125

Lame malléable inox 8/10 mm

121 17 0040

Lame malléable inox 14/16 mm

121 17 0060

Lame malléable inox 12/14 mm

121 17 0050

Lame malléable inox 16/20 mm

121 17 0070



Pince ADSON avec griffes

12 cm 196 17 0112
15 cm 196 17 0115



Pince ADSON sans griffes

12 cm 196 17 0012
15 cm 196 17 0015

Pince ADSON mors tungstène

12 cm sans griffes 196 17 0412
12 cm avec griffes 196 17 1412





Rugine OBWEGESER - 18 cm

6 mm	146 42519/6
7 mm	146 42519/7
9 mm	146 42519/9
11 mm	146 42519/11



Rugine de FARABEUF - 16 cm

	Droit	Courbe
4 mm	198 20 0104	198 20 0204
5 mm	198 20 0105	198 20 0205
6 mm	198 20 0106	198 20 0206
8 mm	198 20 0108	198 20 0208
10 mm	198 20 0110	198 20 0210
12 mm	198 20 0112	198 20 0212
14 mm	198 20 0114	198 20 0214



Rugine d' HOWARTH - 21cm

196 48 0172



Rugine double de Mc. KENTY

22cm
4mm 199 60 0224



Rugine de MOLT - 17 cm

196 46 7170



Rugine de JOSEPH - 17 cm

Demi courbe	198 20 0840
Courbe	198 20 0850



Gouge de KILLIAN

queue d'hirondelle 5 mm
146 48205



Rugine de Mc. KENTY

Très courbe 15cm
4mm 199 60 2104
5mm 199 60 2105



Ostéotome de HOKE droit 5 mm - 17 cm
132 66805



Ostéotome de Lambotte mini droit

	12,5 cm	17 cm
3 mm	132 65403	132 65503
4 mm	132 65404	132 65504
6 mm	132 65406	132 65506
8 mm	132 65408	132 65508
10 mm	132 65410	132 65510
12 mm	132 65412	132 65512
15 mm	132 65415	132 65515



Décolleur/rugine Williger - 4 mm

124 08 0290

Décolleur/rugine Williger - 6 mm

124 08 0110

Décolleur/rugine Williger - 15 mm

196 46 7200

Décolleur/rugine Williger - 20 mm

196 46 7300



Décolleur de SEGURA - 4.0 mm

Tranchant 198 10 0600

Mousse 198 10 0500



Décolleur de MOLT Fin Galbé

196 46 2619



Décolleur de BUSER

196 46 7850



Ostéotome de COTTLE droit - 18 cm

04 mm 146 45404

07 mm 146 45407

09 mm 146 45409

12 mm 146 45412



Ostéotome de COTTLE droit très fin - 18 cm

04 mm 146 46004

07 mm 146 46007

12 mm 146 46012



Ostéotome de COTTLE courbe - 18 cm

6 mm 146 45506



Burin de JOST - 5 mm à butée

Droit	146 47301
Courbe à Gauche	146 47302
Courbe à Droite	146 47303



Burin à Double épaulement de CINELLI

08 mm	146 47208
10 mm	146 47210
12 mm	146 47212
14 mm	146 47214
16 mm	146 47216



Burin de CLAQUE-SENECHAL

A butée	198 30 0120
Bout mousse	198 30 0130



Burin à ailettes de ROBIN

06/08 mm	198 30 0108
08/10 mm	198 30 0110
10/14 mm	198 30 0114
12/16 mm	198 30 0116
14/18 mm	198 30 0118



Burin de Mc INDOE

10 mm	198 30 0210
12 mm	198 30 0212
14 mm	198 30 0214
16 mm	198 30 0216



Burin de HAUTANT - 13 cm

1,0 mm	198 30 0010
1,5 mm	198 30 0015
2,0 mm	198 30 0020
3,0 mm	198 30 0030
4,0 mm	198 30 0040
5,0 mm	198 30 0050
6,0 mm	198 30 0060
7,0 mm	198 30 0070
8,0 mm	198 30 0080
9,0 mm	198 30 0090
10 mm	198 30 0100



Gouge de HAUTANT - 13 cm

1,0 mm	198 20 0010
1,5 mm	198 20 0015
2,0 mm	198 20 0020
3,0 mm	198 20 0030
4,0 mm	198 20 0040
5,0 mm	198 20 0050
6,0 mm	198 20 0060
7,0 mm	198 20 0070
8,0 mm	198 20 0080
9,0 mm	198 20 0090
10 mm	198 20 0100



Ostéotomes de RUBIN 16cm

6mm	199 60 0206
8mm	199 60 0208
10mm	199 60 0210
12mm	199 60 0212
14mm	199 60 0214
16mm	199 60 0216



Curette de MOURE - 16 cm
Droite 198 00 0300
Coudée à Droite 198 00 0310
Coudée à gauche 198 00 0320



Curette de LUC 10 mm 17 cm
Droite 198 00 0350
Coudée à Droite 198 00 0360
Coudée à gauche 198 00 0370



Curette de SEBILEAU 21 cm
Droite Courbe
5 mm 198 00 0005 198 00 0205
6 mm 198 00 0006 198 00 0206
7 mm 198 00 0007 198 00 0207



Curette de LIMA 27 cm
3 mm 198 00 0413
5 mm 198 00 0415
7 mm 198 00 0417



Rape de MATLZ 17 cm
Poussant 198 40 0230
Tirant 198 40 0240



Rape AUFRIEHT 21cm
Poussant 199 60 2902
Tirant 199 60 2903



Rape d'AUBRY - 7 mm
Tirant 198 40 0200
Poussant 198 40 0210



Rape de FOMON tungstène
3/4 146 52203
5/6 146 52505
7/8 146 52207



Rape de GLABELLA tungstène
146 50501



Rape de COOTLE
146 51821



Rape de PEET
Droite 146 50919
Courbe 146 50920



Rape de LAMONT
Gros Grain 146 53101
Grain fin 146 53103
Grain très fin 146 53102

Porte-aiguille CRILE-WOOD

mors tungstène
15 cm 124 16415
18 cm 124 16418



Porte-aiguille MAYO-HEGAR

tungstène	/	Inox
124 18414	14 cm	124 18014
124 18418	16 cm	124 18016
124 18418	18 cm	124 18018
124 18420	20 cm	124 18020



Porte-aiguille de HASLEY

mors tungstène
13 cm 196 06 0590



Porte-aiguille de RYDER

mors tungstène
13 cm 124 22413
15 cm 124 22415
18 cm 124 22418



Porte-aiguille de DOYEN

12,5 cm mors Inox 124 11012



Porte-aiguille de FINOCHIETTO

13 cm mors Inox 198 00 0500



Porte-aiguille de HOLSEN-HEGAR - 14 cm


mors tungstène	/	mors Inox
124 41414		121 41014




Porte-aiguille de GILLIES - 16 cm

mors tungstène	/	mors Inox
124 43416		124 43016





Pince gouge de LEMPert
3 mm - 16 cm
droite 132 15016
courbe 132 15116



Pince gouge mini FRIEDMANN
15 cm coudée 30°/ 3 mm
196 10 2150



Pince gouge mini FRIEDMANN
15 cm coudée 45°/ 3 mm
196 10 2145



Pince gouge mini FRIEDMANN
15 cm coudée 90°/ 3 mm
196 10 2140



Pince gouge de BOHLER
Double articulation 15 cm / 5 mm
Droite 132 21115
Courbe 132 21315




Scie d'AUBRY
A droite 146 53419
A gauche 146 53219



Pince de DUFOURMENTEL
198 50 0150



Pince de ASCH
Coudée 146 57123



Etau de JOST strié pour le nez
198 00 0600




Pince de WALSHAM
Droite 146 57223
A gauche 146 57323
A droite 146 57523



Pince de JANSEN
19 cm mors curette
146 32319



Pince de LUC fenêtrée
12 x 8 mm 146 19701
17 x 11 mm 146 19702



Décolleur aspiration de GUILLEN
198 10 0720



Pince emporte pièces de CITELLI
8 cm
1 mm 146 31110
2,5 mm 146 31125
4 mm 146 31140



Pince emporte pièces de KERRISON
9 cm
3 x 3 mm 146 30303
4 x 4 mm 146 30304
5 x 5 mm 146 30305
6 x 6 mm 146 30306



Pince de TAKAHASHI - 12 cm

Droite
Mors 2,5 mm 146 21003
Mors 4 mm 146 21004
Coudée 30°
Mors de 4 mm 146 21005



Droit

Mors 3.0 mm 146 22101
Mors 3.5 mm 146 22102
Mors 4.5 mm 146 22103
Mors 5.0 mm 146 22104
Mors 6.0 mm 146 22105

90°

Mors 3.0 mm 146 22301
Mors 3.5 mm 146 22302
Mors 4.5 mm 146 22303
Mors 5.0 mm 146 22304

Pince de BLAKESLEY-WEIL -12 cm



Micro ciseaux de BELLUCCI - 8cm
Lame 0,8 x 4 mm

Droits 144 31040
Coudés haut 144 31355
Coudés à gauche 144 31555
Coudés à droite 144 31755



Pince rétro d'OSTROEM TERRIER
10 cm - mors 2 x 8 mm

Coupe en haut 146 28008
Coupe à droite 146 28009
Coupe à gauche 146 28010



Pince nasale de STRUYCKEN
Droite 12 cm, mors de 1,0mm
146 22120



Pince nasale de WATSON-WILLIAMS
Droite 12 cm
146 22110



Rongeur de HARTMANN - 12 cm

Ø 5 mm 146 23105
 Ø 7 mm 146 23107
 Ø 9 mm 146 23109
 Ø 11 mm 146 23111



Rongeur de SCHMIEDEN - 12 cm

Mors 8 mm 146 23108



Pince nasale de WESTMACOTT
 fine - 20 cm
 199 60 7121



Pince nasale de SHEEN - KILLIAN
 17,5 cm
 199 60 7145



Appui PECTORAL
LARYNGOSCOPE en suspension
Appui complet sans spatule
196 99 0400



Spatule de FRECHE Fibrée
Adulte 190 mm 196 99 0410
Enfant 170 mm 196 99 0420
Nourrisson 150 mm 196 99 0430



Spatule de FLORANT fibrée
180 mm 196 99 0450



Spatule de PIGNAT fibrée
Adulte 196 99 0460
Enfant 196 99 0470
Nourrisson 196 99 0480




Oesophagoscope avec fibre
optique et aspiration
Enfant 30 cm - Ø 9 mm 196 99 0510
Adulte 50 cm - Ø 12 mm 196 99 0512



Hypopharyngoscope de GEHANNO
avec fibre optique et aspiration
15 cm - Ø 15 mm 196 99 0515
20 cm - Ø 15 mm 196 99 0520
Adaptable sur poignée - réf. 196 99 0600
ou système laryngoscope en suspension - réf. 196 99 0400



Hypopharyngoscope
avec fibre optique et aspiration
20 cm - Ø 10 mm 196 99 0550
25 cm - Ø 10 mm 196 99 0560



Poignée pour oesophagoscope
et hypopharyngoscope
196 99 0600

Bronchoscope avec fibre optique et aspiration
Enfant 30 cm
Ø 4.0 mm 196 99 0504
Ø 5.0 mm 196 99 0505
Ø 6.0 mm 196 99 0506
Adulte 40 cm
Ø 7.0 mm 196 99 0507
Ø 8.0 mm 196 99 0508
Ø 9.0 mm 196 99 0509



Canule aspiration Frazier

Droite		Coudée	
196 01 0202	Ø 2 mm	196 01 0205	
196 01 0200	Ø 3 mm	196 01 0203	
196 01 0201	Ø 4 mm	196 01 0204	

Canule d'aspiration à plaque
15 cm

Ø 2.0 mm	196 99 0020
Ø 3.0 mm	196 99 0030
Ø 4.0 mm	196 99 0040



Lancette coagulante

16 cm	196 99 0100
23 cm	196 99 0200

Canule aspiration coagulante
23 cm

Ø 3.0 mm	196 99 0230
Ø 4.0 mm	196 99 0240



Canule d'aspiration en S

Ø 2.5 mm	196 99 0010
Ø 3.0 mm	196 99 0011
Ø 3.5 mm	196 99 0012



Serre-noeud de BRUNNINGS

28 cm 150 25628



Anse pour BRUNNINGS sachet de 100

40 mm 150 25740
50 mm 150 25750

Serre-noeud de KRAUSS - 26 cm

146 35126

Anse pour KRAUS sachet de 12 - 0,3 m

146 35503



Serre-noeud de LERMOYER

198 10 0800

Fil pour serre-noeud LERMOYER
et VACHERRouleau de 2 m
0.4 mm 198 10 0804
0.6 mm 198 10 0806

Serre-noeud de VACHER

198 10 0900



Ouvre-bouche de DAVIS - BOYLE

Adulte complet (cadre+5 spatules) 148 31000

Cadre seul 148 31010

spatule 20x25 mm 148 31005

spatule 22x60 mm 148 31004

spatule 25x75 mm 148 31003

spatule 25x90 mm 148 31002

spatule 27x105 mm 148 31001

Les spatules adulte s'adaptent aussi sur le KILNER

Enfant complet (cadre+5 spatules) 148 30900

Cadre seul 148 30910

spatule 17x26 mm 148 30901

spatule 19x46 mm 148 30902

spatule 20x58 mm 148 30903

spatule 22x71 mm 148 30904

spatule 22x80 mm 148 30905



Ouvre-bouche de MAC-IVOR

Complet (cadre+3 spatules) 148 32000

Cadre seul 148 32010

spatule 22x70 mm 148 32003

spatule 22x85 mm 148 32002

spatule 27x95 mm 148 32001

L' Ouvre-bouche de MAC-IVOR accepte aussi les spatules de DAVIS - BOYLE et KILNER



Ouvre-Bouche de KILNER

Complet (cadre+3 spatules) 148 31500

Cadre seul 148 31510

Spatules 28x65 mm 148 31501

32x75 mm 148 31002

37x80 mm 148 31503

Les spatules s'adaptent aussi sur l'ouvre-bouche DAVIS - BOYLE



Ouvre-bouche de JENNINGS

9 cm 148 27409

11 cm 148 27411

13 cm 148 27413

15 cm 148 27415



Ouvre-bouche de DOYEN enfant

196 26 5120


Ouvre-bouche de DOYEN adulte

196 26 5140

Embout de protection silicone

(sachet de 10)

196 26 5141



Ouvre bouche abaisse langue

197 07 0000

Embout de protection silicone

(sachet de 10)

196 26 5141



Abaisse-langue de LECOUTEUR
198 40 0350



Abaisse-langue de LE MEE
avec aspiration
Adulte 198 40 0400
Enfant 198 40 0401



Abaisse-langue de CHATELIER
Spatule 20 mm 198 40 0320
Spatule 25 mm 198 40 0325
Spatule 30 mm 198 40 0330



Abaisse-langue avec aspiration
Sans panier 198 40 0410
Avec panier adulte 198 40 0420
Avec panier enfant 198 40 0430



Couteau de MOURE
Avec panier Sans panier
198 40 0510 10 mm 198 40 0610
198 40 0513 13 mm 198 40 0613
198 40 0516 16 mm 198 40 0616
198 40 0519 19 mm 198 40 0619
198 40 0521 21 mm 198 40 0621



Couteau de BECKMANN
10 mm 146 62001
13 mm 146 62002
15 mm 146 62003
17 mm 146 62004
19 mm 146 62005



Couteau de LUBET-BARBON
pour nourisson
8 mm 198 40 0708
10 mm 198 40 0710
12 mm 198 40 0712



Couteau de LERMOYER
10 mm 198 40 0700
13 mm 198 40 0713
16 mm 198 40 0716
19 mm 198 40 0719



Dilatateur de TROUSSEAU
154 11114



Dilatateur de LABORDE
154 11314



Cisaille de MOURE
198 10 0700



Canule d'OMBREDANNE

Canule complète	104 15027
Embout d'aspiration	104 15098

Adénotome de LA FORCE

Petit -	13 cm	146 64101
Moyen	18 cm	146 64102
Grand	20 cm	146 64103

Faux de RUALT - 22 cm

Pointue	198 10 0610
Mousse	198 10 0620

Spatule de HURD - 22 cm

Lisse	150 13122
Dentellée	150 13322

Spatule de CARPENTIER - 25 cm
150 13925

Peigne de JOST
198 10 0650

POUSSE FIL
199 35 0300

Curette de VOLKMANN
13 mm 132 47005
15 mm 132 47006



Tube rallonge pour Poignée universelle HUBER			
	Droite		Courbe
20 cm	152 13220		152 13120
30 cm	152 13230		
40 cm	152 13240		
50 cm	152 13250		
60 cm	152 13260		



Embout de FRAENKEL
Mors striés 152 15000



Mors curette 152 15400



Embout de SEIFFERT
Mors à griffes 152 15200



Embout de KRAUSE - mors rongeur oval
Petit 152 16401
Moyen 152 16402




Embout de BRUENINGS - mors ronds
3 mm 152 15802
4 mm 152 15803



Embout de CORDES - mors rongeur
Petit 152 17201
Moyen 152 17202



Embout de SHEINMANN - mors curette coudés
152 15500



Poignée universelle HUBER
152 13000



Pince de JURASZ
Mors mobiles supérieurs 152 11504
Mors mobiles inférieurs 152 11503
Mors mobiles à gauche 152 11502
Mors mobiles à droite 152 11501



Pince de HARTMANN emporte-pièces
Ø 05 mm 146 23505
Ø 07 mm 146 23507
Ø 09 mm 146 23509
Ø 11 mm 146 23511



Amygdalotome de SLUDER
Complet (Manche + 3 lames n°1, 2, 3) 150 27000
Lame N°1 150 27001
Lame N°2 150 27002
Lame N°3 150 27003
Manche seul 150 27100



Pince Fenêtrée - 20 cm
Droite 116 17020
Courbe 116 17120



Pince de MAGILL
Adulte 104 19025
Enfant 104 19017



Ciseaux à amygdales de BOETTCHE - 18 cm
108 43518



Ciseaux à amygdales de GOOD - 19 cm
108 43 719



Ciseaux à amygdales de PRINCE - 17 cm
108 43 917



Ciseaux de DEAN - 17cm
Lames lisses 108 42517
Lames dentellées 108 42717



Pince de BOURGEOIS
198 50 0010



Pince de NEGUS
Courbe 150 19119
Très courbe 150 19319



Pince de CHATELIER
Mors 6 mm 198 50 0006
Mors 8 mm 198 50 0008



Pince de O'SCHAUGNESSY
14 cm 198 50 0114
16 cm 198 50 0116
18 cm 198 50 0118
20 cm 198 50 0120



Pince de BLOHMKE
20 cm
150 20920



Pince de MUSEUX
8 mm Droite 170 52408
8 mm Courbe 170 52508
10 mm Droite 170 52410
10 mm Courbe 170 52510



Pince de PORTMANN
19 cm
Courbe 150 20319